



- IT** Termometro digitale no contact
- ES** Termómetro digital no contact
- EN** No contact digital thermometer
- FR** Thermomètre numérique sans contact
- DE** Ohne-Kontakt-Thermometer
- PT** Termómetro digital sem contacto
- GR** Θερμόμετρο χωρίς επαφή




2093

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'utilisation

- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών

DESCRIPTION & FONCTIONNALITÉS DES BOUTONS



1. Écran LCD
2. Bouton de conversion mode corps/mode objet
3. Bouton de réglage de l'alarme de fièvre
4. Bouton mémoire
5. Bouton de conversion °C / °F
6. Sonde
7. Bouton de mesure
8. Couvercle de la batterie

Boutons	Description de la fonction
C/F	Conversion d'unités entre °C et °F
M	Entrez en mode d'interrogation de la mémoire, appuyez sur ce bouton en continu pour interroger les dix mémoires précédentes des valeurs de température testées.
SET	Bouton de réglage de la valeur de l'alarme de fièvre, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour régler le seuil d'alarme de fièvre souhaité (37,5°C ~ 38,5°C / 99,5°F-101,3°F est la plage optionnelle)

ÉCRAN ET DES ICÔNES

Fonction	Icônes	Détails
Niveau de batterie		Visible: La batterie est suffisante. Clignote: La batterie est très faible et le thermomètre ne fonctionne plus correctement. Veuillez remplacer les piles dès que possible.
Bip / vibration		2 Bips courts: Allumez 1 Bip court: Température Normale/arrêt automatique/ changement de mode 4 Bip court: Erreur / Basse température 1 bip long, 2 bips courts: Alarme de fièvre
Mode de mesure	 	Mode corps Mode objet
Barème de lecture	°C °F	Lecture en degrés Celsius Lecture en degrés Fahrenheit
Lecture affichée		Valeur de la température
Mémoire		Valeur de la température de la dernière 10 mesures




NOTICE

Pour obtenir la température du corps humain il faut se fier à la compensation dynamique de la température ambiante et à la température de la surface du front. Pour obtenir la la température d'un objet il suffit de tester la température de surface de l'objet. La température obtenue sur le front via ce mode n'est que la température de la surface de la peau et non pas la température centrale du corps.

MESURE

Température du corps

- Appuyez sur le bouton de mesure pour allumer le thermomètre il s'affichera sur l'écran de démarrage.
- Assurez vous que le thermomètre est sur le mode "body".
- Veuillez garder une distance de 5cm à 8cm de vos sourcils supérieurs à la sonde. Appuyez sur le bouton de mesure et lorsque vous entendrez un "bip" cela signifie que la prise de mesure est terminée et que la valeur s'affichera. Si la valeur de mesure dépasse la valeur d'alarme (valeur à défaut est de 37.5°C), vous entendrez 4 bips successifs à titre indicatif.
- Après avoir mesurer, si le thermomètre est inactif pendant 10 secondes, il affichera "OFF", vous entendrez un "bip" puis il s'éteindra automatiquement.




NOTICE

Gardez le capteur et la sonde propre avant et après utilisation. Afin de garder l'exactitude de mesure, il est recommandé de commencer la prise de mesure dix minutes après avoir changé le thermomètre d'environnement. Attendez 10 minutes pour mesurer la température du corps après avoir mesuré une température très chaude ou extrêmement froide. Attendez 5 minutes pour démarrer le thermomètre quand une cible de mesure (objet ou humain) est dans un environnement avec une énorme différence de température. Le vent, l'eau, la transpiration, ou les produits cosmétique sur le front peuvent modifier la prise de mesure. Ne mesurez pas la température du corps après 30 minutes d'exercice, la sortie d'un bain ou après un repas.

Température des objets

- Appuyez sur le bouton de mesure pour allumer le thermomètre.
- Assurez vous que le thermomètre est sur le mode objet.
- Gardez une distance verticale de 5cm à 8cm entre l'objet et la sonde. Appuyez sur le bouton de mesure et lorsque vous entendrez un "bip" la prise de mesure est terminée et la valeur s'affiche.
- Après avoir mesuré, si le thermomètre est inactif pendant 10 secondes, il affichera "OFF" et vous entendrez un "bip" puis il s'éteindra automatiquement.



NOTICE

La valeur indiquée de cette manière correspond à la température de la surface de l'objet et non à la température centrale de l'objet. L'émission infrarouge est par défaut de 0.95. La lecture varie en fonction de la température réelle des différentes émissions. Par exemple, la lecture sur l'acier inoxydable sera évidemment inférieure à la température réelle. **ATTENTION DE NE PAS VOUS BRULEZ.**

Température ambiante

- Appuyez sur le bouton de mesure pour allumer le thermomètre.
- Assurez-vous que le thermomètre soit en modalité "objet".
- Appuyez sur le bouton de mesure. Quand il écoute un "bip", le mesurage est finie et la valeur se visualise.

Excédent de la valeur de mesure

Mode body: Lorsque la valeur de mesure est inférieure à 34.0°C, il s'affiche "Lo" le thermomètre fait alors 4 bips successifs. Lorsque la valeur de mesure est supérieure à 43.0°C il s'affiche "Hi" le thermomètre fait alors 4 bips successifs.

Mode objet: Lorsque la valeur de mesure est inférieure à 0°C, il s'affiche "Lo" le thermomètre fait alors 4 bips successifs. Lorsque la valeur de mesure est supérieure à 93.0°C il s'affiche "Hi" le thermomètre fait alors 4 bips successifs.




NOTICE

Lorsque la température ambiante est inférieure à 10.0°C, ou supérieure à 40.0°C, il s'affiche "Err" (fig.9.8). Alors, la mesure n'est pas possible et incorrect.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

- Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les piles usagées.
- Mettez 2 piles de type AAA alcaline puis refermez le couvercle de la batterie. Après avoir mis les deux nouvelles piles, le thermomètre fera 2 bips successifs. Si vous n'entendez pas de bip, vérifiez si le pôle positif et négatif des piles sont dans le bon sens.



ATTENTION

Si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles de la batterie. Ne pas jeter les piles dans un feu. Déposez les piles usagées dans un lieu de collecte approprié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Assurez vous que le capteur et la sonde reste toujours propres autrement cela endommagera la précision de l'appareil.
- Comment nettoyer la sonde:
 - Utilisez un coton-tige ou un chiffon doux avec de l'eau ou de l'alcool pour essuyer le boîtier.
 - Utilisez un coton-tige ou un chiffon doux avec de l'alcool pour essuyer la sonde ou nettoyez la délicatement. Ne pas utiliser le thermomètre avant que l'alcool soit vaporisé.
- Lisez le manuel avant utilisation. Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Il n'est pas recommandé de mettre le thermomètre dans un liquide ou de l'exposer aux rayons du soleil ou à de très basses températures.
- Des impacts importants sur l'appareil pourraient l'endommager.
- Ne démontez pas le thermomètre par vous même.
- Gardez le thermomètre hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le thermomètre en cas de fortes interférences magnétiques.
- Les résultats des mesures peuvent fluctuer en raison de prises de mesures inappropriées. Pratiquez des mesures adéquates afin d'améliorer vos résultats.
- Les résultats de mesure ne peuvent remplacer le diagnostic du médecin.
- Un entretien spécial n'est pas nécessaire pour ce thermomètre. Contactez directement le distributeur ou le fabricant en cas de dysfonctionnement.

DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT

Description	Solutions
Écran LCD "Lo" ou "Hi"	<p>Le vent, l'eau, la transpiration, ou les produits cosmétique sur le front peuvent modifier la prise de mesure.</p> <p>S'il y a un gros changement de la température ambiante ou si le thermomètre est utilisé directement sur une haute température ou une très basse température, la différence de mesure se produira. Le thermomètre doit être conservé dans un environnement relativement stable pendant 10 minutes pour obtenir un équilibre thermique avant de commencer une nouvelle mesure.</p> <p>Assurez vous que la distance de mesure est de 5cm à 8cm.</p>
Aucune réponse lorsque vous appuyez sur le bouton de mesure	<p>Retirez et remettez les piles</p> <p>Vérifiez si le thermomètre est en cours de configuration du menu. Si tel est le cas, le thermomètre ne peut être utilisé et il n'y aura aucune réponse.</p>
Pas d'affichage ou affichage incorrect	<p>Enlevez les piles de la batterie et remettez les</p>
Pas de bip sonore	<p>Vérifiez si le bip sonore est éteint</p>
Thermomètre inactif après mise sous tensions	<p>Vérifier le niveau de la batterie ou enlevez puis remettez les piles.</p>

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

- Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
- Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
- La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).

Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:

- Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
- Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
- Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction.
- Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
- Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service. Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia

Malta - Europe

All rights reserved
2093_21_Gen_v1.0.0

