







- IT 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno
- ES 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho
- EN 2 Thermal Gel Breast Pads
- FR 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique
- DE 2 Thermogel-Stilleinlagen



- IT Manuale di Istruzioni
- FR Manuel d'Instructions
- ES Manual de Instrucciones
- DE Bedienungsanleitung
- EN Instruction Manual





A

IT USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO
 ES USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR
 EN WARM USE TO STIMULATE THE MILK FLOW BEFORE NURSING
 FR UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER
 DE GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN
 PT USO QUENTE PARA ESTIMULAR O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO
 RO UTILIZARE LA CALD PENTRU A STIMULA FLUXUL DE LAPTE ÎNAINTE DE ALĂPTARE
 SL TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 GR ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ
 SK TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 CZ TEPLÉ POUŽÍVÁNÍ K STIMULACI TOKU MLÉKA PŘED KOJENÍM
 HU MELEGEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT A TEJ ÁRAMLÁSÁNAK SERKENTÉSÉRE SZORZATÁS ELŐTT
 BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТОПЛИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТОКА ОТ МЛЯКО ПРЕДИ КЪРМЕНЕ



IT USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO
ES USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO
EN COLD AND EXTRA COLD USE TO RELIEVE IRRITATED OR SWOLLEN BREAST
FR UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS
DE GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN
PT USO FRIO E EXTRA FRIO PARA ALIVIAR O PEITO IRRITADO OU INCHADO
RO UTILIZARE LA RECE SAU FOARTE RECE PENTRU A CALMA IRRITAȚIILE SAU
SL HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
GR ΚΡΥΑ ΚΑΙ EXTRA ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΗΞΙΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ
SK HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
CZ STUDENÉ A VELMI STUDENÉ POUŽÍVÁNÍ PRO UVOLNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ NEBO NATEČENÍ PRSOU
HU HIDEG ÉS NAGYON HIDEG HASZNÁLAT AZ IRRITÁLÓDOTT VAGY DUZZADT MELLEK
 MEGNYUGTATÁSÁRA
BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТУДЕНИ И МНОГО СТУДЕНИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАЗДРАЗНЕНИ
 ИЛИ ПОДУТИ ГЪРДИ

B



ES NUVITA 1256 - 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho

Antes de utilizar el producto por primera vez, lave la funda y séquela. Es obligatorio el uso de la funda junto con la almohadilla térmica.

Compruebe la temperatura de la almohadilla térmica con la parte posterior de la mano antes de colocarla sobre su pecho. Coloque la almohadilla térmica únicamente si la temperatura tiene el nivel de calor o frío adecuado.

(A) USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR

1. Sumerja la almohadilla térmica en un recipiente con agua tibia hasta que alcance una temperatura óptima y cómoda.
2. Seque la almohadilla térmica.
3. Introduzca la almohadilla térmica dentro de la funda.
4. Coloque la almohadilla térmica sobre el pecho.

(B) USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO

5. Coloque la almohadilla térmica en la nevera durante un mínimo de 1 hora o en el congelador durante un mínimo de 30 minutos.
6. También puede sumergir la almohadilla térmica en un recipiente con agua congelada.
7. Séquela e introduzca la almohadilla térmica en la funda.
8. Coloque la almohadilla térmica sobre el pecho.

Limpieza y guardado

Asegúrese de limpiar la almohadilla térmica con agua tibia y jabón antes de usarla por primera vez y también después de cada uso. No intente utilizar cualquier material que contenga bordes afilados o un detergente fuerte. Coloque la almohadilla térmica en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.

Pautas de seguridad y diagnóstico

- No introduzca la almohadilla térmica en el microondas. No la sobrecaliente.
- Solo para uso externo. Utilice la almohadilla térmica únicamente con la funda adjunta.
- No coloque almohadilla térmica directamente sobre la piel cuando esté congelada.
- No se debe utilizar la almohadilla térmica mientras se está extrayendo leche o dando de mamar a su bebé. No la coloque sobre la piel sensible. No la utilice con el bebé.
- Deseche la almohadilla térmica inmediatamente en el caso de encontrar alguna señal de daño.
- No se duerma utilizando la almohadilla térmica.
- Consulte a un médico con cualquier duda acerca del uso de este producto.

Contenido: 2 x almohadillas térmicas de gel, 2 x fundas

GARANTIA – CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

La garantía legal de 24 meses es invalida si:

1. El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
2. El producto ha sido modificado y/o dañado.
3. La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de las baterías).

Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:

1. Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
2. Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
3. Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
4. Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com



info@nuvitababy.com

NUVITA® is a trademark distributed by Anteprema Brands International Ltd. - Europe
All rights reserved