




- IT 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno
- ES 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho
- EN 2 Thermal Gel Breast Pads
- FR 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique
- DE 2 Thermogel-Stilleinlagen



IT Manuale di Istruzioni

FR Manuel d'Instructions





ES Manual de Instrucciones

DE Bedienungsanleitung

EN Instruction Manual





A

IT USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO
 ES USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR
 EN WARM USE TO STIMULATE THE MILK FLOW BEFORE NURSING
 FR UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER
 DE GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN
 PT USO QUENTE PARA ESTIMULAR O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO
 RO UTILIZARE LA CALD PENTRU A STIMULA FLUXUL DE LAPTE ÎNAINTE DE ALĂPTARE
 SL TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 GR ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ
 SK TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 CZ TEPLÉ POUŽÍVÁNÍ K STIMULACI TOKU MLÉKA PŘED KOJENÍM
 HU MELEGEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT A TEJ ÁRAMLÁSÁNAK SERKENTÉSÉRE SZORTATÁS ELŐTT
 BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТОПЛИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТОКА ОТ МЛЯКО ПРЕДИ КЪРМЕНЕ



IT USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO
ES USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO
EN COLD AND EXTRA COLD USE TO RELIEVE IRRITATED OR SWOLLEN BREAST
FR UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS
DE GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN
PT USO FRIO E EXTRA FRIO PARA ALIVIAR O PEITO IRRITADO OU INCHADO
RO UTILIZARE LA RECE SAU FOARTE RECE PENTRU A CALMA IRRITAȚIILE SAU
SL HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
GR ΚΡΥΑ ΚΑΙ EXTRA ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΗΞΙΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ
SK HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
CZ STUDENÉ A VELMI STUDENÉ POUŽÍVÁNÍ PRO UVOLNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ NEBO NATEČENÍ PRSOU
HU HIDEG ÉS NAGYON HIDEG HASZNÁLAT AZ IRRITÁLÓDOTT VAGY DUZZADT MELLEK
 MEGNYUGTATÁSÁRA
BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТУДЕНИ И МНОГО СТУДЕНИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАЗДРАЗНЕНИ
 ИЛИ ПОДУТИ ГЪРДИ

B



FR NUVITA 1256 - 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lavez la pochette et séchez-la. Il est obligatoire d'utiliser la pochette avec le thermopad.

Vérifiez la température du thermopad avec le dos de la main avant de l'utiliser sur le sein. N'appliquez que si la température est à une chaleur ou une fraîcheur adéquate.

(A) UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER

- 1.) Plongez le thermopad dans une baignoire d'eau chaude jusqu'à ce qu'il atteigne une température optimale et confortable.
- 2.) Essuyez le thermopad pour le sécher.
- 3.) Mettez le thermopad dans la pochette.
- 4.) Placez le thermopad contre le sein.

(B) UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS

- 5.) Mettez le thermopad au réfrigérateur pendant au moins une heure ou au congélateur pendant au moins 30 minutes.
- 6.) Vous pouvez sinon plonger le thermopad dans une baignoire d'eau glacée
- 7.) Essuyez et mettez le thermopad dans la pochette
- 8.) Placez le thermopad contre le sein

Nettoyage et rangement

Veillez à nettoyer le thermopad à l'eau chaude et au liquide vaisselle avant de l'utiliser pour la première fois et après chaque utilisation. N'essayez jamais d'utiliser d'ustensiles aux bords tranchants ou des détergents agressifs. Rangez le thermopad dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et diagnostic

- Ne pas utiliser le thermopad avec un micro-ondes. Ne pas surchauffer.
- Pour une utilisation externe uniquement. N'utiliser le thermopad qu'avec la pochette incluse.
- Ne pas placer directement le thermopad sur la peau quand il est gelé.
- Le thermopad ne doit pas être utilisé en même temps que le lait est tiré ou que l'enfant est allaité. Ne pas appliquer sur les peaux sensibles. Ne pas utiliser sur les enfants.
- Jeter le thermopad immédiatement au moindre signe de dommage.
- Ne pas s'endormir pendant l'utilisation du produit.
- Consulter un médecin pour toute demande relative à l'utilisation de ce produit.

Contenu : 2 X Thermopad au gel, 2 X Pochettes

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les

défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

1. Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
2. Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
3. La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).

Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:

1. Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
3. Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction.
4. Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
5. Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service.

Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com



info@nuvitababy.com

NUVITA® is a trademark distributed by Anteprema Brands International Ltd. - Europe
All rights reserved