








- IT 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno
- ES 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho
- EN 2 Thermal Gel Breast Pads
- FR 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique
- DE 2 Thermogel-Stilleinlagen







A

IT USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO
 ES USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR
 EN WARM USE TO STIMULATE THE MILK FLOW BEFORE NURSING
 FR UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER
 DE GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN
 PT USO QUENTE PARA ESTIMULAR O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO
 RO UTILIZARE LA CALD PENTRU A STIMULA FLUXUL DE LAPTE ÎNAINTE DE ALĂPTARE
 SL TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 GR ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ
 SK TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
 CZ TEPLÉ POUŽÍVÁNÍ K STIMULACI TOKU MLÉKA PŘED KOJENÍM
 HU MELEGEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT A TEJ ÁRAMLÁSÁNAK SERKENTÉSÉRE SZORÍTÁS ELŐTT
 BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТОПЛИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТОКА ОТ МЛЯКО ПРЕДИ КЪРМЕНЕ



IT USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO
ES USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO
EN COLD AND EXTRA COLD USE TO RELIEVE IRRITATED OR SWOLLEN BREAST
FR UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS
DE GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN
PT USO FRIO E EXTRA FRIO PARA ALIVIAR O PEITO IRRITADO OU INCHADO
RO UTILIZARE LA RECE SAU FOARTE RECE PENTRU A CALMA IRRITAȚIILE SAU
SL HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
GR ΚΡΥΑ ΚΑΙ EXTRA ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΗΞΙΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ
SK HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
CZ STUDENÉ A VELMI STUDENÉ POUŽÍVÁNÍ PRO UVOLNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ NEBO NATEČENÍ PRSOU
HU HIDEG ÉS NAGYON HIDEG HASZNÁLAT AZ IRRITÁLÓDOTT VAGY DUZZADT MELLEK MEGNYUGTATÁSÁRA
BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТУДЕНИ И МНОГО СТУДЕНИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАЗДРАЗНЕНИ ИЛИ ПОДУТИ ГЪРДИ

B



TT NUVITA 1256 - 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, lavare il manicotto e asciugarlo. È obbligatorio utilizzare il manicotto insieme al cuscinetto termico.

Controllare la temperatura del cuscinetto termico prima di applicarlo al seno testando con il dorso della mano. Applicare il cuscinetto termico solo se la temperatura ha il giusto livello di calore o di freddo.

(A) USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO

1. Mettere a bagno il cuscinetto termico in una bacinella di acqua calda fino a raggiungere una temperatura ottimale e confortevole.
2. Asciugare il cuscinetto termico con un panno.
3. Inserire il cuscinetto termico nel manicotto.
4. Posizionare il cuscinetto termico sul seno.

(B) USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO

5. Mettere il cuscinetto termico in frigorifero per almeno 1 ora o nel congelatore per almeno 30 minuti.
6. È anche possibile immergere il cuscinetto termico in una bacinella di acqua ghiacciata.
7. Asciugare il cuscinetto termico con un panno e inserirlo nel manicotto.
8. Posizionare il cuscinetto termico sul seno.

Pulizia e conservazione

Assicurarsi di pulire il cuscinetto termico con acqua calda e detersivo prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso. Non utilizzare mai materiali contenenti bordi taglienti o detersivi forti. Collocare il cuscinetto termico in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Linee guida per la sicurezza e diagnosi

- Non utilizzare il cuscinetto termico con un forno a microonde. Non surriscaldare.
- Solo per uso esterno. Utilizzare il cuscinetto termico solo con il manicotto incluso.
- Non collocare il cuscinetto termico direttamente sulla pelle quando è congelato.
- Non utilizzare mai il cuscinetto termico mentre si tira il latte o durante l'allattamento del bambino. Non applicare su pelli sensibili. Non utilizzare sui bambini.
- Smaltire immediatamente il cuscinetto termico se presenta segni di danneggiamento.
- Non addormentarsi durante l'uso.
- Consultare un medico per eventuali informazioni circa l'uso di questo prodotto.

Contenuto: 2 cuscinetti in gel termico, 2 manicotti.

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com



info@nuvitababy.com

NUVITA® is a trademark distributed by Anteprema Brands International Ltd. - Europe
All rights reserved