

nuvita

MATERNO GO

IT	Tiralatte elettrico
ES	Sacaleche eléctrico
EN	Electric breast pump
FR	Tire-Lait électrique
DE	Elektrische Milchpumpe
PT	Bomba tira-leite elétrica
GR	Ηλεκτρικό θήλαστρο
NO	Elektrisk brystpumpe
DA	Elektrisk brystpumpe
NL	Dutch: Elektrische borstkolf
ALB	Albanian: Pompë elektrike për gjirin
HU	Hungarian: Elektromos mellszívó



1282C

IT	Manuale istruzioni d'uso
ES	Manual de instrucciones de uso
EN	Instruction manual
FR	Manuel d'instructions d'utilisation
DE	Bedienungsanleitung

PT	Manual de instruções de uso
GR	Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
NO	Bruksanvisning
DA	Brugsanvisning

IT	Tiralatte elettrico	003
ES	Sacaleche eléctrico	007
EN	Electric breast pump	011
FR	Tire-Lait électrique	015
DE	Elektrische Milchpumpe	019
PT	Bomba tira-leite elétrica	023
GR	Ηλεκτρικό θήλαστρο	027
NO	Elektrisk brystpumpe	031
DA	Elektrisk brystpumpe	035
NL	Dutch: Elektrische borstkolf	039
ALB	Albanian: Pompë elektrike për gjirin	043
HU	Hungarian: Elektromos mellszívó	047
CZ	Elektrická odsávačka mateřského mléka	051
SI	Električna prsna črpalka	055
BG	Електрическа помпа за кърма	059
SK	Elektrická odsávačka materského mlieka	063
RO	Pompă electrică pentru sân	067
HR	Električna izdajalica	071
LT	Elektrinis pientraukis	075
PL	Elektryczny laktator	079
SB	Električna pumpica za izmlazavanje	083
GE	ელექტრო მკერდის ტუმბო	087
SE	Elektrisk bröstpumpe	091
FN	Sähkökäyttöinen rintapumppu	095
EST	Elektriline rinnapump	099
LV	Elektriskais krūts piena sūknis	103

Gentile Cliente, hai acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio per essere il più possibile facile da usare, ma le chiediamo di voler ancora investire una piccola quantità del suo tempo nella lettura di le istruzioni o non le sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrire. La preghiamo di conservare le manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.


PRECAUZIONI

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con la massima attenzione durante l'intero processo
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito
- Non deformare o annodare il tubo di collegamento (Contenuto della confezione n. 10) durante il processo di utilizzo
- Si prega di tenere il prodotto o le parti smontate fuori dalla portata del bambino
- Non smontare l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) per nessun motivo; deve essere riparato o sostituito dal produttore o da un professionista.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'assemblaggio e dell'uso del tiralatte elettrico, si assicuri che la confezione contenga i seguenti accessori; la preghiamo di rivolgersi al suo negoziante in caso di parti mancanti:

1. Copertura anti polvere
2. Coppa per massaggio in silicone
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti fuoriuscita in silicone
5. Coperchio anti fuoriuscita
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valvola in silicone per biberon Nuvita
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento
11. Copertura anti polvere biberon
12. Tettarella biberon
13. Anello biberon
14. Adattatore di alimentazione USB-C
15. Sacchetto in velluto (non in figura)



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Prima della pulizia e della sterilizzazione, smontare le parti che vanno a contatto con il seno ed il latte materno (a parte l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9).
- Non pulire l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) nell'acqua.
- Non sterilizzare l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) nello sterilizzatore a vapore.
- Non sterilizzare a caldo il tubo di collegamento. Solo sterilizzazione a freddo. Altrimenti pulire con acqua calda e sapone e poi risciacquare con acqua sterilizzata. (Contenuto della confezione n. 10).
- Pulire le parti immediatamente dopo ogni utilizzo per eliminare residui di latte e la formazione di batteri.
- Mettere le parti pulite su di un asciugamano pulito ed asciutto e lasciarle asciugare in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Un modello di tiralatte elettrico singolo ricaricabile per massimizzare il processo di estrazione del latte. È progettato per simulare il ritmo di suzione del bambino.

1. Questo tiralatte utilizza una tecnologia 2 fasi:
 - 1^ fase con 9 livelli di stimolazione automatici per un funzionamento di 2 minuti
 - 2^ fase con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È dotato di funzione di memoria
4. È portatile (funziona con AC / DC e batteria) è molto adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA DEL TIRALATTE

- A. Interruttore di accensione On e Off
- B. Pulsante selezione di modalità
- C. Pulsante aumento livello di aspirazione
- D. Pulsante diminuzione livello di aspirazione
- E. Indicatore modalità normale
- F. Indicatore della modalità di stimolazione
- G. Indicatore della modalità di estrazione



Livelli di frequenza di assorbimento di Nuvita 1282C:




♥ 1 da 9

Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.



💧 1 da 9

Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.

MONTAGGIO





1. Inserire la coppa per massaggio (Contenuto della confezione n. 2) in silicone nel tiralatte, come mostrato in figura.
2. Montare il silicone antigoccia (Contenuto della confezione n. 4) con il coperchio antigoccia (Contenuto della confezione n. 5) come mostrato di seguito. Puntare alla fessura scorrevole e avvitare il coperchio antigoccia come mostrato in figura.
3. Fissare la valvola di aspirazione (Contenuto della confezione n. 6) in corrispondenza dell'estremità inferiore del tiralatte. Vedere la figura seguente.
4. Collegare la parte superiore del tiralatte con il collo largo del biberon ruotando fino a chiuderlo.
5. Inserire il tubo di collegamento (Contenuto della confezione n. 10) nell'interfaccia del coperchio superiore anti-fuoriuscita. Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nella fessura di aspirazione della pompa. Fare riferimento al diagramma qui sotto. Fissare il biberon sulla sua base.



FUNZIONAMENTO

1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che le parti del tiralatte siano pulite e montate con precisione, come da istruzioni di questa guida.
2. Rilassarsi e mettersi a proprio agio stando normalmente seduti. Utilizzare un cuscinetto di gel termico o un asciugamano caldo prima di estrarre il latte.
3. Usare la mano per inserire il capezzolo al centro del tiralatte e assicurarsi che sia stretto e bloccato per garantire che non fuoriesca dell'aria.
4. Accendere, premendo a lungo il pulsante di accensione. Lo schermo della macchina si autoverifica e lampeggia. La macchina entrerà quindi in modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello 5. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.




5. In modalità estrazione, premere il tasto + o - per selezionare qualsiasi livello da L1 a L9. Questo apparecchio è dotato della funzione Memory: la prossima operazione di allattamento, ricorderà il livello precedentemente selezionato.
6. Smontare, pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per usarle successivamente.

INSTALLAZIONE DELL'ADATTATORE AC DI CORRENTE

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire la porta USB-C nell'unità di controllo e collegare l'adattatore di alimentazione CA alla presa di corrente come mostrato nello schema.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, la cifra sullo schermo (indicatore di livello) lampeggerà, indicando che la batteria deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, la linea della cifra sullo schermo si sposterà in senso orario e lampeggerà, indicando che la macchina è in modalità di ricarica come mostrato nel diagramma. Quando la macchina è completamente carica, si spegnerà automaticamente.



GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o fattura. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale è ridotta a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi non copre i danni derivanti dalla normale usura del prodotto, i danni estetici, gli accessori o i materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi. Termini e condizioni di garanzia dettagliati su www.nuvitababy.com/warranty

Estimada cliente, ha comprado uno de los sacaleches más fiables disponibles en el mercado. Hemos estudiado este dispositivo para que lo utilice de la manera más fácil, pero, me temo, que todavía tiene que dedicar una pequeña cantidad de tiempo a leer estas instrucciones o no conseguirá el 100 % de los beneficios que este producto puede proporcionarle. Guarde la guía por si necesita consultarla en el futuro. Por favor, asegúrese de tener cuatro pilas alcalinas de tamaño AA si desea utilizarlo en cualquier lugar.


PRECAUCIONES

- Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto
- Este producto solo puede ser utilizado por adultos con plena atención durante todo el proceso.
- No utilice el adaptador de corriente que no sea el suministrado.
- No deforme o anude el tubo conector (Contenido del paquete n.º 10) durante el proceso de uso.
- Por favor, ponga el producto o las partes desmontadas fuera del alcance del bebé.
- No desmonte la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) por ningún motivo. El fabricante o el profesional deberán repararla o sustituirla.

CONTENIDO

Antes de montar y utilizar el extractor de leche eléctrico, asegúrese de que en el interior del envase hay los siguientes accesorios. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con la tienda en la que lo adquirió:

1. Cubierta a prueba de polvo
2. Ventosa de silicona para realizar masajes
3. Extractor de leche
4. Silicona antiderrame
5. Cubierta antiderrame
6. Válvula de succión
7. Biberón Nuvita (150 ml.)
8. Válvula de silicona del biberón Nuvita
9. Dispositivo de bombeo del sacaleche
10. Tubo de conexión
11. Cubierta del biberón a prueba de polvo
12. Tetilla
13. Anillo del biberón
14. Adaptador de corriente USB-C
15. Bolsa de terciopelo (no se incluye en el diagrama)



INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de la limpieza y la esterilización, desmonte las partes en contacto con el pecho o la leche materna (aparte de la unidad de control del sacaleches) (Contenido del paquete n.º 9).
- No limpie la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) en el agua.
- No esterilice la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) en el esterilizador de vapor.
- No esterilice en caliente el tubo de conexión. Solo hay que esterilizar en frío. De lo contrario, limpie con agua jabonosa tibia y luego enjuague con agua estéril. (Contenido del paquete n.º 10).
- Limpie las partes inmediatamente después de cada uso para evitar el desarrollo de residuos de leche y bacterias.
- Ponga las partes limpias en un paño limpio y seco en un lugar fresco y a la sombra.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Un modelo de sacaleches eléctrico y recargable, para maximizar el proceso de extracción de leche. Está diseñado para simular el ritmo de succión del bebé.

1. Este dispositivo utiliza una tecnología de 2 fases:
 - 1.ª fase con 9 niveles automáticos de estimulación para una extracción de 2 minutos
 - 2.ª fase con 9 niveles seleccionables para una mejor extracción
2. Este dispositivo tiene un sistema de protección antirreflujo que impide que la leche materna vuelva a la unidad de control y la dañe durante el proceso de extracción de leche.
3. Su 1282C viene con función de memoria
4. Su 1282C es portátil (funciona conectado a una toma de corriente y con pilas), por lo que es adecuado para viajar y perfecto para la extracción de leche en el trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

- A. Botón de encendido y apagado
- B. Botón de cambio de modo
- C. Botón para aumentar el nivel de succión
- D. Botón para disminuir el nivel de succión
- E. Indicador de nivel
- F. Indicador del modo de estimulación
- G. Indicador del modo de expresión






Niveles de frecuencia de absorción del Nuvita 1282C:



 1 a 9 Este es el modo de estimulación con un ritmo de succión rápido y corto.

 1 a 9 Este es el modo de extracción, que imita la succión de un bebé. El ritmo de esta fase es más lento, más profundo y más largo.

ENSAMBLAJE





1. Inserte la ventosa de silicona (Contenido del paquete n.º 2) para realizar el masaje en el extractor de leche como se muestra.
2. Coloque la cubierta de silicio antiderriame (Contenido del paquete n.º 4) con la cubierta antiderriame (Contenido del paquete n.º 5) como se muestra a continuación. Apunte a la ranura deslizante y atornille la cubierta antiderriame como se muestra en la imagen.
3. Fije la válvula de succión (Contenido del paquete n.º 5) en el extremo inferior del extracto de leche. Ver la figura siguiente.
4. Para conectar la parte superior del extractor de leche con el biberón de cuello ancho, gire hasta que ajuste bien.
5. Inserte el tubo de conexión (Contenido del paquete n.º 10) en la interfaz de la tapa superior antiderriame. Introduzca el otro extremo del tubo de conexión en la ranura de succión del extractor. Observe el siguiente diagrama. Ajuste el biberón en su base.



EXTRACCIÓN

1. Por favor, lávese las manos antes de usar el producto, asegúrese de que las partes del extractor de leche estén limpias y de que estén montadas correctamente según las instrucciones de esta guía.
2. Relájase y esté a gusto mientras está sentada. Utilice una almohadilla térmica de gel o una toalla caliente antes de comenzar el proceso de extracción.
3. Utilice la mano para colocar el centro del extractor de leche en el pezón y asegúrese de que esté ajustado y que no entra ni sale aire.
4. Encienda el dispositivo y mantenga pulsado el botón de encendido. La pantalla de la máquina se autocomprobará y parpadeará. La máquina entrará entonces en modo de estimulación. El nivel predeterminado de fábrica es el nivel 5. Después de 2 minutos de estimulación, la máquina pasará automáticamente al modo de expresión. La máquina se apagará




automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.

5. En el modo de extracción, pulse el botón + o - para seleccionar cualquier nivel de L1 a L9. Este dispositivo tiene función de memoria. En la siguiente extracción de leche, recordará el nivel anterior que ha seleccionado.
6. Desmonte, limpie y esterilice las partes no electrónicos para el siguiente uso.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

IMPORTANTE: por favor, apague la máquina antes de conectarla con el adaptador.

1. Inserta el puerto USB-C en la unidad de control y conecta el adaptador de corriente CA a la toma de corriente como se muestra en el diagrama.
2. Cuando el nivel de la batería sea bajo, el dígito de la pantalla (indicador de nivel) parpadeará, lo cual indica que la batería se debe cargar.
3. Al cargar, la línea del dígito de la pantalla se moverá en el sentido de las agujas del reloj y parpadeará, lo que indica que la máquina está en modo de carga como se muestra en el diagrama. Cuando la máquina esté completamente cargada, se apagará automáticamente.



GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto cuenta con una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante recibo o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses no cubre los daños derivados del desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios ni consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). Las baterías tienen una garantía de 6 meses. Consulte los términos y condiciones detallados de la garantía en www.nuvitababy.com/warranty

Dear Customer, you bought one of the most reliable breast pumps available in the market. We studied this device to be as much user friendly as possible but, we are afraid, you still must spend a small amount of time in reading these instructions to get 100% of the benefits this product can bring you. Keep this manual for future reference.


PRECAUTIONS

- Please read the instruction manual carefully before using the product.
- This product must be used by adult only with complete attention during the entire process.
- Do not use the power adapter other than the provided.
- Do not warp or knot the connecting tube (Package Content No. 10) during the using process.
- Please put the product or dismantled parts out of baby's reach.
- Do not dismount Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in any condition; it shall be repaired or replaced by the manufacturer or professional.

PACKAGE CONTENT

Before assembly and use the electric breast pump to make sure that inside the packaging there are the following accessories, refer to your shop in case of any missing parts:

1. Dust-proof cover
2. Silicone Massage cup
3. Breast Pump Body
4. Anti-spill silicone
5. Anti-spill cover
6. Suction Valve
7. Nuvita Baby Bottle (150ml)
8. Nuvita Bottle Silicone Valve
9. Breast Pump Control Unit
10. Connection Tube
11. Dust proof feeding bottle cover
12. Bottle Teat
13. Feeding bottle ring
14. USB - C Power Adapter
15. Velvet Bag (not shown in the diagram)



INSTRUCTION FOR CLEANING

- Before cleaning and sterilization, dismount the parts in contact with the breast or breast milk (apart from Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9)).
- Do not clean the Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in the water.
- Do not sterilize the Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in the steam sterilizer.
- Do not hot sterilize the connection pipe. Cold sterilization only. Otherwise cleaning with warm soapy water and then rinse with sterile water. (Package Content No. 10).
- Clean the parts immediately after each use to avoid the residual milk and bacteria growth.
- Put the cleaned parts on the dry clean towel at the shady and cool place.

PRODUCT FEATURES

A rechargeable electric single breast pump model for maximizing milk extraction process. It's designed to simulate the suction rhythm of baby.

1. This Breast pump uses a 2 Phases Technology:
 - 1st Phase with 9 Automatic stimulation levels for 2 minutes operation.
 - 2nd Phase with 9 Selectable levels for your best Expression action
2. This device is provided with an anti-reflux protection system which prevents the breast milk to return to the control unit and damaging it during the milk extraction process.
3. Your 1282C is provided with memory function
4. Your 1282C is portable (AC/DC and Battery operated) so suitable for travelling and perfect for breast pumping activity at work.


DESCRIPTION OF PUMP CONTROL UNIT

- A. On and Off Switch button
- B. Mode Switch button
- C. Increase Suction Level button
- D. Decrease Suction Level button
- E. Level indicator
- F. Stimulation mode indicator
- G. Expression mode indicator




Frequency levels of absorption of Nuvita 1282C:

♥ 1 to 9 This is the Stimulation mode with fast and short suction rhythm.



💧 1 to 9 This is the Expression mode. This simulates the suction of a baby. The rhythm of this phase is slower, deeper and longer.



ASSEMBLY OF THE BREAST PUMP





1. Insert the silicone massage cup (Package Content No. 2) in the breast pump as shown.
2. Fit the anti-spill silicon (Package Content No. 4) with the anti-spill cover (Package Content No. 5) as shown below. Aim at the sliding slot and screw the anti-spill cover as shown in the figure.
3. Fix the suction valve (Package Content No. 6) at the lower end of the breast pump see the figure below.
4. To connect the upper part of the breast pump with the wide neck bottle rotate until it fits close.
5. Insert the connection tube (Package Content No.10) into the interface of the anti-spill upper cover. Insert the other end of the connection tube into the suction slot of the pump.



USING THE BREAST PUMP

1. Please clean hands before using the product, ensure the parts of the breast pump are cleaned and assembled accurately as per instruction in this guide.
2. Relax and be at ease while having a normal sitting posture. Use a thermal gel breast pad or a hot towel before starting the pumping process.
3. Use your hand to aim the centre of the breast pump at the nipple and ensure it is tight and lock without air getting in and out.
4. Power on, long press the power button. The screen of the machine will self-test and flicker. The machine will then enter stimulation mode. The factory default level is level 5. After 2 mins of stimulation, the machine will automatically switch to expression mode. The machine will automatically shut off after 30mins working.





5. Under the Expression mode, press the + button or – button to select any levels from L1 to L9. This device is provided with Memory function. In the next breast feeding it will recall the previous level you selected.
6. Disassemble, clean and sterilize the non electronic parts for next use.

INSTALLATION OF AC ADAPTOR

IMPORTANT: Please turn off the machine before connecting with the adaptor.

1. Insert the USB-C port into the Control Unit and insert the AC power adapter into the power socket as shown in the diagram.
2. When battery is low capacity, the digit on the screen (level indicator) will flicker, indicating that battery needs to be charged.
3. When charging, the line of the digit on the screen will move clockwise and flicker, indicating that the machine is in charging mode as shown in the diagram. When machine full charged, it will auto shut off.



WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty for manufacturing defects, starting from the date of purchase proven by receipt or invoice. In case of purchase with invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty does not include damage resulting from normal wear and tear of the product, aesthetic damage, accessories or consumables (for example batteries, heads or components subject to wear). Batteries are guaranteed for a period of 6 months. Detailed warranty terms and conditions at

www.nuvitababy.com/warranty

Cher/chère client(e), vous avez fait l'acquisition d'un tire-lait faisant partie des plus fiables actuellement sur le marché. Nous avons étudié cet appareil pour qu'il soit aussi simple à utiliser que possible, mais nous craignons que vous deviez quand même consacrer un peu de temps à lire les instructions, ou vous ne profiterez pas au mieux de ses avantages. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure. Veuillez à avoir quatre piles alcalines AA à disposition si vous souhaitez l'utiliser en déplacement.


PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser le produit
- Ce produit doit être utilisé par un adulte uniquement, avec une attention complète pendant tout le processus
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni
- Ne pas déformer ou nouer le tube de connexion (Contenu de l'emballage n° 10) pendant le processus d'utilisation
- Veuillez tenir le produit ou les pièces démontées hors de portée du bébé
- Ne démontez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n° 9) sous aucune condition ; il doit être réparé ou remplacé par le fabricant ou le professionnel.

CONTENU DU PAQUET

Avant d'assembler et d'utiliser le tire-lait électrique, veuillez vérifier que l'emballage contient les accessoires suivants. Veuillez vous adresser à votre magasin en cas de pièces manquantes.

1. Couvercle anti-poussière
2. Coussin masseur en silicone
3. Corps du tire-lait
4. Silicone anti-éclaboussures
5. Supérieur anti-éclaboussures
6. Valve d'aspiration
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valve en silicone pour biberon Nuvita
9. Unité de contrôle du tire-lait
10. Tube de connexion
11. Couvercle anti-poussière du biberon
12. Tétine du biberon
13. Bague du biberon
14. Adaptateur secteur USB-C
15. Sac en velours (non visible sur le schéma)



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Avant le nettoyage et la stérilisation, démontez les pièces en contact avec la peau ou le lait maternel (à l'exception de l'unité de commande du tire-lait) (Contenu de l'emballage n° 9).
- Ne nettoyez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n° 9) avec de l'eau.
- Ne stérilisez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n° 9) dans un stérilisateur à vapeur.
- Ne pas stériliser à chaud le tuyau de raccordement. Stérilisation à froid uniquement. Il est également possible de nettoyer à l'eau tiède savonneuse puis de rincer à l'eau stérile. (Contenu de l'emballage n° 10).
- Nettoyez les pièces immédiatement après chaque utilisation pour éviter la croissance résiduelle du lait et des bactéries.
- Placez les pièces nettoyées sur une serviette propre et sèche dans un endroit et frais et à l'abri du soleil.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Il s'agit d'un modèle de tire-lait électrique rechargeable simple., conçu pour optimiser le processus d'extraction du lait. Il est pensé pour simuler le rythme de succion du bébé.

1. Ce tire-lait utilise une technologie en 2 phases:
 - 1re Phase avec 9 niveaux de stimulation automatique pour un fonctionnement de 2 minutes
 - 2e Phase avec 9 niveaux sélectionnables pour une meilleure extraction
2. Cet appareil est doté d'un système de protection anti-reflux qui empêche le lait de retourner vers l'unité de contrôle et de l'endommager pendant le processus d'extraction
3. Votre 1282C est doté d'une fonction mémoire
4. Votre 1282C est portable (fonctionnement secteur ou à piles), donc adapté aux voyages et idéal pour tirer son lait au travail.

DESCRIPTION DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE

- A. Bouton interrupteur On et Off
- B. Bouton de changement de mode
- C. Bouton d'augmentation du niveau de succion
- D. Bouton de diminution du niveau de succion
- E. Indicateur de niveau
- F. Indicateur du mode de stimulation
- G. Indicateur de mode d'expression






Niveaux de fréquence d'aspiration du Nuvita 1282C:



♥ 1 à 9 C'est le mode de stimulation, avec un rythme d'aspiration rapide et bref.

💧 1 à 9 Il s'agit du mode Tirage. Il simule la succion d'un bébé. Le rythme de cette phase est plus lent, plus intense et plus long.

MONTAGE





1. Insérez le coussin massant en silicone (Contenu de l'emballage n° 2) dans le tire-lait comme indiqué.
2. Placer le silicone anti-fuite (Contenu de l'emballage n° 4) sur le couvercle anti-fuite (Contenu de l'emballage n° 5) comme indiqué ci-dessous. Viser la fente coulissante et visser le couvercle anti-fuite comme indiqué sur le schéma.
3. Fixez la valve d'aspiration (Contenu de l'emballage n° 6) à l'extrémité inférieure du tire-lait (voir image ci-dessous).
4. Pour fixer la partie supérieure du tire-lait au biberon à large goulot, tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.
5. Insérez le tube de connexion (Contenu de l'emballage n° 10) dans l'interface du capuchon anti-éclaboussures supérieur. Insérez l'autre extrémité du tube dans la fente d'aspiration du tire-lait. Reportez-vous au schéma ci-dessous. Fixez le biberon à sa base.



FONCTIONNEMENT

1. Veuillez vous laver les mains avant d'utiliser le produit, assurez-vous que toutes les pièces du tire-lait sont propres et correctement montées, conformément aux instructions du présent manuel.
2. Détendez-vous et asseyez-vous confortablement en position normale. Utilisez un coussinet mammaire à gel thermique ou une serviette chaude avant de démarrer le processus de pompage.
3. Utilisez votre main pour centrer le tire-lait sur le mamelon et assurez-vous qu'il est hermétiquement en place, sans passage d'air.
4. Allumez, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran de la machine effectuera un test automatique et clignotera. La machine entrera alors en mode stimulation. Le niveau d'usine par défaut est le niveau 5. Après 2 minutes de stimulation, la machine passe automatiquement en mode expression. La machine s'éteint automatiquement au bout de 30




minutes de fonctionnement.

5. En mode Tirage, appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner tout niveau de L1 à L9. Cet appareil est doté d'une fonction mémoire. À la prochaine utilisation, il reprendra le dernier niveau sélectionné.
6. Démontez, nettoyez et stérilisez les parties non électroniques en vue de la prochaine utilisation.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR

IMPORTANT: veuillez éteindre la machine avant de la connecter avec l'adaptateur.

1. Insérez le port USB-C dans l'unité de contrôle et branchez l'adaptateur secteur dans la prise électrique comme indiqué sur le schéma.
2. Lorsque la batterie est faible, le chiffre sur l'écran (indicateur de niveau) clignote, indiquant que la batterie doit être chargée.
3. Lors du chargement, la ligne du chiffre sur l'écran se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre et clignote, indiquant que la machine est en mode de chargement comme indiqué sur le schéma. Lorsque la machine est complètement chargée, elle s'éteint automatiquement.



GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat justifiée par le ticket de caisse ou la facture. En cas d'achat avec facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale du produit, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple, les piles, les têtes ou les pièces d'usure). Les piles sont garanties 6 mois. Consultez les conditions générales de garantie détaillées sur www.nuvitababy.com/warranty.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine der zuverlässigsten Milchpumpen gekauft, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben diesen Artikel benutzerfreundlich wie nur möglich gestaltet, jedoch befürchte ich, dass Sie noch kurz Zeit investieren müssen um diese Anweisung zu lesen, das Sie andernfalls nicht 100% von der Leistung, die dieser Artikel bietet, profitieren können. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für einen künftigen Zugriff an einem sicheren und trockenen Platz auf. Bitte vergewissern Sie, dass vier AA Alkalische Batterien zur Verfügung stehen, falls Sie das Gerät unterwegs benutzen möchten.


VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen mit vollständiger Aufmerksamkeit während des gesamten Prozesses verwendet werden.
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Netzteil.
- Das Verbindungsrohr (Packungsinhalt Nr. 10) während des Gebrauchs nicht verziehen oder verknoten.
- Bitte stellen Sie das Produkt oder demontierte Teile außerhalb der Reichweite des Babys.
- Nehmen Sie die Milchpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) unter keinen Umständen ab. Es muss vom Hersteller oder Fachmann repariert oder ersetzt werden.

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie die Milchpumpe montieren und nutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle unten aufgeführten Teile in der Packung enthalten sind; falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, wo Sie den Artikel erworben haben:

1. Staubschutzabdeckung
2. Silikonkissen
3. Pumpenkörper
4. Silikon Überlaufschutz
5. Überlaufschutz
6. Saugventil
7. Muttermilchbehälter Nuvita (150ml)
8. Nuvita-Flasche-Silikonventil
9. Milchpumpen-Steuereinheit
10. Anschlussschlauch
11. Staubschutzabdeckung
12. Trinksauger
13. Ring
14. Stromadapter USB-C
15. Samtbeutel (nicht auf dem Diagramm)



REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Demontieren Sie vor dem Reinigen und Sterilisieren die Teile, die mit der Brust oder der Muttermilch in Kontakt kommen (außer der Brustpumpensteuereinheit (Verpackungsinhalt Nr. 9)).
- Die Brustpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) nicht in Wasser reinigen.
- Die Brustpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) nicht im Dampfsterilisator sterilisieren.
- Das Verbindungsrohr nicht heiß sterilisieren. Nur Kaltsterilisation. Ansonsten mit warmem Seifenwasser reinigen und dann mit sterilem Wasser abspülen. (Paketinhalt Nr. 10).
- Reinigen Sie die Teile sofort nach jedem Gebrauch, um Milchreste zu entfernen und das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.
- Legen Sie die gereinigten Teile an einem schattigen und kühlen Ort auf ein sauberes, trockenes Tuch.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ein wiederaufladbares elektrisches Einzelbrustpumpenmodell, für die Maximierung des Milchgewinnungsprozesses. Es wurde entwickelt um den Saugrhythmus eines Säuglings zu simulieren.

1. Diese Milchpumpe nutzt eine 2 Phasen-Technik:
 - Erste Phase mit 9 automatischen Simulations-Levels für einen 2 minütigen Betrieb
 - Zweite Phase mit 9 wählbaren Levels für den besten Milchgewinnungsprozess
2. Dieser Artikel hat ein Anti-Reflux Schutzsystem, das den Rücklauf der Muttermilch in das Steuerungssystem verhindert und somit einer Beschädigung während dem Abpumpen vorbeugt.
3. Ihr 1282C hat eine Memory-Funktion.
4. Ihr 1282C ist tragbar (AC/DC und batteriebetrieben) und somit passend für unterwegs und perfekt für das Abpumpen der Muttermilch auf der Arbeit.

BESCHREIBUNG DER STEUEREINHEIT DER MILCHPUMPE




- A. Taste zum Ein- und Ausschalten
- B. Taste zur Modus-Änderung
- C. Taste zur Erhöhung der Saugkraft
- D. Taste zur Reduzierung der Saugkraft
- E. Level Anzeige
- F. Stimulationsmodusanzeige
- G. Pumpmodusanzeige





Absorption Frequenz Level des Nuvita 1282C:

- ♥ 1 bis 9 Dieser Stimulationsmodus hat einen schnellen und kurzen Saugrhythmus.
- 💧 1 bis 9 Dieser Expressionsmodus simuliert das Saugen eines Säuglings. Der Rhythmus ist langsamer, tiefer und länger.

MONTAGE





1. Platzieren Sie das Silikonkissen (Paketinhalt Nr. 2) wie auf der Abbildung ersichtlich in die Milchpumpe.
2. Bringen Sie das Anti-Spill-Silikon (Paketinhalt Nr. 4) wie unten gezeigt mit der Anti-Spill-Abdeckung (Paketinhalt Nr. 5) an. Zielen Sie auf den Schiebeschlitz und schrauben Sie die Anti-Spill-Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt fest.
3. Befestigen Sie das Saugventil am unteren Ende der Milchpumpe wie unten abgebildet. (Paketinhalt Nr. 6).
4. Um den oberen Teil der Milchpumpe mit dem Weithalsfläschchen zu verbinden, drehen Sie bitte so lange, bis es fest sitzt.
5. Fügen Sie den Anschlussschlauch in den oberen Überlaufschutz ein. Fügen Sie das andere Ende des Anschlussschlauches in den Saugschlitz der Pumpe. (Paketinhalt Nr. 10) Siehe Diagramm unten. Stellen Sie die Flasche auf den Standfuß.



GEBRAUCH

1. Bevor Sie die Milchpumpe gebrauchen waschen Sie bitte Ihre Hände. Vergewissern Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sauber und einwandfrei montiert sind.
2. Nehmen Sie eine entspannte Sitzposition ein. Bitte vor dem Abpumpen ein Brustpolster mit Wärmeleitgel oder ein warmes Handtuch nutzen.
3. Benutzen Sie Ihre Hand um die Milchpumpe auf Ihrem Nippel zu zentrieren und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt und somit keine Luft ein- oder austritt.
4. Einschalten, lange den Netzschalter drücken. Der Bildschirm der Maschine testet sich selbst und flackert. Das Gerät wechselt dann in den Stimulationsmodus. Die werkseitige Standardeinstellung ist Stufe 5. Nach 2 Minuten Stimulation wechselt das Gerät automatisch in den Pumpmodus. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.




5. Im Abpump-Modus, drücken Sie auf + oder – und selektieren eins von L1 bis L9. Das Gerät besitzt eine Memory-Funktion. Beim nächsten Abpumpen wird es das Level abrufen, das Sie zuvor ausgewählt hatten.
6. Demontieren, reinigen und sterilisieren die nicht-elektronischen Teile für Ihren nächsten Gebrauch.

ANSCHLUSS DES NETZTEILS

WICHTIG: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil anschließen.

1. Stecken Sie den USB-C-Anschluss in die Steuereinheit und schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Wenn der Akku schwach ist, flackert die Ziffer auf dem Bildschirm (Füllstandsanzeige) und zeigt an, dass der Akku aufgeladen werden muss.
3. Während des Ladevorgangs bewegt sich die Zeile der Ziffer auf dem Bildschirm im Uhrzeigersinn und flackert, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Lademodus befindet (siehe Abbildung). Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch aus.



GARANTIE – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg oder Rechnung). Bei Kauf mit Rechnung reduziert sich die gesetzliche Garantie auf 12 Monate. Die 24-monatige Garantie deckt keine Schäden durch normale Abnutzung, ästhetische Mängel, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Bürstenköpfe oder Verschleißteile) ab. Batterien haben eine Garantie von 6 Monaten. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.nuvitababy.com/warranty.

Caro Cliente, adquiriu uma das bombas tira-leite mais fiáveis atualmente disponíveis no mercado. Criámos este aparelho para que seja o mais fácil possível de usar, mas pedimos que invista um pouco do seu tempo na leitura das instruções, caso contrário não será possível usufruir de 100% das vantagens que este produto pode oferecer. Por favor, conserve o manual para futuras necessidades. Certifique-se de ter consigo quatro pilhas alcalinas AA para uso durante viagens.


PRECAUÇÕES

- Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto
- Este produto deve ser utilizado apenas por adultos, com máxima atenção durante todo o processo
- Não utilize um adaptador de alimentação diferente do fornecido
- Não deforme nem dê nós no tubo de ligação (Conteúdo da embalagem n.º 10) durante o uso
- Mantenha o produto ou as peças desmontadas fora do alcance das crianças
- Não desmonte a unidade de controlo da bomba tira-leite (Conteúdo da embalagem n.º 9) por nenhum motivo; deve ser reparada ou substituída pelo fabricante ou por um profissional

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes da montagem e do uso do extrator de leite elétrico, certifique-se de que a embalagem contenha os seguintes acessórios; caso falte alguma peça, entre em contato com o seu revendedor:

1. Tampa contra poeira
2. Copo de massagem em silicone
3. Corpo do extrator de leite
4. Membrana de silicone contra vazamento
5. Tampa contra vazamento
6. Válvula de aspiração
7. Biberão Nuvita (150 ml)
8. Válvula de silicone para biberão Nuvita
9. Unidade de controlo do extrator
10. Tubo de ligação
11. Tampa contra poeira do biberão
12. Tetina do biberão
13. Anel do biberão
14. Adaptador de alimentação USB-C
15. Saco de veludo (não ilustrado)



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Antes da limpeza e da esterilização, desmonte as peças que entram em contacto com o seio e o leite materno (exceto a unidade de controlo da bomba tira-leite – Conteúdo da embalagem n.º 9).
- Não lave a unidade de controlo da bomba tira-leite (Conteúdo da embalagem n.º 9) em.
- Não esterilize a unidade de controlo da bomba tira-leite (Conteúdo da embalagem n.º 9) num esterilizador a vapor.
- Não esterilize com calor o tubo de ligação. Apenas esterilização a frio. Caso contrário, lave com água quente e sabão e depois enxágue com água esterilizada (Conteúdo da embalagem n.º 10).
- Lave as peças imediatamente após cada utilização para eliminar resíduos de leite e evitar a formação de bactérias.
- Coloque as peças limpas sobre uma toalha limpa e seca e deixe-as secar num local fresco, longe da luz solar ou de fontes de calor.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Um modelo de bomba tira-leite elétrica simples recarregável para maximizar o processo de extração do leite. Foi projetado para simular o ritmo de sucção do bebê.

1. Esta bomba tira-leite utiliza tecnologia de 2 fases:
 - 1ª fase com 9 níveis de estimulação automática para funcionamento de 2 minutos
 - 2ª fase com 9 níveis selecionáveis para melhor desempenho na extração
2. Este dispositivo possui um sistema de proteção anti-retorno que impede o leite materno de voltar para a unidade de controlo e danificá-la durante o processo de extração
3. Está equipado com função de memória
4. É portátil (funciona com AC / DC e bateria), sendo muito adequado para uso em viagens e ideal para extrair leite no local de trabalho

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO DA BOMBA TIRA-LEITE

- A. Interruptor liga/desliga
- B. Botão de seleção de modo
- C. Botão para aumentar o nível de sucção
- D. Botão para diminuir o nível de sucção
- E. Indicador de modo normal
- F. Indicador do modo de estimulação
- G. Indicador do modo de extração






Níveis de frequência de sucção do Nuvita 1282C:



♥ 1 da 9 Este é o modo de estimulação com ritmo de sucção rápido e curto.

💧 1 da 9 Este é o modo de extração. Simula a sucção do bebê. O ritmo desta fase é mais lento, mais profundo e mais prolongado.

MONTAGEM





1. Insira a copa de massagem (Conteúdo da embalagem n.º 2) de silicone no extrator de leite, conforme mostrado na figura.
2. Monte a membrana antigotejamento (Conteúdo da embalagem n.º 4) com a tampa antigotejamento (Conteúdo da embalagem n.º 5) conforme ilustrado abaixo. Aponte para a ranhura deslizante e enrosque a tampa como mostrado na figura.
3. Fixe a válvula de aspiração (Conteúdo da embalagem n.º 6) na extremidade inferior do extrator de leite. Veja a figura seguinte.
4. Conecte a parte superior do extrator de leite ao gargalo largo do biberão, girando até fechar.
5. Insira o tubo de ligação (Conteúdo da embalagem n.º 10) na interface da tampa superior anti-vazamento. Insira a outra extremidade do tubo na ranhura de aspiração da bomba. Consulte o diagrama abaixo. Fixe o biberão na sua base.



FUNCIONAMENTO

1. Lave bem as mãos antes de utilizar o produto. Certifique-se de que todas as partes da bomba tira-leite estão limpas e montadas corretamente, conforme as instruções deste manual.
2. Relaxe e fique confortável sentado. Utilize uma almofada térmica de gel ou uma toalha quente antes de iniciar a extração do leite.
3. Use a mão para posicionar o mamilo no centro da bomba tira-leite e certifique-se de que está bem ajustado e fixado para evitar a saída de ar.
4. Ligue o aparelho pressionando longamente o botão de ligar. O ecrã irá realizar uma verificação automática e piscar. A máquina entrará no modo de estimulação. O nível padrão de fábrica é o nível 5. Após 2 minutos de estimulação, a máquina passará automaticamente para o modo de extração. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 minutos de funcionamento.




5. No modo de extração, pressione o botão + ou - para selecionar qualquer nível de 1 a 9. Este aparelho possui a função Memory: na próxima utilização, lembrará o nível selecionado anteriormente.
6. Desmonte, limpe e esterilize as partes não eletrônicas para usá-las novamente.

INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR DE CORRENTE AC

IMPORTANTE: desligue a máquina antes de conectá-la ao adaptador.

1. alimentação CA à tomada elétrica, conforme mostrado no diagrama.
2. Quando a capacidade da bateria estiver baixa, o número no ecrã (indicador de nível) piscará, indicando que a bateria precisa ser carregada.
3. Durante o carregamento, a linha do número no ecrã mover-se-á no sentido horário e piscará, indicando que o aparelho está em modo de carregamento, conforme mostrado no diagrama. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, desligar-se-á automaticamente.



GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto tem uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra comprovada por fatura ou recibo. Em caso de compra com fatura, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses não cobre danos resultantes do desgaste normal do produto, danos estéticos, acessórios ou consumíveis (por exemplo, baterias, cabeças ou componentes sujeitos a desgaste). As baterias têm uma garantia de 6 meses. Consulte os termos e condições detalhados da garantia em

www.nuvitababy.com/warranty.

Αγαπητέ πελάτη, έχετε αγοράσει ένα από τα πιο αξιόπιστα θήλαστρα που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δημιουργήσαμε αυτήν τη συσκευή ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη στη χρήση, αλλά σας ζητούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση των οδηγιών, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατό να απολαύσετε το 100% των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική ανάγκη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες AA για χρήση κατά τη διάρκεια.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες με τη μέγιστη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό τροφοδοτικό από αυτό που παρέχεται
- Μην παραμορφώνετε ή δένετε τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 10) κατά τη χρήση
- Κρατήστε το προϊόν ή τα αποσυναρμολογημένα μέρη μακριά από παιδιά
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα ελέγχου του θήλαστρου (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 9) για κανέναν λόγο· πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή από επαγγελματία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση του ηλεκτρικού θήλαστρου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω εξαρτήματα· σε περίπτωση έλλειψης κάποιου μέρους, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή σας:

1. Κάλυμμα κατά της σκόνης
2. Κύπελλο μασάζ από σιλικόνη
3. Σώμα θήλαστρου
4. Μεμβράνη κατά της διαρροής από
5. Καπάκι κατά της διαρροής
6. Βαλβίδα αναρρόφησης
7. Μπιμπερό Nuvita (150 ml)
8. Βαλβίδα σιλικόνης για το μπιμπερό Nuvita
9. Μονάδα ελέγχου θήλαστρου
10. Σωλήνας σύνδεσης
11. Κάλυμμα κατά της σκόνης για το
12. Θηλή μπιμπερό
13. Δακτύλιος μπιμπερό
14. Τροφοδοτικό USB-C
15. Σακουλάκι από βελούδο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Πριν από τον καθαρισμό και την αποστείρωση, αποσυναρμολογήστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το στήθος και το μητρικό γάλα (εκτός από τη μονάδα ελέγχου του θήλαστρου – Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 9).
- Μην καθαρίζετε τη μονάδα ελέγχου του θήλαστρου (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 9) με.
- Μην αποστειρώνετε τη μονάδα ελέγχου του θήλαστρου (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 9) σε ατμοαποστειρωτή.
- Μην αποστειρώνετε με θερμότητα τον σωλήνα σύνδεσης. Μόνο αποστείρωση με κρύο. Διαφορετικά, πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με αποστειρωμένο νερό (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 10).
- Καθαρίστε τα μέρη αμέσως μετά από κάθε χρήση για να απομακρύνετε υπολείμματα γάλακτος και να αποτρέψετε τον σχηματισμό βακτηρίων.
- Τοποθετήστε τα καθαρά μέρη πάνω σε καθαρή και στεγνή πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν σε δροσερό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ένα μοντέλο ηλεκτρικού, επαναφορτιζόμενου μονής αντλίας θηλασμού που μεγιστοποιεί τη διαδικασία άντλησης του γάλακτος. Έχει σχεδιαστεί για να προσομοιώνει τον ρυθμό θηλασμού.

1. Αυτή η αντλία θηλασμού χρησιμοποιεί τεχνολογία 2 φάσεων:
 - 1η φάση με 9 αυτόματα επίπεδα διέγερσης για λειτουργία 2 λεπτών
 - 2η φάση με 9 επιλέξιμα επίπεδα για καλύτερη απόδοση άντλησης
2. Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της επιστροφής του γάλακτος, το οποίο αποτρέπει το μητρικό γάλα από το να επιστρέψει στη μονάδα και να την καταστρέψει κατά τη διάρκεια της άντλησης
3. Διαθέτει λειτουργία μνήμης
4. Είναι φορητή (λειτουργεί με AC / DC και μπαταρία), πολύ κατάλληλη για χρήση κατά τη διάρκεια ταξιδιών και ιδανική για άντληση στο χώρο εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

- A. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- B. Κουμπί επιλογής λειτουργίας
- C. Κουμπί αύξησης του επιπέδου αναρρόφησης
- D. Κουμπί μείωσης του επιπέδου αναρρόφησης
- E. Ένδειξη κανονικής λειτουργίας
- F. Ένδειξη λειτουργίας διέγερσης
- G. Ένδειξη λειτουργίας άντλησης






Επίπεδα συχνότητας αναρρόφησης του Nuvita 1282C:



♥ 1 da 9 Αυτή είναι η λειτουργία διέγερσης με γρήγορο και σύντομο ρυθμό αναρρόφησης.

💧 1 da 9 Αυτή είναι η λειτουργία άντλησης. Προσομοιώνει το θηλασμό του μωρού. Ο ρυθμός αυτής της φάσης είναι πιο αργός, πιο βαθύς και πιο παρατεταμένος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ





1. Τοποθετήστε το κύπελλο μασάζ (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 2) από σιλικόνη στο θήλαστρο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Συναρμολογήστε τη μεμβράνη κατά της διαρροής (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 4) με το καπάκι κατά της διαρροής (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 5) όπως φαίνεται παρακάτω. Στρέψτε προς την ολισθαίνουσα εγκοπή και βιδώστε το καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Στερεώστε τη βαλβίδα αναρρόφησης (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 6) στην κάτω άκρη του θήλαστρου. Δείτε την
4. Συνδέστε το πάνω μέρος του θήλαστρου με τον φαρδύ λαιμό του μπιμπερό, περιστρέφοντας μέχρι να ασφαλίσει.
5. Τοποθετήστε τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο συσκευασίας αριθ. 10) στη διεπαφή του πάνω καπακιού κατά της διαρροής. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην εγκοπή αναρρόφησης της αντλίας. Ανατρέξτε στο διάγραμμα παρακάτω. Στερεώστε το μπιμπερό στη βάση του.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πλύνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του θήλαστρου είναι καθαρά και συναρμολογημένα σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του οδηγού.
2. Χαλαρώστε και καθίστε άνετα. Χρησιμοποιήστε ένα θερμαντικό επίθεμα γέλης ή μια ζεστή πετσέτα πριν την άντληση του γάλακτος.
3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να τοποθετήσετε τη θηλή στο κέντρο του θήλαστρου και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά και είναι σταθερό ώστε να μην διαφεύγει αέρας.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Η οθόνη της συσκευής θα κάνει αυτόματο έλεγχο και θα αναβοσβήσει. Η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία διέγερσης. Το προεπιλεγμένο εργοστασιακό επίπεδο είναι το επίπεδο 5. Μετά από 2 λεπτά διέγερσης, η συσκευή θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία άντλησης. Η συσκευή θα




απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.

5. Στη λειτουργία άντλησης, πατήστε το κουμπί + ή - για να επιλέξετε οποιοδήποτε επίπεδο από 1 έως 9. Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης: στην επόμενη χρήση θα θυμάται το προηγούμενως επιλεγμένο επίπεδο.
6. Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και αποστειρώστε τα μη ηλεκτρονικά μέρη για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη συνδέσετε με το τροφοδοτικό.

1. Συνδέστε την υποδοχή USB-C στη μονάδα ελέγχου και το τροφοδοτικό AC στην πρίζα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2. Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο αριθμός στην οθόνη (ένδειξη επιπέδου) θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η γραμμή του αριθμού στην οθόνη θα κινείται δεξιόστροφα και θα αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία φόρτισης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 24μηνιαία εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς και αποδεικνύεται με απόδειξη ή τιμολόγιο. Σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση μειώνεται σε 12 μήνες. Η 24μηνιαία εγγύηση δεν περιλαμβάνει ζημιές που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του προϊόντος, αισθητικές ζημιές, αξεσουάρ ή αναλώσιμα (για παράδειγμα μπαταρίες, κεφαλές ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά). Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 6 μηνών. Λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις εγγύησης στο www.nuvitababy.com/warranty

Kjære kunde, du har kjøpt en av de mest pålitelige brystpumpene på markedet. Vi har utviklet denne enheten for å være så brukervennlig som mulig, men vi er redd du likevel må bruke litt tid på å lese gjennom denne bruksanvisningen for å få fullt utbytte av fordelene dette produktet kan gi deg. Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.


FORHOLDSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk.
- Dette produktet må kun brukes av voksne, som må være fullt oppmerksomme under hele prosessen.
- Ikke bruk andre strømadaptere enn den som følger med.
- Ikke vrid eller knyt sammenkoblingsslangen (pakkeinnhold nr. 10) under bruk.
- Vennligst oppbevar produktet eller demonterte deler utilgjengelig for barn.
- Du må under ingen omstendigheter demontere brystpumpens kontrollenhet (pakkeinnhold nr. 9); den skal repareres eller skiftes ut av produsenten eller en fagperson.

INNHold I PAKKEN

Før du monterer og tar i bruk den elektriske brystpumpen, må du kontrollere at følgende tilbehør finnes i emballasjen. Ta kontakt med forhandleren dersom det mangler deler:

1. Støvtett deksel
2. Massasjekopp i silikon
3. Brystpumpehus
4. Silikon som hindrer søl
5. Sølbeskyttelsesdeksel
6. Sugventil
7. Nuvita babyflaske (150 ml)
8. Nuvita-flaske med silikonventil
9. Kontrollenhet for brystpumpe
10. Koblingsrør
11. Støvtett deksel til flaske
12. Flaskeventil
13. Ring til flaske
14. USB-C-strømadapter
15. Fløysveske (ikke vist på tegningen)



RENGJØRINGSANVISNING

- Før rengjøring og sterilisering må du demontere delene som kommer i kontakt med brystet eller morsmelken (med unntak av brystpumpens kontrollenhet (pakkeinnhold nr. 9)).
- Ikke rengjør brystpumpens kontrollenhet (pakkeinnhold nr. 9) i vann.
- Ikke steriliser brystpumpens kontrollenhet (pakkeinnhold nr. 9) i dampsterilisatoren.
- Ikke steriliser tilkoblingsrøret ved hjelp av varm sterilisering. Kun kald sterilisering. Ellers rengjøres det med varmt såpevann og skylles deretter med sterilt vann. (Innhold i pakke nr. 10).
- Rengjør delene umiddelbart etter hver bruk for å unngå melkerester og bakterievekst.
- Legg de rensede delene på et tørt, rent håndkle på et skyggefullt og kjølig sted.


PRODUKTFUNKSJONER

En oppladbar elektrisk brystpumpe for én bryst for å optimalisere melkeutpumping. Den er utviklet for å etterligne babyens sugerytme.

1. Denne brystpumpen bruker en tofaseteknologi:
 - Fase 1 med 9 automatiske stimuleringsnivåer i 2 minutter.
 - 2. fase med 9 valgbare nivåer for optimal bevegelse
2. Denne enheten er utstyrt med et system som hindrer tilbakeslag, slik at morsmelken ikke strømmer tilbake til kontrollenheten og skader den under melkeprosessen.
3. Din 1282C er utstyrt med minnefunksjon
4. 1282C-modellen er bærbar (kan drives med strøm fra stikkontakt eller batteri) og egner seg derfor godt til reiser og er perfekt for å pumpe brystmelk på jobben.

BESKRIVELSE AV PUMPCONTROL-ENHETEN

- A. Av/på-knapp
- B. Knapp for valg av modus
- C. Knapp for å øke sugeeffekten
- D. Knapp for å redusere sugekraften
- E. Nivåindikator
- F. Indikator for stimuleringsmodus
- G. Indikator for uttrykksmodus






Absorpsjonsfrekvenser for Nuvita 1282C:



♥ 1til 9 Dette er stimuleringsmodus med rask og kort sugefrekvens.

💧 1til 9 Dette er uttrykksmodus. Denne simulerer sugebevegelesene til en baby. Rytmen i denne fasen er langsommere, dypere og lengre.

MONTERING AV BRYSTPUMPEN





1. Sett silikonmassasjekoppen (pakkeinnhold nr. 2) inn i brystpumpen som vist.
2. Monter silikonpakningen (pakkeinnhold nr. 4) sammen med dekselet (pakkeinnhold nr. 5) som vist nedenfor. Rett den mot glidesporet og skru fast dekselet som vist på figuren.
3. Fest sugeventilen (pakkeinnhold nr. 6) på den nedre enden av brystpumpen – se figuren nedenfor.
4. For å koble den øvre delen av brystpumpen til flasken med bred hals, vri den til den sitter godt fast.
5. Sett tilkoblingsslangen (pakkeinnhold nr. 10) inn i grensesnittet på det øvre lokket som hindrer søl. Sett den andre enden av tilkoblingsslangen inn i pumpens sugeåpning.



BRUK AV BRYSTPUMPEN

1. Vennligst vask hendene før du tar i bruk produktet, og sørg for at delene til brystpumpen er rene og montert riktig i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.
2. Slapp av og sett deg komfortabelt i en naturlig sittestilling. Bruk et brystinnlegg med termisk gel eller et varmt håndkle før du begynner å pumpe.
3. Rett brystpumpens midtpunkt mot brystvorten med hånden, og sørg for at den sitter tett og er låst, slik at det ikke kommer luft inn eller ut.
4. Slå på maskinen ved å trykke lenge på strømknappen. Skjermen på maskinen vil gjennomføre en selvtest og flimre. Maskinen går deretter over i stimuleringsmodus. Standardinnstillingen fra fabrikken er nivå 5. Etter 2 minutters stimulering vil maskinen automatisk gå over til utpumpningsmodus. Maskinen slås automatisk av etter 30 minutters drift.





5. I uttrykksmodus trykker du på +- eller --knappen for å velge et nivå mellom L1 og L9. Enheten har en minnefunksjon. Ved neste amming vil den gjenoppta det nivået du valgte sist.
6. Demonter, rengjør og steriliser de ikke-elektroniske delene til neste gang de skal brukes.

MONTERING AV STRØMADAPTER

VIKTIG: Slå av maskinen før du kobler til adapteren.

1. Koble USB-C-kabelen til kontrollenheten og sett strømadapteren i stikkontakten slik det er vist på illustrasjonen.
2. Når batteriet har lav kapasitet, vil tallet på skjermen (nivåindikatoren) blinke, noe som indikerer at batteriet må lades.
3. Under lading vil sifferlinjen på skjermen bevege seg med klokken og blinke, noe som indikerer at maskinen er i lademodus, som vist på diagrammet. Når maskinen er fulladet, slås den automatisk av.



GARANTI – VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet er dekket av en 24-måneders garanti mot produksjonsfeil, regnet fra kjøpsdatoen som fremgår av kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. Den 24-måneders garantien omfatter ikke skader som skyldes normal slitasje på produktet, kosmetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (for eksempel batterier, hoder eller komponenter som er utsatt for slitasje). Batterier har en garanti på 6 måneder. Detaljerte garantivilkår finnes på

www.nuvitababy.com/warranty

Kære kunde, du har købt en af de mest pålidelige brystpumper på markedet. Vi har udviklet denne enhed, så den er så brugervenlig som muligt, men vi er bange for, at du alligevel bliver nødt til at bruge lidt tid på at læse denne vejledning for at få det fulde udbytte af produktet. Gem denne vejledning til senere brug.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager produktet i brug.
- Dette produkt må kun anvendes af voksne, som skal være fuldt opmærksomme under hele processen.
- Brug ikke andre strømadaptere end den medfølgende.
- Undgå at vride eller knytte forbindelsesslangen (pakkens indhold nr. 10) under brug.
- Sørg for at opbevare produktet eller de afmonterede dele uden for barnets rækkevidde.
- Brystpumpens kontrolenhed (pakkens indhold nr. 9) må under ingen omstændigheder skilles ad; den skal repareres eller udskiftes af producenten eller en fagmand.

INDHOLD I PAKKEN

Inden du samler og tager den elektriske brystpumpe i brug, skal du kontrollere, at følgende tilbehør er med i pakken. Kontakt forhandleren, hvis der mangler dele:

1. Støvtæt betræk
2. Massagekop af silikone
3. Brystpumpehus
4. Silikone, der forhindrer spild
5. Spildbeskyttelsesdæksel
6. Sugeventil
7. Nuvita-sutteflaske (150 ml)
8. Nuvita-flaske med silikoneventil
9. Styreenhed til brystpumpe
10. Forbindelsesor
11. Støvtæt flaskeovertræk
12. Sut
13. Ring til sutteflaske
14. USB-C-strømadapter
15. Fløjlspose (ikke vist på tegningen)



RENGØRINGSVEJLEDNING

- Før rengøring og sterilisering skal du afmontere de dele, der kommer i kontakt med brystet eller modernælden (undtagen brystpumpens kontrolenhed (pakkens indhold nr. 9)).
- Brystpumpens kontrolenhed (pakkens indhold nr. 9) må ikke rengøres i vand.
- Brystpumpe-kontrolenheden (pakkens indhold nr. 9) må ikke steriliseres i dampsterilisatoren.
- Tilslutningsrøret må ikke sterilisere ved høj temperatur. Kun koldsterilisering. Ellers rengøres det med lunkent sæbevand og skylles derefter med sterilt vand. (Indhold i pakke nr. 10).
- Rengør delene straks efter hver brug for at undgå mælkerester og bakterievækst.
- Læg de rensede dele på et tørt, rent håndklæde et skyggefuldt og køligt sted.


PRODUKTETS EGENSKABER

En genopladelig elektrisk brystpumpe til én bryst, der er udviklet til at optimere mælkeudpumpningen. Den er designet til at efterligne babyens sugetakt.

1. Denne brystpumpe anvender en 2-trins-teknologi:
 - 1. fase med 9 automatiske stimuleringsniveauer i 2 minutter.
 - 2. fase med 9 valgbare niveauer, så du får den bedste udtryksfulde bevægelse
2. Denne enhed er udstyret med et system, der forhindrer modernælden i at løbe tilbage til kontrolenheden og beskadige den under mælkeudpumpningen.
3. Din 1282C er udstyret med en hukommelsesfunktion
4. Din 1282C er bærbar (kan tilsluttes lysnettet eller køre på batteri) og er derfor velegnet til rejser og perfekt til at pumpe brystmælk på arbejdspladsen.

BESKRIVELSE AF PUMPCONTROL-ENHEDEN




- A. Tænd/sluk-knap
- B. Knappen til valg af tilstand
- C. Knappen til forøgelse af sugeeffekten
- D. Knappen til at sænke sugeeffekten
- E. Niveauindikator
- F. Indikator for stimuleringsfunktion
- G. Indikator for udtryksfunktion





Absorptionsfrekvenser for Nuvita 1282C:

-  **1til 9** Dette er stimuleringsfunktionen med en hurtig og kort sugefrekvens.
-  **1til 9** Dette er udtryksfunktionen. Den simulerer et spædbarns sugning. Rytmen i denne fase er langsommere, dybere og længere.

MONTERING AF BRYSTPUMPEN





1. Sæt silikonemassagekoppen (pakkens indhold nr. 2) i brystpumpen som vist.
2. Monter silikonet til spildbeskyttelse (pakkens indhold nr. 4) sammen med dækslet til spildbeskyttelse (pakkens indhold nr. 5) som vist nedenfor. Sæt det ind i glidesporet, og skru dækslet til spildbeskyttelse fast som vist på figuren.
3. Monter sugeventilen (pakkens indhold nr. 6) i den nederste ende af brystpumpen – se figuren nedenfor.
4. For at sætte den øverste del af brystpumpen på flasken med den brede hals skal du dreje den, indtil den sidder tæt.
5. Sæt tilslutningsslangen (pakkens indhold nr. 10) i åbningen på det spildsikre topdæksel. Sæt den anden ende af tilslutningsslangen i pumpens sugeåbning.



BRUG AF BRYSTPUMPEN

1. Vask hænderne, inden du tager produktet i brug, og sørg for, at brystpumpens dele er rengjort og samlet korrekt i henhold til vejledningen heri.
2. Slap af og sæt dig godt til rette i en naturlig siddestilling. Brug en brystindlæg med termogel eller et varmt håndklæde, inden du begynder at pumpe.
3. Ret brystpumpens midte mod brystvorten med hånden, og sørg for, at den sidder tæt og er låst fast, så der ikke trænger luft ind eller ud.
4. Tænd for maskinen ved at trykke længe på tænd/sluk-knappen. Skærmen på maskinen gennemfører en selvtest og blinker. Maskinen går derefter over i stimuleringsmodus. Standardindstillingen er niveau 5. Efter 2 minutters stimulering skifter maskinen automatisk til udmalkningsmodus. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters drift.





5. I tilstanden »Expression« skal du trykke på knappen + eller – for at vælge et niveau mellem L1 og L9. Enheden er udstyret med en hukommelsesfunktion. Ved næste amning genkalder den det niveau, du valgte sidst.
6. Adskil, rengør og steriliser de ikke-elektroniske dele til næste brug.

MONTERING AF STRØMADAPTER

VIGTIGT: Sørg for at slukke for maskinen, før du tilslutter adapteren.

1. Sæt USB-C-stikket i kontrolenheden, og sæt strømadapteren i stikkontakten som vist på illustrationen.
2. Når batteriet er ved at være afladet, vil tallet på skærmen (batteriindikatoren) blinke, hvilket angiver, at batteriet skal oplades.
3. Under opladning vil linjen under tallet på skærmen bevæge sig med uret og blinke, hvilket angiver, at maskinen er i opladningstilstand, som vist på diagrammet. Når maskinen er fuldt opladet, slukker den automatisk.



GARANTI – VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl, regnet fra købsdatoen, som skal dokumenteres med kvittering eller faktura. Ved køb med faktura er den lovpligtige garanti begrænset til 12 måneder. Den 24-måneders garanti dækker ikke skader som følge af almindelig slitage på produktet, kosmetiske skader, tilbehør eller forbrugsvarer (f.eks. batterier, hoveder eller sliddele). Der ydes 6 måneders garanti på batterier. Detaljerede garantibetingelser findes på

www.nuvitababy.com/warranty

Beste klant, u heeft een van de meest betrouwbare borstkolven op de markt aangeschaft. We hebben dit apparaat zo gebruiksvriendelijk mogelijk ontworpen; we vragen u echter wel om even de tijd te nemen om de gebruiksaanwijzing door te lezen, zodat u optimaal van de voordelen van dit product kunt profiteren. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat u vier AA-alkalinebatterijen bij de hand heeft voor gebruik onderweg.


VOORZORGSMATREGELEN

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Dit product mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt, waarbij tijdens het gehele proces uiterste zorgvuldigheid in acht moet worden genomen.
- Gebruik geen andere voedingsadapter dan de meegeleverde adapter.
- Zorg ervoor dat de verbindingsslang (onderdeel nr. 10) tijdens het gebruik niet vervormt of knikt.
- Houd het product en eventuele gedemonteerde onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer de bedieningseenheid van de borstkolf (onderdeel nr. 9) onder geen beding; reparatie of vervanging dient te worden uitgevoerd door de fabrikant of een vakman.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer voordat u de elektrische borstkolf in elkaar zet en gebruikt of de verpakking de volgende accessoires bevat; neem contact op met uw winkelier als er onderdelen ontbreken:

1. Stofkap
2. Siliconen massagecup
3. Behuizing van de borstkolf
4. Siliconen anti-lekmembraan
5. Anti-lekdeksel
6. Vacuümventiel
7. Nuvita-fles (150 ml)
8. Siliconen ventiel voor Nuvita-fles
9. Bedieningseenheid van de borstkolf
10. Verbindingsslang
11. Stofkap voor de fles
12. Flessenspeen
13. Flessenring
14. USB-C-stroomadapter
15. Fluwelen opbergzakje (niet afgebeeld)



REINIGINGSINSTRUCTIES

- Demonteer vóór het reinigen en steriliseren de onderdelen die in contact komen met de borst en moedermelk (met uitzondering van de bedieningseenheid van de borstkolf – inhoudsitem nr. 9).
- Reinig de bedieningseenheid van de borstkolf (inhoudsitem nr. 9) niet in water.
- Steriliseer de bedieningseenheid van de borstkolf (inhoudsitem nr. 9) niet in een stoomsterilisator.
- Steriliseer de verbindingsslang niet door middel van hitte; gebruik uitsluitend koude sterilisatie. Als alternatief kunt u deze reinigen met warm zeepsop en afspoelen met gesteriliseerd water (inhoudsitem nr. 10).
- Reinig de onderdelen direct na elk gebruik om melkresten te verwijderen en bacteriegroei te voorkomen.
- Leg de schone onderdelen op een schone, droge handdoek en laat ze aan de lucht drogen op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.


PRODUCTKENMERKEN

Een oplaadbare, enkelvoudige elektrische borstkolf die is ontworpen om het afkolven te optimaliseren. Het apparaat is ontwikkeld om het zuigritme van een baby na te bootsen.

1. Deze borstkolf maakt gebruik van 2-fase-technologie:
 - Fase 1 met 9 automatische stimulatie-niveaus gedurende 2 minuten
 - Fase 2 met 9 instelbare niveaus voor een betere melkafgifte
2. Dit apparaat is voorzien van een terugstroombeveiliging die voorkomt dat moedermelk tijdens het kolven terugstroomt in de motoreenheid en deze beschadigt.
3. Het beschikt over een geheugenfunctie.
4. Het is draagbaar (werkt op netstroom en batterijen), waardoor het ideaal is voor op reis en perfect om op het werk te kolven.

BESCHRIJVING VAN DE BESTURINGSEENHEID VAN DE BORSTKOLF

- A. Aan/uit-schakelaar
- B. Moduskeuzeknop
- C. Knop voor verhogen van zuigkrachtniveau
- D. Knop voor verlagen van zuigkrachtniveau
- E. Indicator voor normale modus
- F. Indicator voor stimulatiemodus
- G. Indicator voor afkolfmodus






Nuvita 1282C absorptiefrequentieniveaus:



♥ 1 van 9 Dit is de stimulatiemodus met een snel, kort zuigritme.

💧 1 van 9 Dit is de afkolfstand. Deze simuleert het zuigen van de baby. Het ritme van deze fase is langzamer, dieper en langer.

MONTAGE





1. Plaats het siliconen massagekussentje (onderdeel nr. 2 uit de verpakking) in de borstkolf, zoals afgebeeld.
2. Monteer het siliconen anti-lekonderdeel (onderdeel nr. 4 uit de verpakking) aan het anti-lekdeksel (onderdeel nr. 5 uit de verpakking), zoals hieronder getoond. Lijn het uit met de schuifgleuf en schroef het anti-lekdeksel vast, zoals afgebeeld.
3. Bevestig het zuigventiel (onderdeel nr. 6 uit de verpakking) aan de onderkant van de borstkolf. Zie de afbeelding hieronder.
4. Bevestig het bovenste deel van de borstkolf aan de brede hals van de fles door deze vast te draaien.
5. Steek de verbindingsslang (onderdeel nr. 10 uit de verpakking) in de opening van het bovenste anti-lekdeksel. Steek het andere uiteinde van de verbindingsslang in de zuigopening van de kolf. Raadpleeg het onderstaande schema. Plaats de fles stevig op de voet.



OPERATIE

1. Was uw handen voordat u het product gebruikt en zorg ervoor dat de onderdelen van de borstkolf schoon zijn en correct in elkaar zijn gezet volgens de instructies in deze handleiding.
2. Ontspan en neem een comfortabele, normale zithouding aan. Gebruik een warmtekompres of een warme handdoek voordat u begint met kolven.
3. Plaats uw tepel met de hand in het midden van de borstkolf en zorg voor een goede, luchtdichte afsluiting om luchtlekkage te voorkomen.
4. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Het display voert een zelftest uit en knippert. Vervolgens schakelt het apparaat over naar de stimulatiemodus. De standaardinstelling is niveau 5. Na 2 minuten stimulatie schakelt het apparaat automatisch over naar de kolfmodus. Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik.




5. Druk in de kolfmodus op de + of - knop om een niveau tussen L1 en L9 te kiezen. Dit apparaat beschikt over een geheugenfunctie: het onthoudt het laatst gekozen niveau voor uw volgende kolfsessie.
6. Demonteer, reinig en steriliseer de niet-elektronische onderdelen voor toekomstig gebruik.

DE NETVOEDINGSADAPTER INSTALLEREN

BELANGRIJK: Schakel het apparaat uit voordat u het op de adapter aansluit..

1. Steek de USB-C-connector in de regeleenheid en sluit de netadapter aan op een stopcontact, zoals weergegeven in de afbeelding.
2. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het cijfer op het scherm (niveau-indicator) om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen.
3. Tijdens het opladen knippert het cijfer op het scherm en doorlopen de segmenten een cyclus met de klok mee, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen (zie afbeelding). Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, schakelt het automatisch uit.



GARANTIE – ALGEMENE VOORWAARDEN

Op dit product geldt een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten, ingaand op de datum van aankoop zoals aangetoond met een kassabon of factuur. Bij aankoop op factuur wordt de wettelijke garantie beperkt tot 12 maanden. De garantie van 24 maanden dekt geen schade door normale slijtage, cosmetische schade, accessoires of verbruiksartikelen (zoals batterijen, opzetstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen). Voor batterijen geldt een garantie van 6 maanden. Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.nuvitababy.com/warranty

I nderuar klient, ju keni blerë një nga pompat e gjirit më të besueshme që gjenden aktualisht në treg. Ne e kemi projektuar këtë pajisje që të jetë sa më e lehtë për t'u përdorur; megjithatë, ju lutemi të gjeni pak kohë për të lexuar udhëzimet, pasi në të kundërt mund të mos arrini t'i shfrytëzoni plotësisht përfitimet që ofron ky produkt. Ju lutemi, ruajeni manualin për referencë në të ardhmen. Sigurohuni që të keni me vete katër bateri alkaline AA për përdorim gjatë udhëtimit.


MASA PARAPRAKE

- Lexoni me kujdes manualin e udhëzimeve përpara se ta përdorni produktin.
- Ky produkt duhet të përdoret vetëm nga të rritur, me kujdes maksimal gjatë gjithë procesit.
- Mos përdorni asnjë përshtatës energjie tjetër përveç atij të dhënë.
- Mos e deformoni dhe mos e përthyeri tubin lidhës (pjesa nr. 10 e paketimit) gjatë përdorimit.
- Mbajeni produktin dhe çdo pjesë të çmontuar larg nga fëmijët.
- Mos e çmontoni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (pjesa nr. 9 e paketimit) për asnjë arsye; ajo duhet të riparohet ose të zëvendësohet nga prodhuesi ose nga një profesionist.

PËRMBAJTJA E PAKETIMIT

Para se të montoni dhe të përdorni pompën elektrike të gjirit, sigurohuni që paketimi të përmbajë aksesorët e mëposhtëm; ju lutemi, kontaktoni shitësin nëse mungon ndonjë pjesë.:

1. Kapak mbrojtës nga pluhuri
2. Kupë masazhi prej silikon
3. Trupi i pompës së gjirit
4. Membranë silikon kundër derdhjes
5. Kapak kundër derdhjes
6. Valvul thithëse
7. Shishe Nuvita (150 ml)
8. Valvul silikon për shishen Nuvita
9. Njësia e kontrollit të pompës së gjirit
10. Tub lidhës
11. Kapak mbrojtës për shishen
12. Çuçoja e shishes
13. Unaza e shishes
14. Përshtatës energjie USB-C
15. Qese kadifeje (nuk shfaqet në foto)



UDHËZIME PËR PASTRIM

- Para pastrimit dhe sterilizimit, çmontoni pjesët që bien në kontakt me gjirin dhe qumështin e gjirit (me përjashtim të njësisë së kontrollit të pompës së gjirit – Artikulli nr. 9 i paketimit).
- Mos e pastroni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (Artikulli nr. 9 i paketimit) me ujë.
- Mos e sterilizoni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (Artikulli nr. 9 i paketimit) në sterilizues me avull.
- Mos e sterilizoni tubin lidhës me nxehtësi; përdorni vetëm sterilizim të ftohtë. Përndryshe, pastrojeni atë me ujë të ngrohtë me sapun dhe shpëlajeni me ujë të sterilizuar (Artikulli nr. 10 i paketimit).
- Pastrojini pjesët menjëherë pas çdo përdorimi për të hequr mbetjet e qumështit dhe për të parandaluar zhvillimin e baktereve.
- Vendosini pjesët e pastra mbi një peshqir të pastër e të thatë dhe lërinë të thahen në ajër, në një vend të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit ose burimeve të nxehtësisë.


VEÇORITË E PRODUKTIT

Një model pompe elektrike individuale për gjirin, me bateri të rikarikueshme, i krijuar për të maksimizuar procesin e nxjerrjes së qumështit. Ajo është projektuar për të simuluar ritmin e thithjes së foshnjës..

1. Ky pompë gjiri përdor teknologjinë me dy faza:
 - Faza 1 me 9 nivele stimulimi automatik për 2 minuta funksionimi
 - Faza 2 me 9 nivele të zgjedhshme për nxjerrje më të mirë të qumështit
2. Kjo pajisje përmban një sistem mbrojtës kundër kthimit të qumështit, i cili parandalon që qumështi i gjirit të kthehet në njësinë motorike dhe ta dëmtojë atë gjatë procesit të pompimit.
3. Ajo përfshin një funksion memorijeje.
4. Është e lëvizshme (funksionon me rrymë AC/DC dhe me bateri), çka e bën shumë të përshtatshme për udhëtime dhe ideale për pompimin e qumështit në vendin e punës.

PËRSHKRIMI I NJËSISË SË KONTROLLIT TË POMPËS SË GJIRIT




- A. Çelësi i ndezjes/fikjes
- B. Butoni i zgjedhjes së modalitetit
- C. Butoni për rritjen e nivelit të thithjes
- D. Butoni për uljen e nivelit të thithjes
- E. Treguesi i modalitetit normal
- F. Treguesi i modalitetit të stimulimit
- G. Treguesi i modalitetit të nxjerrjes së qumështit





Nivelet e frekuencës së përthithjes të Nuvita 1282C:

- ♥ 1 nga 9 Ky është modaliteti i stimulimit me një ritëm të shpejtë dhe të shkurtër thithjeje.
- 💧 1 nga 9 Ky është modaliteti i nxjerrjes së qumështit. Ai simulon thithjen e foshnjës. Ritmi i kësaj faze është më i ngadalhtë, më i thellë dhe më i gjatë.

KUVENDI





1. Vendoseni kupën prej silikoni për masazh (pjesa nr. 2 e paketimit) në pompën e gjirit, siç tregohet në figurë.
2. Montoni pjesën prej silikoni kundër derdhjes (pjesa nr. 4 e paketimit) me kapakun kundër derdhjes (pjesa nr. 5 e paketimit), siç tregohet më poshtë. Përafroni pjesët me kanalin rrëshqitës dhe vidhosni kapakun kundër derdhjes, siç tregohet në figurë.
3. Vendoseni valvulën e thithjes (pjesa nr. 6 e paketimit) në pjesën e poshtme të pompës së gjirit. Shihni figurën më poshtë.
4. Bashkoheni pjesën e sipërme të pompës së gjirit me grykën e gjerë të shishes duke e rrotulluar derisa të mbyllet.
5. Futeni tubin lidhës (pjesa nr. 10 e paketimit) në hapjen e kapakut të sipërm që parandalon derdhjen. Futni skajin tjetër të tubit lidhës në hapjen e thithjes së pompës. Referojuni diagramit më poshtë. Sigurojeni shishen në bazamentin e saj.



OPERACIONI

1. Lajini duart para përdorimit të produktit dhe sigurohuni që pjesët e pompës së gjirit të jenë të pastra dhe të montuara siç duhet, sipas udhëzimeve në këtë manual.
2. Relaksohuni dhe merrni një pozicion të rehatshëm ulur. Përdorni një kompresë xheli termik ose një peshqir të ngrohtë para se të filloni nxjerrjen e qumështit.
3. Vendosni thithkën në qendër të pompës së gjirit dhe sigurohuni që ajo të puthitet mirë e fortë, për të parandaluar hyrjen e ajrit.
4. Ndizeni pajisjen duke shtypur dhe mbajtur të shtypur butonin e ndezjes. Ekranin do të kryejë një vetëkontroll dhe do të pulsojë. Më pas, pajisja do të kalojë në modalitetin e stimulimit. Niveli i paracaktuar nga fabrika është niveli 5. Pas 2 minutash stimulimi, pajisja do të kalojë automatikisht në modalitetin e nxjerrjes së qumështit. Pajisja do të fiket automatikisht pas 30 minutash përdorimi.




5. Në modalitetin e nxjerrjes, shtypni butonin + ose - për të zgjedhur nivelin e dëshiruar, nga L1 në L9. Kjo pajisje ka një funksion memorije: ajo ruan nivelin e zgjedhur më parë për seancën tuaj të radhës të përdorimit të pompës.
6. Çmontoni, pastrojeni dhe sterilizoni pjesët jo-elektronike për përdorim në të ardhmen.

INSTALIMI I PËRSHTATËSIT TË RRYMËS AC

E RËNDËSISHME: Fikeni pajisjen para se ta lidhni me përshtatësin.

1. Futni lidhësin USB-C në njësinë e kontrollit dhe lidhni përshtatësin e rrymës në një prizë elektrike, siç tregohet në diagram.
2. Kur niveli i baterisë është i ulët, shifra në ekran (treguesi i nivelit) do të pulsojë, duke treguar se bateria ka nevojë për karikim.
3. Gjatë karikimit, shifra në ekran do të pulsojë dhe segmentet do të ndriçohen me radhë në drejtim të akrepave të orës, duke treguar se pajisja po karikohet, siç tregohet në diagram. Kur pajisja të jetë karikuar plotësisht, ajo do të fiket automatikisht.



GARANCIA – KUSHTET DHE RREGULLAT

Ky produkt mbulohet nga një garanci 24-mujore kundër defekteve të prodhimit, duke filluar nga data e blerjes e vërtetuar me faturë ose kupon fiskal. Në rastin e blerjes me faturë, garancia ligjore reduktohet në 12 muaj. Garancia 24-mujore nuk mbulon dëmet që vijnë nga konsumi normal, dëmet estetike, aksesorët ose materialet konsumuese (p.sh. bateritë, kokat ose pjesët që i nënshtrohen konsumit). Bateritë mbulohen nga një garanci 6-mujore. Kushtet e detajuara të garancisë gjenden në www.nuvitababy.com/warranty

Kedves Vásárlónk! Ön a jelenleg kapható egyik legmegbízhatóbb mellszívót vásárolta meg. A készüléket úgy terveztük, hogy használata a lehető legegyszerűbb legyen; kérjük azonban, szánjon egy kis időt a használati útmutató elolvasására, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul kihasználni a termék nyújtotta előnyöket. Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használat céljából. Utazás során történő használatához gondoskodjon négy darab AA méretű alkáli elemről.


ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A terméket kizárólag felnőttek használhatják, a teljes folyamat során a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárva.
- Ne használjon a mellékeltől eltérő hálózati adaptert.
- Használat közben ne deformálja el és ne törje meg az összekötő csövet (a csomagolás 10. számú tartozéka).
- Tartsa a terméket és annak esetlegesen szétszerelt részeit gyermekektől elzárva.
- Semmilyen okból ne szerelje szét a mellszívó vezérlőegységét (a csomagolás 9. számú tartozéka); annak javítását vagy cseréjét kizárólag a gyártó vagy szakember végezheti el.

A CSOMAG TARTALMA

Az elektromos mellszívó összeszerelése és használata előtt győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza az alábbi tartozékokat; amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel:

1. Porvédő sapka
2. Szilikon masszázspárna
3. Mellszívótest
4. Szilikon visszafolyásgátló membrán
5. Visszafolyásgátló fedél
6. Szívószelep
7. Nuvita cumisüveg (150 ml)
8. Szilikon szelep Nuvita cumisüveghez
9. Mellszívó vezérlőegység
10. Csatlakozócső
11. Cumisüveg-porvédő sapka
12. Cumisüveg-cumi
13. Cumisüveg-rögzítőgyűrű
14. USB-C hálózati adapter
15. Bársony tárolózsák (a képen nem látható)



TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Tisztítás és sterilizálás előtt szerelje szét azokat az alkatrészeket, amelyek érintkeznek a mellel és az anyatejjel (kivéve a mellszívó vezérlőegységét – 9. sz. tartozék).
- Ne tisztítsa vízben a mellszívó vezérlőegységét (9. sz. tartozék).
- Ne sterilizálja a mellszívó vezérlőegységét (9. sz. tartozék) gőzsterilizálóban.
- Ne sterilizálja hővel az összekötő csövet; kizárólag hideg sterilizálási módszert alkalmazzon. Alternatív megoldásként tisztítsa meg meleg, szappanos vízzel, majd öblítse le steril vízzel (10. sz. tartozék).
- Az alkatrészeket minden használat után azonnal tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a tejmaradványokat és megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Helyezze a tiszta alkatrészeket egy tiszta, száraz törölközőre, és hagyja őket levegőn megszáradni hűvös helyen, közvetlen napfénytől vagy hőforrástól távol.


TERMÉKJELLEMZŐK

Újratölthető, szimpla elektromos mellszívó, amelyet úgy terveztek, hogy maximalizálja a tejfejtés hatékonyságát. Kialakítása a csecsemő szopási ritmusát utánozza.

1. Ez a mellszívó kétfázisú technológiát alkalmaz:
 - 1. fázis: 9 automatikus stimulációs fokozat, 2 perces működés
 - 2. fázis: 9 választható fokozat a hatékonyabb tejleadás érdekében
2. A készülék visszafolyásgátló rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy az anyatej a fejés során visszafolyjon a motoregységbe és károsítsa azt.
3. Memória funkcióval is el van látva.
4. Hordozható (hálózati és elemes/akkumulátoros üzemmódban is működik), így kiválóan alkalmas utazáshoz és munkahelyi fejéshez.

A MELLSZÍVÓ VEZÉRLŐEGYSÉGÉNEK LEÍRÁSA




- A. Be-/kikapcsoló gomb
- B. Üzemmódválasztó gomb
- C. Szívóerő-növelő gomb
- D. Szívóerő-csökkentő gomb
- E. Normál üzemmód jelzőfénye
- F. Stimulációs üzemmód jelzőfénye
- G. Fejési üzemmód jelzőfénye





Nuvita 1282C abszorpciós frekvenciaszintek:

-  **1/9** Ez a gyors, rövid szívási ritmusú stimulációs üzemmód.
-  **1/9** Ez a fejő üzemmód. A csecsemő szopását utánozza. Ennek a fázisnak a ritmusa lassabb, mélyebb és hosszabb.

ÖSSZESZERELÉS





1. Helyezze a szilikon masszázskelyhet (2. sz. tartozék) a mellszívóba az ábrán látható módon.
2. Szerelje össze a cseppmentes szilikon alkatrészt (4. sz. tartozék) a cseppmentes fedéllel (5. sz. tartozék) az alábbiak szerint. Igazítsa a csúszóhoronyhoz, és csavarja rá a cseppmentes fedelet az ábrán látható módon.
3. Csatlakoztassa a szívóselepet (6. sz. tartozék) a mellszívó alsó végéhez. Lásd az alábbi ábrát.
4. Csatlakoztassa a mellszívó felső részét a cumisüveg széles nyakához, és csavarással rögzítse.
5. Illessze a csatlakozócsövet (10. sz. tartozék) a felső, kiömlésgátló fedélen található nyílásba. A csatlakozócső másik végét illessze a pumpa szívónyílásába. Kövesse az alábbi ábrát. Rögzítse a cumisüveget az alapzathoz.



MŰVELET

1. A termék használata előtt mosson kezet, és győződjön meg arról, hogy a mellszívó alkatrészei tiszták, valamint az útmutató utasításainak megfelelően vannak összeszerelve.
2. Lazítson, és helyezkedjen el kényelmesen, normál ülő helyzetben. A fejés megkezdése előtt használjon melegítő zselépárnát vagy meleg törölközőt.
3. Igazítsa a mellbimbóját a mellszívó közepéhez, és ügyeljen a szoros, biztos illeszkedésre a levegő bejutásának megakadályozása érdekében.
4. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb nyomva tartásával. A kijelzőn elindul az önteszt, és a képernyő villogni kezd. Ezt követően a készülék stimulációs üzemmódba lép. A gyári alapbeállítás az 5-ös fokozat. Két percnyi stimuláció után a készülék automatikusan átvált fejési üzemmódba. 30 percnyi működést követően a készülék automatikusan kikapcsol.




5. Fejési üzemmódban a + vagy - gombbal választhatja ki a kívánt fokozatot L1 és L9 között. A készülék memória funkcióval rendelkezik: a következő használatkor automatikusan visszaállítja az előzőleg kiválasztott fokozatra.
6. A későbbi használat érdekében szerelje szét, tisztítsa meg és sterilizálja a nem elektronikus alkatrészeket.

A HÁLÓZATI ADAPTER TELEPÍTÉSE

FONTOS: Kapcsolja ki a gépet, mielőtt csatlakoztatná az adapterhez.

1. Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a vezérlőegységhez, a hálózati adaptert pedig dugja be a konnektorba az ábrán látható módon.
2. Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kijelzőn látható számjegy (töltöttségjelző) villogni kezd, jelezve, hogy az akkumulátort fel kell tölteni.
3. Töltés közben a kijelzőn lévő számjegy villog, a szegmensek pedig az óramutató járásával megegyező irányban váltakozva világítanak, jelezve a töltési folyamatot (lásd az ábrát). A teljes feltöltést követően a készülék automatikusan kikapcsol.



GARANCIA – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A termékre a vásárlás dátumától – amelyet nyugta vagy számla igazol – számított 24 hónapos, gyártási hibákra vonatkozó garancia érvényes. Számlával történő vásárlás esetén a törvény szerinti jótállás időtartama 12 hónapra csökken. A 24 hónapos garancia nem terjed ki a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra, a külső megjelenést érintő sérülésekre, a tartozékokra, illetve a fogyóeszközökre (pl. elemek, fejek vagy kopásnak kitett alkatrészek). Az elemekre 6 hónapos garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételek itt érhetők el: www.nuvitababy.com/warranty

Vážená zákaznice, zakoupila jste jednu z nejspolehlivějších odsávaček mateřského mléka, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Toto zařízení jsme navrhli tak, aby jeho používání bylo co nejsnazší; přesto vás prosíme, abyste věnovala chvíli přečtení návodu, jinak byste nemusela plně využít všech výhod, které tento produkt nabízí. Návod si prosím uschovejte pro budoucí potřebu. Pro případ cestování se ujistěte, že máte k dispozici čtyři alkalické baterie typu AA.


OPATŘENÍ

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Tento výrobek smějí používat pouze dospělí osoby, a to s maximální opatrností po celou dobu používání.
- Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je součástí balení.
- Během používání neohýbejte ani nelámejte spojovací hadičku (položka č. 10 v balení).
- Výrobek i případné demontované součásti uchovávejte mimo dosah dětí.
- Z žádného důvodu nerozebírejte řídicí jednotku odsávačky (položka č. 9 v balení); opravu či výměnu musí provést výrobce nebo odborník.

OBSAH BALENÍ

Před sestavením a použitím elektrické odsávačky mateřského mléka se ujistěte, že balení obsahuje následující příslušenství; pokud jakékoli díly chybí, kontaktujte prosím svého prodejce:

1. Protiprachový kryt
2. Silikonová masážní vložka
3. Tělo odsávačky
4. Silikonová membrána proti rozlití
5. Víčko proti rozlití
6. Sací ventil
7. Láhev Nuvita (150 ml)
8. Silikonový ventil pro láhev Nuvita
9. Řídicí jednotka odsávačky
10. Propojovací hadička
11. Protiprachový kryt na láhev
12. Savička
13. Šroubovací kroužek
14. Napájecí adaptér USB-C
15. Sametový sáček (není na obrázku)



POKYNY K ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním a sterilizací rozeberte díly, které přicházejí do styku s prsem a mateřským mlékem (s výjimkou řídicí jednotky odsávačky – položka č. 9 v obsahu balení).
- Řídicí jednotku odsávačky (položka č. 9 v obsahu balení) nečistěte ve vodě.
- Řídicí jednotku odsávačky (položka č. 9 v obsahu balení) nesterilizujte v parním sterilizátoru.
- Spojovací hadičku nesterilizujte teplem; používejte pouze sterilizaci za studena. Případně ji očistěte teplou mýdlovou vodou a opláchněte sterilizovanou vodou (položka č. 10 v obsahu balení).
- Jednotlivé díly očistěte ihned po každém použití, abyste odstranili zbytky mléka a zabránili množení bakterií.
- Čisté díly položte na čistý, suchý ručník a nechte je volně uschnout na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření či zdrojů tepla.


VLASTNOSTI PRODUKTU

Dobíjecí elektrická odsávačka mateřského mléka (pro jeden prs), navržená tak, aby maximalizovala efektivitu odsávání. Její konstrukce napodobuje rytmus sání dítěte.

1. Tato odsávačka mateřského mléka využívá dvoufázovou technologii:
 - 1. fáze s 9 úrovněmi automatické stimulace a dobou chodu 2 minuty
 - 2. fáze s 9 volitelnými úrovněmi pro efektivnější odsávání
2. Toto zařízení je vybaveno systémem ochrany proti zpětnému toku, který během odsávání zabráňuje vniknutí mateřského mléka do motorové jednotky a jejímu případnému poškození.
3. Součástí je funkce paměti.
4. Přístroj je přenosný (napájení ze sítě i na baterie), díky čemuž je ideální na cesty i pro odsávání v práci.

POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ODSÁVAČKY MATEŘSKÉHO MLÉKA




- A. Vypínač (zapnuto/vypnuto)
- B. Tlačítko pro výběr režimu
- C. Tlačítko pro zvýšení úrovně sání
- D. Tlačítko pro snížení úrovně sání
- E. Indikátor normálního režimu
- F. Indikátor stimulačního režimu
- G. Indikátor režimu odsávání





Úrovně frekvence absorpce Nuvita 1282C:

- ♥ 1z9 Jedná se o stimulační režim s rychlým, krátkým rytmem sání.
- 💧 1z9 Toto je režim odsávání. Simuluje sání dítěte. Rytmus této fáze je pomalejší, hlubší a delší.

SHROMÁŽDĚNÍ





1. Vložte silikonovou masážní vložku (položka č. 2) do odsávačky mateřského mléka, jak je znázorněno na obrázku.
2. Sestavte silikonový díl proti odkapávání (položka č. 4) s víčkem proti odkapávání (položka č. 5) podle níže uvedeného postupu. Zarovnejte díly s drážkou a našroubujte víčko proti odkapávání, jak je znázorněno na obrázku.
3. Připojte sací ventil (položka č. 6) ke spodní části odsávačky. Viz obrázek níže.
4. Připojte horní část odsávačky k širokému hrdlu láhve a otáčením ji pevně uzavřete.
5. Zasuňte spojovací hadičku (položka č. 10) do otvoru v horním víčku proti rozlití. Druhý konec hadičky zasuňte do sacího otvoru odsávačky. Řiďte se níže uvedeným schématem. Upevněte láhev do základny.



OPERACE

1. Před použitím výrobku si umyjte ruce a ujistěte se, že jsou díly odsávačky čisté a správně sestavené podle pokynů v tomto návodu.
2. Uvolněte se a pohodlně se usadte. Před odsáváním mléka můžete použít gelový termopolštářek nebo teplý ručník.
3. Přiložte odsávačku tak, aby se bradavka nacházela uprostřed, a zajistěte těsné přilnutí, aby nedocházelo k úniku vzduchu.
4. Přístroj zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení. Displej provede kontrolu systému a krátce zabliká. Poté se přístroj přepne do režimu stimulace. Výchozím nastavením z výroby je úroveň 5. Po 2 minutách stimulace se přístroj automaticky přepne do režimu odsávání. Po 30 minutách provozu se přístroj automaticky vypne.




5. V režimu odsávání můžete pomocí tlačítek + nebo - zvolit úroveň v rozmezí L1 až L9. Přístroj je vybaven paměťovou funkcí: při příštím použití se automaticky nastaví naposledy zvolená úroveň.
6. Neelektronické části rozeberte, vyčistěte a sterilizujte pro další použití.

INSTALACE NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU

DŮLEŽITÉ: Před připojením k adaptéru stroj vypněte.

1. Zapojte konektor USB-C do řídicí jednotky a síťový adaptér do elektrické zásuvky, jak je znázorněno na obrázku.
2. Když je úroveň nabití baterie nízká, číslice na displeji (indikátor úrovně) začne blikat, což signalizuje nutnost nabití baterie.
3. Během nabíjení bude číslice na displeji blikat a segmenty se budou postupně rozsvěcovat ve směru hodinových ručiček, což značí, že se zařízení nabíjí (viz obrázek). Po úplném nabití se zařízení automaticky vypne.



ZÁRUKA – PODMÍNKY

Na tento produkt se vztahuje záruka 24 měsíců na výrobní vady, a to od data nákupu doloženého účtenkou nebo fakturou. V případě nákupu na fakturu se zákonná záruka zkracuje na 12 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, kosmetické vady, příslušenství ani spotřební materiál (např. baterie, hlavice či díly podléhající opotřebením). Na baterie se vztahuje záruka 6 měsíců. Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na www.nuvitababy.com/warranty

Spoštovana stranka, kupili ste eno najzanesljivejših prsnih črpalk, ki so trenutno na voljo na trgu. Napravo smo zasnovali tako, da je njena uporaba čim bolj preprosta, vendar vas prosimo, da si vzamete nekaj časa za branje navodil; v nasprotnem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti prednosti, ki jih ponuja ta izdelek. Navodila shranite za poznejšo uporabo. Poskrbite, da boste imeli pri sebi štiri alkalne baterije tipa AA za uporabo med potovanjem.


PREVIDNOSTNI UKREPI

- Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.
- Izdelek smejo uporabljati le odrasle osebe, ki morajo ves čas postopka ravnati z največjo skrbnostjo.
- Ne uporabljajte drugega napajalnika razen tistega, ki je priložen.
- Med uporabo ne smete deformirati ali prepogniti priključne cevke (vsebina pakiranja št. 10).
- Izdelek in morebitne razstavljene dele hranite izven dosega otrok.
- Krmilne enote črpalke za mleko (vsebina pakiranja št. 9) iz nobenega razloga ne razstavljajte; popravilo ali zamenjavo mora opraviti proizvajalec oziroma strokovnjak.

VSEBINA PAKETA

Pred sestavljanjem in uporabo električne prsne črpalke se prepričajte, da paket vsebuje naslednje pripomočke; če kateri koli del manjka, se obrnite na prodajalca:

1. Zaščitni pokrovček proti prahu
2. Silikonski masažni nastavek
3. Ohišje črpalke za prsi
4. Silikonska membrana proti razlitju
5. Pokrovček proti razlitju
6. Sesalni ventil
7. Steklenička Nuvita (150 ml)
8. Silikonski ventil za stekleničko Nuvita
9. Krmilna enota črpalke za prsi
10. Povezovalna cevka
11. Zaščitni pokrovček za stekleničko
12. Cucelj za stekleničko
13. Obroček za stekleničko
14. Napajalnik USB-C
15. Žametna vrečka (ni na sliki)



NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem in sterilizacijo razstavite dele, ki pridejo v stik z dojko in materinim mlekom (razen krmilne enote črpalke – vsebina pakiranja št. 9).
- Krmilne enote črpalke (vsebina pakiranja št. 9) ne čistite v vodi.
- Krmilne enote črpalke (vsebina pakiranja št. 9) ne sterilizirajte v parnem sterilizatorju.
- Priključne cevke ne sterilizirajte s toploto; uporabite izključno hladno sterilizacijo. Lahko jo tudi očistite s toplo milnico in sperete s sterilizirano vodo (vsebina pakiranja št. 10).
- Dele očistite takoj po vsaki uporabi, da odstranite ostanke mleka in preprečite razmnoževanje bakterij.
- Čiste dele položite na čisto, suho brisačo in jih pustite, da se na zraku posušijo v hladnem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe ali virov toplote.


LASTNOSTI IZDELKA

Model električne črpalke za enojno črpanje z možnostjo polnjenja, zasnovan za čim učinkovitejše črpanje mleka. Zasnovan je tako, da posnema ritem dojenčkovega sesanja.

1. Ta prsna črpalka uporablja dvofazno tehnologijo:
 - 1. faza z 9 stopnjami samodejne stimulacije in 2-minutnim delovanjem
 - 2. faza z 9 nastavljivimi stopnjami za učinkovitejše črpanje
2. Naprava je opremljena s sistemom za zaščito pred povratnim tokom, ki preprečuje, da bi materino mleko med črpanjem steklo nazaj v motorno enoto in jo poškodovalo.
3. Vključuje funkcijo pomnilnika.
4. Je prenosna (deluje na električno omrežje ali baterije), zato je zelo primerna za potovanja in idealna za črpanje mleka v službi.

OPIS KRMILNE ENOTE ČRPALKE ZA PRSI

- A. Stikalo za vklop/izklop
- B. Gumb za izbiro načina
- C. Gumb za povečanje stopnje sesanja
- D. Gumb za zmanjšanje stopnje sesanja
- E. Indikator običajnega načina
- F. Indikator načina stimulacije
- G. Indikator načina črpanja






Nuvita 1282C – stopnje frekvence absorpcije:



♥ 1 od 9 To je način stimulacije s hitrim, kratkim ritmom sesanja.

💧 1 od 9 To je način črpanja. Posnema dojenčkovo sesanje. Ritem te faze je počasnejši, globlji in daljši.

MONTAŽA





1. Silikonski masažni nastavek (vsebina pakiranja št. 2) vstavite v črpalko za prsi, kot je prikazano na sliki.
2. Silikonski del proti iztekanju (vsebina pakiranja št. 4) sestavite s pokrovčkom proti iztekanju (vsebina pakiranja št. 5), kot je prikazano spodaj. Poravnajte z utorom in privijte pokrovček proti iztekanju, kot je prikazano na sliki.
3. Sesalni ventil (vsebina pakiranja št. 6) pritrdite na spodnji del črpalke za prsi. Glejte spodnjo sliko.
4. Zgornji del črpalke za prsi privijte na široko grlo stekleničke, dokler ni tesno zaprt.
5. Priključno cevko (vsebina pakiranja št. 10) vstavite v odprtino na zgornjem pokrovu, ki preprečuje razlitje. Drugi konec priključne cevke vstavite v sesalno odprtino črpalke. Glejte spodnjo shemo. Steklениčko pritrdite na podstavek.



DELOVANJE

1. Pred uporabo izdelka si umijte roke in se prepričajte, da so deli prsne črpalke čisti ter pravilno sestavljeni v skladu z navodili v tem priročniku.
2. Sprostite se in se udobno namestite v običajen sedeči položaj. Pred črpanjem mleka lahko uporabite gelno oblogo za gretje ali toplo brisačo.
3. Z roko namestite bradavico na sredino prsne črpalke in zagotovite tesno prileganje, da preprečite uhajanje zraka.
4. Napravo vklopite tako, da pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop. Zaslon bo izvedel samodejni preizkus in utripal. Nato bo naprava prešla v način stimulacije. Tovarniško privzeta nastavitve je stopnja 5. Po 2 minutah stimulacije bo naprava samodejno preklopila v način črpanja. Po 30 minutah delovanja se bo naprava samodejno izklopila.




5. V načinu črpanja s pritiskom na gumb + ali - izberite želeno stopnjo (od L1 do L9). Naprava ima funkcijo pomnilnika: ob naslednji uporabi si bo zapomnila predhodno izbrano stopnjo.
6. Za nadaljnjo uporabo razstavite, očistite in sterilizirajte dele, ki niso elektronski.

NAMESTITEV NAPAJALNIKA

POMEMBNO: Preden napravo priključite na adapter, jo izklopite.

1. Vstavite priključek USB-C v krmilno enoto in priključite napajalnik v električno vtičnico, kot je prikazano na shemi.
2. Ko je napolnjenost baterije nizka, bo številka na zaslonu (kazalnik napolnjenosti) utripala, kar pomeni, da je treba baterijo napolniti.
3. Med polnjenjem bo številka na zaslonu utripala, segmenti pa se bodo zaporedno prižigali v smeri urinega kazalca, kar označuje polnjenje naprave, kot je prikazano na shemi. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se samodejno izklopi.



GARANCIJA – POGOJI IN DOLOČILA

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija za primer tovarniških napak, ki začne teči z dnem nakupa, dokazanim s potrdilom o nakupu ali računom. V primeru nakupa na podlagi računa se zakonsko določena garancijska doba skrajša na 12 mesecev. 24-mesečna garancija ne krije škode, nastale zaradi običajne obrabe, kozmetičnih poškodb, dodatne opreme ali potrošnega materiala (npr. baterij, nastavkov ali delov, podvrženih obrabi). Za baterije velja 6-mesečna garancija. Podrobni garancijski pogoji so na voljo na

www.nuvitababy.com/warranty

Уважаеми клиенти, Вие закупихте една от най-надеждните помпи за кърма, предлагани на пазара. Проектирахме това устройство така, че да бъде максимално лесно за употреба; въпреки това Ви молим да отделите малко време, за да прочетете инструкциите, тъй като в противен случай може да не се възползвате пълноценно от предимствата на продукта. Моля, запазете ръководството за бъдещи справки. Уверете се, че разполагате с четири алкални батерии тип AA за употреба по време на пътуване.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате продукта.
- Този продукт трябва да се използва само от възрастни, с изключително внимание през целия процес.
- Не използвайте захранващ адаптер, различен от предоставения.
- Не деформирайте и не пречупвайте свързващата тръбичка (компонент № 10 от комплекта) по време на употреба.
- Съхранявайте продукта и всички разглобени части на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте управляващия блок на помпата за кърма (компонент № 9 от комплекта) по никаква причина; той трябва да бъде ремонтиран или подменен от производителя или от квалифициран специалист.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Преди да сглобите и използвате електрическата помпа за кърма, се уверете, че опаковката съдържа следните принадлежности; моля, свържете се с търговеца, от когото сте закупили продукта, ако липсват части:

1. Предпазно капаче
2. Силиконов масажен накрайник
3. Корпус на помпата за кърма
4. Силиконова мембрана против разливане
5. Капак против разливане
6. Вакуумен клапан
7. Шише Nuvita (150 мл)
8. Силиконов клапан за шише Nuvita
9. Управляващ блок на помпата
10. Свързваща тръбичка
11. Предпазно капаче за шишето
12. Биберон
13. Пръстен за шишето
14. USB-C захранващ адаптер
15. Кадифена торбичка (не е показана на снимката)



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване и стерилизиране разглобете частите, които влизат в контакт с гърдата и кърмата (с изключение на управляващия блок на помпата – елемент № 9 от съдържанието на опаковката).
- Не мийте управляващия блок на помпата (елемент № 9) във вода.
- Не стерилизирайте управляващия блок на помпата (елемент № 9) в паров стерилизатор.
- Не стерилизирайте свързващата тръбичка чрез нагряване; използвайте единствено метод за студена стерилизация. Като алтернатива, почистете я с топла сапунена вода и я изплакнете със стерилизирана вода (елемент № 10).
- Почиствайте частите веднага след всяка употреба, за да отстраните остатъците от кърма и да предотвратите развитието на бактерии.
- Поставете почистените части върху чиста и суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на въздух на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина.


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Модел акумулаторна единична електрическа помпа за кърма, проектиран да оптимизира процеса на изцеждане. Тя е създадена така, че да имитира ритъма на сукане на бебето.

1. Тази помпа за кърма използва двуфазна технология:
 - Фаза 1 с 9 нива на автоматична стимулация за 2 минути работа
 - Фаза 2 с 9 избираеми нива за по-ефективно изцеждане
2. Устройството разполага със система за защита срещу обратен поток, която предотвратява навлизането на кърма в моторния блок и повреждането му по време на процеса на изцеждане.
3. Включва функция за запаметяване.
4. Преносимо е (работи както на ток, така и на батерии), което го прави изключително подходящо за пътуване и идеално за изцеждане на работното място.

ОПИСАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ БЛОК НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА




- A. Бутон за включване/изключване
- B. Бутон за избор на режим
- C. Бутон за увеличаване на силата на засмукване
- D. Бутон за намаляване на силата на засмукване
- E. Индикатор за нормален режим
- F. Индикатор за режим на стимулиране
- G. Индикатор за режим на изцеждане





Нива на честотата на абсорбция на Nuvita 1282C:

- ♥ 1 от 9 Това е режимът на стимулиране с бърз и кратък ритъм на засмукване.
- 💧 1 от 9 Това е режимът за изцеждане. Той имитира сукането на бебето. Ритъмът на тази фаза е по-бавен, по-дълбок и по-продължителен.

СГЛОБЯВАНЕ





1. Поставете силиконовата масажна приставка (компонент № 2 от комплекта) в помпата за кърма, както е показано на фигурата.
2. Сглобете силиконовия елемент против протичане (компонент № 4) с капачката против протичане (компонент № 5), както е показано по-долу. Нагласете спрямо жлеба и завийте капачката против протичане, както е показано на фигурата.
3. Прикрепете вакуумния клапан (компонент № 6) към долния край на помпата за кърма. Вижте фигурата по-долу.
4. Свържете горната част на помпата за кърма с широкото гърло на шишето, като я завие до затваряне.
5. Вкарайте свързващата тръбичка (компонент № 10) в отвора на горния капак, предотвратяващ разливането. Вкарайте другия край на тръбичката във вакуумния отвор на помпата. Вижте схемата по-долу. Фиксирайте шишето към основата му.



ОПЕРАЦИЯ

1. Измийте ръцете си преди употреба на продукта и се уверете, че частите на помпата за кърма са чисти и правилно сглобени съгласно инструкциите в това ръководство.
2. Отпуснете се и заемете удобна позиция в седнало положение. Преди изцеждане на кърмата използвайте термогел подложка или топла кърпа.
3. Поставете зърното си в центъра на помпата за кърма и се уверете, че приляга плътно и сигурно, за да предотвратите навлизането на въздух.
4. Включете устройството, като натиснете и задържите бутона за включване/изключване. Дисплеят ще извърши самодиагностика и ще премине. След това устройството ще премине в режим на стимулация. Фабричната настройка по подразбиране е ниво 5. След 2 минути стимулация устройството автоматично ще премине в режим на




изчеждане. Устройството ще се изключи автоматично след 30 минути работа.

- В режим на изчеждане натиснете бутона „+“ или „-“, за да изберете ниво от L1 до L9. Устройството разполага с функция за запаметяване: то ще възстанови последно избраното ниво за следващата сесия на изчеждане.
- Разглобете, почистете и стерилизирайте неелектронните части за бъдеща употреба.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ АДАПТЕР

ВАЖНО: Изключете машината, преди да я свържете с адаптера..

- Включете USB-C конектора в контролния модул и свържете захранващия адаптер към електрически контакт, както е показано на схемата.
- Когато нивото на батерията е ниско, цифрата на екрана (индикаторът за ниво) ще мига, указвайки, че батерията се нуждае от зареждане.
- По време на зареждане цифрата на екрана ще мига, а сегментите ще светват последователно по посока на часовниковата стрелка, показвайки, че устройството се зарежда, както е показано на схемата. Когато устройството се зареди напълно, то ще се изключи автоматично.



ГАРАНЦИЯ – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този продукт е с 24-месечна гаранция срещу производствени дефекти, считано от датата на покупката, удостоверена с касова бележка или фактура. При покупка с фактура законоустановената гаранция се съкращава на 12 месеца. 24-месечната гаранция не покрива повреди, произтичащи от нормално износване, козметични дефекти, аксесоари или консумативи (напр. батерии, крайници или части, подлежащи на износване). За батериите важи 6-месечна гаранция. Подробните гаранционни условия са достъпни на www.nuvitababy.com/warranty

Vážená zákazníčka, zakúpili ste si jednu z najspoľahlivejších odsávačiek materského mlieka, aké sú v súčasnosti na trhu dostupné. Toto zariadenie sme navrhli tak, aby sa čo najjednoduchšie používalo; prosíme vás však, aby ste si našli chvíľu na prečítanie návodu, inak by ste nemuseli plne využiť všetky výhody, ktoré tento výrobok ponúka. Návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Nezabudnite si na cesty pribaliť štyri alkalické batérie typu AA.


PREVENCIA

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Tento výrobok smú používať iba dospelé osoby, a to s maximálnou opatrnosťou počas celého procesu.
- Nepoužívajte iný napájací adaptér než ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Počas používania nedeformujte ani neohýbajte spojovaciu hadičku (položka č. 10 v balení).
- Výrobok a všetky demontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Riadiacu jednotku odsávačky mlieka (položka č. 9 v balení) zo žiadneho dôvodu nerozoberajte; opravu alebo výmenu musí vykonať výrobca alebo odborník.

OBSAH BALENIA

Pred zostavením a použitím elektrickej odsávačky mlieka sa uistite, že balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo; ak niektoré časti chýbajú, obráťte sa na svojho predajcu:

1. Protiprachový kryt
2. Silikónový masážny nadstavec
3. Telo odsávačky
4. Silikónová membrána proti vytekaniu
5. Viečko proti vytekaniu
6. Sací ventil
7. Fľaša Nuvita (150 ml)
8. Silikónový ventil pre fľašu Nuvita
9. Riadiaca jednotka odsávačky
10. Prepojovacia hadička
11. Protiprachový kryt na fľašu
12. Cumlík na fľašu
13. Krúžok na fľašu
14. Napájací adaptér USB-C
15. Zamatové vrecúško (nie je na obrázku)



POKYNY NA ČISTENIE

- Pred čistením a sterilizáciou rozoberte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s prsníkom a materským mliekom (okrem riadiacej jednotky odsávačky – položka č. 9 v balení).
- Riadiacu jednotku odsávačky (položka č. 9 v balení) nečistite vo vode.
- Riadiacu jednotku odsávačky (položka č. 9 v balení) nesterilizujte v parnom sterilizátore.
- Spojovaciu hadičku nesterilizujte teplom; používajte výhradne sterilizáciu za studena. Prípadne ju umyte v teplej vode s prídavkom saponátu a opláchnite sterilizovanou vodou (položka č. 10 v balení).
- Jednotlivé časti vyčistite ihneď po každom použití, aby ste odstránili zvyšky mlieka a zabránili množeniu baktérií.
- Čisté časti položte na čistý, suchý uterák a nechajte ich voľne vyschnúť na chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla.


VLASTNOSTI PRODUKTU

Nabíjateľná elektrická odsávačka materského mlieka (model na jedno prsníkov) navrhnutá tak, aby maximalizovala proces odsávania. Je skonštruovaná tak, aby napodobňovala rytmus sania dieťaťa..

1. Táto odsávačka mlieka využíva dvojfázovú technológiu:
 - 1. fáza s 9 úrovňami automatickej stimulácie a dobou trvania 2 minúty
 - 2. fáza s 9 voliteľnými úrovňami pre efektívnejšie odsávanie
2. Toto zariadenie je vybavené systémom ochrany proti spätnému toku, ktorý počas odsávania zabráňuje vniknutiu materského mlieka do motorovej jednotky a jej následnému poškodeniu.
3. Disponuje funkciou pamäte.
4. Je prenosné (funguje na sieťové napájanie aj na batérie), vďaka čomu je ideálne na cesty i na odsávanie v práci.

POPIS RIADIACEJ JEDNOTKY ODSÁVAČKY MLIEKA




- A. Hlavný vypínač
- B. Tlačidlo výberu režimu
- C. Tlačidlo na zvýšenie úrovne sania
- D. Tlačidlo na zníženie úrovne sania
- E. Indikátor normálneho režimu
- F. Indikátor stimulačného režimu
- G. Indikátor režimu odsávania





Úrovně frekvencie absorpcie Nuvita 1282C:

- | | | |
|---|-----|---|
| ♥ | 1z9 | Toto je stimulačný režim s rýchlym, krátkym rytmom sania. |
| 💧 | 1z9 | Toto je režim odsávania. Simuluje satie dieťaťa. Rytmus tejto fázy je pomalší, hlbší a dlhší. |

MONTÁŽ





1. Vložte silikónovú masážnu vložku (položka č. 2) do odsávačky mlieka tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Zložte silikónový diel proti vytekaniu (položka č. 4) s príslušným uzáverom (položka č. 5) podľa obrázka nižšie. Zarovnajte ich s vodiacou drážkou a uzáver naskrutkujte tak, ako je znázornené na obrázku.
3. Pripevnite sací ventil (položka č. 6) k spodnej časti odsávačky mlieka. Pozrite si obrázok nižšie.
4. Pripojte hornú časť odsávačky k širokému hrdlu fľaše a otáčaním ju pevne uzavrite.
5. Zasuňte spojovaciu hadičku (položka č. 10) do otvoru v hornom uzávere, ktorý zabráňuje rozliatiu. Druhý koniec hadičky zasuňte do sacieho otvoru odsávačky. Riadte sa schémou nižšie. Upevnite fľašu do jej podstavca.



PREVÁDZKA

1. Pred použitím výrobku si umyte ruky a uistite sa, že sú časti odsávačky čisté a správne zostavené podľa pokynov v tomto návode.
2. Uvoľnite sa a pohodlne sa usadte do bežnej polohy v sede. Pred odsávaním mlieka môžete použiť gélový termovankúšik alebo teplý uterák.
3. Rukou umiestnite bradavku do stredu odsávačky a dbajte na to, aby tesne a bezpečne priliehala, čím zabránite úniku vzduchu.
4. Zariadenie zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania. Displej vykoná kontrolu systému a zabliká. Následne sa zariadenie prepne do režimu stimulácie. Predvolené nastavenie z výroby je úroveň 5. Po 2 minútach stimulácie sa zariadenie automaticky prepne do režimu odsávania. Po 30 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.




5. V režime odsávania stlačením tlačidla + alebo - vyberte požadovanú úroveň v rozsahu L1 až L9. Zariadenie disponuje pamäťovou funkciou: pri ďalšom použití obnoví naposledy zvolenú úroveň.
6. Neelektronické časti rozoberte, vyčistite a sterilizujte pre ďalšie použitie.

INŠTALÁCIA SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením k adaptéru zariadenie vypnite.

1. Zasuňte konektor USB-C do riadiacej jednotky a zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky podľa vyobrazenia na schéme.
2. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, číslica na displeji (indikátor úrovne) začne blikať, čím signalizuje potrebu nabitia batérie.
3. Počas nabíjania bude číslica na displeji blikať a segmenty sa budú rozsvetovať v smere hodinových ručičiek, čo signalizuje prebiehajúce nabíjanie (pozri schému). Po úplnom nabití sa zariadenie automaticky vypne.



ZÁRUKA – PODMIENKY

Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka na výrobné chyby, ktorá začína plynúť dňom nákupu preukázaným pokladničným blokom alebo faktúrou. V prípade nákupu na faktúru sa zákonná záruka skraca na 12 mesiacov. 24-mesačná záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, kozmetické poškodenie, príslušenstvo ani spotrebný materiál (napr. batérie, hlavice alebo diely podliehajúce opotrebovaniu). Na batérie sa vzťahuje 6-mesačná záruka. Podrobné záručné podmienky sú k dispozícii na www.nuvitababy.com/warranty

Stimată clientă, ați achiziționat una dintre cele mai fiabile pompe de sân disponibile în prezent pe piață. Am conceput acest dispozitiv astfel încât să fie cât mai ușor de utilizat; cu toate acestea, vă rugăm să alocați puțin timp pentru a citi instrucțiunile, întrucât, în caz contrar, este posibil să nu vă puteți bucura de toate avantajele pe care le oferă acest produs. Vă rugăm să păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Asigurați-vă că aveți la dumneavoastră patru baterii alcaline AA pentru utilizarea în timpul călătoriilor.


PRECAUȚII

- Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.
- Acest produs trebuie utilizat numai de către adulți, cu maximă atenție pe parcursul întregului proces.
- Nu utilizați un alt adaptor de alimentare decât cel furnizat.
- Nu deformați și nu îndoiți excesiv tubul de conectare (elementul nr. 10 din pachet) în timpul utilizării.
- Nu lăsați produsul și componentele demontate la îndemâna copiilor.
- Nu demontați unitatea de comandă a pompei de sân (elementul nr. 9 din pachet) sub nicio formă; aceasta trebuie reparată sau înlocuită de către producător sau de către un specialist.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Înainte de a asambla și utiliza pompa electrică de sân, asigurați-vă că pachetul conține următoarele accesorii; vă rugăm să contactați distribuitorul dacă lipsesc piese:

1. Capac de protecție împotriva prafului
2. Cupă de masaj din silicon
3. Corpul pompei de sân
4. Membrană din silicon împotriva scurgerilor
5. Capac anti-scurgere
6. Valvă de aspirație
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valvă din silicon pentru biberon Nuvita
9. Unitate de control a pompei de sân
10. Tub de conectare
11. Capac de protecție pentru biberon
12. Tetină
13. Inel pentru biberon
14. Adaptor de alimentare USB-C
15. Saculeț din catifea (nu apare în imagine)



INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

- Înainte de curățare și sterilizare, dezamblați componentele care intră în contact cu sânul și cu laptele matern (cu excepția unității de comandă a pompei de sân – elementul nr. 9 din pachet).
- Nu curățați unitatea de comandă a pompei de sân (elementul nr. 9 din pachet) în apă.
- Nu sterilizați unitatea de comandă a pompei de sân (elementul nr. 9 din pachet) într-un sterilizator cu abur.
- Nu sterilizați prin căldură tubul de conectare; utilizați exclusiv sterilizarea la rece. Alternativ, curățați-l cu apă caldă și detergent de vase, apoi clătiți-l cu apă sterilizată (elementul nr. 10 din pachet).
- Curățați componentele imediat după fiecare utilizare pentru a îndepărta resturile de lapte și a preveni dezvoltarea bacteriilor.
- Așezați componentele curățate pe un prosop curat și uscat și lăsați-le să se usuce la aer, într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de surse de căldură.


CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Un model de pompă de sân electrică individuală, reîncărcabilă, concepută pentru a optimiza procesul de extragere a laptelui. Aceasta este proiectată să simuleze ritmul de supt al bebelușului..

1. Această pompă de sân utilizează tehnologia în două faze:
 - Faza 1 cu 9 niveluri de stimulare automată, cu o durată de funcționare de 2 minute
 - Faza 2 cu 9 niveluri selectabile, pentru o extragere mai eficientă
2. Acest dispozitiv este prevăzut cu un sistem de protecție împotriva refluxului, care previne pătrunderea laptelui matern în unitatea motorului și deteriorarea acesteia în timpul procesului de pompare.
3. Dispune de o funcție de memorare.
4. Este portabil (funcționează atât la rețeaua electrică, cât și cu baterii), fiind astfel ideal pentru călătorii și perfect pentru utilizarea la locul de muncă.

DESCRIEREA UNITĂȚII DE COMANDĂ A POMPEI DE SÂN




- A. Buton de pornire/oprire
- B. Buton de selectare a modului
- C. Buton de creștere a nivelului de aspirație
- D. Buton de reducere a nivelului de aspirație
- E. Indicator pentru modul normal
- F. Indicator pentru modul de stimulare
- G. Indicator pentru modul de colectare





Nivelurile frecvenței de absorbție Nuvita 1282C:

- ♥ 1 din 9 Acesta este modul de stimulare cu un ritm de sucțiune rapid și scurt.
- 💧 1 din 9 Acesta este modul de exprimare. Acesta simulează suptul bebelușului. Ritmul acestei faze este mai lent, mai profund și mai prelungit.

ASAMBLARE





1. Introduceți cupa de masaj din silicon (articolul nr. 2 din pachet) în corpul pompei de sân, așa cum se arată în figură.
2. Asamblați elementul din silicon anti-scurgere (articolul nr. 4 din pachet) cu capacul anti-scurgere (articolul nr. 5 din pachet), conform ilustrației de mai jos. Aliniați-le cu fanta de ghidaj și înșurubați capacul anti-scurgere, așa cum se arată în figură.
3. Atașați supapa de suucțiune (articolul nr. 6 din pachet) la partea inferioară a pompei de sân. Consultați figura de mai jos.
4. Conectați partea superioară a pompei de sân la gâtul lat al biberonului, rotind până la închidere.
5. Introduceți tubul de conectare (articolul nr. 10 din pachet) în orificiul de pe capacul superior anti-vărsare. Introduceți celălalt capăt al tubului de conectare în orificiul de suucțiune al pompei. Consultați diagrama de mai jos. Fixați biberonul pe baza sa.



FUNCȚIONARE

1. Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza produsul și asigurați-vă că piesele pompei de sân sunt curate și asamblate corect, conform instrucțiunilor din acest ghid.
2. Relaxați-vă și așezați-vă confortabil într-o poziție normală, așezată. Folosiți o compresă cu gel termic sau un prosop cald înainte de a extrage laptele.
3. Poziționați mamelonul în centrul pompei de sân și asigurați o etanșare fermă și sigură pentru a preveni pătrunderea aerului.
4. Porniți dispozitivul apăsând și menținând apăsat butonul de pornire/oprire. Ecranul va efectua o autoverificare și va lumina intermitent. Apoi, dispozitivul va intra în modul de stimulare. Setarea implicită din fabrică este nivelul 5. După 2 minute de stimulare, dispozitivul va comuta automat în modul de extracție. Dispozitivul se va opri automat după 30 de minute de funcționare.




5. În modul de extracție, apăsați butonul + sau - pentru a selecta orice nivel, de la L1 la L9. Acest dispozitiv dispune de o funcție de memorie: va reține nivelul selectat anterior pentru următoarea sesiune de pompare.
6. Dezasamblați, curățați și sterilizați componentele neelectronice pentru utilizarea ulterioară.

INSTALAREA ADAPTORULUI DE ALIMENTARE DE LA REȚEA

IMPORTANT: Oprii aparatul înainte de a-l conecta la adaptor.

1. Introduceți conectorul USB-C în unitatea de comandă și conectați adaptorul de alimentare la o priză, conform diagramei.
2. Când nivelul bateriei este scăzut, cifra de pe ecran (indicatorul de nivel) va clipi, semnalând necesitatea încărcării bateriei.
3. În timpul încărcării, cifra de pe ecran va clipi, iar segmentele se vor aprinde succesiv în sensul acelor de ceasornic, indicând faptul că dispozitivul se încarcă, conform diagramei. După încărcarea completă, dispozitivul se va opri automat.



GARANȚIE – TERMENI ȘI CONDIȚII

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni pentru defecte de fabricație, începând de la data achiziției, dovedită prin bon fiscal sau factură. În cazul achiziției pe bază de factură, perioada de garanție legală este redusă la 12 luni. Garanția de 24 de luni nu acoperă daunele rezultate din uzura normală, deteriorările estetice, accesoriile sau consumabilele (de exemplu: baterii, capete de utilizare sau piese supuse uzurii). Bateriile beneficiază de o garanție de 6 luni. Termenii și condițiile detaliate ale garanției sunt disponibile la www.nuivitababy.com/warranty

Poštovani kupče, kupili ste jednu od najpouzdanijih izdajalica koje su trenutačno dostupne na tržištu. Ovaj smo uređaj osmislili tako da bude što jednostavniji za uporabu; ipak, molimo vas da odvojite malo vremena za čitanje uputa jer u protivnom možda nećete moći u potpunosti iskoristiti sve prednosti koje ovaj proizvod nudi. Molimo vas da sačuvate priručnik za buduću uporabu. Pobrinite se da imate četiri alkalne baterije (tipa AA) za uporabu tijekom putovanja.


MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Ovaj proizvod smiju koristiti isključivo odrasle osobe, uz najveći oprez tijekom cijelog postupka.
- Nemojte koristiti drugi adapter za napajanje osim onog koji je isporučen s proizvodom.
- Tijekom uporabe nemojte deformirati niti savijati spojnu cijev (sadržaj pakiranja br. 10).
- Proizvod i sve rastavljene dijelove držite izvan dohvata djece.
- Ni u kojem slučaju nemojte rastavljati upravljačku jedinicu izdajalice (sadržaj pakiranja br. 9); popravak ili zamjenu mora obaviti proizvođač ili stručna osoba.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Prije sastavljanja i uporabe električne izdajalice provjerite sadrži li pakiranje sljedeće dodatke; molimo vas da se obratite prodavaču ako neki dijelovi nedostaju:

1. Poklopac za zaštitu od prašine
2. Silikonski masažni nastavak
3. Tijelo izdajalice
4. Silikonska membrana protiv prolijevanja
5. Poklopac protiv prolijevanja
6. Ventil za usisavanje
7. Nuvita bočica (150 ml)
8. Silikonski ventil za Nuvita bočicu
9. Upravljačka jedinica izdajalice
10. Cijev za povezivanje
11. Poklopac bočice za zaštitu od prašine
12. Sisač za bočicu
13. Prsten za bočicu
14. USB-C adapter za napajanje
15. Baršunasta vrećica (nije prikazana)



UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja i sterilizacije rastavite dijelove koji dolaze u dodir s dojkom i majčinim mlijekom (osim upravljačke jedinice izdajalice – stavka br. 9 u pakiranju).
- Nemojte prati upravljačku jedinicu izdajalice (stavka br. 9 u pakiranju) u vodi.
- Nemojte sterilizirati upravljačku jedinicu izdajalice (stavka br. 9 u pakiranju) u sterilizatoru na paru.
- Nemojte toplinski sterilizirati spojnu cijev; koristite isključivo hladnu sterilizaciju. Alternativno, očistite je toplom vodom s deterdžentom i isperite steriliziranom vodom (stavka br. 10 u pakiranju).
- Dijelove očistite odmah nakon svake uporabe kako biste uklonili ostatke mlijeka i spriječili razvoj bakterija.
- Postavite čiste dijelove na čist i suh ručnik te ih ostavite da se osuše na zraku na hladnom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti ili izvora topline.


ZNAČAJKE PROIZVODA

Model električne izdajalice za jednu dojku s punjivom baterijom, osmišljen za maksimiziranje procesa izdavanja mlijeka. Dizajnirana je tako da oponaša ritam bebina sisanja.

1. Ova izdajalica koristi tehnologiju dviju faza:
 - 1. faza s 9 razina automatske stimulacije i trajanjem rada od 2 minute
 - 2. faza s 9 razina koje se mogu odabrati za učinkovitije izdavanje
2. Ovaj uređaj ima sustav zaštite od povrata mlijeka koji sprječava vraćanje mlijeka u motornu jedinicu i njezino oštećenje tijekom procesa izdavanja.
3. Sadrži funkciju memorije.
4. Prenosiv je (radi na struju i baterije), zbog čega je vrlo pogodan za putovanja i idealan za izdavanje na poslu.

OPIS UPRAVLJAČKE JEDINICE IZDAJALICE

- A. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- B. Tipka za odabir načina rada
- C. Tipka za povećanje razine usisavanja
- D. Tipka za smanjenje razine usisavanja
- E. Pokazivač normalnog načina rada
- F. Pokazivač načina stimulacije
- G. Pokazivač načina izdisanja






Razine frekvencije apsorpcije uređaja Nuvita 1282C:



♥ 1 od 9 Ovo je način rada za stimulaciju s brzim, kratkim ritmom usisavanja.

💧 1 od 9 Ovo je način izdavanja. Simulira bebino sisanje. Ritam ove faze je sporiji, dublji i duži.

SKUPŠTINA





1. Umetnite silikonski masažni nastavak (sadržaj pakiranja br. 2) u izdajalicu, kao što je prikazano na slici.
2. Spojite silikonski dio protiv curenja (sadržaj pakiranja br. 4) s poklopcem protiv curenja (sadržaj pakiranja br. 5) kao što je prikazano u nastavku. Poravnajte s utorom i zavrtnite poklopac protiv curenja kako je prikazano na slici.
3. Pričvrstite usisni ventil (sadržaj pakiranja br. 6) na donji dio izdajalice. Pogledajte sliku u nastavku.
4. Spojite gornji dio izdajalice sa širokim grlom bočice okretanjem dok se ne zatvori.
5. Umetnite spojnu cijev (sadržaj pakiranja br. 10) u otvor na gornjem poklopcu koji sprječava prolijevanje. Drugi kraj spojne cijevi umetnite u usisni otvor pumpe. Pogledajte dijagram u nastavku. Učvrstite bočicu na njezino postolje.



OPERACIJA

1. Operite ruke prije uporabe proizvoda i provjerite jesu li dijelovi izdajalice čisti i pravilno sastavljeni prema uputama u ovom priručniku.
2. Opustite se i udobno smjestite u uobičajen sjedeći položaj. Prije izdavanja mlijeka upotrijebite gel-oblog ili topao ručnik.
3. Rukom namjestite bradavicu u središte izdajalice i osigurajte čvrsto prljanje kako biste spriječili ulazak zraka.
4. Uključite uređaj pritiskom i držanjem tipke za uključivanje/isključivanje. Zaslom će provesti samoprovjeru i zasvijetliti. Uređaj će zatim prijeći u način rada za stimulaciju. Tvornički zadana postavka je razina 5. Nakon 2 minute stimulacije, uređaj će se automatski prebaciti u način rada za izdavanje. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta rada.
5. U načinu rada za izdavanje pritisnite tipku + ili - kako biste




odabrali razinu od L1 do L9. Uređaj ima funkciju memorije: pamti će prethodno odabranu razinu za sljedeću uporabu.

6. Rastavite, očistite i sterilizirajte dijelove koji nisu elektronički radi buduće uporabe.

INSTALACIJA ADAPTERA ZA NAPAJANJE IZMJENIČNOM STRUJOM

VAŽNO: Isključite uređaj prije povezivanja s adapterom..

1. Umetnite USB-C priključak u upravljačku jedinicu i uključite adapter za napajanje u električnu utičnicu, kao što je prikazano na dijagramu.
2. Kada je razina napunjenosti baterije niska, znamenka na zaslonu (indikator razine) počeo će treperiti, signalizirajući da je bateriju potrebno napuniti.
3. Tijekom punjenja znamenka na zaslonu treperit će, a segmenti će se izmjenjivati u smjeru kazaljke na satu, pokazujući da se uređaj puni, kao što je prikazano na dijagramu. Kada se uređaj potpuno napuni, automatski će se isključiti.



JAMSTVO – UVJETI I ODREDBE

Ovaj proizvod obuhvaćen je jamstvom od 24 mjeseca na tvorničke nedostatke, koje počinje teći od datuma kupnje potvrđenog računom ili fakturom. U slučaju kupnje na temelju fakture, zakonsko jamstvo skraćuje se na 12 mjeseci. Jamstvo od 24 mjeseca ne pokriva oštećenja nastala uobičajenim trošenjem, kozmetička oštećenja, dodatnu opremu ni potrošne dijelove (npr. baterije, glave ili dijelove podložne trošenju). Za baterije vrijedi jamstvo od 6 mjeseci. Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na

www.nuvitababy.com/warranty

Gerbiamas pirkėjų, įsigijote vieną patikimiausių šiuo metu rinkoje esančių pientraukių. Kūrėme šį prietaisą taip, kad jį būtų kuo paprasčiau naudoti, tačiau prašome skirti šiek tiek laiko instrukcijai perskaityti – priešingu atveju galite nepasinaudoti visais šio gaminio teikiamais privalumais. Prašome išsaugoti instrukciją, kad prireikus galėtumėte ją pasinaudoti. Keliaudami nepamirškite pasiimti keturių AA tipo šarminių baterijų.


ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Šį gaminį gali naudoti tik suaugusieji; viso naudojimo metu būtina elgtis itin atsargiai.
- Nenaudokite jokio kito maitinimo adapterio, išskyrus tą, kuris buvo pridėtas prie gaminio.
- Naudojimo metu neleiskite jungiamajam vamzdeliui (pakuotės turinio 10 pozicija) deformuotis ar užsilenkti.
- Laikykite gaminį ir visas išardytas jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jokiu būdu neardykite pientraukio valdymo bloko (pakuotės turinio 9 pozicija); jį taisyti ar pakeisti turi tik gamintojas arba kvalifikuotas specialistas.

PAKUOTĖS TURINYS

Prieš surinkdami ir pradėdami naudoti elektrinį pientraukį, įsitinkite, kad pakuotėje yra šie priedai; jei trūksta kokių nors dalių, kreipkitės į pardavėją:

1. Apsauginis dangtelis
2. Silikonas masinis gaubtelis
3. Pieno siurblio korpusas
4. Silikonas membrana (apsauga nuo išsiliejimo)
5. Dangtelis (apsauga nuo išsiliejimo)
6. Siurbimo vožtuvas
7. „Nuvita“ buteliukas (150 ml)
8. Silikonas vožtuvas „Nuvita“ buteliukui
9. Pieno siurblio valdymo blokas
10. Jungiamasis vamzdelis
11. Buteliuko apsauginis dangtelis
12. Buteliuko žindukas
13. Buteliuko žiedas
14. USB-C maitinimo adapteris
15. Velvetinis maišelis (nuotraukoje nepavaizduotas)



VALYMO INSTRUKCIJOS

- Prieš valydami ir sterilizuodami, išardykite dalis, kurios liečiasi su krūtimi ir motinos pienu (išskyrus pientraukio valdymo bloką – pakuotės turinio 9 punktą).
- Neplaukite pientraukio valdymo bloko (pakuotės turinio 9 punktą) vandenyje.
- Nesterilizuokite pientraukio valdymo bloko (pakuotės turinio 9 punktą) gariniame sterilizatoriuje.
- Nesterilizuokite jungiamojo vamzdelio karščiui; naudokite tik šaltąjį sterilizavimo būdą. Taip pat galite jį nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir perplauti steriliu vandeniu (pakuotės turinio 10 punktą).
- Nuvalykite dalis iškart po kiekvieno naudojimo, kad pašalintumėte pieno likučius ir išvengtumėte bakterijų dauginimosi.
- Padėkite švarias dalis ant švaraus, sauso rankšluosčio ir palikite džiūti vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių.


PRODUKTO SAVYBĖS

Įkraunamas vieno pientraukio modelis, sukurtas siekiant maksimaliai optimizuoti pieno nutraukimo procesą. Jis imituoja kūdikio žindimo ritmą.

1. Šis pientraukis naudoja dviejų fazių technologiją:
 - 1-asis etapas: 9 automatiniai stimuliavimo lygiai, veikimo trukmė – 2 minutės
 - 2-asis etapas: 9 pasirinkiami lygiai efektyvesniam pieno nutraukimui
2. Šiame prietaise įdiegta apsaugos nuo atgalinio srauto sistema, kuri neleidžia motinos pienui nutekėti atgal į variklio bloką ir jį sugadinti pieno nutraukimo metu.
3. Jame yra atminties funkcija.
4. Prietaisas yra nešiojamas (gali veikti prijungtas prie elektros tinklo arba naudojant baterijas), todėl puikiai tinka kelionėms ir pieno nutraukimui darbe.

PIENO SIURBLIO VALDYMO BLOKO APRAŠYMAS




- A. Įjungimo / išjungimo mygtukas
- B. Režimo pasirinkimo mygtukas
- C. Siurbimo lygio didinimo mygtukas
- D. Siurbimo lygio mažinimo mygtukas
- E. Įprasto režimo indikatorius
- F. Stimuliavimo režimo indikatorius
- G. Pieno nutraukimo režimo indikatorius





„Nuvita 1282C“ sugerties dažnio lygiai:

- ♥ 1 iš 9 Tai stimuliacijos režimas su greitu, trumpu siurbimo ritmu.
- 💧 1 iš 9 Tai – pieno nutraukimo režimas. Jis imituoja kūdikio žindimą. Šio etapo ritmas yra lėtesnis, gilesnis ir ilgesnis.

SURINKIMAS





1. Įstatykite silikoninį masažinį gaubtelį (pakuotės turinio 2 pozicija) į pientraukį, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Sujunkite silikoninę apsaugą nuo pratekėjimo (pakuotės turinio 4 pozicija) su apsauginiu dangteliu (pakuotės turinio 5 pozicija), kaip parodyta toliau. Sulygiuokite su kreipiamąja anga ir užsukite apsauginį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
3. Pritvirtinkite siurbimo vožtuvą (pakuotės turinio 6 pozicija) prie apatinės pientraukio dalies. Žr. paveikslėlį žemiau.
4. Sujunkite viršutinę pientraukio dalį su plačiu buteliuko kakleliu – sukite, kol sandariai užsidarys.
5. Įstatykite jungiamąjį vamzdelį (pakuotės turinio 10 pozicija) į angą viršutiniame apsauginiame dangtelyje. Kitą vamzdelio galą įstatykite į pientraukio siurbimo angą. Žr. schemą žemiau. Pritvirtinkite buteliuką prie jo pagrindo.



OPERACIJA

1. Prieš naudodami prietaisą, nusiplaukite rankas ir įsitinkinkite, kad pientraukio dalys yra švarios bei tinkamai surinktos pagal šiame vadove pateiktas instrukcijas.
2. Atsipalaiduokite ir patogiai įsitaisykite sėdėdami įprastoje padėtyje. Prieš nusitraukdami pieną, galite panaudoti gelinį šildomąjį kompresą arba šiltą rankšluostį.
3. Pridėkite pientraukį taip, kad spenelis atsidurtų jo centre, ir užtikrinkite sandarų priglundimą, kad į vidų nepatektų oro.
4. Įjunkite prietaisą paspausdami ir palaikydami įjungimo mygtuką. Ekране bus atlikta savitiktura ir jis pradės mirksėti. Tada prietaisas persijungs į stimuliacijos režimą. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra 5-as lygis. Po 2 minučių stimuliacijos prietaisas automatiškai persijungs į pieno traukimo režimą. Po 30 minučių veikimo prietaisas automatiškai išsijungs.




- Veikiant pieno traukimo režimui, spauskite „+“ arba „-“ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą lygį (nuo L1 iki L9). Prietaisas turi atminties funkciją: kito seanso metu jis atkurs anksčiau pasirinktą lygį.
- Išardykite, išvalykite ir sterilizuokite neelektronines dalis, kad jas būtų galima naudoti ateityje.

KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO ADAPTERIO ĮDIEGIMAS

SVARBU: Prieš prijungdami adapterį, išjunkite įrenginį.

- Įstatykite USB-C jungtį į valdymo bloką, o maitinimo adapterį įjunkite į elektros lizdą, kaip parodyta schemoje.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, ekrane mirksės skaitmuo (lygio indikatorius), nurodantis, kad akumuliatorių reikia įkrauti.
- Įkrovimo metu ekrane mirksės skaitmuo, o segmentai judės pagal laikrodžio rodyklę – tai rodo, kad prietaisas kraunamas (kaip parodyta schemoje). Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis automatiškai išsijungs.



GARANTIJA – SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Šiam gaminiui taikoma 24 mėnesių garantija dėl gamybos defektų, galiojanti nuo pirkimo datos, kuri patvirtinama kasos čekiu arba sąskaita faktūra. Įsigijus prekę pagal sąskaitą faktūrą, įstatymų numatyta garantija sutrumpinama iki 12 mėnesių. 24 mėnesių garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl įprasto nusidėvėjimo, kosmetiniams pažeidimams, priedams ar eksploatacinėms medžiagoms (pvz., baterijoms, galvutėms ar nusidėvinčioms dalims). Baterijoms taikoma 6 mėnesių garantija. Išsamias garantijos sąlygas rasite adresu www.nuvitababy.com/warranty

Szanowna Klientko, zakupiłaś jeden z najbardziej niezawodnych laktatorów dostępnych obecnie na rynku. Urządzenie to zaprojektowano tak, aby jego obsługa była jak najprostsza; prosimy jednak o poświęcenie chwili na zapoznanie się z instrukcją, gdyż w przeciwnym razie możesz nie w pełni korzystać z zalet tego produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji do późniejszego wykorzystania. Pamiętaj, aby na czas podróży zaopatrzyć się w cztery baterie alkaliczne typu AA.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe, z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas całego procesu.
- Nie należy używać zasilacza innego niż ten dołączony do zestawu.
- Podczas użytkowania nie wolno zginać ani deformować przewodu łączącego (element nr 10 w zestawie).
- Produkt oraz wszelkie zdemontowane części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pod żadnym pozorem nie należy demontować modułu sterującego laktatora (element nr 9 w zestawie); naprawa lub wymiana urządzenia musi zostać przeprowadzona przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed montażem i użyciem elektrycznego laktatora upewnij się, że opakowanie zawiera następujące akcesoria; w przypadku braku jakichkolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą:

1. Osłona przeciwkurzowa
2. Silikonowa nakładka masująca
3. Korpus laktatora
4. Silikonowa membrana zabezpieczająca przed rozlaniem
5. Pokrywka zabezpieczająca przed rozlaniem
6. Zawór ssący
7. Butelka Nuvita (150 ml)
8. Silikonowy zawór do butelki Nuvita
9. Panel sterowania laktatora
10. Wąż łączący
11. Osłona przeciwkurzowa butelki
12. Smoczek do butelki
13. Nakrętka butelki
14. Zasilacz USB-C
15. Aksamitny woreczek (brak na zdjęciu)



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i sterylizacji należy rozmontować elementy mające kontakt z piersią i mlekiem (z wyjątkiem modułu sterującego laktatora – element nr 9).
- Nie należy myć modułu sterującego laktatora (element nr 9) w wodzie.
- Nie należy sterylizować modułu sterującego laktatora (element nr 9) w sterylizatorze parowym.
- Nie należy poddawać rurki łączącej sterylizacji termicznej; należy stosować wyłącznie sterylizację na zimno. Alternatywnie można ją umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i przepłukać wodą sterylną (element nr 10).
- Elementy należy czyścić niezwłocznie po każdym użyciu, aby usunąć resztki mleka i zapobiec namnażaniu się bakterii.
- Czyste elementy należy położyć na czystym, suchym ręczniku i pozostawić do wyschnięcia w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.


CECHY PRODUKTU

Model elektrycznego laktatora jednostronnego z akumulatorem, zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować efektywność procesu odciągania pokarmu. Urządzenie zostało stworzone, by naśladować rytm ssania dziecka..

1. Ten laktator wykorzystuje technologię dwufazową:
 - Faza 1 z 9 poziomami automatycznej stymulacji i czasem pracy wynoszącym 2 minuty
 - Faza 2 z 9 poziomami do wyboru, zapewniającymi skuteczniejsze odciąganie pokarmu
2. Urządzenie wyposażono w system ochrony przed cofaniem się pokarmu, który zapobiega jego przedostawaniu się do modułu silnika i uszkodzeniu go podczas odciągania.
3. Posiada ono funkcję pamięci.
4. Jest przenośne (zasilane sieciowo, prądem stałym lub bateriami), dzięki czemu doskonale sprawdza się w podróży oraz podczas odciągania pokarmu w pracy.

OPIS MODUŁU STERUJĄCEGO LAKTATORA

- A. Włącznik zasilania
- B. Przycisk wyboru trybu
- C. Przycisk zwiększania siły ssania
- D. Przycisk zmniejszania siły ssania
- E. Wskaźnik trybu normalnego
- F. Wskaźnik trybu stymulacji
- G. Wskaźnik trybu odciągania






Poziomy częstotliwości absorpcji Nuvita 1282C:



♥ 1z9 To tryb stymulacji o szybkim, krótkim rytmie ssania.

💧 1z9 To jest tryb odciągania. Odzwierciedla on sposób, w jaki ssie dziecko. Rytm tej fazy jest wolniejszy, głębszy i dłuższy.

MONTAŻ





1. Umieść silikonową nakładkę masującą (element nr 2) w laktatorze, jak pokazano na rysunku.
2. Połącz silikonowy element zabezpieczający przed wyciekami (element nr 4) z odpowiednią pokrywką (element nr 5), jak pokazano poniżej. Dopasuj elementy do przewodnicy i nakręć pokrywkę, jak przedstawiono na rysunku.
3. Zamocuj zawór ssący (element nr 6) u dołu laktatora. Patrz rysunek poniżej.
4. Połącz górną część laktatora z butelką o szerokiej szyjce, dokręcając ją do momentu zamknięcia.
5. Wsuń wężyk łączący (element nr 10) w otwór w górnej pokrywce zabezpieczającej przed rozlaniem. Drugi koniec wężyka podłącz do otworu ssącego pompki. Skorzystaj z poniższego schematu. Umieść butelkę w podstawie.



DZIAŁANIE

1. Przed użyciem produktu umyj ręce i upewnij się, że elementy laktatora są czyste oraz prawidłowo złożone zgodnie z instrukcją.
2. Zrelaksuj się i usiądź wygodnie w naturalnej pozycji. Przed rozpoczęciem odciągania pokarmu możesz użyć żelowego kompresu termicznego lub ciepłego ręcznika.
3. Umieść brodawkę centralnie w lejku laktatora i upewnij się, że przylega on szczelnie do piersi, zapobiegając dostawianiu się powietrza.
4. Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Wyświetlacz przeprowadzi autotest i zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb stymulacji. Domyślne ustawienie fabryczne to poziom 5. Po 2 minutach stymulacji urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odciągania pokarmu. Urządzenie wyłączy się samoczynnie po 30 minutach pracy.




5. W trybie odciągania użyj przycisków + lub -, aby wybrać poziom z zakresu od L1 do L9. Urządzenie posiada funkcję pamięci: zapamiętuje ostatnio wybrany poziom i przywraca go podczas kolejnej sesji odciągania.
6. Rozmontuj, wyczyść i wysterylizuj elementy nieelektryczne przed ponownym użyciem.

INSTALACJA ZASILACZA SIECIOWEGO

WAŻNY: Wyłącz urządzenie przed podłączeniem go do zasilacza.

1. Podłącz złącze USB-C do jednostki sterującej, a zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego, jak pokazano na schemacie.
2. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, cyfra na wyświetlaczu (wskaźnik poziomu) zacznie migać, sygnalizując konieczność naładowania baterii.
3. Podczas ładowania cyfra na wyświetlaczu miga, a segmenty zmieniają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wskazując, że urządzenie się ładuje (jak pokazano na schemacie). Po pełnym naładowaniu urządzenie wyłączy się automatycznie.



GWARANCJA – WARUNKI

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady fabryczne, liczoną od daty zakupu potwierdzonej paragonem lub fakturą. W przypadku zakupu na fakturę okres gwarancji ustawowej zostaje skrócony do 12 miesięcy. Gwarancja 24-miesięczna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń natury estetycznej, akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych (np. baterii, głowic czy części podlegających zużyciu). Baterie objęte są gwarancją 6-miesięczną. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są pod adresem www.nuvitababy.com/warranty

Poštovani korisniče, kupili ste jednu od najpouzdanijih pumpi za izmuzavanje koje su trenutno dostupne na tržištu. Ovaj uređaj smo dizajnirali tako da bude što jednostavniji za upotrebu; ipak, molimo vas da odvojite malo vremena i pročitate uputstvo, jer u suprotnom možda nećete moći da u potpunosti iskoristite sve prednosti koje ovaj proizvod nudi. Molimo vas da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu. Pobrinite se da imate četiri AA alkalne baterije za upotrebu tokom putovanja.


PREVENTIVNE MERE

- Pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre korišćenja proizvoda.
- Ovaj proizvod smeju da koriste samo odrasle osobe, uz maksimalnu pažnju tokom čitavog procesa.
- Nemojte koristiti drugi strujni adapter osim onog koji je isporučen uz proizvod.
- Nemojte deformisati niti savijati priključnu cev (deo br. 10 iz pakovanja) tokom upotrebe.
- Držite proizvod i sve odvojene delove van domašaja dece.
- Nemojte ni iz kog razloga rastavljati upravljačku jedinicu pumpe za izmuzanje (deo br. 9 iz pakovanja); popravku ili zamenu mora obaviti proizvođač ili stručno lice.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Pre sklapanja i upotrebe električne pumpe za izmuzavanje, proverite da li se u pakovanju nalaze sledeći dodaci; molimo vas da kontaktirate prodavca ukoliko neki delovi nedostaju:

1. Poklopac za prašinu
2. Silikonska čaša za masažu
3. Telo pumpice za grudi
4. Silikonska membrana protiv prosipanja
5. Poklopac protiv prosipanja
6. Usisni ventil
7. Nuvita bočica (150 ml)
8. Silikonski ventil za Nuvita bočicu
9. Kontrolna jedinica pumpice za grudi
10. Cev za priključak
11. Poklopac za prašinu za bočicu
12. Cuda za bočicu
13. Prsten za bočicu
14. USB-C adapter za napajanje
15. Plišana torbica (nije na slici)



UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja i sterilizacije, rastavite delove koji dolaze u kontakt sa dojkom i majčinim mlekom (osim kontrolne jedinice pumpice za izmuzavanje – sadržaj pakovanja br. 9).
- Ne čistite kontrolnu jedinicu pumpice za izmuzavanje (sadržaj pakovanja br. 9) u vodi.
- Ne sterilizujte kontrolnu jedinicu pumpice za izmuzavanje (sadržaj pakovanja br. 9) u parnom sterilizatoru.
- Ne sterilizite spojnu cev toplotom; koristite samo hladnu sterilizaciju. Alternativno, očistite je toplom vodom sa sapunom i isperite sterilisanom vodom (sadržaj pakovanja br. 10).
- Očistite delove odmah nakon svake upotrebe kako biste uklonili ostatke mleka i sprečili rast bakterija.
- Stavite čiste delove na čist, suv peškir i ostavite ih da se osuše na vazduhu na hladnom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti ili izvora toplote.


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Model punjive električne pumpe za izmuzavanje jedne dojke, dizajniran da maksimizuje proces izmuzanja. Konstruisan je tako da oponaša ritam bebinog sisanja.

1. Ova pumpa za izmazanje mleka koristi tehnologiju u dve faze:
 - Faza 1 sa 9 nivoa automatske stimulacije, u trajanju od 2 minuta
 - Faza 2 sa 9 nivoa koji se mogu birati, za efikasnije izmazanje
2. Ovaj uređaj poseduje sistem za zaštitu od povratnog toka koji sprečava da majčino mleko dospe nazad u motornu jedinicu i ošteti je tokom procesa izmuzavanja.
3. Sadrži funkciju memorije.
4. Prenosiv je (radi na struju i na baterije), zbog čega je veoma pogodan za putovanja i idealan za izmuzavanje na poslu.

OPIS UPRAVLJAČKE JEDINICE PUMPE ZA IZMUZAVANJE

- A. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- B. Dugme za izbor režima
- C. Dugme za povećanje nivoa usisavanja
- D. Dugme za smanjenje nivoa usisavanja
- E. Indikator normalnog režima
- F. Indikator režima stimulacije
- G. Indikator režima izmuzavanja



Nivoi frekvencije apsorpcije za Nuvita 1282C:




♥ 1od9

Ovo je režim stimulacije sa brzim, kratkim ritmom usisavanja.



💧 1od9

Ovo je režim izmazanja. On simulira bebino sisanje. Ritam ove faze je sporiji, dublji i duži.

SKUPŠTINA





1. Umetnite silikonsku čašicu za masažu (sadržaj pakovanja br. 2) u pumpu za izmuzavanje, kao što je prikazano na slici.
2. Sastavite silikonski deo protiv curenja (sadržaj pakovanja br. 4) sa poklopcem protiv curenja (sadržaj pakovanja br. 5) kao što je prikazano ispod. Poravnajte sa kliznim prorezom i zavrnite poklopac protiv curenja kao što je prikazano na slici.
3. Pričvrstite usisni ventil (sadržaj pakovanja br. 6) na donji kraj pumpe za izmuzavanje. Pogledajte sliku ispod.
4. Spojite gornji deo pumpe za izmuzavanje sa širokim grlom flašice okretanjem dok se ne zatvori.
5. Umetnite spojnu cev (sadržaj pakovanja br. 10) u otvor na gornjem poklopcu protiv prosipanja. Umetnite drugi kraj spojne cevi u usisni otvor pumpe. Pogledajte dijagram ispod. Pričvrstite flašicu na njenu bazu.



OPERACIJA

1. Operite ruke pre upotrebe proizvoda i uverite se da su delovi pumpe za izmazanje mleka čisti i pravilno sklopljeni u skladu sa uputstvima u ovom vodiču.
2. Opustite se i zauzmite udoban, uobičajen sedeći položaj. Pre izmazanja mleka, upotrebite gel-oblogu za zagrevanje ili topao peškir.
3. Rukom namestite bradavicu u centar pumpe i uverite se da je pritanjanje čvrsto i sigurno kako biste sprečili prolazak vazduha.
4. Uključite uređaj pritiskom i zadržavanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje. Ekran će izvršiti samoproveru i zatreperiti. Uređaj će zatim preći u režim stimulacije. Fabrički podešen nivo je nivo 5. Nakon 2 minuta stimulacije, uređaj će se automatski prebaciti u režim izmazanja. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta rada.




5. U režimu izmazanja, pritisnite dugme „+“ ili „-“ da biste izabrali željeni nivo, od L1 do L9. Ovaj uređaj poseduje funkciju memorije: pamti prethodno izabrani nivo za narednu sesiju izmazanja.
6. Rasklopite, očistite i sterilizite neelektronske delove radi ponovne upotrebe.

POSTAVLJANJE ADAPTERA ZA NAPAJANJE NAIZMENIČNOM STRUJOM

VAŽNO: Isključite uređaj pre nego što ga povežete sa adapterom..

1. Umetnite USB-C konektor u kontrolnu jedinicu i uključite strujni adapter u utičnicu, kao što je prikazano na dijagramu.
2. Kada je nivo napunjenosti baterije nizak, cifra na ekranu (indikator nivoa) će treptati, ukazujući na to da je bateriju potrebno napuniti.
3. Tokom punjenja, cifra na ekranu će treptati, a segmenti će se smenjivati u smeru kazaljke na satu, pokazujući da se uređaj puni, kao što je prikazano na dijagramu. Kada se uređaj potpuno napuni, automatski će se isključiti.



GARANCIJA – USLOVI I ODREDBE

Za ovaj proizvod važi garancija od 24 meseca na fabričke nedostatke, koja počinje da teče od datuma kupovine navedenog na fiskalnom računu ili fakturi. U slučaju kupovine uz fakturu, zakonska garancija se skraćuje na 12 meseci. Garancija od 24 meseca ne pokriva oštećenja nastala usled uobičajenog habanja, estetska oštećenja, dodatnu opremu niti potrošni materijal (npr. baterije, glave ili delove podložne habanju). Za baterije važi garancija od 6 meseci. Detaljni uslovi garancije dostupni su na

www.nuvitababy.com/warranty

ძირფასო მომხმარებელი, თქვენ შეიძინეთ ბაზარზე არსებული ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო მკერდის ტუმბო. მოწყობილობა ისე დავაპროექტეთ, რომ მისი გამოყენება მაქსიმალურად მარტივი იყოს; თუმცა, გთხოვთ, დრო დაუთმოთ ინსტრუქციის გაცნობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ვერ შეძლოთ პროდუქტის ყველა უპირატესობით სრულად სარგებლობა. გთხოვთ, შეინახოთ ინსტრუქცია შემდგომში გამოსაყენებლად. დარწმუნდით, რომ მოგზაურობისას თან გექნებათ ოთხი AA ტიპის ტუტე (ალკალინის) ელემენტი.


სიფრთხილის ზომები

- პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანიტ ინსტრუქციას.
- პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ მობრდილების მიერ გამოსაყენებლად; მთელი პროცესის განმავლობაში საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა.
- არ გამოიყენოთ სხვა კვების ადაპტერი, გარდა კომპლექტში არსებულისა.
- გამოყენებისას არ დააზიანოთ და არ გადაღუნოთ შემაერთებული მილი (კომპლექტის მე-10 ელემენტი).
- შეინახეთ პროდუქტი და მისი ნებისმიერი დეტალი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- არავითარ შემთხვევაში არ დაშალოთ მკერდის ტუმბოს მართვის ბლოკი (კომპლექტის მე-9 ელემენტი); მისი შეკეთება ან შეცვლა უნდა განახორციელოს მხოლოდ მწარმოებელმა ან კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.

შეფუთვის შიგთავსი

ელექტრო რძის ტუმბოს აწყობამდე და გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ შეფუთვაში მოცემულია შემდეგი აქსესუარები; რომელიმე ნაწილის არარსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გამყიდველს:

1. მტვრისგან დამცავი თავსახური
2. სილიკონის მასაჟორი თავაკი
3. რძის გამოსაწველი აპარატის კორპუსი
4. სითხის გადმოღვევის საწინააღმდეგო სილიკონის მემბრანა
5. გადმოღვევის საწინააღმდეგო თავსახური
6. ვაკუუმური სარქველი
7. Nuvita-ს ბოთლი (150 მლ)
8. სილიკონის სარქველი Nuvita-ს ბოთლისთვის
9. რძის გამოსაწველი აპარატის მართვის ბლოკი
10. შემაერთებული მილი
11. ბოთლის დამცავი თავსახური
12. ბოთლის საწოვარი
13. ბოთლის ფიქსატორი რგოლი
14. USB-C კვების ადაპტერი
15. ხავერდის ქისა (ფოტოზე არ არის გამოსახული)



გასუფთავების ინსტრუქცია

- გასუფთავებისა და სტერილიზაციის წინ დაშალეთ ის ნაწილები, რომლებიც უშუალო კონტაქტშია მკერდთან და დედის რძესთან (გარდა მკერდის ტუმბოს მართვის ბლოკისა — კომპლექტაციის მე-9 პუნქტი).
- არ გარეცხოთ წყალში მკერდის ტუმბოს მართვის ბლოკი (კომპლექტაციის მე-9 პუნქტი).
- არ გაასტერილოთ მკერდის ტუმბოს მართვის ბლოკი (კომპლექტაციის მე-9 პუნქტი) ორთქლის სტერილიზატორში.
- არ გაასტერილოთ დამაკავშირებელი მილი მაღალი ტემპერატურის გამოყენებით; გამოიყენეთ მხოლოდ ცივი სტერილიზაციის მეთოდი. ალტერნატივის სახით, განმინდეთ იგი თბილი საპნის წყლით და გაავლეთ სტერილიზებულ წყალში (კომპლექტაციის მე-10 პუნქტი).
- გასუფთავეთ ნაწილები ყოველი გამოყენებისთანავე, რათა მოაცილოთ რძის ნარჩენები და თავიდან აიცილოთ ბაქტერიების გამრავლება.
- მოათავსეთ გასუფთავებული ნაწილები სუფთა, მშრალ პირსახოცზე და დატოვეთ გასაშრობად გრილ ადგილას, შზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით.


პროდუქტის მახასიათებლები

აკუმულატორზე მომუშავე, ცალმხრივი ელექტრონული მკერდის ტუმბო, რომელიც შექმნილია რძის გამოწველის პროცესის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის. მისი კონსტრუქცია ბავშვის წოვის რიტმის იმიტირებას ახდენს.

1. ეს მკერდის ტუმბო ორფაზიან ტექნოლოგიას იყენებს:
 - პირველი ფაზა სტიმულაციის 9 ავტომატური დონით (მუშაობის ხანგრძლივობა — 2 წუთი)
 - მეორე ფაზა რძის უკეთ გამოწველისთვის განკუთვნილი 9 რეგულირებადი დონით
2. მოწყობილობა აღჭურვილია უკუდენის საწინააღმდეგო დაცვის სისტემით, რომელიც რძის ძრავის ბლოკში უკუმინარეთულებით მოხვედრისა და მისი დაზიანების თავიდან აცილებას უზრუნველყოფს.
3. მას გააჩნია მეხსიერების ფუნქცია.
4. მოწყობილობა პორტატულია (მუშაობს როგორც ელექტროქსელიდან, ისე ბატარეებით), რაც მას განსაკუთრებით მოსახერხებელს ხდის მოგზაურობისა და სამუშაო ადგილზე რძის გამოწველისთვის.

რძის საწველი აპარატის მართვის ბლოკის აღწერა

- A. ჩართვა/გამორთვის ლილაკი
- B. რეჟიმის არჩევის ლილაკი
- C. შეწოვის დონის გაზრდის ლილაკი
- D. შეწოვის დონის შემცირების ლილაკი
- E. ნორმალური რეჟიმის ინდიკატორი
- F. სტიმულაციის რეჟიმის ინდიკატორი
- G. რძის გამოწველის რეჟიმის ინდიკატორი






Nuvita 1282C-ის შთანთქმის სიხშირის დონეები:



1/9-დან ეს არის სტიმულაციის რეჟიმი შეწოვის სწრაფი და ხანმოკლე რიტმით.

1/9-დან ეს არის რძის გამოწველის რეჟიმი. ის ბავშვის წოვის პროცესს ბაძავს. ამ ფაზაში რიტმი უფრო ნელი, ღრმა და ხანგრძლივია.

ასამბლეა





1. მოათავსეთ სილიკონის მასაჟის თავაკი (კომპლექტის ნაწილი №2) მკერდის ტუმბოზე, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები.
2. შეაერთეთ სილიკონის დამცავი დეტალი (კომპლექტის ნაწილი №4) და სითხის გადმოღვრის საწინააღმდეგო თავსახური (კომპლექტის ნაწილი №5) ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით. გაასწორეთ სპეციალურ ღარებთან და დაახურეთ თავსახური, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები.
3. მიამაგრეთ ვაკუუმური სარქველი (კომპლექტის ნაწილი №6) მკერდის ტუმბოს ქვედა ნაწილზე. იხილეთ ქვემოთ მოცემული ნახაზი.
4. შეაერთეთ მკერდის ტუმბოს ზედა ნაწილი ბოთლის ფართო ყელთან და დაატრიალეთ ბოლომდე დახურვამდე.
5. შეაერთეთ დამაკავშირებელი მილი (კომპლექტის ნაწილი №10) ზედა თავსახურზე არსებულ შესაერთებელ ხვრელში. მილის მეორე ბოლო შეაერთეთ ტუმბოს ვაკუუმურ შესაერთებელში. იხილეთ ქვემოთ მოცემული სქემა. დაამაგრეთ ბოთლი მის სადგამზე.



ოპერაცია

1. პროდუქტის გამოყენებამდე დაიბანეთ ხელები და დარწმუნდით, რომ მკერდის ტუმბოს ნაწილები სუფთაა და სწორად არის აწყობილი, ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად.
2. მოდუნდით და კომფორტულად მოკალათდით ჩვეულ, მჯდომარე მდგომარეობაში. რძის გამოწველამდე გამოიყენეთ თერმო-გელის ბალიშები ან თბილი პირსახოცი.
3. ხელით მოათავსეთ ძუძუს თავი ტუმბოს ცენტრში და დარწმუნდით, რომ მიღებულია მჭიდრო და საიმედო შეერთება, რათა თავიდან აიცილოთ ჰაერის შეღწევა.
4. ჩართეთ მოწყობილობა ჩართვის ლილაკზე ხელის დაჭერით და დაჭერილი მდგომარეობით გაჩერებით. ეკრანი ჩაატარებს თვითდიაგნოსტიკას და აციმციმდება. ამის შემდეგ მოწყობილობა გადავა





სტიმულაციის რეჟიმში. ქარხნული პარამეტრით დაყენებულია მე-5 დონე. სტიმულაციის 2-ნუთიანი პროცესის შემდეგ, მოწყობილობა ავტომატურად გადავა რძის გამოწველის რეჟიმში. მუშაობის 30 წუთის გასვლის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

5. გამოწველის რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს „+“ ან „-“ L1-დან L9-მდე სასურველი დონის ასარჩევად. მოწყობილობას აქვს მეხსიერების ფუნქცია: ის დაიმახსოვრებს ადრე არჩეულ დონეს მომდევნო გამოყენებისთვის.
6. შემდგომი გამოყენებისთვის დაშალეთ, განმინდეთ და გაასტერილეთ მოწყობილობის არაელექტრონული ნაწილები.

ელექტროკვების ადა ტერის დამონტაჟება

მნიშვნელოვანი: გამორთეთ მოწყობილობა ადაპტერთან შეერთებამდე.

1. Inserire la porta USB-C nell'unità di controllo e collegare ...AC დენის ადაპტერი ელექტროქსელის როზეტს, როგორც ეს დიაგრამაზეა ნაჩვენები.
2. როდესაც აკუმულატორის მუხტი დაბალია, ეკრანზე გამოსახული სიმბოლო (დონის ინდიკატორი) ციმციმებს, რაც მიუთითებს, რომ აკუმულატორს დატენვა სჭირდება.
3. დატენვის პროცესში ეკრანზე გამოსახული სიმბოლოს კონტური საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს და ციმციმებს, რაც მიუთითებს, რომ მოწყობილობა დატენვის რეჟიმშია (როგორც დიაგრამაზეა ნაჩვენები). სრულად დატენვის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.



გარანტია – წესები და პირობები

ამ პროდუქტზე ვრცელდება 24-თვიანი გარანტია საწარმოო წუნის შემთხვევაში; გარანტიის ათვლა იწყება შეძენის თარიღიდან, რაც დასტურდება ჩეკით ან ინვოისით. ინვოისით შეძენის შემთხვევაში, კანონით გათვალისწინებული გარანტიის ვადა მცირდება 12 თვემდე. 24-თვიანი გარანტია არ ვრცელდება ბუნებრივი ცვეთით, კოსმეტიკური დაზიანებით, აქსესუარებით ან სახარჯი მასალებით (მაგ., ელემენტები, თავაკები ან ცვეთადი ნაწილები) გამოწვეულ დაზიანებებზე. ელემენტებზე ვრცელდება 6-თვიანი გარანტია. გარანტიის დეტალური პირობები ხელმისაწვდომია აქ www.nuvitababy.com/warranty

Bästa kund, du har köpt en av de mest pålitliga bröstpumparna på marknaden. Vi har utformat produkten för att den ska vara så enkel som möjligt att använda, men vi ber dig ändå att ta dig tid att läsa bruksanvisningen; annars riskerar du att gå miste om produktens fulla fördelar. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Se till att du har fyra alkaliska AA-batterier med dig när du är på resa.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten används.
- Produkten får endast användas av vuxna, och största möjliga försiktighet måste iakttas under hela användningen.
- Använd inte någon annan nätagadapter än den som medföljer.
- Anslutningsslangen (förpackningsdel nr 10) får inte deformeras eller vikas under användning.
- Förvara produkten och eventuella lösa delar utom räckhåll för barn.
- Ta inte isär bröstpumpens styrenhet (förpackningsdel nr 9) under några omständigheter; reparation eller byte måste utföras av tillverkaren eller en fackman.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Innan du monterar och använder den elektriska bröstpumpen, kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör; kontakta din återförsäljare om någon del saknas:

1. Dammskydd
2. Massagekupa i silikon
3. Bröstpumpens huvudenhet
4. Läckageskyddande membran i silikon
5. Läckageskyddande lock
6. Sugventil
7. Nuvita-flaska (150 ml)
8. Silikonventil till Nuvita-flaska
9. Kontrollenhet för bröstpump
10. Anslutningsslang
11. Dammskydd för flaska
12. Dinapp
13. Flaskring
14. USB-C-strömadapter
15. Sammetpåse (ej på bild)



RENGÖRINGSANVISNINGAR

- Innan rengöring och sterilisering ska de delar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölken tas isär (med undantag för bröstpumpens styrenhet – förpackningens innehåll nr 9).
- Rengör inte bröstpumpens styrenhet (förpackningens innehåll nr 9) i vatten.
- Sterilisera inte bröstpumpens styrenhet (förpackningens innehåll nr 9) i en ångsterilisator.
- Sterilisera inte anslutningsslangen med värme; använd endast kallsterilisering. Alternativt kan den rengöras med varmt vatten och diskmedel samt sköljas med steriliserat vatten (förpackningens innehåll nr 10).
- Rengör delarna omedelbart efter varje användning för att avlägsna mjölkrester och förhindra bakterietillväxt.
- Placera de rena delarna på en ren, torr handduk och låt dem lufttorka på en sval plats, skyddade från direkt solljus och värmekällor.


PRODUKTEGENSKAPER

En uppladdningsbar, elektrisk enkelbröstpump utformad för att optimera mjölkutdrivningen. Den är konstruerad för att efterlikna ett barns sugrytm..

- Denna bröstpump använder tvåfasteknik:
 - Fas 1 med 9 automatiska stimuleringsnivåer under 2 minuters användning
 - Fas 2 med 9 valbara nivåer för effektivare mjölkutdrivning
- Enheten är utrustad med ett skyddssystem som förhindrar att bröstmjölk rinner tillbaka in i motorenheten och skadar den under pumpningen.
- Den har en minnesfunktion.
- Den är bärbar (kan drivas med nätström eller batterier), vilket gör den mycket lämplig för resor och perfekt för pumpning på jobbet.

BESKRIVNING AV BRÖSTPUMPENS STYRENHET




- Strömbrytare (på/av)
- Knapp för val av läge
- Knapp för att öka sugstyrkan
- Knapp för att minska sugstyrkan
- Indikator för normalläge
- Indikator för stimuleringsläge
- Indikator för tömningsläge





Nuvita 1282C – absorptionsfrekvensnivåer:

-  **1 av 9** Detta är stimuleringsläget med en snabb, kort sugrytm.
-  **1 av 9** Detta är utdrivningsläget. Det efterliknar barnets sugande. Rytmerna i denna fas är långsammare, djupare och mer utdragna.

MONTERING





1. Sätt i silikonmassagekupan (del nr 2 i förpackningen) i bröstpumpen enligt bilden.
2. Montera ihop silikon delen för läckageskydd (del nr 4) med locket för läckageskydd (del nr 5) enligt nedan. Passa in delen i skåran och skruva fast locket enligt bilden.
3. Fäst sugventilen (del nr 6) i bröstpumpens nedre del. Se bilden nedan.
4. Anslut bröstpumpens överdel till flaskans breda hals genom att vrida tills den sitter fast.
5. Sätt i anslutningsslangen (del nr 10) i öppningen på det övre locket. Sätt i slangens andra ände i pumpens sugöppning. Se diagrammet nedan. Placera flaskan stadigt i sin bas.



DRIFT

1. Tvätta händerna innan du använder produkten och se till att bröstpumpens delar är rena och korrekt monterade enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
2. Slappna av och sitt bekvämt i en vanlig sittställning. Använd en värmekudde (gel) eller en varm handduk innan du pumpar ur mjölk.
3. Placera bröstvårtan mitt i bröstpumpen med handen och se till att den sluter tätt mot huden för att förhindra luftläckage.
4. Starta apparaten genom att hålla inne strömknappen. Displayen utför en självtest och blinkar. Apparaten går därefter över i stimuleringsläge. Fabriksinställningen är nivå 5. Efter 2 minuters stimulering växlar apparaten automatiskt till urpumpningsläge. Apparaten stängs av automatiskt efter 30 minuters användning.




5. I urpumpningsläget kan du välja en nivå mellan L1 och L9 genom att trycka på knappen + eller -. Apparaten har en minnesfunktion som sparar den senast valda nivån till nästa gång du pumpar.
6. Ta isär, rengör och sterilisera de icke-elektroniska delarna inför framtida bruk.

INSTALLERA NÄTADAPTERN

VIKTIG: Stäng av maskinen innan du ansluter den till adaptern.

1. Anslut USB-C-kontakten till styrenheten och sätt i nätadaptern i ett vägguttag enligt bilden.
2. När batterinivån är låg blinkar siffran på skärmen (nivåindikatorn) för att visa att batteriet behöver laddas.
3. Under laddningen blinkar siffran på skärmen och segmenten rör sig medurs för att visa att enheten laddas, enligt bilden. När enheten är fulladdad stängs den av automatiskt.



GARANTI – VILLKOR

Denna produkt omfattas av en garanti på 24 månader mot tillverkningsfel, räknat från inköpsdatumet (vilket styrks genom kvitto eller faktura). Vid köp mot faktura begränsas den lagstadgade garantin till 12 månader. Garantin på 24 månader täcker inte skador orsakade av normalt slitage, kosmetiska skador, tillbehör eller förbrukningsvaror (t.ex. batterier, munstycken eller slitdelar). För batterier gäller en garanti på 6 månader. Detaljerade garantivillkor finns på **www.nuvitababy.com/warranty**

Hyvä asiakas, olet hankkinut yhden markkinoiden luotettavimmista rintapumpuista. Olemme suunnitelleet laitteen mahdollisimman helppokäyttöiseksi; pyydämme kuitenkin, että käytät hetken käyttöohjeiden lukemiseen, jotta voit hyödyntää tuotteen kaikki edut. Säilytä käyttöohje myöhemmä tarvetta varten. Varmista, että sinulla on mukana neljä AA-kokoista alkaliparistoa matkakäyttöä varten.


VAROTOIMENPITEET

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Vain aikuiset saavat käyttää tätä tuotetta, ja koko käytön ajan on noudatettava äärimmäistä huolellisuutta.
- Älä käytä muuta kuin mukana toimitettua verkkolaitetta.
- Älä taivuta tai taita liitäntäletkua (pakkauksen osa nro 10) käytön aikana.
- Pidä tuote ja mahdolliset irrotetut osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä missään tapauksessa pura rintapumpun ohjausyksikköä (pakkauksen osa nro 9); sen saa korjata tai vaihtaa vain valmistaja tai ammattilainen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Varmista ennen sähkökäyttöisen rintapumpun kokoamista ja käyttöä, että pakkauksessa on seuraavat lisävarusteet; ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos osia puuttuu:

1. Pölysuojus
2. Silikoninen hierontakuppi
3. Rintapumpun runko
4. Silikoninen vuotosuojakalvo
5. Vuotosuojakansi
6. Imuventtiili
7. Nuvita-pullo (150 ml)
8. Silikoniventtiili Nuvita-pulloon
9. Rintapumpun ohjausyksikkö
10. Liitäntäletku
11. Pullon pölysuojus
12. Pullotutti
13. Pullon kiererengas
14. USB-C-virtalähde
15. Samettipussi (ei kuvassa)



PUHDISTUSOHJEET

- Ennen puhdistusta ja sterilointia pura osat, jotka ovat kosketuksissa rinnan ja rintamaidon kanssa (lukuun ottamatta rintapumpun ohjausyksikköä – pakkauksen osa nro 9).
- Älä puhdistaa rintapumpun ohjausyksikköä (pakkauksen osa nro 9) vedellä.
- Älä steriloï rintapumpun ohjausyksikköä (pakkauksen osa nro 9) höyrysterilointilaitteessa.
- Älä steriloï liitännätietä kuumentamalla; käytä ainoastaan kylmästerilointia. Vaihtoehtoisesti voit puhdistaa sen lämpimällä saippuavedellä ja huuhdella steriloidulla vedellä (pakkauksen osa nro 10).
- Puhdistaa osat heti jokaisen käyttökerran jälkeen maitojäämien poistamiseksi ja bakteerikasvun ehkäisemiseksi.
- Aseta puhtaat osat puhtaalle, kuivalle pyyhkeelle ja anna niiden kuivua ilmassa viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.


TUOTTEEN OMINAISUUDET

Ladattava yhden rinnan sähkökäyttöinen rintapumppu, joka on suunniteltu tehostamaan maidon lypsämistä. Se jäljittelee vauvan imurytmiä..

1. Tämä rintapumppu hyödyntää kaksivaiheista teknologiaa:
 - Vaihe 1: 9 automaattista stimulointiasoa, kesto 2 minuuttia
 - Vaihe 2: 9 valittavissa olevaa tasoa maidon tehokkaampaan lypsämiseen
2. Laitteessa on takaisinvirtaussuoja, joka estää rintamaitoa valumasta takaisin moottoriyksikköön ja vaurioittamasta sitä pumppauksen aikana.
3. Siinä on muistitoiminto.
4. Laite on kannettava (toimii verkkovirralla, tasavirralla ja paristoilla), joten se sopii erinomaisesti matkoille ja on ihanteellinen työpaikalla tapahtuvaan pumppaukseen.

RINTAPUMPUN OHJAUSYKSIKÖN KUVAS




- A. Virtakytkin
- B. Toimintatilan valintapainike
- C. Imutehon lisäspainike
- D. Imutehon vähennyspainike
- E. Normaalitylan merkkivalo
- F. Stimulaatitilan merkkivalo
- G. Lypsytilyan merkkivalo





Nuvita 1282C:n imutehotasot:

-  **1/9** Tämä on stimulaatitila, jossa on nopea ja lyhyt imurytmi.
-  **1/9** Tämä on lypsytily. Se jäljittelee vauvan imemistä. Tämän vaiheen rytmi on hitaampi, syvempi ja pidempi.

KOKOONPANO





1. Aseta silikoninen hierontakuppi (pakkauksen osa nro 2) rintapumppuun kuvan osoittamalla tavalla.
2. Yhdistä vuodonestoon tarkoitettu silikoniosa (pakkauksen osa nro 4) ja vuodonestokansi (pakkauksen osa nro 5) alla olevan kuvan mukaisesti. Kohdista osat liuku-uraan ja kierrä vuodonestokansi paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.
3. Kiinnitä imuventtiili (pakkauksen osa nro 6) rintapumpun alaosaan. Katso alla oleva kuva.
4. Yhdistä rintapumpun yläosa pullon leveään suuaukkoon kiertämällä, kunnes se on tiukasti kiinni.
5. Työnnä liitosletku (pakkauksen osa nro 10) yläosan vuodonestokannessa olevaan liitäntään. Työnnä liitosletkun toinen pää pumpun imuliitäntään. Katso alla olevaa kaaviota. Kiinnitä pullo jalustaansa.



TOIMINTA

1. Pese kätesi ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että rintapumpun osat ovat puhtaita ja koottu oikein tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
2. Rentoudu ja asetu mukavaan istuma-asentoon. Käytä lämpögeelityynyä tai lämmintä pyyhettä ennen maidon lypsämistä.
3. Aseta nänni kädelläsi rintapumpun keskelle ja varmista tiivis liitos, jotta ilmaa ei pääse vuotamaan väliin.
4. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Näyttö suorittaa itsetestauksen ja välähtää. Tämän jälkeen laite siirtyy stimulointitilaan. Tehdasasetuksena on taso 5. Kahden minuutin stimuloinnin jälkeen laite siirtyy automaattisesti lypsytilaan. Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin käytön jälkeen.




5. Valitse lypsytilassa haluamasi taso (L1–L9) painamalla + tai - -painiketta. Laitteessa on muistitoiminto: se tallentaa aiemmin valitun tason seuraavaa käyttökertaa varten.
6. Pura, puhdista ja steriloi ei-elektroniset osat seuraavaa käyttökertaa varten.

VERKKOVIRTASOVITTIMEN ASENTAMINEN

TÄRKEÄÄ: sSammuta laite ennen sen yhdistämistä sovittimeen..

1. Liitä USB-C-liitin ohjausyksikköön ja kytke verkkolaite pistorasiaan kaavion mukaisesti.
2. Kun akun varaus on vähissä, näytön numero (varaustason ilmaisin) vilkkuu merkinä siitä, että akku on ladattava.
3. Latauksen aikana näytön numero vilkkuu ja segmentit vaihtuvat myötäpäivään osoittaen, että laite latautuu (katso kaavio). Kun laite on latautunut täyteen, se sammuu automaattisesti.



TAKUU – EHDOT

Tuotteella on 24 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta ostopäivästä lukien (todistettava kuitilla tai laskulla). Jos tuote on ostettu laskulla, lakisääteinen takuu-aika on 12 kuukautta. 24 kuukauden takuu ei kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista, kosmeettisia vaurioita, lisävarusteita eikä kulutusosia (esim. paristot/akut, vaihtopäät tai kuluvat osat). Paristoilla ja akuilla on 6 kuukauden takuu. Tarkat takuehdot ovat luettavissa osoitteessa www.nuvitababy.com/warranty

Hea klient! Olete ostnud ühe kõige töökindlama rinnapumba, mis praegu turul saadaval on. Disainisime selle seadme võimalikult lihtsasti kasutatavaks, kuid palume teil siiski leida veidi aega kasutusjuhendiga tutvumiseks – vastasel juhul ei pruugi te saada täit kasu kõigist selle toote pakutavatest eelistest. Palun hoidke kasutusjuhend edaspidiseks alles. Veenduge, et teil oleks reisimise ajal kaasas neli AA-tüüpi leelispatareid.


ETTEVAATUSABINÕUD

- Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Toodet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, järgides kogu protsessi vältel äärmist ettevaatlikkust.
- Ärge kasutage muud kui komplektis olevat toiteadapterit.
- Ärge painutage ega väänake ühendustoru (pakendi sisu nr 10) kasutamise ajal.
- Hoidke toodet ja kõiki lahtivõetud osi lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge mingil juhul võtke rinnapumba juhtplokk (pakendi sisu nr 9) lahti; selle peab parandama või välja vahetama tootja või vastava ala spetsialist.

PAKENDI SISU

Enne elektrilise rinnapumba kokkupanekut ja kasutamist veenduge, et pakendis on järgmised lisatarvikud; kui mõni osa puudub, võtke ühendust edasimüüjaga:

1. Tolmukaitse
2. Silikoonist massaažilehter
3. Rinnapumba korpus
4. Silikoonist lekkekindel membraan
5. Lekkekindel kaas
6. Imemisklapp
7. Nuvita pudel (150 ml)
8. Silikoonklapp Nuvita pudelile
9. Rinnapumba juhtplokk
10. Ühendusvoolik
11. Pudeli tolmuaitse
12. Pudeli lülit
13. Pudeli keeratav rõngas
14. USB-C toiteadapter
15. Sametkott (pildil ei ole kujutatud)



PUHASTUSJUHISED

- Enne puhastamist ja steriliseerimist võtke lahti osad, mis puutuvad kokku rinna ja rinnapiimaga (välja arvatud rinnapumba juhtplokk – pakendi sisu nr 9).
- Ärge puhastage rinnapumba juhtplokki (pakendi sisu nr 9) veega.
- Ärge steriliseerige rinnapumba juhtplokki (pakendi sisu nr 9) aurusterilisaatoris.
- Ärge steriliseerige ühendustoru kuumusega; kasutage ainult külmsteriliseerimist. Alternatiivina puhastage seda sooja seebiveega ja loputage steriliseeritud veega (pakendi sisu nr 10).
- Puhastage osad kohe pärast iga kasutuskorda, et eemaldada piimajäägid ja vältida bakterite paljunemist.
- Asetage puhtad osad puhtale kuivale rätikule ja laske neil jahedas kohas, eemal otsest päikesevalgusest või soojusallikatest, õhu käes kuivada.


TOOTE OMADUSED

Laetav ühe rinnaga kasutatav elektriline rinnapump, mis on loodud piima väljapumpamise protsessi maksimeerimiseks. See on konstrueeritud imiteerima imiku imemisrütmi.

1. See rinnapump kasutab kaheetapilist tehnoloogiat:
 - 1. faas: 9 automaatset stimulatsioonitaset, tööaeg 2 minutit
 - 2. faas: 9 valitavat taset tõhusamaks piima väljutamiseks
2. Seadmel on tagasisvoolukaitse, mis takistab rinnapiima sattumist mootoriosasse ja selle kahjustamist pumpamise ajal.
3. Sellel on mälu funktsioon.
4. Seade on kaasaskantav (töötab nii vooluvõrgust kui ka patareidega), mistõttu sobib see suurepäraselt nii reisimiseks kui ka tööl kasutamiseks.

RINNAPUMBA JUHTPLOKI KIRJELDUS

- A. Toitelüliti (sisse/välja)
- B. Režiimivaliku nupp
- C. Imemistugevuse suurendamise nupp
- D. Imemistugevuse vähendamise nupp
- E. Tavarežiimi märgutuli
- F. Stimulatsioonirežiimi märgutuli
- G. Piima väljutamise režiimi märgutuli






Nuvita 1282C imendumissageduse tasemed:



 1/9 See on kiire ja lühikese imemisrütmi stimuleerimisrežiim.

 1/9 See on väljutamisrežiim. See jälgib imiku imemist. Selle etapi rütm on aeglasem, sügavam ja pikem.

KOOSTAMINE





1. Sisestage silikoonist massaažilehter (pakendi sisu nr 2) rinnapumba külge, nagu on näidatud joonisel.
2. Ühendage tilkumisvastane silikoonosa (pakendi sisu nr 4) tilkumisvastase kaanega (pakendi sisu nr 5), nagu on näidatud allpool. Joondage see vastava soonega ja keerake tilkumisvastane kaas kinni, nagu on näidatud joonisel.
3. Kinnitage imiklapp (pakendi sisu nr 6) rinnapumba alumise otsa külge. Vt allolevat joonist.
4. Ühendage rinnapumba ülaosa pudeli laia suudmega, keerates seda, kuni see on kindlalt kinni.
5. Sisestage ühendusvoolik (pakendi sisu nr 10) ülemisel lekkekindlal kaanel asuvasse avasse. Sisestage ühendusvooliku teine ots pumba imiavasse. Vaadake allolevat skeemi. Kinnitage pudel aluse külge.



OPERATSIOON

1. Enne toote kasutamist peske käed ning veenduge, et rinnapumba osad on puhtad ja vastavalt käesolevale juhendile õigesti kokku pandud.
2. Lõdvestuge ja võtke mugav istumisasend. Enne piima väljapumpamist kasutage soojendavat geelpatja või sooja rätikut.
3. Asetage rinnanibu käega rinnapumba keskele ja veenduge, et seade liibub tihedalt vastu rinda, vältimaks õhu sissepääsu.
4. Lülitage seade sisse, vajutades ja hoides all toitenuppu. Ekraan teeb enesekontrolli ja vilgub. Seejärel lülitub seade stimuleerimisrežiimi. Tehase vaikeseade on tase 5. Pärast kaheminutilist stimuleerimist lülitub seade automaatselt üle väljapumpamisrežiimile. Seade lülitub automaatselt välja pärast 30-minutilist töötamist.
5. Väljapumpamisrežiimis valige nuppude + või - abil soovitud tase




vahemikus L1–L9. Seadmel on mälufunktsioon: see jätab valitud taseme meelde ja kasutab seda järgmisel pumpamiskorral.

6. Võtke seade lahti ning puhastage ja steriliseerige mitteelektronilised osad edaspidiseks kasutamiseks.

VAHELDUVVOOLUADAPTERI PAIGALDAMINE

TÄHTIS: Lülitage seade enne adapteriga ühendamist välja..

1. Ühendage USB-C-pistik juhtplokiga ja ühendage toiteadapter pistikupessa, nagu on näidatud joonisel.
2. Kui aku laetustase on madal, hakkab ekraanil olev number (laetustaseme näidik) vilkuma, andes märku, et akut on vaja laadida.
3. Laadimise ajal vilgub ekraanil olev number ja segmendid vahelduvad päripäeva, näidates, et seade laeb (vt joonist). Kui seade on täielikult laetud, lülitub see automaatselt välja.



GARANTII – TINGIMUSED

Tootele kehtib 24-kuuline tootmisdefektide garantii, mis algab ostukuupäevast (tõendatud tšeki või arvega). Arvega ostmise korral lüheneb seadusjärgne garantiiperiood 12 kuule. 24-kuuline garantii ei kata tavapärasest kulumisest tingitud kahjustusi, kosmeetilisi kahjustusi, lisatarvikuid ega kulumaterjale (nt patareid, otsakud või kuluvad osad). Patareidele kehtib 6-kuuline garantii. Täpsemad garantiitingimused on saadaval aadressil www.nuvitababy.com/warranty

Cienijamais klient! Jūs esat iegādājies vienu no uzticamākajiem krūts piena sūkņiem, kas pašlaik pieejami tirgū. Mēs esam izstrādājuši šo ierīci tā, lai tās lietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka; tomēr lūdzam veltīt nedaudz laika lietošanas instrukcijas izlasīšanai, pretējā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šī produkta sniegtās priekšrocības. Lūdzu, saglabājiet instrukciju turpmākai uzziņai. Pārliecinieties, ka ceļošanas laikā jums līdzi ir četras AA tipa sārma (alkaline) baterijas.


PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai pieaugušie, visā lietošanas laikā ievērojot īpašu piesardzību.
- Neizmantojiet citu strāvas adapteri, izņemot komplektā iekļauto.
- Lietošanas laikā nelokiet un nedeformējiet savienojuma caurulīti (iepakojuma satura 10. pozīcija).
- Glabājiet izstrādājumu un visas demontētās daļas bērniem nepieejamā vietā.
- Nekādā gadījumā neizjauciet krūts piena sūkņa vadības bloku (iepakojuma satura 9. pozīcija); tā remonts vai nomaiņa jāveic ražotājam vai kvalificētam speciālistam.

KOMPLEKTA SATURS

Pirms elektriskā krūts piena sūkņa salikšanas un lietošanas pārliecinieties, vai iepakojumā ir šādi piederumi; ja trūkst kādas detaļas, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju:

1. Putekļu aizsargs
2. Silikona masāžas uzgalis
3. Krūts piena sūkņa korpus
4. Silikona membrāna pret izšļakstīšanos
5. Vāciņš pret izšļakstīšanos
6. Vakuuma vārsts
7. Nuvita pudelīte (150 ml)
8. Silikona vārsts Nuvita pudelītei
9. Krūts piena sūkņa vadības bloks
10. Savienojuma caurulīte
11. Pudelītes putekļu aizsargs
12. Pudelītes knupītis
13. Pudelītes gredzens
14. USB-C strāvas adapteris
15. Samta maisiņš (nav attēlots)



TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS

- Pirms tīrīšanas un sterilizēšanas izjauciet tās daļas, kas saskaras ar krūti un mātes pienu (izņemot krūts piena sūkņa vadības bloku — iepakojuma satura 9. pozīcija).
- Nemazgājiet krūts piena sūkņa vadības bloku (iepakojuma satura 9. pozīcija) ūdenī.
- Nesterilizējiet krūts piena sūkņa vadības bloku (iepakojuma satura 9. pozīcija) tvaika sterilizatorā.
- Nesterilizējiet savienojuma caurulīti ar karstumu; izmantojiet tikai auksto sterilizāciju. Alternatīvi — mazgājiet to siltā ziepjūdenī un noskalojiet ar sterilizētu ūdeni (iepakojuma satura 10. pozīcija).
- Notīriet detaļas uzreiz pēc katras lietošanas reizes, lai likvidētu piena atlikumus un novērstu baktēriju vairošanos.
- Novietojiet tīrās detaļas uz tīra, sausa dvieļa un ļaujiet tām nožūt vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avotiem.


PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Uzlādējams vienas krūts elektriskais piena sūknis, kas izstrādāts, lai maksimāli optimizētu piena atslaukšanas procesu. Tas paredzēts, lai atdarinātu mazuļa zīšanas ritmu.

1. Šis krūts piena sūknis izmanto divfāzu tehnoloģiju:
 - 1. fāze ar 9 automātiskajiem stimulācijas līmeņiem un 2 minūšu darbības laiku
 - 2. fāze ar 9 izvēlamiem līmeņiem efektīvākai piena atslaukšanai
2. Šī ierīce ir aprīkota ar pretplūsmas aizsardzības sistēmu, kas novērš mātes piena nokļūšanu atpakaļ motora blokā un tā bojāšanu piena atslaukšanas laikā.
3. Tai ir atmiņas funkcija.
4. Ierīce ir pārnēsājama (darbojas gan no elektrotīkla, gan ar baterijām), tāpēc tā ir ļoti piemērota ceļošanai un ideāli piemērota piena atslaukšanai darbā.

KRŪTS PIENA SŪKŅA VADĪBAS BLOKA APRAKSTS




- A. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- B. Režīma izvēles poga
- C. Sūkšanas līmeņa palielināšanas poga
- D. Sūkšanas līmeņa samazināšanas poga
- E. Normālā režīma indikators
- F. Stimulācijas režīma indikators
- G. Piena atslaukšanas režīma indikators





Nuvita 1282C absorbcijas frekvences līmeņi:

- ♥ 1 no 9 Šis ir stimulācijas režīms ar strauju, īsu sūkšanas ritmu.
- 💧 1 no 9 Šis ir piena atslaukšanas režīms. Tas imitē mazuļa zīšanu. Šis fāzes ritms ir lēnāks, dzīlāks un ilgāks.

MONTĀŽA





1. Ievietojiet silikona masāžas uzgali (iepakojuma satura 2. pozīcija) krūts piena sūkņī, kā parādīts attēlā.
2. Savienojiet pretpilēšanas silikona detaļu (iepakojuma satura 4. pozīcija) ar pretpilēšanas vāciņu (iepakojuma satura 5. pozīcija), kā parādīts zemāk. Savietojiet detaļas ar slidošo rievu un uzskrūvējiet pretpilēšanas vāciņu, kā parādīts attēlā.
3. Piestipriniet sūkšanas vārstu (iepakojuma satura 6. pozīcija) pie krūts piena sūkņa apakšējās daļas. Skatīt attēlu zemāk.
4. Savienojiet krūts piena sūkņa augšējo daļu ar pudelītes plato kakliņu, pagriežot to līdz pilnīgai noslēgšanai.
5. Ievietojiet savienojuma caurulīti (iepakojuma satura 10. pozīcija) atverē, kas atrodas uz augšējā pretizliešanas vāciņa. Ievietojiet otru savienojuma caurulītes galu sūkņa sūkšanas atverē. Skatīt shēmu zemāk. Nostipriniet pudelīti uz tās pamatnes.



DARBĪBA

1. Pirms ierīces lietošanas nomazgājiet rokas un pārļiecinieties, ka krūts piena sūkņa daļas ir tīras un pareizi samontētas saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
2. Atslābinieties un ērti iekārtojieties sēdus pozīcijā. Pirms piena atslaukšanas izmantojiet termogēla spilventiņu vai siltu dvieli.
3. Ar roku novietojiet krūts galu krūts piena sūkņa centrā un pārļiecinieties, ka savienojums ir ciešs un drošs, lai novērstu gaisa noplūdi.
4. Ieslēdziet ierīci, nospiežot un turot ieslēgšanas pogu. Displejs veiks pašpārbaudi un mirgos. Pēc tam ierīce pārslēgsies stimulācijas režīmā. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 5. līmenis. Pēc 2 minūšu stimulācijas ierīce automātiski pārslēgsies piena atslaukšanas režīmā. Pēc 30 minūšu darbības ierīce automātiski izslēgsies.




5. Atslaukšanas režīmā nospiediet pogu "+" vai "-", lai izvēlētos kādu no līmeņiem diapazonā no L1 līdz L9. Ierīcei ir atmiņas funkcija: tā saglabās iepriekš izvēlēto līmeni nākamajai piena atslaukšanas reizei.
6. Izjauciet, notīriet un sterilizējiet neelektroniskās daļas turpmākai lietošanai.

MAIŅSTRĀVAS ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

SVARĪGI: Pirms ierīces pievienošanas adapterim izslēdziet to.

1. Ievietojiet USB-C savienotāju vadības blokā un pievienojiet strāvas adapteri kontaktligzdai, kā parādīts shēmā.
2. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uz ekrāna mirgos cipars (līmeņa indikators), norādot, ka akumulators ir jāuzlādē.
3. Uzlādes laikā uz ekrāna mirgos cipars un segmenti secīgi iedegsies pulksteņrādītāja virzienā, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta, kā parādīts shēmā. Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, tā automātiski izslēgsies.



GARANTĪJA – NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šim izstrādājumam ir 24 mēnešu garantija pret ražošanas defektiem, kas stājas spēkā iegādes brīdī (to apliecina čeks vai rēķins). Ja pirkums veikts, izmantojot rēķinu, likumā noteiktais garantijas termiņš tiek samazināts līdz 12 mēnešiem. 24 mēnešu garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies dabiska nolietojuma rezultātā, uz kosmētiskiem bojājumiem, piederumiem vai paligmateriāliem (piemēram, baterijām, uzgaļiem vai detaļām, kas pakļautas nolietojumam). Baterijām tiek piemērota 6 mēnešu garantija. Detalizēti garantijas noteikumi ir pieejami www.nuvitababy.com/warranty



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar.



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe