

nuvita®
nuvitababy.com

IT Tiralatte Elettrico
ES Sacaleche Eléctrico
EN Electric Breast Pump
FR Tire-Lait Électrique
DE Elektrische Milchpumpe
PT Bomba Elétrica de Mama
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

Materno Smart



1287M



1287KD



1288M

IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

1287M 1287KD 1288M

1287M
1287KD
1288M

ES Materno Smart

Sacaleche Eléctrico

Estimada cliente, ha comprado uno de los sacaleches más fiables disponibles en el mercado. Hemos estudiado este dispositivo para que lo utilice de la manera más fácil, pero, me temo, que todavía tiene que dedicar una pequeña cantidad de tiempo a leer estas instrucciones o no conseguirá el 100 % de los beneficios que este producto puede proporcionarle. Guarde la guía por si necesita consultarla en el futuro. Por favor, asegúrese de tener cuatro pilas alcalinas de tamaño AA si desea utilizarlo en cualquier lugar.

Precauciones

- Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto
- Este producto solo puede ser utilizado por adultos con plena atención durante todo el proceso
- No utilice el adaptador de corriente que no sea el suministrado
- No deforme o anude el tubo conector (*Contenido del paquete n.º 10*) durante el proceso de uso
- Por favor, ponga el producto o las partes desmontadas fuera del alcance del bebé
- No desmonte la unidad de control del sacaleches (*Contenido del paquete n.º 9*) por ningún motivo. El fabricante o el profesional deberán repararla o sustituirla.


Contenido

Antes de montar y utilizar el extractor de leche eléctrico, asegúrese de que en el interior del envase hay los siguientes accesorios. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con la tienda en la que lo adquirió:

1287M

Materno Smart


1. Cubierta a prueba de polvo
2. Ventosa de silicona para realizar masajes
3. Extractor de leche
4. Silicona antiderrame
5. Cubierta antiderrame
6. Válvula de succión
7. Biberón Mimic (150 ml.)
8. Válvula de silicona del biberón Mimic
9. Dispositivo de bombeo del extractor de leche
10. Tubo de conexión
11. Cubierta del biberón a prueba de polvo
12. Tetilla
13. Anillo del biberón
14. Adaptador de corriente
15. Bolsa de terciopelo (no se incluye en el diagrama)
16. Adaptador



1287KD

Materno Smart Kit Doppio


1. Cubierta a prueba de polvo
2. Ventosa de silicona para realizar masajes
3. Extractor de leche que
4. Silicona antiderrame
5. Cubierta antiderrame
6. Válvula de succión
7. Biberón Mimic (150 ml.)
8. Válvula de silicona del biberón Mimic
9. Tubo de conexión
10. Cubierta del biberón a prueba de polvo
11. Tetilla
12. Anillo del biberón
13. Bolsa de terciopelo (no se incluye en el diagrama)
14. Adaptador



1288M

Materno Smart Doppio

1. Cubierta a prueba de polvo (2x)
2. Ventosa de silicona para realizar masajes (2x)
3. Extractor de leche (2x)
4. Silicona antiderrame (2x)
5. Cubierta antiderrame (2x)
6. Válvula de succión (2x)
7. Biberón Mimic (150 ml.) (2x)
8. Válvula de silicona del biberón Mimic (2x)
9. Dispositivo de bombeo del extractor de leche
10. Tubo de conexión (2x)
11. Cubierta del biberón a prueba de polvo (2x)
12. Tetilla (2x)
13. Anillo del biberón (2x)
14. Adaptador de corriente
15. Bolsa de terciopelo (no se incluye en el diagrama)
16. Adaptador (2x)



Instrucciones para la limpieza

- Antes de la limpieza y la esterilización, desmonte las partes en contacto con el pecho o la leche materna (aparte de la unidad de control del sacaleches) (*Contenido del paquete n.º 9*).
- No limpie la unidad de control del sacaleches (*Contenido del paquete n.º 9*) en el agua.
- No esterilice la unidad de control del sacaleches (*Contenido del paquete n.º 9*) en el esterilizador de vapor.
- No esterilice en caliente el tubo de conexión. Solo hay que esterilizar en frío. De lo contrario, limpie con agua jabonosa tibia y luego enjuague con agua estéril. (*Contenido del paquete n.º 10*).
- Limpie las partes inmediatamente después de cada uso para evitar el desarrollo de residuos de leche y bacterias.
- Ponga las partes limpias en un paño limpio y seco en un lugar fresco y a la sombra.

Características del producto




Un modelo de sacaleches eléctrico y recargable. para maximizar el proceso de extracción de leche. Está diseñado para simular el ritmo de succión del bebé.


1. Este dispositivo utiliza una tecnología de 2 fases:
 - Primera fase con 9 niveles de estimulación seleccionables para 2 minutos de funcionamiento.
 - 2.ª fase con 9 niveles seleccionables para una mejor extracción
 - 3.ª fase (la puede seleccionar si así lo desea) para eliminar por completo la leche del pecho y así evitar la galactostasis
2. Este dispositivo tiene un sistema de protección antirreflujo que impide que la leche materna vuelva a la unidad de control y la dañe durante el proceso de extracción de leche.
3. Su Materno Smart es portátil (Funciona con AC/DC y una batería recargable), por lo que es adecuado para viajar y perfecto para la extracción de leche en el trabajo.

Descripción del dispositivo de extracción

- | | |
|---|--------------------------|
| A1. Botón de encendido y apagado | B1. Indicador de nivel |
| A2. Botón de Modo de estimulación | B2. Indicador de batería |
| A3. Botón de Modo de expresión | B3. Indicador del ritmo |
| A4. Botón de Modo de drenaje/antiestasis | |
| A5. Botón de modo único/doble (luz encendida: bomba ÚNICA/luz apagada: bomba DOBLE) | |






Niveles de frecuencia de absorción del Nuvita Materno Smart:

- | | |
|--|---|
|  1 a 9 | This is the Stimulation mode with fast and short suction rhythm. |
|  1 a 9 | This is the Expression mode. This simulates the suction of a baby. The rhythm of this phase is slower, deeper and longer. |
|  1 to 9 | Este es el Modo de drenaje/antiestasis, que ayuda a evitar la galactostasis. |




Ensamblaje

1. Inserte la ventosa de silicona (*Contenido del paquete n.º 2*) para realizar el masaje en el extractor de leche como se muestra .
2. Coloque la cubierta de silicio antiderrame (*Contenido del paquete n.º 4*) con la cubierta antiderrame (*Contenido del paquete n.º 5*) como se muestra a continuación. Apunte a la ranura deslizante y atornille la cubierta antiderrame como se muestra en la imagen.
3. Fije la válvula de succión (*Contenido del paquete n.º 5*) en el extremo inferior del extracto de leche. Ver la figura siguiente.
4. Para conectar la parte superior del extractor de leche con el biberón de cuello ancho, gire hasta que ajuste bien.
5. Inserte el tubo de conexión (*Contenido del paquete n.º 10*) en la interfaz de la tapa superior antiderrame. Introduzca el otro extremo del tubo de conexión en la ranura de succión del extractor. Observe el siguiente diagrama. Ajuste el biberón en su base. (*Véase la imagen 6 de la ranura de succión de la bomba en el Modo de bombeo ÚNICO o DOBLE*).



Extracción

1. Por favor, lávese las manos antes de usar el producto, asegúrese de que las partes del extractor de leche estén limpias y de que estén montadas correctamente según las instrucciones de esta guía.
2. Relájese y esté a gusto mientras está sentada. Utilice una almohadilla térmica de gel o una toalla caliente antes de comenzar el proceso de extracción.
3. Utilice la mano para colocar el centro del extractor de leche en el pezón y asegúrese de que esté ajustado y que no entra ni sale aire.




- Encienda el dispositivo y pulse el botón de encendido A1. La pantalla de la máquina se autocomprobará y parpadeará.
 - Pulse A2 para entrar en el Modo de Estimulación. El nivel por defecto de fábrica es el nivel 1. Pulse A2 de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. Después de 2 minutos de estimulación, el aparato pasará automáticamente al modo de expresión. Pulse A3 de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
 - Si la leche empieza a salir antes, pulse A3 para entrar en el modo de Expresión. Pulse A3 de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
 - En el Modo de Expresión, pulse A2 de nuevo para volver a entrar en el modo de estimulación con el mismo nivel de intensidad de succión que en la sesión de estimulación anterior. Después de 2 minutos de estimulación, la máquina pasará automáticamente al modo de expresión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
 - Pulse A4 para entrar en el modo de drenaje cuando lo prefiera. Pulse A4 de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 5 minutos.
- Desmante, limpie y esterilice las partes no electrónicos para el siguiente uso.



Instalación del adaptador de CA

IMPORTANTE: por favor, apague la máquina antes de conectarla con el adaptador.

- Inserte la clavija redonda de CC del adaptador de alimentación de CA en el enchufe de CC de la unidad de control e inserte el adaptador de alimentación de CA en el enchufe de alimentación como se muestra en el diagrama.
- Cuando la batería tenga poca carga, solo el icono parpadeará, lo que indica que la máquina necesita cargarse.
- Al cargarse, los 3 iconos de la batería de la pantalla parpadearán.
- Si la máquina está completamente cargada, el icono estará siempre encendido.



SERVICIO: Se ha tenido todo el cuidado en la realización de los productos y accesorios provistos en el embalaje y en la documentación presentada, por lo que en caso de que le surjan problemas, es aconsejable repetir las operaciones siguiendo fielmente las instrucciones del manual. Para más información sobre el servicio de asistencia, visite el sitio web:

www.nuvitababy.com

GARANTÍA – CONDICIONES: Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra). La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario). **La garantía legal de 24 meses es inválida si:** 1) El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual. 2) El producto ha sido modificado y/o dañado. 3) La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del líquido corrosivo de las baterías). **Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:** 1) Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto. 2) Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía. 3) Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual. 4) Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto. 5) Defectos que tienen un efecto desdéniable sobre las prestaciones del producto. El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.



www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe