

nuvita®
nuvitababy.com

IT Tiralatte Elettrico
ES Sacaleche Eléctrico
EN Electric Breast Pump
FR Tire-Lait Électrique
DE Elektrische Milchpumpe
PT Bomba Elétrica de Mama
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

Materno Smart



1287M



1287KD



1288M

IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

1287M 1287KD 1288M

1287M
1287KD
1288M

IT Materno Smart Tiralatte Elettrico

Gentile Cliente, ha acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio in modo che sia molto facile da usare, ma Le chiediamo di investire un po' del suo tempo nella lettura delle istruzioni altrimenti non sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrire. La preghiamo di conservare il manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.

Precauzioni


- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con la massima attenzione durante l'intero processo
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito
- Non deformare o annodare il tubo di collegamento (*Contenuto della confezione n. 10*) durante il processo di utilizzo
- Si prega di tenere il prodotto o le parti smontate fuori dalla portata del bambino
- Non smontare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) per nessun motivo; deve essere riparato o sostituito dal produttore o da un professionista.

Contenuto della confezione

Prima dell'assemblaggio e dell'uso del tiralatte elettrico, si assicuri che la confezione contenga i seguenti accessori; la preghiamo di rivolgersi al suo negoziante in caso di parti mancanti:

1287M Materno Smart


1. Copertura anti polvere
2. Coppa per massaggio in silicone
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti-reflusso in silicone
5. Coperchio anti-reflusso
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Mimic (150 ml.)
8. Valvola in silicone per biberon Mimic
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento
11. Copertura anti polvere biberon
12. Tettarella biberon
13. Anello biberon
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore



1287KD

Materno Smart Kit Doppio


1. Copertura anti polvere
2. Coppa per massaggio in silicone
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti-reflusso in silicone
5. Coperchio anti-reflusso
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Mimic (150 ml.)
8. Valvola in silicone per biberon Mimic
9. Tubo collegamento
10. Copertura anti polvere biberon
11. Tettarella biberon
12. Anello biberon
13. Sacchetto in velluto (non in figura)
14. Adattatore



1288M

Materno Smart Doppio

1. Copertura anti polvere (2x)
2. Coppa per massaggio in silicone (2x)
3. Corpo tiralatte (2x)
4. Membrana anti-reflusso in silicone (2x)
5. Coperchio anti-reflusso (2x)
6. Valvola aspirazione (2x)
7. Biberon Mimic (150 ml.) (2x)
8. Valvola in silicone per biberon Mimic (2x)
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento (2x)
11. Copertura anti polvere biberon (2x)
12. Tettarella biberon (2x)
13. Anello biberon (2x)
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore (2x)



Istruzioni per la pulizia

- Prima della pulizia e della sterilizzazione, smontare le parti che vanno a contatto con il seno ed il latte materno (a parte l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*)).
- Non pulire l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nell'acqua.
- Non sterilizzare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nello sterilizzatore a vapore.
- Non sterilizzare a caldo il tubo di collegamento. Solo sterilizzazione a freddo. Altrimenti pulire con acqua calda e sapone e poi risciacquare con acqua sterilizzata. (*Contenuto della confezione n. 10*).
- Pulire le parti immediatamente dopo ogni utilizzo per eliminare residui di latte e la formazione di batteri.
- Mettere le parti pulite su di un asciugamano pulito ed asciutto e lasciarle asciugare in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.

Caratteristiche del prodotto




Modello di tiralatte elettrico ricaricabile per massimizzare il processo di estrazione del latte. È progettato per simulare il ritmo di suzione del bambino.


1. Questo tiralatte utilizza una tecnologia 3 fasi:
 - 1a fase con 9 livelli di stimolazione selezionabili per 2 minuti di funzionamento
 - 2^ fase con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione
 - 3^ fase (selezionabile su richiesta) per estrarre completamente il latte dal seno per prevenire la galattostasi
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È portatile (AC / DC e batteria ricaricabile) è molto adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

Descrizione della centralina del tiralatte

- | | |
|--|---------------------------------|
| A1. Interruttore di accensione On e Off | B1. Indicatore modalità normale |
| A2. Pulsante modalità stimolazione | B2. Indicatore della batteria |
| A3. Pulsante Modalità estrazione | B3. Indicatore del ritmo |
| A4. Pulsante modalità drenaggio / antistasi | |
| A5. Pulsante modalità singolo / doppio
(spia accesa – Tiralatte SINGOLO / spia spenta – Tiralatte DOPPIO) | |







Livelli di frequenza di assorbimento di Nuvita Materno Smart:

-  **1 da 9** Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.
-  **1 da 9** Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.
-  **1 da 9** Questa è la modalità Drenaggio / Anti-stasi. Aiuta a prevenire la galattostasi.




Montaggio

1. Inserire la coppa per massaggio in silicone (*Contenuto della confezione n. 2*) nel tiralatte, come mostrato in figura.
2. Montare il silicone antigoccia (*Contenuto della confezione n. 4*) con il coperchio antigoccia (*Contenuto della confezione n. 5*) come mostrato di seguito. Puntare alla fessura scorrevole e avvitare il coperchio antigoccia come mostrato in figura.
3. Fissare la valvola di aspirazione (*Contenuto della confezione n. 6*) in corrispondenza dell'estremità inferiore del tiralatte. Vedere la figura seguente.
4. Collegare la parte superiore del tiralatte con il collo largo del biberon ruotando fino a chiuderlo.
5. Inserire il tubo di collegamento (*Contenuto della confezione n. 10*) nell'interfaccia del coperchio superiore anti-fuoriuscita. Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nella fessura di aspirazione della pompa. Fare riferimento al diagramma qui sotto. Fissare il biberon sulla sua base. (*Vedere la figura 6 per l'uscita di aspirazione del tiralatte nelle modalità di funzionamento SINGOLO o DOPPIO*).



Funzionamento

1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che le parti del tiralatte siano pulite e montate con precisione, come da istruzioni di questa guida.
2. Rilassarsi e mettersi a proprio agio stando normalmente seduti. Utilizzare un cuscinetto di gel termico o un asciugamano caldo prima di estrarre il latte.
3. Usare la mano per inserire il capezzolo al centro del tiralatte assicurarsi che sia stretto e bloccato per garantire che non fuoriesca dell'aria.






4. Accendere premendo il pulsante di accensione A1. Lo schermo della macchina eseguirà il test automatico e lampeggerà.
 - Premendo A2 si accederà alla modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello 1. Premere nuovamente A2 per aumentare il livello di intensità di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità Estrazione. Premere nuovamente A3 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Se il latte comincia a scorrere prima della fase di stimolazione A2, puoi passare subito alla fase di estrazione premendo A3. Premere nuovamente A3 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Per procedere all'estrazione nell'altro seno, premere A2 per accedere nuovamente alla modalità di stimolazione allo stesso livello di intensità nella precedente sessione di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Premi A4 per accedere alla modalità Drenaggio quando preferisci. Premere nuovamente A4 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
5. Smontare, pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per usarle successivamente.



Installazione dell'adattatore AC di corrente

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, l'icona  lampeggia, indicando che la macchina deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, le 3 icone della batteria sullo schermo lampeggiano.
4. Quando la macchina è completamente carica, l'icona  sarà sempre accesa.



MANUTENZIONE: Ogni cura è stata posta nella realizzazione dei prodotti e degli accessori in dotazione nella scatola e nella documentazione fornita, quindi in caso di problemi si consiglia di ripetere le operazioni seguendo con attenzione le istruzioni riportate nel manuale. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visita il sito web: www.nuvitababy.com

GARANZIA - CONDIZIONI: Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:** 1) Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2) Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3) La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui di latte che impediscono il corretto funzionamento, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). **Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:** 1) I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2) I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3) Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. 4) Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5) Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causato dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.



www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe