



- IT** Tiralatte elettrico indossabile
- ES** Sacaleches eléctrico portátil
- EN** Electric wearable breast pump
- FR** Tire-lait électrique portable
- DE** Elektrische tragbare Milchpumpe
- PT** Bomba tira leite elétrica vestível
- GR** Ηλεκτρικό φορετό θήλαστρο
- NO** Elektrisk bærbart brystpumpe

MATERNO SMART WEAR



1287W
1287KDW
1288W

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning

Estimada cliente, ha comprado uno de los sacaleches más fiables disponibles en el mercado. Hemos estudiado este dispositivo para que lo utilice de la manera más fácil, pero, me temo, que todavía tiene que dedicar una pequeña cantidad de tiempo a leer estas instrucciones o no conseguirá el 100 % de los beneficios que este producto puede proporcionarle. Guarde la guía por si necesita consultarla en el futuro. Por favor, asegúrese de tener cuatro pilas alcalinas de tamaño AA si desea utilizarlo en cualquier lugar.


ATENCIÓN

- No deje este producto en un ambiente de alta temperatura durante mucho tiempo.
- Por favor, limpie este producto antes y después de usarlo.
- Antes de usar el sacaleches, vuelva a verificar que los accesorios relacionados estén correctamente ensamblados y perfectamente acoplados.
- Durante el montaje o desmontaje, asegúrese de ensamblar o desmontar cada parte de acuerdo con el "Método de montaje".
- Los materiales utilizados en este producto cumplen con los estándares nacionales de seguridad y es normal que haya un olor residual.
- Ajuste la fuerza de aspiración de acuerdo a su constitución física y complete el trabajo de extracción de leche del seno con una aspiración cómoda.
- No se exceda con el vaciado del seno para evitar lesiones en el seno.
- Si siente dolor causado por el uso de este producto, suspenda su uso de inmediato y acuda al personal médico.
- Las partes del sacaleches que están en contacto directo con la leche materna son productos para el cuidado personal, por lo tanto, las madres no deben compartírselos.
- Este producto está destinado solo para los usos descritos en este manual.

ADVERTENCIA

- No lo utilice en la bañera o la ducha.
- Tenga cuidado de no torcer o anudar el tubo de conexión.
- Cuando no esté en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños.







CONTENDIO





	Artículo Cantidad	1287W Cantidad	1287KDW Cantidad	1288W Cantidad
1	Adaptador de corriente	1	-	1
2	Cubierta a prueba de polvo	1	1	2
3	Copa de pecho	1	1	2
4	Copa de succión	1	1	2
5	Cuerpo del sacaleches	1	1	2
6	Válvula de succión	1	1	2
7	Cubrir	1	1	2
8	Anillo de sellado para tapa	1	1	2
9	Contenedor de leche	1	1	2
10	Tubo de conexión	1	1	2
11	Reductor de silicona de 20 mm	1	1	2
12	Reductor de silicona de 22 mm	1	1	2
13	Reductor de silicona de 24 mm	1	1	2
14	Dispositivo de bombeo del sacaleches	1	-	1
15	Bolsa de terciopelo (no en el diagrama)	1	-	1

ENSAMBLAJE

1. Inserte la copa del seno "A" en el cuerpo del sacaleches "D".
2. Coloque la copa de aspiración "C" en la parte superior del cuerpo del sacaleches. Asegúrese de que el borde del silicón encaje perfectamente y de que la ranura de limitación de posición esté instalada correctamente.
3. Fije la válvula de aspiración "E" en la parte inferior del cuerpo del sacaleches y asegúrese de que la válvula de aspiración esté completamente insertada. La válvula de aspiración no se puede instalar horizontalmente y debe instalarse como se muestra en la figura.
4. Fije el conjunto del cuerpo del sacaleches al recipiente para leche "H" y asegúrese de que encajen perfectamente.
5. Empuje el conjunto de la tapa en el recipiente para leche hasta que encaje.
6. Para extracción de un solo seno, conecte el conjunto de la bomba principal y el recipiente para leche ensamblado con un tubo de conexión.
7. Para doble extracción (modo sacaleches doble), conecte el conjunto de la bomba principal y 2 recipientes para leche ensamblados con 2 tubos de conexión.






CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este dispositivo utiliza una **tecnología de 3 fases: Primera fase** con 9 niveles de estimulación seleccionables para 2 minutos de funcionamiento. **2.ª fase** con 9 niveles seleccionables para una mejor extracción. **3.ª fase** (la puede seleccionar si así lo desea) para vaciar completamente la mama y prevenir galactostasis (ingurgitación).
- Este dispositivo tiene un sistema de protección antirreflujo que impide que la leche materna vuelva a la unidad de control y la dañe durante el proceso de extracción de leche.
- Es portátil (Funciona con AC/DC y una batería recargable), por lo que es adecuado para viajar y perfecto para la extracción de leche en el trabajo.

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

- A1. Botón de encendido y apagado
- A2. Botón de Modo de estimulación
- A3. Botón de Modo de expresión
- A4. Botón de Modo de drenaje/antiestasis
- A5. Botón de modo único/doble (luz encendida: bomba ÚNICA/luz apagada: bomba DOBLE)
- B1. Indicador de nivel
- B2. Indicador de batería
- B3. Indicador del ritmo









Niveles de intensidad:

- 
del 1 al 9 Este es el modo de Estimulación con un ritmo de succión rápido y corto.
- 
del 1 al 9 Este es el modo de Expresión. Esto simula la succión de un bebé. El ritmo de esta fase es más lento, más profundo y más largo.
- 
del 1 al 9 Este es el Modo de drenaje/antiestasis, que ayuda a evitar la galactostasis.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Lávese las manos antes de usar, verifique que el sacaleches esté perfectamente limpio e instalado correctamente según las instrucciones de montaje.
2. Alinee el centro del contenedor para la leche ensamblado con el pezón y manténgalo cerca del seno, sostenga el otro seno con la otra mano para asegurarse de que no entre aire.
3. Ajuste el sostén de lactancia a una tensión adecuada, fije el contenedor para la leche, mantenga el cuerpo erecto y encienda la extracción después de que la bomba se haya conectado correctamente a la unidad principal. (Nota: no se acueste, doble, incline o mueva violentamente durante la extracción).
4. Si el diámetro del pezón no corresponde al diámetro de la copa del seno, puede usar un reductor de silicona; inserte el reductor de silicona en la copa del seno y asegúrese de que se adhiera perfectamente.
5. Después de completar la extracción, retire el sacaleches, extraiga el tapón del contenedor para la leche para el desmontaje y vierta la leche en el biberón de conservación de la leche o en la bolsa de conservación. (Nota: no exceda la capacidad máxima de 180 ml).
6. Después del desmontaje y la limpieza, el conector del cuerpo, la copa del seno, el contenedor de la leche, la copa de aspiración y la válvula de aspiración y otros accesorios se pueden colocar en el esterilizador para desinfectarlos. (Nota: el tubo y la tapa no se pueden esterilizar). Limpie y esterilice las partes no electrónicas para el próximo uso.





FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SACALECHES

- Encienda el dispositivo y pulse el botón de encendido "A1". La pantalla de la máquina se autocomprobará y parpadeará.
- Pulse "A2" para entrar en el Modo de Estimulación. El nivel por defecto de fábrica es el nivel. Pulse "A2" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. Después de 2 minutos de estimulación, el aparato pasará automáticamente al modo de expresión. Pulse "A3" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- Si la leche empieza a salir antes, pulse "A3" para entrar en el modo de Expresión. Pulse "A3" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- En el Modo de Expresión, pulse "A2" de nuevo para volver a entrar en el modo de estimulación con el mismo nivel de intensidad de succión que en la sesión de estimulación anterior. Después de 2 minutos de estimulación, la máquina pasará automáticamente al modo de expresión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- Pulse "A4" para entrar en el modo de drenaje cuando lo prefiera. Pulse "A4" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 5 minutos.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE CA


IMPORTANTE: por favor, apague la máquina antes de conectarla con el adaptador.

Inserte la clavija redonda de CC del adaptador de alimentación de CA en el enchufe de CC de la unidad de control e inserte el adaptador de alimentación de CA en el enchufe de alimentación como se muestra en el diagrama.

Cuando la batería tenga poca carga, solo el icono  parpadeará, lo que indica que la máquina necesita cargarse.

Al cargarse, los 3 iconos de la batería de la pantalla parpadearán.

Si la máquina está completamente cargada, el icono  estará siempre encendido.




INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Después de cada uso, limpie oportunamente los accesorios lavables.
- No utilice alambre de acero, instrumentos puntiagudos o productos químicos corrosivos para limpiar este producto.
- Se recomienda utilizar cepillos suaves de esponja y detergente neutro para limpiar este producto.
- Cuando se desmonta y se limpia, accesorios como el conector del cuerpo, la copa del seno, el recolector de leche, la copa de aspiración y la válvula se pueden poner en el esterilizador para desinfectar. (Excluyendo conjunto de tubos y conjunto de tapas)
- La copa de aspiración y la válvula están hechas de silicona, que es un material consumible. No se recomienda esterilizarlas a alta temperatura por mucho tiempo, para no causar envejecimiento excesivo o deformaciones y comprometer su uso.
- No sumerja el conjunto del tubo de conexión y el conjunto de la tapa en agua para limpieza, solo páselos con un paño limpio y húmedo. (El conjunto de la tapa y el conjunto del tubo de conexión, si se mojan, pueden causar daños permanentes a la máquina principal del producto).
- Cuando se desmonta y se limpia, tenga cuidado con los componentes más pequeños para evitar perderlos, lo que podría llevar al mal funcionamiento del montaje o funcionamiento de la máquina.
- Durante la limpieza, lave suavemente la válvula, la copa de aspiración y las demás partes. Si se dañan, se comprometerá la aspiración y no será posible el funcionamiento normal del bombeo.
- Este producto no se puede calentar o desinfectar en el microondas.

CÓMO ELEGIR EL REDUCTOR ADECUADO

La sacaleches debe ser una acción placentera y el tamaño del imbudo influye mucho en el tipo de experiencia que se vive utilizando el extractor de leche. Los reductores Nuvita están disponibles en 3 tamaños: 20, 22 o 24 mm.

1. Con una regla o cinta métrica, mida el diámetro del pezón (en mm), pasando por el centro y excluyendo la areola.
2. Según los mm medidos, elija el reductor que se acerque más al valor medido.



Tamaño de pezón

HASTA
16 mm

HASTA
18 mm

HASTA
20 mm

Tamaño del reductor

∅ **20 mm**

∅ **24 mm**

∅ **24 mm**

GARANTIA – CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra). La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario). La garantía legal de 24 meses es invalida si: **1.** El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual. **2.** El producto ha sido modificado y/o dañado. **3.** La causa del mal funcionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o re dimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de las baterías). Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses: **1.** Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto. **2.** Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía. **3.** Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual. **4.** Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto. **5.** Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto. El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier mal funcionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio. Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1287W_23_Gen_v1.0.0
1287KDW_23_Gen_v1.0.0
1288W_23_Gen_v1.0.0

