



- IT** Tiralatte elettrico indossabile
- ES** Sacaleches eléctrico portátil
- EN** Electric wearable breast pump
- FR** Tire-lait électrique portable
- DE** Elektrische tragbare Milchpumpe
- PT** Bomba tira leite elétrica vestível
- GR** Ηλεκτρικό φορετό θήλαστρο
- NO** Elektrisk bærbart brystpumpe

MATERNO SMART WEAR



1287W
1287KDW
1288W

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning

Gentile Cliente, ha acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio in modo che sia molto facile da usare, ma le chiediamo di investire un po' del suo tempo nella lettura delle istruzioni altrimenti non sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrirle. La preghiamo di conservare il manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.


ATTENZIONE

- Non lasciare questo prodotto in un ambiente ad alta temperatura per lungo tempo.
- Si prega di pulire questo prodotto prima e dopo l'uso.
- Prima di usare il tiralatte, controllare di nuovo che gli accessori correlati siano assemblati correttamente e perfettamente accoppiati.
- Durante il montaggio o lo smontaggio, assicurarsi di assemblare o smontare ogni parte secondo il "Metodo di montaggio".
- I materiali utilizzati in questo prodotto sono conformi agli standard di sicurezza nazionali ed è normale che ci sia un odore residuo.
- Impostare la forza di aspirazione in base alla propria costituzione fisica e completare l'estrazione con un'aspirazione delicata.
- Non esagerare con lo svuotamento del seno per evitare lesioni al seno.
- Se si avverte dolore causato dall'uso di questo prodotto, sospenderne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al personale medico.
- Le parti del tiralatte che vengono a diretto contatto con il latte materno sono prodotti per la cura della persona, pertanto le madri non dovrebbero dividerli.
- Questo prodotto è destinato solo agli usi descritti nel presente manuale.

AVVERTENZA

- Non utilizzarlo nella vasca da bagno o nella doccia.
- Fare attenzione a non attorcigliare o annodare il tubo di collegamento.
- Quando non in uso, tenere fuori dalla portata dei bambini.







PACKAGING CONTENT





	Articolo	1287W Quantità	1287KDW Quantità	1288W Quantità
1	Adattatore di alimentazione	1	-	1
2	Copertura anti polvere	1	1	2
3	Coppa per il seno	1	1	2
4	Coppa di aspirazione	1	1	2
5	Corpo tiralatte	1	1	2
6	Valvola aspirazione	1	1	2
7	Coperchio	1	1	2
8	Anello di tenuta per tappo	1	1	2
9	Contenitore del latte	1	1	2
10	Tubo collegamento	1	1	2
11	Riduttore in silicone da 20 mm	1	1	2
12	Riduttore in silicone da 22 mm	1	1	2
13	Riduttore in silicone da 24 mm	1	1	2
14	Centralina tiralatte	1	-	1
15	Sacchetto in velluto (non in figura)	1	-	1

MONTAGGIO

1. Inserire la coppa del seno "A" nel corpo del tiralatte del seno "D".
2. Mettere la coppa di aspirazione "C" sulla parte superiore del corpo del tiralatte. Assicurarsi che il bordo della coppa in silicone sia perfettamente accoppiato e che l'intaglio di limitazione della posizione sia installato correttamente.
3. Fissare la valvola di aspirazione "E" nella parte inferiore del corpo del tiralatte del seno e assicurarsi che la valvola di aspirazione sia completamente inserita. La valvola di aspirazione non può essere installata orizzontalmente e deve essere installata come mostrato nella figura.
4. Fissare il gruppo corpo del tiralatte al contenitore per latte "H" e assicurarsi che siano perfettamente accoppiati.
5. Inserire il tappo sul contenitore facendolo slittare sulle guide fino a chiusura totale
6. Per l'estrazione da un solo seno, collegare il gruppo pompa principale e il contenitore del latte assemblato con un tubo di connessione.
Per la doppia estrazione (modalità tiralatte doppio), collegare il gruppo pompa principale e 2 contenitori del latte assemblati con 2 tubi di connessione.






CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Questo tiralatte utilizza una **tecnologia 3 fasi: 1^a fase** con 9 livelli di stimolazione selezionabili per 2 minuti di funzionamento. **2^a fase** con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione. **3^a fase** (selezionabile su richiesta) per svuotare completamente il seno e prevenire la galattostasi (ingorghi).
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È portatile (AC / DC e batteria ricaricabile), adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

CENTRALINA DEL TIRALATTE

- A1. Interruttore di accensione On e Off
 A2. Pulsante modalità stimolazione
 A3. Pulsante modalità estrazione
 A4. Pulsante modalità drenaggio / anti-stasi
 A5. Pulsante modalità singolo / doppio (spia accesa – Tiralatte SINGOLO / spia spenta – Tiralatte DOPPIO)
 B1. Indicatore modalità normale
 B2. Indicatore della batteria
 B3. Indicatore del ritmo








Livelli di intensità:

- ♥ da 1 a 9 Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.
- 💧 da 1 a 9 Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.
- 👉 da 1 a 9 Questa è la modalità Drenaggio / Anti-stasi. Aiuta a prevenire la galattostasi.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Lavarsi le mani prima dell'uso, verificare che il tiralatte sia perfettamente pulito e installato correttamente secondo le istruzioni di montaggio.
2. Allineare il centro del contenitore per il latte assemblato con il capezzolo e tenerlo vicino al seno, tenere l'altro seno con l'altra mano per assicurarsi che non entri aria.
3. Regolare il reggiseno da allattamento ad una giusta strettezza, fissare il contenitore per il latte, mantenere il corpo dritto ed avviare l'estrazione dopo che la pompa è stata collegata correttamente all'unità principale. (Nota: non sdraiarsi, piegarsi, inclinarsi o muoversi violentemente durante l'estrazione).
4. Se il diametro del capezzolo non corrisponde al diametro della coppa del seno, è possibile utilizzare un riduttore in silicone; inserire il riduttore in silicone nella coppa del seno e assicurarsi che aderisca perfettamente.
5. Dopo aver completato l'estrazione, rimuovere il tiralatte, estrarre il tappo dal contenitore per il latte per lo smontaggio e versare il latte nella bottiglia di conservazione del latte o nel sacchetto di conservazione. (Nota: non superare la capacità massima di 180 ml).
6. Dopo lo smontaggio e la pulizia, il connettore corpo, la coppa del seno, il contenitore del latte, la coppa di aspirazione e la valvola di aspirazione e altri accessori possono essere messi nello sterilizzatore per disinfettarli. (Nota: il tubo ed il tappo non possono essere sterilizzati). Pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per il prossimo utilizzo.








FUNZIONAMENTO CENTRALINA DEL TIRALATTE

- Accendere premendo il pulsante di accensione "A1". Lo schermo della macchina eseguirà il test automatico e lampeggerà.
- Premendo "A2" si accederà alla modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello. Premere nuovamente "A2" per aumentare il livello di intensità di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità Estrazione. Premere nuovamente "A3" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Se il latte comincia a scorrere prima della fase di stimolazione "A2", puoi passare subito alla fase di estrazione premendo "A3". Premere nuovamente "A3" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Per procedere all'estrazione nell'altro seno, premere "A2" per accedere nuovamente alla modalità di stimolazione allo stesso livello di intensità nella precedente sessione di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Premi "A4" per accedere alla modalità Drenaggio quando preferisci. Premere nuovamente "A4" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

INSTALLAZIONE DELL'ADATTATORE AC DI CORRENTE

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, l'icona  lampeggia, indicando che la macchina deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, le 3 icone della batteria sullo schermo lampeggiano.
4. Quando la macchina è completamente carica, l'icona  sarà sempre accesa.




ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Dopo ogni utilizzo, si prega di pulire tempestivamente gli accessori lavabili.
- Non utilizzare filo d'acciaio, strumenti appuntiti o prodotti chimici corrosivi per pulire questo prodotto.
- Si raccomanda di utilizzare spazzole morbide in spugna e detergente neutro per pulire questo prodotto.
- Quando si smonta e si pulisce, accessori come il corpo del connettore, la coppetta del seno, il raccoglitore di latte, la coppa di aspirazione e la valvola possono essere messi nello sterilizzatore per la disinfezione. (Escluso gruppo tubo e gruppo tappo)
- La coppa di aspirazione e la valvola sono realizzate in silicone, il quale è un materiale di consumo. Non è consigliabile sterilizzarli ad alta temperatura per lungo tempo, in modo da non causare un invecchiamento eccessivo o deformazioni e comprometterne l'utilizzo.
- Non immergere il gruppo tubo di connessione e il gruppo tappo in acqua per la pulizia, ma passarli solo con un panno pulito e umido. (Il gruppo tappo e il gruppo tubo di connessione, se bagnati, possono causare danni permanenti alla macchina principale del prodotto).
- Quando si smonta e si pulisce, si prega di prestare attenzione ai componenti più piccoli per evitare di perderli, il che potrebbe portare al malfunzionamento del montaggio o del funzionamento della macchina.
- Durante la pulizia, lavare delicatamente la valvola, la coppa di aspirazione e le altre parti. Se sono danneggiate, l'aspirazione verrà compromessa e il funzionamento normale della spremitura non sarà possibile.
- Questo prodotto non può essere riscaldato o disinfettato nel forno a microonde.

COME SCEGLIERE IL RIDUTTORE GIUSTO

L'estrazione del latte deve essere un'azione piacevole e la misura della coppa incide moltissimo sul tipo di esperienza che viene vissuta usando il tiralatte. Le riduttorie di Nuvita, sono disponibili in 3 misure: 20, 22 o 24 mm.

1. Con un semplice righello o metro a nastro misurare il diametro del capezzolo (in mm), passando per il centro ed escludendo l'areola.
2. In base ai mm rilevati, scegliere la riduttore che più si avvicina al valore misurato.



Misura del
capezzolo

FINO A
16 mm

FINO A
18 mm

FINO A
20 mm

Misura del
riduttore

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

GARANZIA CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora: **1.** Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. **2.** Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. **3.** La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi: **1.** I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. **2.** I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. **3.** Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. **4.** Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. **5.** Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il sito www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1287W_23_Gen_v1.0.0
1287KDW_23_Gen_v1.0.0
1288W_23_Gen_v1.0.0

