



- IT Tiralatte Elettrico
- ES Sacaleche Eléctrico
- EN Electric Breast Pump
- FR Tire-Lait Électrique
- DE Elektrische Milchpumpe
- PT Bomba Eléctrica de Mama
- GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

MATERNO SMART X



1287X

1287KDX



1288X

- IT Manuale di Istruzioni
- ES Manual de Instrucciones
- EN Instruction Manual
- FR Manuel d'Instructions

- DE Bedienungsanleitung
- PT Manual de instruções
- GR Εγχειρίδιο οδηγιών

1287X 1287KDX 1288X

1287X
1287KDX
1288X

IT

MATERNO **SMART X**

Tiralatte Elettrico

Gentile Cliente, ha acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio in modo che sia molto facile da usare, ma le chiediamo di investire un po' del suo tempo nella lettura delle istruzioni altrimenti non sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrirle. La preghiamo di conservare il manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.

Precauzioni

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con la massima attenzione durante l'intero processo.
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito.
- Non deformare o annodare il tubo di collegamento (*Contenuto della confezione n. 10*) durante il processo di utilizzo.
- Si prega di tenere il prodotto o le parti smontate fuori dalla portata del bambino.
- Non smontare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) per nessun motivo; deve essere riparato o sostituito dal produttore o da un professionista.


Contenuto della confezione

Prima dell'assemblaggio e dell'uso del tiralatte elettrico, si assicuri che la confezione contenga i seguenti accessori; la preghiamo di rivolgersi al suo negoziante in caso di parti mancanti:

1287X

MATERNO **SMART X**


1. Copertura anti polvere
2. Coppa per il seno
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti-reflusso in silicone
5. Coperchio anti-reflusso
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valvola in silicone per biberon Nuvita
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento
11. Copertura anti polvere biberon
12. Tettarella biberon
13. Anello biberon
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore



1287KDX

MATERNO **SMART X** Kit Doppio


1. Copertura anti polvere
2. Coppa per il seno
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti-reflusso in silicone
5. Coperchio anti-reflusso
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valvola in silicone per biberon Nuvita
9. Tubo collegamento
10. Copertura anti polvere biberon
11. Tettarella biberon
12. Anello biberon
13. Sacchetto in velluto (non in figura)
14. Adattatore



1288X

MATERNO **SMART X** Doppio

1. Copertura anti polvere (2x)
2. Coppa per il seno (2x)
3. Corpo tiralatte (2x)
4. Membrana anti-reflusso in silicone (2x)
5. Coperchio anti-reflusso (2x)
6. Valvola aspirazione (2x)
7. Biberon Nuvita (150 ml) (2x)
8. Valvola in silicone per biberon Nuvita (2x)
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento (2x)
11. Copertura anti polvere biberon (2x)
12. Tettarella biberon (2x)
13. Anello biberon (2x)
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore (2x)



Istruzioni per la pulizia

- Prima della pulizia e della sterilizzazione, smontare le parti che vanno a contatto con il seno ed il latte materno (*a parte l'unità di controllo del tiralatte, contenuto della confezione n. 9*).
- Non pulire l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nell'acqua.
- Non sterilizzare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nello sterilizzatore a vapore.
- Non sterilizzare a caldo il tubo di collegamento. Solo sterilizzazione a freddo. Altrimenti pulire con acqua calda e sapone e poi risciacquare con acqua sterilizzata (*Contenuto della confezione n. 10*).
- Pulire le parti immediatamente dopo ogni utilizzo per eliminare residui di latte e la formazione di batteri.
- Mettere le parti pulite su un asciugamano pulito ed asciutto e lasciarle asciugare in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.

Caratteristiche del prodotto




Modello di tiralatte elettrico ricaricabile per massimizzare il processo di estrazione del latte. È progettato per simulare il ritmo di suzione del bambino.


1. Questo tiralatte utilizza una tecnologia 3 fasi:
 - 1^ fase con 9 livelli di stimolazione selezionabili per 2 minuti di funzionamento
 - 2^ fase con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione
 - 3^ fase (selezionabile su richiesta) per estrarre completamente il latte dal seno per prevenire la galattostasi.
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È portatile (AC / DC e batteria ricaricabile), è molto adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

Descrizione della centralina del tiralatte

- | | |
|--|---------------------------------|
| A1. Interruttore di accensione On e Off | B1. Indicatore modalità normale |
| A2. Pulsante modalità stimolazione | B2. Indicatore della batteria |
| A3. Pulsante modalità estrazione | B3. Indicatore del ritmo |
| A4. Pulsante modalità drenaggio / anti-stasi | |
| A5. Pulsante modalità singolo / doppio
(spia accesa – Tiralatte SINGOLO / spia spenta – Tiralatte DOPPIO) | |







Livelli di frequenza di assorbimento di Nuvita Materno Smart:

-  1 da 9 Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.
-  1 da 9 Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.
-  1 da 9 Questa è la modalità Drenaggio / Anti-stasi. Aiuta a prevenire la galattostasi.




Montaggio

1. Inserire la coppa per il seno (Contenuto della confezione n. 2) nel tiralatte, come mostrato in figura.
2. Montare il silicone antigoccia (Contenuto della confezione n. 4) insieme al coperchio antigoccia (Contenuto della confezione n. 5) sul corpo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 2) e premere con decisione verso il basso come mostrato nella figura.
3. Fissare la valvola di aspirazione (Contenuto della confezione n. 6) in corrispondenza dell'estremità inferiore del tiralatte. Vedere la figura seguente.
4. Collegare la parte superiore del tiralatte con il collo largo del biberon ruotando fino a chiuderlo.
5. Inserire il tubo di collegamento (Contenuto della confezione n. 10) nell'interfaccia del coperchio superiore anti-fuoriuscita. Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nella fessura di aspirazione della pompa. Fare riferimento al diagramma qui sotto. Fissare il biberon sulla sua base (Vedere la figura 6 per l'uscita di aspirazione del tiralatte nelle modalità di funzionamento SINGOLO o DOPPIO).



Funzionamento

1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che le parti del tiralatte siano pulite e montate con precisione, come da istruzioni di questa guida.
2. Rilassarsi e mettersi a proprio agio stando normalmente sedute. Utilizzare un cuscinetto di gel termico o un asciugamano caldo prima di estrarre il latte.
3. Usare la mano per inserire il capezzolo al centro del tiralatte; assicurarsi che sia stretto e bloccato per garantire che non fuoriesca dell'aria.




4. Accendere premendo il pulsante di accensione A1. Lo schermo della macchina eseguirà il test automatico e lampeggerà.
 - Premendo A2 si accederà alla modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello 1. Premere nuovamente A2 per aumentare il livello di intensità di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità Estrazione. Premere nuovamente A3 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Se il latte comincia a scorrere prima della fase di stimolazione A2, puoi passare subito alla fase di estrazione premendo A3. Premere nuovamente A3 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Per procedere all'estrazione nell'altro seno, premere A2 per accedere nuovamente alla modalità di stimolazione allo stesso livello di intensità nella precedente sessione di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
 - Premi A4 per accedere alla modalità Drenaggio quando preferisci. Premere nuovamente A4 per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
5. Smontare, pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per usarle successivamente.



Installazione dell'adattatore AC di corrente

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, l'icona lampeggia, indicando che la macchina deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, le 3 icone della batteria sullo schermo lampeggiano.
4. Quando la macchina è completamente carica, l'icona sarà sempre accesa.




MANUTENZIONE: Ogni cura è stata posta nella realizzazione dei prodotti e degli accessori in dotazione nella scatola e nella documentazione fornita, quindi in caso di problemi si consiglia di ripetere le operazioni seguendo con attenzione le istruzioni riportate nel manuale. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visita il sito web: www.nuvitababy.com

GARANZIA - CONDIZIONI: Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:** 1) Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2) Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3) La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui di latte che impediscono il corretto funzionamento, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). **Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:** 1) I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2) I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3) Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. 4) Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5) Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunctionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altre conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di usura.


Come scegliere la coppa giusta

L'estrazione del latte deve essere un'azione piacevole e la misura della coppa incide moltissimo sul tipo di esperienza che viene vissuta usando il tiralatte. Le coppe intercambiabili Nuvita, compatibili con tutti i modelli della linea Materno Smart X, sono disponibili in 3 misure: 20, 24 o 28 mm.

1. Con un semplice righello o metro a nastro misurare il diametro del capezzolo (in mm), passando per il centro ed escludendo l'areola.
2. In base ai mm rilevati, scegliere la coppa che più si avvicina al valore misurato.




Come verificare la misura corretta della coppa



CORRETTA

Se azionando il tiralatte il capezzolo rimane al centro, si muove liberamente e non si prova alcun fastidio, la coppa utilizzata è corretta.



TROPPO PICCOLA

Se il capezzolo sfrega lungo le pareti del condotto, si arrossa e si sente fastidio, la coppa è troppo piccola.



TROPPO GRANDE

Se il capezzolo ed il tessuto dell'areola sono attirati all'interno della coppa in modo eccessivo e diventano biancastri, la coppa è troppo grande.

Importanti misure di sicurezza

- Controllare prima di ogni utilizzo.
- Gettare al primo segnale di danneggiamento o usura.
- In caso di problemi o dolori, consultare il consulente per l'allattamento o il medico.

Montaggio e uso

- Collegare la coppa per il seno al connettore del set per tiralatte Materno Smart di Nuvita.
- Verificare che coppa e connettore siano saldamente assemblati.

Pulizia

- **Al primo utilizzo disinfettare la coppa per il seno e lavare subito dopo ogni uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e per prevenire la formazione di batteri.**
- **Per la pulizia, usare esclusivamente acqua potabile.**
- **Se si usa una scovolino, fare attenzione a non danneggiare i componenti.**
- **Pulire la coppa per il seno in acqua calda per 2 minuti.**
- **Non sterilizzare a caldo, ma disinfettare con appositi prodotti a freddo.**

Dopo ogni utilizzo

- Risciacquare la coppa per il seno con acqua pulita tiepida.
- Pulire con abbondante acqua tiepida e detersivo per stoviglie.
- Risciacquare con acqua pulita tiepida.
- Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito.
- Conservare in un sacchetto o contenitore sterile fino all'utilizzo successivo.

Prima di ogni utilizzo

- Lavare a fondo le mani con sapone e acqua potabile prima di toccare il seno.
- Pulire il seno e l'area circostante con un panno umido.
- Non usare sapone o alcol, perché possono seccare la pelle e causare screpolature ai capezzoli.



www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe