

- IT** Bilancia per Mamma e Bebè, con Intelligenza Artificiale integrata
- ES** Báscula para Madre y Bebé, con Inteligencia Artificial integrada
- EN** Body scales for mother and baby with integrated Artificial Intelligence
- FR** Balance pour la mère et le bébé, avec intelligence artificielle intégrée
- DE** Waage für Mutter und Baby, mit integrierter künstlicher Intelligenz
- PT** Balança corporal para mãe e bebê com Inteligência Artificial integrada
- GR** Ζυγαριά σώματος για μητέρα και μωρό με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
- NO** Kroppsvekt for mor og baby med integrert kunstig intelligens



# DE PRIMIPESI MUM & BABY

Waage für Mutter und Baby, mit integrierter künstlicher Intelligenz

Vielen Dank, dass Sie unsere speziell für werdende und frischgebackene Mütter entwickelte Bluetooth-Digitale-Waage mit App gekauft haben. Mit diesem hochmodernen Gerät können Sie Ihr Gewicht und das Gewicht Ihres Babys genau überwachen und die Daten mit Ihrem Arzt teilen. Über unsere Nuvitababy-App können Sie Gewichtstrends im Zeitverlauf sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt verfolgen, was Ihnen wertvolle Verlaufswerte liefert, um Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit zu überprüfen. Die App wird ständig aktualisiert, und mit der Zeit erhalten Sie Benachrichtigungen über alle weiteren Implementierungen, die Ihnen helfen können, das Gesundheitsprofil Ihrer Lieben immer detaillierter zu vervollständigen. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung der Waage und der dazugehörigen App. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Geräts beginnen.

## FUNKTIONEN

1. Hochpräzise Sensoren
2. Digitalanzeige mit weißen LED-Lichtern, auch im Dunkeln sichtbar
3. Berührungstaste mit automatischer Abschaltung
4. Anzeige für schwache Batterie oder Überladung
5. Verriegelung der ausgewählten Gewichtseinheit (kg/g-lb/oz) und Tara-Funktion
6. Boden mit rutschfesten Gumminoppen
7. Lineal auf Baby-Tablett zur Messung der Babygröße
8. Maximale Tragkraft: 150 kg
9. Wählbare Gewichtseinheiten: lb:oz, g, kg, lb, oz

## SPEZIFIKATIONEN

**Produktgröße:** 27,56 x 13,39 x 2,28 Zoll (700 x 340 x 58 mm)

**Leistung:** 3x AAA-Batterien 1,5 V

**Bereich:** 0,1:1,1 lb:oz - 330,7:5291,1 lb:oz (30 g - 150 kg)

**Schritte 5 g (0,18 oz):** für Gewichte unter 30 kg

**Schritte 100 g (3,5 oz):** für Gewichte über 30 kg

**Einheiten:** lb: oz, g, kg, lb, oz

**Nettogewicht des Produkts:** 3,97 lbs (1,80 kg)

## MESSUNG

Bereich	Genauigkeit
In 5kg:	±30 g
5kg - 20kg:	±50 g
20kg - 40kg:	±100 g
40kg - 150kg:	±200 g

## INSTALLATION

1. Entnehmen Sie die Körperwaage und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Setzen Sie 3 AAA-Batterien 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite der Waage ein. Beachten Sie dabei die angegebene Polarität.
3. Stellen Sie die Waage auf eine ebene und stabile Oberfläche.
4. Laden Sie die App "NUVITABABY" über den App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunter.
5. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

6. Drücken Sie die Taste "AN/AUS" kurz, um die Waage einzuschalten.  
**Es handelt sich um eine Sensortaste, drücken Sie sie also sanft.**
7. Überprüfen Sie im Anzeigefeld der Waage, welche Einheit ausgewählt ist (lb, kg, lb: oz oder g), und wählen Sie durch Drücken der Soft-Touch-Taste "Einheit" die gewünschte Einheit aus.
8. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen, um die Waage zum ersten Mal zu synchronisieren.
9. Nach der ersten Synchronisation öffnen Sie jedes Mal, wenn Sie die Waage verwenden, zuerst die App und drücken dann auf der Waage die Taste "AN/AUS". Sie synchronisiert sich dann automatisch mit Ihrem Telefon und mit der App.
10. Befolgen Sie zum Verwenden der App die Anweisungen auf der Seite mit dem QR-Code.



## DISPLAYERKLÄRUNG

Diese Körperwaage verwendet die neueste Sensortastentechnologie. Drücken Sie sie sanft, da sie empfindlich sein kann.

Taste **"ON/OFF"**: Kurz drücken, um einzuschalten, lange drücken, um auszuschalten.

Taste **"TARE"**: Kurz drücken, um auf Null/Tara zu stellen (wenn die Waage eingeschaltet ist).

Taste **"UNIT"**: Kurz drücken, um 5 Einheiten auszuwählen: lb:oz, g, kg, oz, lb.

Taste **"HOLD"**: Kurz drücken, um die Daten zu sperren.




## AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Dieses Produkt schaltet sich automatisch aus, um Strom zu sparen, wenn etwa 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt und die Daten stabil und unverändert sind.


## INSTALLATION DES TABLETTS ZUM WIEGEN DES BABYS

**SCHRITT 1** Schieben Sie das Tablett ineinander.




## SCHRITT 2

Schieben Sie das Tablett in die Mitte des Sockels.



## SCHRITT 3


Verriegeln Sie das Tablett mit den drehbaren Lasche.



## EINSETZEN DER BATTERIEN


### WICHTIG:

- Wenn das LCD-Display an Helligkeit verliert, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind. Es ist Zeit, sie auszutauschen.
- Wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, die Batterien herauszunehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften in dafür vorgesehenen Sammelbehältern.



## ÜBERLASTUNG UND NIEDRIGE SPANNUNG

1. Wenn das LED-Display **"Err"** anzeigt, bedeutet dies, dass das Objekt die Höchstkapazität von 150 kg überschreitet. Beenden Sie die Wiegung oder verringern Sie das Gewicht, um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden.
2. Wenn das LED-Display **"Lo"** anzeigt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung schwach ist. Ersetzen Sie die 3 AAA-Batterien durch neue.



## ERWACHSENE: BEDIENUNG DER WAAGE

1. Schalten Sie die Waage durch Drücken der Berührungstaste ein. Wenn **"0000"** im Display erscheint, ist die Waage betriebsbereit. Wenn die ausgewählte Einheit nicht die von Ihnen gewünschte ist, drücken Sie kurz auf **"UNIT"**, um eine Auswahl zu treffen.
2. Steigen Sie vorsichtig auf die Waage. Warten Sie, bis sich das Gewicht stabilisiert hat.
3. Das Gewicht wird angezeigt und automatisch über Bluetooth an die App gesendet.




## SO WIEGEN SIE IHR BABY

1. Schalten Sie die Waage durch Drücken der Berührungstaste ein. Wenn "0000" im Display erscheint, ist die Waage betriebsbereit. Wenn die ausgewählte Einheit nicht die von Ihnen gewünschte ist, drücken Sie kurz auf "UNIT", um eine Auswahl zu treffen.



2. Legen Sie das Neugeborene vorsichtig in die Wiegeschale der Waage. Warten Sie, bis sich das Gewicht stabilisiert hat. Wenn Ihr Baby sich bewegt, können Sie auch die Taste "HOLD" drücken, um das Gewicht manuell zu stabilisieren.



### HINWEIS:

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt erneut wiegen müssen, nehmen Sie das Baby heraus und drücken Sie kurz auf "TARE", um auf Null zu stellen und erneut zu wiegen.

3. Wenn Sie beim Wiegen Ihres Babys ein Handtuch oder ein anderes "Zusatzgewicht" verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es zuerst hineinlegen (ohne das Baby), und drücken Sie dann die Taste Null/Tara, bis Nullen angezeigt werden.



4. Befolgen Sie die App-Anweisungen, um das Gewicht in der App anzuzeigen.
5. Um die Waage auszuschalten, halten Sie die Berührungstaste 3 Sekunden lang sanft gedrückt. Die Waage schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität ab.

## NUVITABABY APP

Die App ermöglicht es Ihnen:

- Gewicht im Zeitverlauf anzuzeigen und zu überwachen
- Erinnerungen für Messungen festzulegen
- Daten mit Ihrem Arzt zu teilen
- Die Größe des Babys nachzuverfolgen
- Tipps zum Stillen, zum Abstillen usw. abzurufen

Weitere Informationen zur App finden Sie auf der Website [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

## WARTUNG

Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Für Unterstützung wenden Sie sich an den Kundendienst auf der Website [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

## ENTSORGUNG DES GERÄTS (UMWELT)

Am Ende der Produktlebensdauer dürfen Sie dieses Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgen. Bringen Sie dieses Produkt zu Ihrer örtlichen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Einige Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie sie zu Ihrer örtlichen Recyclingstelle bringen. Durch das Recycling einiger Teile oder Rohstoffe aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte wenden Sie sich an die Behörden vor Ort, falls Sie weitere Informationen zu den Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen. Die Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften umweltfreundlich entsorgt werden.

**DIENST:** Die Umsetzung der Produkte, Bestandteile der Packung und Dokumentation fand mit Sorgfalt statt. Falls dennoch Probleme auftauchen sollten, wird empfohlen die Schritte der Gebrauchsanweisung zu wiederholen. Für weitere Informationen und den Kundendienst besuchen Sie bitte: [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

**GARANTIE – KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN:** In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler. Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monaten Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile). **Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:** 1) Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist. 2) Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert. 3) Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus). **Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monaten Garantie:** 1) Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts. 2) Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station. 3) Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist. 4) Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind. 5) Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben. Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.



[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

[info@nuvitababy.com](mailto:info@nuvitababy.com)

**IMPORTED / DISTRIBUTED BY**

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia

Malta - Europe

All rights reserved  
1330\_23\_Gen\_v1.0.0

