



IT Termometro digitale no contact
ES Termómetro digital no contact
EN No contact digital thermometer
FR Thermomètre numérique sans contact
DE Ohne-Kontakt-Thermometer
PT Termómetro digital sem contato
GR Θερμόμετρο χωρίς επαφή




2093

IT Manuale istruzioni d'uso
ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Manuel d'utilisation

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO DOS BOTÕES



1. Visor LCD
2. Botão para converter modo de corpo / modo de objeto
3. Botão de configuração do alarme de febre
4. Botão de memória
5. Botão de conversão °C / °F
6. Sonda
7. Botão de medição
8. Tampa da bateria

Botão	Detalhes
C/F	Conversão de unidades entre °C e °F
M	Entre no modo de consulta de memória, pressione este botão continuamente para consultar as dez memórias anteriores de valores de temperatura testados.
SET	Botão de configuração do valor do alarme de febre, você pode pressionar este botão para definir o limite de alarme de febre desejado (37,5 °C ~ 38,5 °C / 99,5 °F-101,3 °F é a faixa opcional)

VISOR E ÍCONES

Função	Ícone	Detalhes
Nível da bateria		Visível: A energia das pilhas é suficiente. Flashes: As pilhas estão gastas e o termômetro pode não funcionar adequadamente. Por favor, substitua as pilhas imediatamente.
Beeper / vibração		2 Bipes curtos: Ligue 1 Bipe curto: Temperatura normal / desligamento automático / mudança de modo 4 Bipe curto: Erro / temperatura baixa 1 Bipe longo, 2 bipes curtos: Alarme de febre
Medição modo	 	Modo de corpo Modo de objeto
Leitura escala	°C °F	Leitura em Celsius Leitura em Fahrenheit
Leitura exibir		Valor da temperatura
Memória		Valor da temperatura das últimas 10 medições




ATENÇÃO

A leitura da temperatura no modo de corpo humano é obtida a partir da compensação dinâmica da temperatura ambiente e a temperatura da superfície da testa. O modo de temperatura de objeto é para testar a temperatura da superfície de um objeto. A temperatura obtida da testa neste modo é, pura e simplesmente, a temperatura da superfície da pele, mas não a temperatura corporal interior.

MEDIÇÃO

Temperatura corporal

- Prima o botão de medição para ligar o termômetro e ele exibe o ecrã de inicialização. Após o POST e dois bipes, ele exibirá o valor da última leitura e estará pronto para a medição.
- Certifique-se de que o termômetro esteja no modo corporal.
- Mantenha a distância de 5 a 8 cm das sobrancelhas superiores ao sensor. Prima o botão de medição e, quando ele emitir um bipe, a medição está terminada e o valor será exibido. Se o valor da medição exceder o valor do alarme (O valor padrão é de 37.5°C, ele emite 4 bipes consecutivos como indicação).
- Após a medição, se o termômetro ficar inativo durante 30 segundos, exibirá "DESLIGADO", emitirá um bipe e desligará automaticamente.




ATENÇÃO

Mantenha o sensor e a cavidade da sonda limpos antes e depois da utilização. Para garantir a precisão da medição, recomenda-se que comece a medição dez minutos depois de levar o termômetro para um novo ambiente. Aguarde durante 10 minutos para medir a temperatura corporal depois de medir uma temperatura extremamente alta ou extremamente baixa. Aguarde durante 5 minutos para começar uma medição quando o alvo da medição (objeto ou humano) for de um ambiente com uma diferença de temperatura enorme. Brisa, água, suor ou produtos de cosmética na testa podem afetar a medição. Não meça a temperatura corporal 30 minutos após fazer exercício, tomar banho ou tomar as refeições.

Temperatura do objeto

- Prima o botão da medição para ligar o termômetro.
- Assegure-se de que o termômetro esteja no modo de objeto.
- Mantenha a distância vertical de 5 a 8 cm do objeto à sonda de medição. Prima o botão de medição e, quando ele emitir "bipe", a medição está terminada e o valor será exibido.
- Após a medição, se o termômetro ficar inativo durante 30 segundos, irá exibir "DESLIGADO", emitirá um "bipe" e desligará automaticamente.



ATENÇÃO

O valor sob este modo é a temperatura da superfície do objeto em vez da temperatura interna. A emissividade de infravermelhos padrão é de 0,95. A leitura será desviada da temperatura real de acordo com a diferente emissividade. Por exemplo, a leitura no aço inoxidável será, obviamente, mais baixa do que a temperatura real. **TENHA CUIDADO COM AS QUEIMADURAS.**

Temperatura ambiente

- Prima o botão de medição para ligar o termómetro.
- Assegure-se de que o termómetro esteja no modo de objeto.
- Prima o botão de medição. Quando este emitir um “bipe”, a medição está terminada e o valor será exibido.

Intervalo de medição excessiva

Modo corporal: Quando o valor da medição for mais baixo do que 34,0°C, este exibe “Lo” e emite 4 bipes consecutivos. Quando o valor da medição for mais alta do que 43,0°C, exibe “Hi” e emite 4 bipes consecutivos.

Modo de objeto: Quando o valor de medição for mais baixo do que 0°C, exibe “Lo” e emite 4 bipes consecutivos. Quando o valor de medição for mais alto do que 93,0°C, exibe “Hi” e emite 4 bipes consecutivos.




ATENÇÃO

Quando a temperatura ambiente for mais baixa do que 10,0 °C ou mais alta do que 40,0 °C, exibe “Err” (fig.9.8). Não é possível a medição e, logo, a precisão não é garantida.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- Abra o compartimento das pilhas e retire as pilhas gastas.
- Ponha 2 pilhas alcalinas AAA e desligue a tampa das pilhas. Após de instaladas as novas pilhas, o termómetro emitirá 2 bipes consecutivos. Se não forem ouvidos nenhuns bipes, verifique se os polos positivo e negativos estão corretos.



ATENÇÃO

Caso o termómetro não seja utilizado durante um longo período, retire a pilha. Não a descarte no fogo. Elimine as suas pilhas de acordo com os regulamentos locais.

MANUTENÇÃO E DICAS

- Certifique-se de que o sensor e a cavidade da sonda estejam limpos, caso contrário a precisão será afetada.
- Método de limpeza para a sonda:
 - Use um cotonete ou um pano macio com água ou álcool para limpar o invólucro.
 - Use um cotonete ou um pano macio com álcool para limpar suavemente a superfície do sensor ou a cavidade da sonda. Não utilize o termómetro antes do álcool ser vaporizado.
- Leia este manual com atenção antes de utilizar. Certifique-se de que as pilhas se encontram bem instaladas.
- Não é recomendado colocar o termómetro em qualquer líquido ou expor fortemente à luz solar ou a uma temperatura extremamente baixa.
- Um forte impacto no produto provocará danos.
- Não desmonte este termómetro sozinho.
- Mantenha o termómetro longe do alcance das crianças.
- Não utilize o termómetro no caso de forte interferência magnética.
- Os resultados da medição podem flutuar devido a procedimentos de medição inadequados. Por favor, use de medidas adequadas para melhorar a sua capacidade.
- Os resultados da medição não podem substituir o diagnóstico de um médico.
- Não é necessária uma manutenção especial para este termómetro. Por favor, contacte o distribuidor ou fabricante em caso de mau funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descrição	Soluções
O LCD exibe "Lo" ou "Hi"	Brisa, água, suor e produtos de cosmética na testa podem afetar a medição. Se a temperatura ambiente mudar fortemente ou se o termômetro for usado diretamente de uma temperatura alta para uma temperatura muito baixa, ocorrerá uma diferença na medição. O termômetro deve ser mantido num ambiente relativamente estável durante 10 minutos para obter um equilíbrio térmico antes de começar uma nova medição. Certifique-se que a distância de medição é de 5 a 8 cm.
Nenhuma resposta ao premir o botão de medição	Retire e volte a montar as pilhas. Verifique se o termômetro está na configuração do menu. No procedimento de configuração do menu, o termômetro não consegue medir e, conseqüentemente, não há nenhuma resposta.
Nenhuma exibição ou exibição imprópria	Retire as pilhas e volte a instalá-las.
Sem "beeper"	Verifique se o "beeper" está desligado.
Desligue imediatamente depois de ligar	Verifique o nível da bateria ou retire e volte a instalá-la.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda).

A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se:

- Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual.
- Este produto foi modificado e/ou adulterados.
- A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias).

O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:

- Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
- Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia.
- Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
- Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto.
- Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço.

Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia

Malta - Europe

All rights reserved
2093_21_Gen_v1.0.0

