

nuvitamum 

MATERNO GO

- IT Tiralatte elettrico
- ES Sacaleche eléctrico
- EN Electric breast pump
- FR Tire-Lait électrique
- DE Elektrische Milchpumpe



1282M

- IT Manuale di istruzioni
- ES Manual de instrucciones de uso
- EN Instruction manual
- FR Manuel d'instructions d'utilisation
- DE Bedienungsanleitung

Gentile Cliente, hai acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio per essere il più possibile facile da usare, ma le chiediamo di voler ancora investire una piccola quantità del suo tempo nella lettura di le istruzioni o non le sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrire. La preghiamo di conservare le manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.


PRECAUZIONI

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con la massima attenzione durante l'intero processo
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito
- Non deformare o annodare il tubo di collegamento (Contenuto della confezione n. 10) durante il processo di utilizzo
- Si prega di tenere il prodotto o le parti smontate fuori dalla portata del bambino
- Non smontare l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) per nessun motivo; deve essere riparato o sostituito dal produttore o da un professionista.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'assemblaggio e dell'uso del tiralatte elettrico, si assicuri che la confezione contenga i seguenti accessori; la preghiamo di rivolgersi al suo negoziante in caso di parti mancanti:

1. Copertura anti polvere
2. Coppa per massaggio in silicone
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti fuoriuscita in silicone
5. Coperchio anti fuoriuscita
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valvola in silicone per biberon Nuvita
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento
11. Copertura anti polvere biberon
12. Tettarella biberon
13. Anello biberon
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Prima della pulizia e della sterilizzazione, smontare le parti che vanno a contatto con il seno ed il latte materno (a parte l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9).
- Non pulire l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) nell'acqua.
- Non sterilizzare l'unità di controllo del tiralatte (Contenuto della confezione n. 9) nello sterilizzatore a vapore.
- Non sterilizzare a caldo il tubo di collegamento. Solo sterilizzazione a freddo. Altrimenti pulire con acqua calda e sapone e poi risciacquare con acqua sterilizzata. (Contenuto della confezione n. 10).
- Pulire le parti immediatamente dopo ogni utilizzo per eliminare residui di latte e la formazione di batteri.
- Mettere le parti pulite su di un asciugamano pulito ed asciutto e lasciarle asciugare in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Un modello di tiralatte elettrico singolo ricaricabile per massimizzare il processo di estrazione del latte. È progettato per simulare il ritmo di suzione del bambino.

1. Questo tiralatte utilizza una tecnologia 2 fasi:
 - 1^ fase con 9 livelli di stimolazione automatici per un funzionamento di 2 minuti
 - 2^ fase con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È dotato di funzione di memoria
4. È portatile (funziona con AC / DC e batteria) è molto adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA DEL TIRALATTE

- A. Interruttore di accensione On e Off
- B. Pulsante selezione di modalità
- C. Pulsante aumento livello di aspirazione
- D. Pulsante diminuzione livello di aspirazione
- E. Indicatore modalità normale
- F. Indicatore della modalità di stimolazione
- G. Indicatore della modalità di estrazione






Livelli di frequenza di assorbimento di Nuvita 1282M:



♥ 1 da 9 Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.

💧 1 da 9 Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.

MONTAGGIO





1. Inserire la coppa per massaggio (Contenuto della confezione n. 2) in silicone nel tiralatte, come mostrato in figura.
2. Montare il silicone antigoccia (Contenuto della confezione n. 4) con il coperchio antigoccia (Contenuto della confezione n. 5) come mostrato di seguito. Puntare alla fessura scorrevole e avvitare il coperchio antigoccia come mostrato in figura.
3. Fissare la valvola di aspirazione (Contenuto della confezione n. 6) in corrispondenza dell'estremità inferiore del tiralatte. Vedere la figura seguente.
4. Collegare la parte superiore del tiralatte con il collo largo del biberon ruotando fino a chiuderlo.
5. Inserire il tubo di collegamento (Contenuto della confezione n. 10) nell'interfaccia del coperchio superiore anti-fuoriuscita. Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nella fessura di aspirazione della pompa. Fare riferimento al diagramma qui sotto. Fissare il biberon sulla sua base.



FUNZIONAMENTO

1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che le parti del tiralatte siano pulite e montate con precisione, come da istruzioni di questa guida.
2. Rilassarsi e mettersi a proprio agio stando normalmente seduti. Utilizzare un cuscinetto di gel termico o un asciugamano caldo prima di estrarre il latte.
3. Usare la mano per inserire il capezzolo al centro del tiralatte e assicurarsi che sia stretto e bloccato per garantire che non fuoriesca dell'aria.
4. Accendere, premendo a lungo il pulsante di accensione. Lo schermo della macchina si autoverifica e lampeggia. La macchina entrerà quindi in modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello 5. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.





- In modalità estrazione, premere il tasto + o - per selezionare qualsiasi livello da L1 a L9. Questo apparecchio è dotato della funzione Memory: la prossima operazione di allattamento, ricorderà il livello precedentemente selezionato.
- Smontare, pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per usarle successivamente.

INSTALLAZIONE DELL'ADATTATORE AC DI CORRENTE

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

- Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
- Quando la capacità della batteria è bassa, la cifra sullo schermo (indicatore di livello) lampeggerà, indicando che la batteria deve essere caricata.
- Durante la ricarica, la linea della cifra sullo schermo si sposterà in senso orario e lampeggerà, indicando che la macchina è in modalità di ricarica come mostrato nel diagramma. Quando la macchina è completamente carica, si spegnerà automaticamente.



GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto gode di una garanzia di 24 mesi sui difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto (scontrino o ricevuta). La garanzia di 24 mesi **non copre** i danni causati dal consueto uso degli accessori o "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **Le batterie godono di una garanzia di 6 mesi.** La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora: 1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o immersione in acqua o altri liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie, ...). **Sono inoltre esclusi** dalla garanzia legale di 24 mesi: 1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2. I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale. 4. Danni dovuti a calamità naturali, cadute o urti accidentali e condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, consultare le Condizioni di Vendita del sito www.nuvitababy.com

Estimada cliente, ha comprado uno de los sacaleches más fiables disponibles en el mercado. Hemos estudiado este dispositivo para que lo utilice de la manera más fácil, pero, me temo, que todavía tiene que dedicar una pequeña cantidad de tiempo a leer estas instrucciones o no conseguirá el 100 % de los beneficios que este producto puede proporcionarle. Guarde la guía por si necesita consultarla en el futuro. Por favor, asegúrese de tener cuatro pilas alcalinas de tamaño AA si desea utilizarlo en cualquier lugar.


PRECAUCIONES

- Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto
- Este producto solo puede ser utilizado por adultos con plena atención durante todo el proceso.
- No utilice el adaptador de corriente que no sea el suministrado.
- No deforme o anude el tubo conector (Contenido del paquete n.º 10) durante el proceso de uso.
- Por favor, ponga el producto o las partes desmontadas fuera del alcance del bebé.
- No desmonte la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) por ningún motivo. El fabricante o el profesional deberán repararla o sustituirla.

CONTENIDO

Antes de montar y utilizar el extractor de leche eléctrico, asegúrese de que en el interior del envase hay los siguientes accesorios. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con la tienda en la que lo adquirió:

1. Cubierta a prueba de polvo
2. Ventosa de silicona para realizar masajes
3. Extractor de leche
4. Silicona antiderrame
5. Cubierta antiderrame
6. Válvula de succión
7. Biberón Nuvita (150 ml.)
8. Válvula de silicona del biberón Nuvita
9. Dispositivo de bombeo del sacaleche
10. Tubo de conexión
11. Cubierta del biberón a prueba de polvo
12. Tetilla
13. Anillo del biberón
14. Adaptador de corriente
15. Bolsa de terciopelo (no se incluye en el diagrama)
16. Adaptador



INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de la limpieza y la esterilización, desmonte las partes en contacto con el pecho o la leche materna (aparte de la unidad de control del sacaleches) (Contenido del paquete n.º 9).
- No limpie la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) en el agua.
- No esterilice la unidad de control del sacaleches (Contenido del paquete n.º 9) en el esterilizador de vapor.
- No esterilice en caliente el tubo de conexión. Solo hay que esterilizar en frío. De lo contrario, limpie con agua jabonosa tibia y luego enjuague con agua estéril. (Contenido del paquete n.º 10).
- Limpie las partes inmediatamente después de cada uso para evitar el desarrollo de residuos de leche y bacterias.
- Ponga las partes limpias en un paño limpio y seco en un lugar fresco y a la sombra.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Un modelo de sacaleches eléctrico y recargable. para maximizar el proceso de extracción de leche. Está diseñado para simular el ritmo de succión del bebé.


1. Este dispositivo utiliza una tecnología de 2 fases:
 - 1.ª fase con 9 niveles automáticos de estimulación para una extracción de 2 minutos
 - 2.ª fase con 9 niveles seleccionables para una mejor extracción
2. Este dispositivo tiene un sistema de protección antirreflujo que impide que la leche materna vuelva a la unidad de control y la dañe durante el proceso de extracción de leche.
3. Su 1282M viene con función de memoria
4. Su 1282M es portátil (funciona conectado a una toma de corriente y con pilas), por lo que es adecuado para viajar y perfecto para la extracción de leche en el trabajo.


DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

- A. Botón de encendido y apagado
- B. Botón de cambio de modo
- C. Botón para aumentar el nivel de succión
- D. Botón para disminuir el nivel de succión
- E. Indicador de nivel
- F. Indicador del modo de estimulación
- G. Indicador del modo de expresión




Niveles de frecuencia de absorción del Nuvita 1282M:

 1 a 9 Este es el modo de estimulación con un ritmo de succión rápido y corto.



 1 a 9 Este es el modo de extracción, que imita la succión de un bebé. El ritmo de esta fase es más lento, más profundo y más largo.



ENSAMBLAJE





1. Inserte la ventosa de silicona (Contenido del paquete n.º 2) para realizar el masaje en el extractor de leche como se muestra .
2. Coloque la cubierta de silicio antiderrame (Contenido del paquete n.º 4) con la cubierta antiderrame (Contenido del paquete n.º 5) como se muestra a continuación. Apunte a la ranura deslizante y atornille la cubierta antiderrame como se muestra en la imagen.
3. Fije la válvula de succión (Contenido del paquete n.º 5) en el extremo inferior del extracto de leche. Ver la figura siguiente.
4. Para conectar la parte superior del extractor de leche con el biberón de cuello ancho, gire hasta que ajuste bien.
5. Inserte el tubo de conexión (Contenido del paquete n.º 10) en la interfaz de la tapa superior antiderrame. Introduzca el otro extremo del tubo de conexión en la ranura de succión del extractor. Observe el siguiente diagrama. Ajuste el biberón en su base.



EXTRACCIÓN

1. Por favor, lávese las manos antes de usar el producto, asegúrese de que las partes del extractor de leche estén limpias y de que estén montadas correctamente según las instrucciones de esta guía.
2. Relájase y esté a gusto mientras está sentada. Utilice una almohadilla térmica de gel o una toalla caliente antes de comenzar el proceso de extracción.
3. Utilice la mano para colocar el centro del extractor de leche en el pezón y asegúrese de que esté ajustado y que no entra ni sale aire.
4. Encienda el dispositivo y mantenga pulsado el botón de encendido. La pantalla de la máquina se autocomprobará y parpadeará. La máquina entrará entonces en modo de estimulación. El nivel predeterminado de fábrica es el nivel 5. Después de 2 minutos de estimulación, la máquina pasará automáticamente al modo de expresión. La máquina se apagará





automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.

- En el modo de extracción, pulse el botón + o - para seleccionar cualquier nivel de L1 a L9. Este dispositivo tiene función de memoria. En la siguiente extracción de leche, recordará el nivel anterior que ha seleccionado.
- Desmunte, limpie y esterilice las partes no electrónicos para el siguiente uso.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

IMPORTANTE: por favor, apague la máquina antes de conectarla con el adaptador.

- Inserte la clavija redonda de CC del adaptador de alimentación de CA en el enchufe de CC de la unidad de control e inserte el adaptador de alimentación de CA en el enchufe de alimentación como se muestra en el diagrama.
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, el dígito de la pantalla (indicador de nivel) parpadeará, lo cual indica que la batería se debe cargar.
- Al cargar, la línea del dígito de la pantalla se moverá en el sentido de las agujas del reloj y parpadeará, lo que indica que la máquina está en modo de carga como se muestra en el diagrama. Cuando la máquina esté completamente cargada, se apagará automáticamente.



GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto tiene garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra (recibo o recibo). La garantía de 24 meses **no cubre** los daños causados por el uso habitual de accesorios o "consumibles" (por ejemplo, baterías, cabezales o piezas sujetas a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.** La garantía legal de 24 meses no tiene validez si: 1. El producto ha sufrido daños estéticos por un uso inadecuado que no se ajusta a las instrucciones contenidas en el manual. 2. Este producto ha sido modificado y/o manipulado. 3. La causa del mal funcionamiento se debe a un mantenimiento deficiente de los componentes individuales y/o accesorios y/o suministros (por ejemplo, oxidación y/o inmersión en agua u otros líquidos de las partes eléctricas, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías, ...). **También quedan** excluidos de la garantía legal de 24 meses: 1. Gastos relativos a la sustitución y/o reparación de piezas sujetas a desgaste o costes de mantenimiento ordinario del producto. 2. Los costos y riesgos asociados con el transporte del producto hacia y desde la tienda donde fue comprado o el centro de acopio autorizado de otro modo para recibir los productos bajo garantía. 3. Causado por daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso inadecuado o no de acuerdo con las instrucciones del manual. 4. Daños por desastres naturales, caídas o impactos accidentales y condiciones adversas no compatibles con el producto. 5. Defectos que tienen un efecto insignificante en el rendimiento del producto. El fabricante, distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos derivados de cualquier mal funcionamiento del producto. Según la legislación vigente, el fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta no son responsables bajo ninguna circunstancia de los daños, incluidos defectos, directos, indirectos, pérdida de ingresos netos, pérdida de ahorros y daños adicionales y otras consecuencias detalladas que van más allá de los daños. causado por incumplimiento de garantía, contrato, responsabilidad estricta, agravio u otras causas, resultantes del uso o la imposibilidad de usar el producto y/o documentos en papel y electrónicos, incluida la falta de servicio. Para más información sobre el servicio de asistencia consulte las Condiciones de Venta del sitio web www.nuvitababy.com

Dear Customer, you bought one of the most reliable breast pumps available in the market. We studied this device to be as much user friendly as possible but, we are afraid, you still must spend a small amount of time in reading these instructions to get 100% of the benefits this product can bring you. Keep this manual for future reference.


PRECAUTIONS

- Please read the instruction manual carefully before using the product.
- This product must be used by adult only with complete attention during the entire process.
- Do not use the power adapter other than the provided.
- Do not warp or knot the connecting tube (Package Content No. 10) during the using process.
- Please put the product or dismantled parts out of baby's reach.
- Do not dismount Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in any condition; it shall be repaired or replaced by the manufacturer or professional.

PACKAGE CONTENT

Before assembly and use the electric breast pump to make sure that inside the packaging there are the following accessories, refer to your shop in case of any missing parts:

1. Dust-proof cover
2. Silicone Massage cup
3. Breast Pump Body
4. Anti-spill silicone
5. Anti-spill cover
6. Suction Valve
7. Nuvita Baby Bottle (150ml)
8. Nuvita Bottle Silicone Valve
9. Breast Pump Control Unit
10. Connection Tube
11. Dust proof feeding bottle cover
12. Bottle Teat
13. Feeding bottle ring
14. Power Adapter
15. Velvet Bag (not shown in the diagram)
16. Adapter



INSTRUCTION FOR CLEANING

- Before cleaning and sterilization, dismount the parts in contact with the breast or breast milk (apart from Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9)).
- Do not clean the Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in the water.
- Do not sterilize the Breast Pump Control Unit (Package Content No. 9) in the steam sterilizer.
- Do not hot sterilize the connection pipe. Cold sterilization only. Otherwise cleaning with warm soapy water and then rinse with sterile water. (Package Content No. 10).
- Clean the parts immediately after each use to avoid the residual milk and bacteria growth.
- Put the cleaned parts on the dry clean towel at the shady and cool place.

PRODUCT FEATURES


A rechargeable electric single breast pump model for maximizing milk extraction process. It's designed to simulate the suction rhythm of baby.

1. This Breast pump uses a 2 Phases Technology:
 - 1st Phase with 9 Automatic stimulation levels for 2 minutes operation.
 - 2nd Phase with 9 Selectable levels for your best Expression action
2. This device is provided with an anti-reflux protection system which prevents the breast milk to return to the control unit and damaging it during the milk extraction process.
3. Your 1282M is provided with memory function
4. Your 1282M is portable (AC/DC and Battery operated) so suitable for travelling and perfect for breast pumping activity at work.

DESCRIPTION OF PUMP CONTROL UNIT

- A. On and Off Switch button
- B. Mode Switch button
- C. Increase Suction Level button
- D. Decrease Suction Level button
- E. Level indicator
- F. Stimulation mode indicator
- G. Expression mode indicator

Frequency levels of absorption of Nuvita 1282M:




1 to 9

This is the Stimulation mode with fast and short suction rhythm.






1 to 9



This is the Expression mode. This simulates the suction of a baby. The rhythm of this phase is slower, deeper and longer.



ASSEMBLY OF THE BREAST PUMP





1. Insert the silicone massage cup (Package Content No. 2) in the breast pump as shown.
2. Fit the anti-spill silicon (Package Content No. 4) with the anti-spill cover (Package Content No. 5) as shown below. Aim at the sliding slot and screw the anti-spill cover as shown in the figure.
3. Fix the suction valve (Package Content No. 6) at the lower end of the breast pump see the figure below.
4. To connect the upper part of the breast pump with the wide neck bottle rotate until it fits close.
5. Insert the connection tube (Package Content No.10) into the interface of the anti-spill upper cover. Insert the other end of the connection tube into the suction slot of the pump.



USING THE BREAST PUMP

1. Please clean hands before using the product, ensure the parts of the breast pump are cleaned and assembled accurately as per instruction in this guide.
2. Relax and be at ease while having a normal sitting posture. Use a thermal gel breast pad or a hot towel before starting the pumping process.
3. Use your hand to aim the centre of the breast pump at the nipple and ensure it is tight and lock without air getting in and out.
4. Power on, long press the power button. The screen of the machine will self-test and flicker. The machine will then enter stimulation mode. The factory default level is level 5. After 2 mins of stimulation, the machine will automatically switch to expression mode. The machine will automatically shut off after 30mins working.





- Under the Expression mode, press the + button or – button to select any levels from L1 to L9. This device is provided with Memory function. In the next breast feeding it will recall the previous level you selected.
- Disassemble, clean and sterilize the non electronic parts for next use.

INSTALLATION OF AC ADAPTOR

IMPORTANT: Please turn off the machine before connecting with the adaptor.

- Insert DC round pin of AC power adapter into the DC socket at the Control Unit and insert the AC power adapter into the power socket as shown in the diagram.
- When battery is low capacity, the digit on the screen (level indicator) will flicker, indicating that battery needs to be charged.
- When charging, the line of the digit on the screen will move clockwise and flicker, indicating that the machine is in charging mode as shown in the diagram. When machine full charged, it will auto shut off.



WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product has a 24-month warranty on manufacturing defects, starting from the date of purchase (receipt or receipt). The 24-month warranty **does not cover** damage caused by the normal use of accessories or "consumables" (for example, batteries, heads or parts subject to wear). **Batteries have a 6-month warranty.** The 24-month legal warranty is not valid if: 1. The product has suffered aesthetic damage due to improper use not in accordance with the instructions contained in the manual. 2. This product has been modified and/or tampered with. 3. The cause of the malfunction is due to poor maintenance of the individual components and/or accessories and/or supplies (e.g. oxidation and/or immersion in water or other liquids of the electrical parts, residues that block the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries, ...). The following **are also** excluded from the 24-month legal warranty: 1. Costs relating to the replacement and/or repair of parts subject to wear or costs for ordinary maintenance of the product. 2. Costs and risks associated with transporting the product to and from the store where it was purchased or collection center otherwise authorized to receive the products under warranty. 3. Caused by damage resulting from incorrect installation or improper use or use not in accordance with the instructions in the manual. 4. Damage due to natural disasters, accidental falls or impacts and adverse conditions not compatible with the product. 5. Defects that have a negligible effect on the performance of the product. The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product assume no responsibility for economic losses and damages of any malfunction of the product. According to the current legislation, the manufacturer, distributor and all parties involved in the sale are not liable in any case for damages, including defects, direct, indirect, loss of net income, loss of savings and additional damages and other details consequences that go beyond damages caused by breach of warranty, contract, strict liability, tort or other causes, arising from the use or inability to use the product and / or paper and electronic documents, including lack of service. For more information on the assistance service, consult the Conditions of Sale of the site **www.nuvitababy.com**

Cher/chère client(e), vous avez fait l'acquisition d'un tire-lait faisant partie des plus fiables actuellement sur le marché. Nous avons étudié cet appareil pour qu'il soit aussi simple à utiliser que possible, mais nous craignons que vous deviez quand même consacrer un peu de temps à lire les instructions, ou vous ne profiterez pas au mieux de ses avantages. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure. Veuillez à avoir quatre piles alcalines AA à disposition si vous souhaitez l'utiliser en déplacement.


PRÉCAUTIONS

- Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser le produit
- Ce produit doit être utilisé par un adulte uniquement, avec une attention complète pendant tout le processus
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni
- Ne pas déformer ou nouer le tube de connexion (Contenu de l'emballage n° 10) pendant le processus d'utilisation
- Veuillez tenir le produit ou les pièces démontées hors de portée du bébé
- Ne démontez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n° 9) sous aucune condition ; il doit être réparé ou remplacé par le fabricant ou le professionnel.

CONTENU DU PAQUET

Avant d'assembler et d'utiliser le tire-lait électrique, veuillez vérifier que l'emballage contient les accessoires suivants. Veuillez vous adresser à votre magasin en cas de pièces manquantes.

1. Couvercle anti-poussière
2. Coussin masseur en silicone
3. Corps du tire-lait
4. Silicone anti-éclaboussures
5. Supérieur anti-éclaboussures
6. Valve d'aspiration
7. Biberon Nuvita (150 ml)
8. Valve en silicone pour biberon Nuvita
9. Unité de contrôle du tire-lait
10. Tube de connexion
11. Couvercle anti-poussière du biberon
12. Tétine du biberon
13. Bague du biberon
14. Adaptateur secteur
15. Sac en velours (non visible sur le schéma)
16. Adaptateur



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Avant le nettoyage et la stérilisation, démontez les pièces en contact avec la peau ou le lait maternel (à l'exception de l'unité de commande du tire-lait) (Contenu de l'emballage n ° 9).
- Ne nettoyez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n ° 9) avec de l'eau.
- Ne stérilisez pas l'unité de commande du tire-lait (Contenu de l'emballage n ° 9) dans un stérilisateur à vapeur.
- Ne pas stériliser à chaud le tuyau de raccordement. Stérilisation à froid uniquement. Il est également possible de nettoyer à l'eau tiède savonneuse puis de rincer à l'eau stérile. (Contenu de l'emballage n ° 10).
- Nettoyez les pièces immédiatement après chaque utilisation pour éviter la croissance résiduelle du lait et des bactéries.
- Placez les pièces nettoyées sur une serviette propre et sèche dans un endroit et frais et à l'abri du soleil.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Il s'agit d'un modèle de tire-lait électrique rechargeable simple., conçu pour optimiser le processus d'extraction du lait. Il est pensé pour simuler le rythme de succion du bébé.

1. Ce tire-lait utilise une technologie en 2 phases:
 - 1re Phase avec 9 niveaux de stimulation automatique pour un fonctionnement de 2 minutes
 - 2e Phase avec 9 niveaux sélectionnables pour une meilleure extraction
2. Cet appareil est doté d'un système de protection anti-reflux qui empêche le lait de retourner vers l'unité de contrôle et de l'endommager pendant le processus d'extraction
3. Votre 1282M est doté d'une fonction mémoire
4. Votre 1282M est portable (fonctionnement secteur ou à piles), donc adapté aux voyages et idéal pour tirer son lait au travail.

DESCRIPTION DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE

- A. Bouton interrupteur On et Off
- B. Bouton de changement de mode
- C. Bouton d'augmentation du niveau de succion
- D. Bouton de diminution du niveau de succion
- E. Indicateur de niveau
- F. Indicateur du mode de stimulation
- G. Indicateur de mode d'expression






Niveaux de fréquence d'aspiration du Nuvita 1282M:



♥ 1 à 9 C'est le mode de stimulation, avec un rythme d'aspiration rapide et bref.

💧 1 à 9 Il s'agit du mode Tirage. Il simule la succion d'un bébé. Le rythme de cette phase est plus lent, plus intense et plus long.

MONTAGE





1. Insérez le coussin massant en silicone (Contenu de l'emballage n° 2) dans le tire-lait comme indiqué.
2. Placer le silicone anti-fuite (Contenu de l'emballage n° 4) sur le couvercle anti-fuite (Contenu de l'emballage n° 5) comme indiqué ci-dessous. Viser la fente coulissante et visser le couvercle anti-fuite comme indiqué sur le schéma.
3. Fixez la valve d'aspiration (Contenu de l'emballage n° 6) à l'extrémité inférieure du tire-lait (voir image ci-dessous).
4. Pour fixer la partie supérieure du tire-lait au biberon à large goulot, tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.
5. Insérez le tube de connexion (Contenu de l'emballage n° 10) dans l'interface du capuchon anti-éclaboussures supérieur. Insérez l'autre extrémité du tube dans la fente d'aspiration du tire-lait. Reportez-vous au schéma ci-dessous. Fixez le biberon à sa base.



FONCTIONNEMENT

1. Veuillez vous laver les mains avant d'utiliser le produit, assurez-vous que toutes les pièces du tire-lait sont propres et correctement montées, conformément aux instructions du présent manuel.
2. Détendez-vous et asseyez-vous confortablement en position normale. Utilisez un coussinet mammaire à gel thermique ou une serviette chaude avant de démarrer le processus de pompage.
3. Utilisez votre main pour centrer le tire-lait sur le mamelon et assurez-vous qu'il est hermétiquement en place, sans passage d'air.
4. Allumez, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran de la machine effectuera un test automatique et clignotera. La machine entrera alors en mode stimulation. Le niveau d'usine par défaut est le niveau 5. Après 2 minutes de stimulation, la machine passe automatiquement en mode expression. La machine s'éteint automatiquement au bout de 30




minutes de fonctionnement.

- En mode Tirage, appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner tout niveau de L1 à L9. Cet appareil est doté d'une fonction mémoire. À la prochaine utilisation, il reprendra le dernier niveau sélectionné.
- Démontez, nettoyez et stérilisez les parties non électroniques en vue de la prochaine utilisation.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR

IMPORTANT: veuillez éteindre la machine avant de la connecter avec l'adaptateur.

- Insérez la broche ronde CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC de l'unité de contrôle et insérez l'adaptateur secteur dans la prise de courant comme indiqué sur le schéma.
- Lorsque la batterie est faible, le chiffre sur l'écran (indicateur de niveau) clignote, indiquant que la batterie doit être chargée.
- Lors du chargement, la ligne du chiffre sur l'écran se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre et clignote, indiquant que la machine est en mode de chargement comme indiqué sur le schéma. Lorsque la machine est complètement chargée, elle s'éteint automatiquement.



GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat (réception ou réception). La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages causés par l'utilisation habituelle d'accessoires ou de « consommables » (par exemple, piles, têtes ou pièces sujettes à l'usure). **Les batteries ont une garantie de 6 mois.** La garantie légale de 24 mois n'est pas valable si : 1. Le produit a subi des dommages esthétiques dus à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions contenues dans le manuel. 2. Ce produit a été modifié et/ou altéré. 3. La cause du dysfonctionnement est due à un mauvais entretien des composants individuels et/ou des accessoires et/ou des fournitures (par exemple oxydation et/ou immersion dans l'eau ou d'autres liquides des parties électriques, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des piles,...). **Sont également** exclus de la garantie légale de 24 mois : 1. Les frais liés au remplacement et/ou à la réparation des pièces sujettes à usure ou les frais d'entretien ordinaire du produit. 2. Les coûts et risques associés au transport du produit vers et depuis le magasin où il a été acheté ou le centre de collecte autrement autorisé à recevoir les produits sous garantie. 3. Causé par des dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel. 4. Dommages dus à des catastrophes naturelles, à des chutes ou à des impacts accidentels et à des conditions défavorables non compatibles avec le produit. 5. Défauts ayant un effet négligeable sur les performances du produit. Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit n'assument aucune responsabilité pour les pertes et dommages économiques résultant de tout dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne sont en aucun cas responsables des dommages, y compris les défauts, directs, indirects, la perte de revenu net, la perte d'économies et les dommages supplémentaires et autres détails des conséquences allant au-delà des dommages. causés par une rupture de garantie, un contrat, une responsabilité stricte, un délit ou d'autres causes, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou des documents papier et électroniques, y compris le manque de service. Pour plus d'informations sur le service d'assistance, consultez les Conditions de Vente du site www.nuvitababy.com

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine der zuverlässigsten Milchpumpen gekauft, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben diesen Artikel benutzerfreundlich wie nur möglich gestaltet, jedoch befürchte ich, dass Sie noch kurz Zeit investieren müssen um diese Anweisung zu lesen, das Sie andernfalls nicht 100% von der Leistung, die dieser Artikel bietet, profitieren können. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für einen künftigen Zugriff an einem sicheren und trockenen Platz auf. Bitte vergewissern Sie, dass vier AA Alkalische Batterien zur Verfügung stehen, falls Sie das Gerät unterwegs benutzen möchten.


VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen mit vollständiger Aufmerksamkeit während des gesamten Prozesses verwendet werden.
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Netzteil.
- Das Verbindungsrohr (Packungsinhalt Nr. 10) während des Gebrauchs nicht verziehen oder verknoten.
- Bitte stellen Sie das Produkt oder demontierte Teile außerhalb der Reichweite des Babys.
- Nehmen Sie die Milchpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) unter keinen Umständen ab. Es muss vom Hersteller oder Fachmann repariert oder ersetzt werden.

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie die Milchpumpe montieren und nutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle unten aufgeführten Teile in der Packung enthalten sind; falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, wo Sie den Artikel erworben haben:

1. Staubschutzabdeckung
2. Silikonkissen
3. Pumpenkörper
4. Silikon Überlaufschutz
5. Überlaufschutz
6. Saugventil
7. Muttermilchbehälter NuVita (150ml)
8. NuVita-Flasche-Silikonventil
9. Milchpumpen-Steuereinheit
10. Anschlusschlauch
11. Staubschutzabdeckung
12. Trinksauger
13. Ring
14. Stromadapter
15. Samtbeutel (nicht auf dem Diagramm)
16. Flaschenadapter



REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Demontieren Sie vor dem Reinigen und Sterilisieren die Teile, die mit der Brust oder der Muttermilch in Kontakt kommen (außer der Brustpumpensteuereinheit (Verpackungsinhalt Nr. 9)).
- Die Brustpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) nicht in Wasser reinigen.
- Die Brustpumpensteuereinheit (Packungsinhalt Nr. 9) nicht im Dampfsterilisator sterilisieren.
- Das Verbindungsrohr nicht heiß sterilisieren. Nur Kaltsterilisation. Ansonsten mit warmem Seifenwasser reinigen und dann mit sterilem Wasser abspülen. (Paketinhalt Nr. 10).
- Reinigen Sie die Teile sofort nach jedem Gebrauch, um Milchreste zu entfernen und das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.
- Legen Sie die gereinigten Teile an einem schattigen und kühlen Ort auf ein sauberes, trockenes Tuch.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ein wiederaufladbares elektrisches Einzelbrustpumpenmodell, für die Maximierung des Milchgewinnungsprozesses. Es wurde entwickelt um den Saugrhythmus eines Säuglings zu simulieren.

1. Diese Milchpumpe nutzt eine 2 Phasen-Technik:
 - Erste Phase mit 9 automatischen Simulations-Levels für einen 2 minütigen Betrieb
 - Zweite Phase mit 9 wählbaren Levels für den besten Milchgewinnungsprozess
2. Dieser Artikel hat ein Anti-Reflux Schutzsystem, das den Rücklauf der Muttermilch in das Steuerungssystem verhindert und somit einer Beschädigung während dem Abpumpen vorbeugt.
3. Ihr 1282M hat eine Memory-Funktion.
4. Ihr 1282M ist tragbar (AC/DC und batteriebetrieben) und somit passend für unterwegs und perfekt für das Abpumpen der Muttermilch auf der Arbeit.

BESCHREIBUNG DER STEUEREINHEIT DER MILCHPUMPE

- A. Taste zum Ein- und Ausschalten
- B. Taste zur Modus-Änderung
- C. Taste zur Erhöhung der Saugkraft
- D. Taste zur Reduzierung der Saugkraft
- E. Level Anzeige
- F. Stimulationsmodusanzeige
- G. Pumpmodusanzeige






Absorption Frequenz Level des Nuvita 1282M:



♥ 1 bis 9 Dieser Stimulationsmodus hat einen schnellen und kurzen Saugrhythmus.

💧 1 bis 9 Dieser Expressionsmodus simuliert das Saugen eines Säuglings. Der Rhythmus ist langsamer, tiefer und länger.

MONTAGE





1. Platzieren Sie das Silikonkissen (Paketinhalt Nr. 2) wie auf der Abbildung ersichtlich in die Milchpumpe.
2. Bringen Sie das Anti-Spill-Silikon (Paketinhalt Nr. 4) wie unten gezeigt mit der Anti-Spill-Abdeckung (Paketinhalt Nr. 5) an. Zielen Sie auf den Schiebeschlitz und schrauben Sie die Anti-Spill-Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt fest.
3. Befestigen Sie das Saugventil am unteren Ende der Milchpumpe wie unten abgebildet. (Paketinhalt Nr. 6).
4. Um den oberen Teil der Milchpumpe mit dem Weithalsfläschchen zu verbinden, drehen Sie bitte so lange, bis es fest sitzt.
5. Fügen Sie den Anschlusschlauch in den oberen Überlaufschutz ein. Fügen Sie das andere Ende des Anschlusschlauches in den Saugschlitz der Pumpe. (Paketinhalt Nr. 10) Siehe Diagramm unten. Stellen Sie die Flasche auf den Standfuß.



GEBRAUCH

1. Bevor Sie die Milchpumpe gebrauchen waschen Sie bitte Ihre Hände. Vergewissern Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sauber und einwandfrei montiert sind.
2. Nehmen Sie eine entspannte Sitzposition ein. Bitte vor dem Abpumpen ein Brustpolster mit Wärmeleitgel oder ein warmes Handtuch nutzen.
3. Benutzen Sie Ihre Hand um die Milchpumpe auf Ihrem Nippel zu zentrieren und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt und somit keine Luft ein- oder austritt.
4. Einschalten, lange den Netzschalter drücken. Der Bildschirm der Maschine testet sich selbst und flackert. Das Gerät wechselt dann in den Stimulationsmodus. Die werkseitige Standardeinstellung ist Stufe 5. Nach 2 Minuten Stimulation wechselt das Gerät automatisch in den Pumpmodus. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.




5. Im Abpump-Modus, drücken Sie auf + oder – und selektieren eins von L1 bis L9. Das Gerät besitzt eine Memory-Funktion. Beim nächsten Abpumpen wird es das Level abrufen, das Sie zuvor ausgewählt hatten.
6. Demontieren, reinigen und sterilisieren die nicht-elektronischen Teile für Ihren nächsten Gebrauch.

ANSCHLUSS DES NETZTEILS

WICHTIG: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil anschließen.

1. Stecken Sie den runden Gleichstromstift des Netzteils in die Gleichstrombuchse an der Steuereinheit und stecken Sie das Netzteil wie in der Abbildung gezeigt in die Steckdose.
2. Wenn der Akku schwach ist, flackert die Ziffer auf dem Bildschirm (Füllstandsanzeige) und zeigt an, dass der Akku aufgeladen werden muss.
3. Während des Ladevorgangs bewegt sich die Zeile der Ziffer auf dem Bildschirm im Uhrzeigersinn und flackert, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Lademodus befindet (siehe Abbildung). Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch aus.



GARANTIE – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend mit dem Kaufdatum (Quittung oder Quittung). Die 24-monatige Garantie **erstreckt sich nicht auf** Schäden, die durch die übliche Verwendung von Zubehör oder „Verbrauchsmaterialien“ (zum Beispiel Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) entstehen. **Die Batterien haben eine 6-monatige Garantie.** Die 24-monatige gesetzliche Garantie gilt nicht, wenn: 1. Das Produkt aufgrund unsachgemäßer Verwendung, die nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, ästhetische Schäden erlitten hat. 2. Dieses Produkt wurde verändert und/oder manipuliert. 3. Die Ursache der Fehlfunktion liegt in einer mangelhaften Wartung der einzelnen Komponenten und/oder Zubehörteile und/oder Betriebsstoffe (z. B. Oxidation und/oder Eintauchen der elektrischen Teile in Wasser oder andere Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten korrosiver Flüssigkeit). aus den Batterien, ...). Von der 24-monatigen gesetzlichen Garantie **sind außerdem** ausgeschlossen: 1. Kosten im Zusammenhang mit dem Austausch und/oder der Reparatur von Verschleißteilen oder Kosten für die normale Wartung des Produkts. 2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zu und von dem Geschäft, in dem es gekauft wurde, oder einer Sammelstelle, die anderweitig zur Entgegennahme der Produkte im Rahmen der Garantie berechtigt ist. 3. Verursacht durch Schäden, die auf eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Verwendung bzw. Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch zurückzuführen sind. 4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen, versehentlichem Herunterfallen oder Aufprall sowie ungünstigen Bedingungen, die nicht mit dem Produkt kompatibel sind. 5. Mängel, die die Leistung des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien übernehmen keine Verantwortung für Verluste und wirtschaftliche Schäden, die durch Fehlfunktionen des Produkts entstehen. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf beteiligten Parteien unter keinen Umständen für Schäden, einschließlich Mängel, direkte, indirekte, entgangene Nettoeinnahmen, entgangene Ersparnisse und zusätzliche Schäden sowie andere Einzelheiten, die über den Schaden hinausgehen die durch eine Verletzung der Garantie, des Vertrags, der verschuldensunabhängigen Haftung, einer unerlaubten Handlung oder aus anderen Gründen verursacht werden und sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder von Papier- und elektronischen Dokumenten ergeben, einschließlich mangelnder Wartung. Weitere Informationen zum Assistenzdienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website www.nuvitababy.com

nuvitamum

MATERNO GO

- PT** Bomba elétrica de mama
- GR** Ηλεκτρικό Θήλαστρο
- NO** Elektrisk brystpumpe
- DA** Elektrisk brystpumpe
- AL** Pompë elektrike e gjirit



1282M

- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών
- NO** Bruksanvisningen
- DA** Instruktionsmanual
- AL** Manuali i Udhëzimeve

Caro Cliente, comprou uma das bombas tira leite mais fiáveis atualmente disponíveis no mercado. Concebemos este dispositivo para que fosse o mais fácil possível de utilizar, mas, apesar disso, precisará ainda de dedicar algum tempo a ler estas instruções de forma a usufruir a 100% dos benefícios que este produto lhe pode proporcionar. Guarde este manual para futura consulta. Por favor, certifique-se de que tem disponíveis quatro pilhas alcalinas formato AA se desejar usar o produto em viagem.


PRECAUÇÕES

- Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar o produto
- Este produto deve ser utilizado apenas por adultos com total atenção durante todo o processo
- Não utilize o adaptador de energia que não seja o fornecido
- Não torça nem dê um nó no tubo de conexão (Conteúdo do Pacote N.º 10) durante o processo de utilização
- Por favor, coloque o produto ou as peças desmontadas fora do alcance do bebé
- Não desmonte a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite (Conteúdo do Pacote N.º 9) em nenhuma condição; esta deve ser reparada ou substituída pelo fabricante ou por um profissional

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes da montagem e utilização da bomba de leite elétrica assegure-se de que a embalagem contém os seguintes acessórios e entre em contacto com a loja em caso de quaisquer partes em falta:

1. Tampa antipoeira
2. Copa de Massagem de Silicone
3. Corpo da Bomba de Leite
4. Silicone antigotejo
5. Tampa antigotejo
6. Válvula de Silicone
7. Biberão Nuvita (150 ml)
8. Válvula de silicone do biberão de simulação
9. Unidade de Controlo da Bomba de Leite
10. Tubo de Ligação
11. Tampa do biberão antipoeira
12. Tetina do Biberão
13. Tampa do biberão
14. Adaptador de Corrente
15. Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)
16. Adaptador



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Antes da limpeza e esterilização, desmonte as peças em contacto com o peito ou leite materno (à parte da Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite (Conteúdo do Pacote N.º 9)).
- Não lave a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite (Conteúdo do Pacote N.º 9) na água.
- Não esterilize a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite (Conteúdo do Pacote N.º 9) no esterilizador a vapor.
- Não esterilize o tubo de conexão. Esterilização a frio apenas. Caso contrário, lave com água morna com sabão e, de seguida, enxágue com água esterilizada. (Conteúdo do Pacote N.º 10).
- Lave as peças imediatamente após cada utilização para evitar o leite residual e o crescimento de bactérias.
- Coloque as peças limpas sobre uma toalha seca num lugar à sombra e fresco.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Modelo de bomba tira leite elétrica recarregável única para maximizar o processo de extração de leite. Foi concebido para simular o ritmo de sucção do bebé.

1. Esta bomba de Leite usa uma Tecnologia de Fases 2:
 - 1.ª Fase com 9 níveis de estimulação. Automáticos para 2 minutos de funcionamento
 - 2.ª Fase com 9 níveis Seleccionáveis para a sua melhor ação de Expressão
2. Este dispositivo é fornecido com um sistema de proteção antirrefluxo que impede que o leite materno volte para a unidade de controlo danificando-a durante o processo de extração de leite.
3. Os seus 1282M bis fornecidos com função de memória
4. O seu 1282M é portátil (funciona com pilhas CA/CC) adequado para viajar e perfeito para a atividade de bombeamento de leite no trabalho.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO DA BOMBA

- A. Interruptor Ligar e Desligar
- B. Modo de Interruptor
- C. Botão para Aumentar o Nível de Sucção
- D. Botão para Diminuir o Nível de Sucção
- E. Indicador de Nível
- F. Indicador de modo de estimulação
- G. Indicador de modo de expressão



Níveis de frequência de absorção do Nuvita 1282M:




♥ 1 da 9

Este é o modo de estimulação com uma taxa de sucção rápida e breve.



💧 1 da 9

Este é o modo de Expressão. Estimula a sucção de um bebé. O ritmo desta fase é mais lento, profundo e prolongado.

MONTAGEM





1. Insira a copa de massagem de silicone (Conteúdo do Pacote N.º 2) na bomba de leite conforme mostrado.
2. Encaixe o silicone antiderrame (Conteúdo do Pacote N.º 4) na tampa antiderrame (Conteúdo do Pacote N.º 5) conforme mostrado abaixo. Vise a abertura deslizante e aparafuse a tampa antiderrame como mostrado na figura.
3. Pressione firmemente a válvula de silicone na válvula de sucção (Conteúdo do Pacote N.º 6). Fixe a válvula de sucção na extremidade inferior da bomba de leite conforme ilustrado na figura abaixo.
4. Para ligar a parte superior da bomba de leite ao gargalo largo do frasco rode até se encaixar.
5. Insira o tubo de ligação (Conteúdo do Pacote N.º 10) na interface da tampa superior antigotejo. Insira a outra extremidade do tubo de ligação na abertura de sucção da bomba. Ver o diagrama abaixo. Fixe o biberão à sua base.



FUNCIÓNAMENTO

1. Lave as mãos antes de utilizar o produto, certifique-se de que todas as partes da bomba de leite estão limpas e cuidadosamente montadas de acordo com as instruções contidas neste guia.
2. Relaxe e sente-se confortavelmente numa posição normal. Use uma almofada de gel térmico para o peito ou uma toalha quente antes de iniciar o processo de bombeamento.
3. Com a sua mão coloque o centro da bomba de leite no mamilo e certifique-se de que está apertado e fechado sem qualquer a entrar e a sair.
4. Ligue, prima longamente o botão de alimentação. O ecrã da máquina fará um teste automático e piscará. A máquina entrará, então, no modo de estimulação. O nível predefinido de fábrica é o 5. Após 2 min de estimulação, a máquina mudará automaticamente para o modo de expressão. Esta desligará de forma automática depois de 30 min de funcionamento.





5. Sob o modo de Expressão, prima o botão + ou o botão – para selecionar quaisquer níveis de L1 a L9. Este dispositivo é fornecido com função de Memória. Na próxima amamentação ele irá lembrar-se do nível anterior que selecionou.
6. Desmonte, lave e esterilize as peças não eletrônicas para a próxima utilização.

INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR CA

IMPORTANTE: Por favor, desligue a máquina antes de ligar ao adaptador.

1. Introduza o pino redondo CC do adaptador de alimentação CA na tomada CC na Unidade de Controlo e introduza o adaptador de alimentação CA na tomada elétrica, conforme mostrado no diagrama.
2. Quando a bateria estiver com pouca carga, o dígito no ecrã (indicador de nível) piscará, indicando que a mesma precisa de ser carregada.
3. Ao carregar, a linha do dígito no ecrã deslocar-se-á no sentido horário e piscará, indicando que a máquina está no modo de carregamento conforme mostrado no diagrama. Quando a máquina estiver totalmente carregada, desligar-se-á automaticamente.



GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda). A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se: • O produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual. • Este produto foi modificado e/ou adulterados. • A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias). O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses: • Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto. • Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia. Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções. • Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto. • Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto. O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço. Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website

www.nuvitababy.com

Αγαπητή Πελάτισσα, αγοράσατε μία από τις πιο αξιόπιστες αντλίες μαστού που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. Μελετήσαμε αυτή τη συσκευή για να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερη προς το χρήστη, αλλά, πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο ακόμα στην ανάγνωση αυτών των οδηγιών αλλιώς δεν θα λάβετε το 100% από τα οφέλη που μπορεί να σας δώσει αυτό το προϊόν. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε εν κινήσει.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα, με πλήρη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
- Μην χρησιμοποιείτε άλλον μετασχηματιστή εκτός από τον παρεχόμενο
- Μην διπλώνετε ή δένετε τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10) κατά τη διαδικασία χρήσης
- Παρακαλούμε κρατήστε το προϊόν ή αποσυναρμολογημένα μέρη του μακριά από το μωρό
- Μην αποσυναρμολογείτε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή επαγγελματία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση του ηλεκτρικού θήλαστρου βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό της συσκευασίας υπάρχουν τα ακόλουθα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο κατάστημά σας σε περίπτωση που τυχόν εξαρτήματα λείπουν:

1. Κάλυμμα ανθεκτικό στη σκόνη
2. Κύπελλο σιλικόνης
3. Σώμα μαστού
4. Αντι-διαρροή σιλικόνης
5. κάλυμμα έναντι διαρροών
6. Βαλβίδα Σιλικόνης
7. Μπιμπερό Nuniva(150 ml.)
8. Μιμητική βαλβίδα φιάλης σιλικόνης
9. Μονάδα Ελέγχου Θήλαστρου
10. Συνδετικός Σωλήνας
11. Κάλυμμα φιάλης κατά της σκόνης
12. Μπιμπερό
13. Θηλή μπιμπερό
14. Τροφοδοτικό
15. Βελούδινη τσάντα (δεν υπάρχει στο σχήμα)
16. προσαρμογέα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Πριν τον καθαρισμό και την αποστείρωση, αποσυναρμολογήστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον μαστό ή το μητρικό γάλα, εκτός από τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9).
- Μην καθαρίζετε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) μέσα σε νερό.
- Μην αποστειρώνετε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) με αποστειρωτή ατμού.
- Μην αποστειρώνετε με θερμότητα τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10). Μόνο ψυχρή αποστείρωση. Διαφορετικά, καθαρίστε με ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεπλύνετε με αποστειρωμένο νερό.
- Καθαρίστε τα μέρη αμέσως μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την εναπόθεση γάλακτος και την ανάπτυξη βακτηρίων.
- Τοποθετήστε τα καθαρισμένα μέρη σε στεγνή καθαρή πετσέτα σε σκιερό και δροσερό μέρος.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο μονής επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής αντλίας μαστού για τη μεγιστοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής γάλακτος. Είναι σχεδιασμένο για να προσομοιώνει το ρυθμό απορρόφησης του μωρού.

1. Αυτό το θήλαστρο χρησιμοποιεί Τεχνολογία 2 Φάσεων:
 - Φάση με 9 Αυτόματα επίπεδα προσομοίωσης για λειτουργία 2 λεπτών
 - Φάση με 9 Επιλέξιμα επίπεδα για καλύτερη δράση εξαγωγής
2. Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα προστασίας κατά της αντιρροής η οποία εμποδίζει το μητρικό γάλα από το να επιστρέψει στη μονάδα ελέγχου και να προκαλέσει ζημιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής γάλακτος.
3. Το 1282Μb σας είναι εφοδιασμένο με λειτουργία μνήμης
4. Το 1282Μ είναι φορητό (AC/DC και λειτουργεί με μπαταρία) είναι κατάλληλο για ταξίδια και ιδανικό για εξαγωγή γάλακτος στην εργασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

- A. Κουμπί Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης
- B. Κουμπί Εναλλαγής Λειτουργιών
- C. Κουμπί Αύξησης Επιπέδου Απορρόφησης
- D. Κουμπί Μείωσης Επιπέδου Απορρόφησης
- E. Δείκτης επιπέδου
- F. ΒΈνδειξη λειτουργίας διέγερσης
- G. Ένδειξη λειτουργίας μάλαξης



Επίπεδα συχνότητας απορρόφησης του Nuvita 1282M:




♥ 1 σε 9

Αυτή είναι η λειτουργία προσομοίωσης με γρήγορο και γρήγορο ρυθμό αναρρόφησης.



💧 1 σε 9

Αυτή είναι η λειτουργία Εξαγωγής. Προσομοιώνει την αναρρόφηση ενός μωρού. Ο ρυθμός αυτής της φάσης είναι πιο αργός, πιο βαθύς και διαρκεί περισσότερο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ





1. Τοποθετήστε το κύπελλο σιλικόνης στο θήλαστρο, όπως φαίνεται στην εικόνα (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 2).
2. Τοποθετήστε τη σιλικόνη κατά της διαρροής (Περιεχόμενο Πακέτου Αρ.4) με το κάλυμμα κατά της διαρροής (Περιεχόμενο Πακέτου Αρ.5) όπως φαίνεται παρακάτω. Στοχεύστε στη μικρή εγκοπή και βιδώστε το κάλυμμα κατά της διαρροής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Πιέστε σφικτά τη βαλβίδα σιλικόνης στη βαλβίδα αναρρόφησης. Στερεώστε τη βαλβίδα αναρρόφησης στο κατώτερο άκρο του θήλαστρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 6).
4. Για να συνδέσετε το πάνω μέρος του θήλαστρου με τον μακρύ λαιμό της φιάλης, περιστρέψτε μέχρι να εφαρμόσει στενά.
5. Τοποθετήστε το σωλήνα σύνδεσης μέσα στη διαχωριστική ζώνη του άνω καλύμματος κατά της έκχυσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10). Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα σύνδεσης μέσα στην υποδοχή αναρρόφησης της αντλίας. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Τοποθετήστε τη φιάλη στη βάση της.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Παρακαλούμε πλύντε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου είναι καθαρισμένα και έχουν συναρμολογηθεί σωστά βάση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.
2. Καθίστε χαλαρά. Χρησιμοποιήστε ένα θερμικό επίθεμα στήθους από ζελέ ή μια ζεστή πετσέτα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εξαγωγής.
3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να στοχεύσετε με τη θηλή το κέντρο του θήλαστρου και βεβαιωθείτε ότι ακουμπά σφικτά και αεροστεγώς χωρίς να μπαίνει αέρας μέσα και έξω.
4. Για ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Η οθόνη της συσκευής θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο και θα τρεμοπαίξει. Στη συνέχεια, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία διέγερσης. Το εργοστασιακό προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το επίπεδο 5. Μετά από 2 λεπτά διέγερσης, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία μάλαξης. Η




- συσκευή θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
- Κατά τη λειτουργία Εξαγωγής, πατήστε το κουμπί + ή το κουμπί – για να επιλέξετε επίπεδο από το L1 ως το L9. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με λειτουργία μνήμης. Στον επόμενο θηλασμό θα θυμάται το προηγούμενο επίπεδο που έχετε επιλέξει.
 - Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και αποστειρώστε τα μη ηλεκτρονικά εξαρτήματα για την επόμενη χρήση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν συνδέσετε τον μετασχηματιστή.

- Τοποθετήστε το στρογγυλό φις από τον μετασχηματιστή στην αντίστοιχη πρίζα της Μονάδας Ελέγχου και τον μετασχηματιστή στην πρίζα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
- Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, το ψηφίο στην οθόνη (ένδειξη στάθμης) θα τρεμοπαίζει, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.
- Κατά τη φόρτιση, η γραμμή του ψηφίου στην οθόνη θα κινείται δεξιόστροφα και θα τρεμοπαίζει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν: • Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου. • Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. • Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκουρίασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.) Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών: • Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. • Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. • Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου. • Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. • Λαττώματα που έχουν ασημαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομιών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nuvitababy.com

Kjære kunde, du kjøpte en av de mest pålitelige brystpumpene på markedet. Vi studerte denne enheten for å være så brukervennlig som mulig, men vi er redde for at du fortsatt må bruke litt tid på å lese disse instruksjonene for å få 100 % av fordelene dette produktet kan gi deg. Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse.


FORHOLDSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.
- Dette produktet må kun brukes av voksne med full oppmerksomhet under hele prosessen.
- Ikke bruk strømadapteren annet enn den som følger med.
- Ikke vri eller knute forbindelsesrøret (pakkeinnhold nr. 10) under bruksprosessen.
- Vennligst plasser produktet eller demonteerte deler utenfor babyens rekkevidde.
- Ikke demonter brystpumpekontrollenheten (pakkeinnhold nr. 9) i noen tilstand; den skal repareres eller erstattes av produsenten eller fagmannen.

PAKKEN INNHOLD

Før montering og bruk den elektriske brystpumpen for å forsikre deg om at det er følgende tilbehør inne i emballasjen, kontakt din butikk i tilfelle noen mangler deler:

1. Støvtett deksel
2. Massasjekopp i silikon
3. Brystpumpekropp
4. Antisøl silikon
5. Anti-søl deksel
6. Sugeventil
7. Nuvita tåteflaske (150 ml)
8. Nuvita flaske silikonventil
9. Brystpumpekontrollenhet
10. Tilkoblingsrør
11. Støvtett tåteflaskedeksel
12. Flaskspene
13. Tammeflaske ring
14. Strømadapter
15. Fløyelsveske (ikke vist i diagrammet)
16. Adapter



INSTRUKSJON FOR RENGJØRING

- Før rengjøring og sterilisering, demonter delene som er i kontakt med bryst- eller morsmelk (bortsett fra brystpumpekontrollenheten (pakkeinnhold nr. 9)).
- Ikke rengjør brystpumpekontrollenheten (pakkeinnhold nr. 9) i vannet.
- Ikke steriliser brystpumpekontrollenheten (pakkeinnhold nr. 9) i dampsterilisatoren.
- Ikke varmsteriliser tilkoblingsrøret. Kun kald sterilisering. Ellers rengjøring med varmt såpevann og skyll deretter med sterilt vann. (Pakkeinnhold nr. 10).
- Rengjør delene umiddelbart etter hver bruk for å unngå vekst av melk og bakterier.
- Legg de rengjorte delene på det tørre rene håndkleet på et skyggefullt og kjølig sted.


PRODUKTFUNKSJONER

En oppladbar elektrisk enkeltbrystpumpemodell for å maksimere melkeekstraksjonsprosessen. Den er designet for å simulere sugerytmen til babyen.

1. Denne brystpumpen bruker en 2-faseteknologi:
 - 1. fase med 9 automatiske stimuleringsnivåer for 2 minutters drift.
 - 2. fase med 9 valgbare nivåer for din beste uttrykkshandling
2. Denne enheten er utstyrt med et anti-refluksbeskyttelsessystem som forhindrer at morsmelk kommer tilbake til kontrollenheten og skader den under melkeekstraksjonsprosessen.
3. Din 1282M er utstyrt med minnefunksjon
4. Din 1282M er bærbar (AC/DC og batteridrevet) så egnet for reiser og perfekt for brystpumpeaktivitet på jobb.

BESKRIVELSE AV PUMPE KONTROLLENHET

- A. På og av bryterknapp
- B. Modusbryterknapp
- C. Øk sugenivå-knappen
- D. Reduser sugenivå-knappen
- E. Nivåindikator
- F. Indikator for stimuleringsmodus
- G. Indikator for uttrykksmodus



Hypighetsnivåer for absorpsjon av Nuvita 1282M:




♥ 1 til 9

Dette er stimuleringsmodusen med rask og kort sugerytme.



💧 1 til 9

Dette er uttrykksmodus. Dette simulerer suget til en baby. Rytmen i denne fasen er langsommere, dypere og lengre.

MONTERING AV BRYSTPUMPE





1. Sett silikonmassasjekoppen (pakkeinnhold nr. 2) inn i brystpumpen som vist.
2. Monter antisølsilikonet (pakkeinnhold nr. 4) med antisøildekselet (pakkeinnhold nr. 5) som vist nedenfor. Sikt mot glidesporet og skru på antisøildekselet som vist på figuren.
3. Fest sugeventilen (pakkeinnhold nr. 6) i den nedre enden av brystpumpen, se figuren nedenfor.
4. For å koble den øvre delen av brystpumpen til flasken med bred hals, dreii til den passer tett.
5. Sett tilkoblingsrøret (pakkeinnhold nr. 10) inn i grensesnittet til det øvre dekelet mot søl. Sett den andre enden av tilkoblingsrøret inn i sugespalten på pumpen.



BRUK AV BRYSTPUMPE

1. Rengjør hendene før du bruker produktet, sørg for at delene av brystpumpen er rengjort og montert nøyaktig i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.
2. Slapp av og vær rolig mens du har en normal sittestilling. Bruk en termisk gelbrystepute eller et varmt håndkle før du starter pumpeprosessen.
3. Bruk hånden til å rette midten av brystpumpen mot brystvorten og sørg for at den er tett og låst uten at luft kommer inn og ut.
4. Slå på, trykk lenge på strømknappen. Skjermen på maskinen vil selvteste og flimre. Maskinen vil da gå inn i stimuleringsmodus. Fabrikstandardnivået er nivå 5. Etter 2 minutter med stimulering vil maskinen automatisk bytte til uttryksmodus. Maskinen slår seg automatisk av etter 30 minutters arbeid.
5. Under uttryksmodus, trykk på +-knappen eller --knappen for





å velge et hvilket som helst nivå fra L1 til L9. Denne enheten er utstyrt med minnefunksjon. Ved neste amming vil den hente frem det forrige nivået du valgte.

6. Demonter, rengjør og steriliser de ikke-elektroniske delene for neste bruk.

INSTALLASJON AV AC-ADAPTER

VIKTIG: Slå av maskinen før du kobler til adapteren.

1. Sett den runde DC-pinnen på AC-strømadapteren inn i DC-kontakten på kontrollenheten og sett AC-strømadapteren inn i strømkontakten som vist i diagrammet.
2. Når batteriet har lav kapasitet, vil sifferet på skjermen (nivåindikator) flimre, noe som indikerer at batteriet må lades.
3. Under lading vil linjen til sifferet på skjermen bevege seg med klokken og flimre, noe som indikerer at maskinen er i lademodus som vist i diagrammet. Når maskinen er fulladet, vil den automatisk slå seg av.



GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har en garanti på 24 måneder på material- og produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder inkluderer ikke skader forårsaket av vanlig bruk av parter som er identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er underlagt åger). Den juridiske garantien på 24 måneder er ugyldig hvis: • Produktet har gjennomgått estetiske skader på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i manualen. • Dette produktet har blitt modifisert og/eller tuklet med. • Årsaken til feilen skyldtes dårlig vedlikehold av de enkelte komponentene og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oksidasjon og/eller avleiring på grunn av oppbevaring av vann eller andre væsker, sediment som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier.) Følgende er unntatt fra den juridiske garantien på 24 måneder: • Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje eller kostnader for ordinært vedlikehold av produktet. • Kostnadene og risikoene forbundet med å transportere produktet til og fra butikken der du kjøpte eller på annen måte autorisert innsamlingscenter for å motta produktene under garanti. • Skade forårsaket av eller som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen. • Skade på grunn av naturkatastrofer, utilsiktede hendelser eller ugunstige forhold som ikke er forenlig med produktet. • Defekter som har en ubetydelig effekt på produktets ytelse. Produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomisk skade som følge av funksjonsfeil i produktet. I samsvar med gjeldende regelverk svarer ikke produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget for skader, inkludert direkte, indirekte, tap av nettoinntekt, tap av sparepenger og ytterligere skader og andre detaljer som går utover skade forårsaket av brudd på garanti, kontrakt, strengt ansvar, feil eller andre årsaker, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service. For mer informasjon om hjelpetjenesten besøk nettstedet www.nuvitababy.com

Kære kunde, du har købt en af de mest pålidelige brystpumper på markedet. Vi har studeret denne enhed for at være så meget brugervenlig som muligt, men vi er bange for, at du stadig skal bruge lidt tid på at læse disse instruktioner for at få 100 % af de fordele, som dette produkt kan give dig. Gem denne vejledning til fremtidig reference.


FORHOLDSREGLER

- Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet.
- Dette produkt må kun bruges af voksne med fuld opmærksomhed under hele processen.
- Brug ikke anden strømadapter end den medfølgende.
- Undlad at vride eller knude forbindelsesrøret (pakkeindhold nr. 10) under brugsprocessen.
- Læg venligst produktet eller afmonterede dele uden for babys rækkevidde.
- Afmonter ikke brystpumpekontrolenheden (pakkeindhold nr. 9) i nogen tilstand; det skal repareres eller udskiftes af producenten eller fagmanden.

PAKKENS INDHOLD

Før montering og brug den elektriske brystpumpe for at sikre, at der inde i emballagen er følgende tilbehør, henvend dig til din butik i tilfælde af manglende dele:

1. Støvtæt betræk
2. Silikone massage kop
3. Brystpumpe krop
4. Anti-spild silikone
5. Anti-spild dæksel
6. Sugeventil
7. Nuvita sutteflaske (150 ml)
8. Nuvita flaske silikoneventil
9. Brystpumpe kontrolenhed
10. Tilslutningsrør
11. Støvtæt sutteflaskedæksel
12. Flaske sutte
13. Sutteflaske ring
14. Strømadapter
15. Fløjlstaske (ikke vist i diagrammet)
16. Adapter



VEJLEDNING TIL RENGØRING

- Før rengøring og sterilisering afmonteres de dele, der er i kontakt med moder- eller modermælken (bortset fra brystpumpekontrolenheden (pakkeindhold nr. 9)).
- Rengør ikke brystpumpens kontrolenhed (pakkeindhold nr. 9) i vandet.
- Steriliser ikke brystpumpekontrolenheden (pakkeindhold nr. 9) i dampsterilisatoren.
- Varmsteriliser ikke tilslutningsrøret. Kun kold sterilisering. Ellers rengøring med varmt sæbevand og skyl derefter med sterilt vand. (Pakkeindhold nr. 10).
- Rengør delene umiddelbart efter hver brug for at undgå restmælk og bakterievækst.
- Læg de rensede dele på det tørre rene håndklæde på det skyggefulde og kølige sted.

PRODUKTFUNKTIONER

En genopladelig elektrisk enkeltbrystpumpe til at maksimere mælkeudvindingsprocessen. Den er designet til at simulere babys sugerytme.

1. Denne brystpumpe bruger en 2-faseteknologi:
 - 1. fase med 9 automatiske stimuleringsniveauer i 2 minutters drift.
 - 2. fase med 9 valgbare niveauer for din bedste udtrykshandling
2. Denne enhed er forsynet med et anti-refluksbeskyttelsessystem, som forhindrer modermælken i at vende tilbage til kontrolenheden og beskadige den under mælkeudvindingsprocessen.
3. Din 1282M er udstyret med hukommelsesfunktion
4. Din 1282M er bærbar (AC/DC og batteridrevet) så velegnet til rejser og perfekt til brystpumpeaktivitet på arbejdet.

BESKRIVELSE AF PUMPE STYREENHED

- A. Tænd og sluk knap
- B. Mode Switch-knap
- C. Knap til at øge sugeniveauet
- D. Sænk sugeniveau-knap
- E. Niveauindikator
- F. Indikator for stimuleringstilstand
- G. Indikator for udtrykstilstand


Hypighedsniveauer for absorption af Nuvita 1282M:

♥ 1 til 9




Dette er stimuleringstilstanden med hurtigt og kort sugerytme.

💧 1 til 9



Dette er udtrykstilstanden. Dette simulerer sugningen af en baby. Rytmen i denne fase er langsommere, dybere og længere.



MONTERING AF BRYSTPUMPE





1. Indsæt silikonemassagekoppen (pakkeindhold nr. 2) i brystpumpen som vist.
2. Monter antispildsilicium (pakkeindhold nr. 4) med antispilddækslet (pakkeindhold nr. 5) som vist nedenfor. Sigt mod glideåbningen og skru dækslet mod spild som vist på figuren.
3. Fastgør sugeventilen (pakkeindhold nr. 6) i den nederste ende af brystpumpen, se figuren nedenfor.
4. For at forbinde den øverste del af brystpumpen med flasken med bred hals, drej, indtil den passer tæt.
5. Indsæt tilslutningsrøret (pakkeindhold nr. 10) i grænsefladen på det øvre dæksel mod spild. Sæt den anden ende af tilslutningsrøret ind i pumpens sugespalte.



BRUG AF BRYSTPUMPE

1. Rengør venligst hænder, før du bruger produktet, sørg for, at brystpumpens dele er rengjort og samlet nøjagtigt i henhold til instruktionerne i denne vejledning.
2. Slap af og vær rolig, mens du har en normal siddestilling. Brug en termisk gelbrystpude eller et varmt håndklæde, før du starter pumpeprocessen.
3. Brug din hånd til at rette midten af brystpumpen mod brystvorten og sørg for, at den er stram og låser, uden at der kommer luft ind og ud.
4. Tænd, tryk længe på tænd/sluk-knappen. Maskinens skærm vil selvteste og flimre. Maskinen går derefter i stimuleringstilstand. Fabriksindstillingen er niveau 5. Efter 2 minutters stimulering skifter maskinen automatisk til udtrykstilstand. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters arbejde.





5. I udtrykstilstanden, tryk på knappen + eller – knappen for at vælge et hvilket som helst niveau fra L1 til L9. Denne enhed er forsynet med hukommelsesfunktion. Ved næste amning vil den genkalde det forrige niveau, du valgte.
6. Adskil, rengør og steriliser de ikke-elektroniske dele til næste brug.

INSTALLATION AF AC ADAPTER

VIGTIGT: Sluk venligst for maskinen, før du tilslutter adapteren.

1. Sæt den runde DC-pin på AC-strømadapteren i DC-stikket på kontrolenheden, og sæt AC-strømadapteren i strømstikket som vist i diagrammet.
2. Når batteriet er lavt, vil cifferet på skærmen (niveauindikator) flimre, hvilket indikerer, at batteriet skal oplades.
3. Under opladning vil linjen i cifferet på skærmen bevæge sig med uret og flimre, hvilket indikerer, at maskinen er i opladningstilstand som vist i diagrammet. Når maskinen er fuld opladet, vil den automatisk slukke.



GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt nyder godt af en garanti på 24 måneder på materiale- og fabriktionsfejl, fra købsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder omfatter ikke skader forårsaget af sædvanlig brug af parter, der er identificeret som "forbrugsvarer" (f.eks. batterier, børstehoveder eller dele, der er omfattet af åger). Den juridiske garanti på 24 måneder er ugyldig, hvis:

- Produktet har gennemgået æstetisk skade på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- Dette produkt er blevet ændret og/eller manipuleret med.
- Årsagen til fejlen skyldtes dårlig vedligeholdelse af de enkelte komponenter og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oxidation og/eller afskalning på grund af tilbageholdelse af vand eller andre væsker, sediment, der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterier.)

Følgende er undtaget fra den juridiske garanti på 24 måneder:

- Omkostninger i forbindelse med udskiftninger og/eller reparation af dele udsat for slid eller omkostninger til almindelig vedligeholdelse af produktet.
- De omkostninger og risici, der er forbundet med at transportere produktet til og fra den butik, hvor du købte eller på anden måde autoriseret indsamlingscenter til at modtage produkterne under garanti.
- Skader forårsaget af eller som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i brugsanvisningen.
- Skader på grund af naturkatastrofer, utilsigtede hændelser eller ugunstige forhold, der ikke er kompatible med produktet.
- Fejl, der har en ubetydelig effekt på produktets ydeevne. Producenten, distributøren og alle de parter, der er involveret i salget, påtager sig intet ansvar for tab og økonomisk skade som følge af fejlfunktion af produktet. I overensstemmelse med gældende regler reagerer producenten, distributøren og alle de parter, der er involveret i salget under ingen omstændigheder for skader, herunder direkte, indirekte, tab af nettoindkomst, tab af besparelser og yderligere skader og andre detaljer, konsekvenser, der går ud over skade forårsaget af brud på garanti, kontrakt, objektivt ansvar, fejl eller andre årsager, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, herunder manglende service. Besøg webstedet www.nuvitababy.com for yderligere information om hjælpetjenesten.

I nderuar klient, keni blerë një nga pompat e gjirit më të besueshme në treg. Ne e studiuam këtë pajisje që të jetë sa më miqësore për përdoruesit, por, kemi frikë, duhet të shpenzoni ende pak kohë për të lexuar këto udhëzime për të marrë 100% të përfitimeve që mund t'ju sjellë ky produkt. Mbjajeni këtë manual për referencë në të ardhmen.


MASA PARAPRAKE

- Ju lutemi lexoni me kujdes manualin e udhëzimeve përpara se të përdorni produktin.
- Ky produkt duhet të përdoret vetëm nga të rriturit me vëmendje të plotë gjatë gjithë procesit.
- Mos përdorni përshtatësin e rrymës ndryshe nga ai i dhënë.
- Mos e shtrembëroni ose nyjani tubin lidhës (Përmbajtja nr. 10 e paketës) gjatë procesit të përdorimit.
- Ju lutemi vendosni produktin ose pjesët e çmontuara jashtë mundësive të foshnjës.
- Mos e çmontoni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (Përmbajtja nr. 9 e paketës) në asnjë gjendje; do të riparohet ose zëvendësohet nga prodhuesi ose profesionisti.

PËRMBAJTJA E PAKETËS

Përpara montimit dhe përdorimit të pompës elektrike të gjirit për t'u siguruar që brenda paketimit ka aksesorët e mëposhtëm, drejtojuni dyqanit tuaj në rast se ju mungojnë pjesët:

1. Mbulesa rezistente ndaj pluhurit
2. Kupë masazhi silikoni
3. Trupi i pompës së gjirit
4. Silikoni kundër derdhjes
5. Mbulesa kundër derdhjes
6. Valvula thithëse
7. Nuvita (150 ml)
8. Valvula silikoni e shisheve Nuvita
9. Njësia e kontrollit të pompës së gjirit
10. Tub i lidhës
11. Mbulesa e shisheve ushqyese e papërshkueshme nga pluhuri
12. Teat me shishe
13. Unaza e shisheve për ushqim
14. Përshtatës i energjisë
15. Çanta prej kadifeje (nuk tregohet në diagram)
16. Përshtatës



UDHËZIM PËR PASTRIMIN

- Përpara pastrimit dhe sterilizimit, çmontoni pjesët në kontakt me gjirin ose qumështin e gjirit (përveç njësisë së kontrollit të pompës së gjirit (Përmbajtja nr. 9 e paketës)).
- Mos e pastroni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (Përmbajtja nr. 9 e paketës) në ujë.
- Mos e sterilizoni njësinë e kontrollit të pompës së gjirit (Përmbajtja nr. 9 e paketës) në sterilizuesin me avull.
- Mos e sterilizoni tubin e lidhjes me nxehtësi. Vetëm sterilizimi i ftohtë. Përndryshe pastroni me ujë të ngrohtë me sapun dhe më pas shpëlajeni me ujë steril. (Përmbajtja e paketës nr. 10).
- Pastroni pjesët menjëherë pas çdo përdorimi për të shmangur rritjen e qumështit të mbetur dhe baktereve.
- Vendosni pjesët e pastruara në një peshqir të pastër të thatë në një vend me hije dhe të freskët.

TIPARET E PRODUKTIT

Një model i pompës së vetme të gjirit elektrik të rikarikueshëm për maksimizimin e procesit të nxjerrjes së qumështit. Është projektuar për të simuluar ritmin e thithjes së foshnjës.

1. Kjo pompë gjiri përdor një teknologji 2 fazash:
 - Faza e parë me 9 nivele stimulimi automatik për 2 minuta funksionim.
 - Faza e dytë me 9 nivele të zgjedhura për veprimin tuaj më të mirë të shprehjes
2. Kjo pajisje është e pajisur me një sistem mbrojtjeje kundër refluksit i cili parandalon kthimin e qumështit të gjirit në njësinë e kontrollit dhe dëmtimin e tij gjatë procesit të nxjerrjes së qumështit.
3. 1282M juaj është i pajisur me funksionin e memories
4. 1282M juaj është portativ (me AC/DC dhe me bateri) aq i përshtatshëm për udhëtime dhe i përsosur për aktivitetin e pompimit të gjirit në punë.

PËRSHKRIMI I NJËSISË TË KONTROLLIT TË POMPËS

- A. Butoni i ndezjes dhe i çaktivizimit
- B. Butoni i ndërrimit të modalitetit
- C. Butoni i rritjes së nivelit të thithjes
- D. Butoni i uljes së nivelit të thithjes
- E. Treguesi i nivelit
- F. Treguesi i mënyrës së stimulimit
- G. Treguesi i mënyrës së shprehjes


Nivelet e frekuencës së përthithjes së Nuvita 1282M:

♥ 1 deri në 9




Ky është modaliteti i stimulimit me ritëm thithjeje të shpejtë dhe të shkurtër.

💧 1 deri në 9



Ky është mënyra e shprehjes. Kjo simulon thithjen e një foshnjeje. Ritmi i kësaj faze është më i ngadaltë, më i thellë dhe më i gjatë.



MONTIMI I POMPES SE GJIRIT





1. Fusni filxhanin e masazhit silikoni (Përmbajtja nr. 2 e paketës) në pompën e gjirit siç tregohet.
2. Vendosni silikonin kundër derdhjes (Përmbajtja nr. 4 e paketës) me kapakun kundër derdhjes (Përmbajtja e paketës nr. 5) siç tregohet më poshtë. Synoni në folenë rrëshqitëse dhe vidhosni kapakun kundër derdhjes siç tregohet në figurë.
3. Fiksoni valvulën e thithjes (Përmbajtja e paketës nr. 6) në fundin e poshtëm të pompës së gjirit, shihni figurën më poshtë.
4. Për të lidhur pjesën e sipërme të pompës së gjirit me shishen me qafë të gjerë, rrotullojeni derisa të përshtatet afër.
5. Fusni tubin e lidhjes (Përmbajtja Nr. 10 e paketës) në ndërfaqen e kapakut të sipërm kundër derdhjes. Fusni skajin tjetër të tubit të lidhjes në folenë e thithjes së pompës.



PËRDORIMI I POMPËS SË GJIRIT

1. Ju lutemi pastroni duart përpara se të përdorni produktin, sigurohuni që pjesët e pompës së gjirit të pastrohen dhe të montohen me saktësi sipas udhëzimeve në këtë udhëzues.
2. Relaksohuni dhe jini të qetë ndërsa keni një qëndrim normal ulur. Përdorni një jastëk termik xhel për gjoksin ose një peshqir të nxehtë përpara se të filloni procesin e pompimit.
3. Përdorni dorën tuaj për të drejtuar qendrën e pompës së gjirit të thithka dhe sigurohuni që ajo të jetë e ngushtë dhe e bllokuar pa hyrë dhe dalë ajri.
4. Ndizni, shtypni gjatë butonin e energjisë. Ekranin e makinës do të vetë-testohet dhe do të dridhet. Makina do të hyjë më pas në modalitetin e stimulimit. Niveli i paracaktuar i fabrikës është niveli 5. Pas 2 minutash stimulim, makina do të kalojë automatikisht në modalitetin e shprehjes. Makina do të fiket automatikisht pas 30 minutash pune.





- Në modalitetin e shprehjes, shtypni butonin + ose butonin – për të zgjedhur çdo nivel nga L1 në L9. Kjo pajisje është e pajisur me funksionin e kujtesës. Në ushqyerjen e ardhshme me gji do të kujtojë nivelin e mëparshëm që keni zgjedhur.
- Çmontoni, pastrojeni dhe sterilizoni pjesët jo-elektronike për përdorim të radhës.

INSTALIMI I ADAPTERIT AC

E RËNDËSISHME: Ju lutemi fikni makinën përpara se të lidhni me përshtatësin.

- Fusni pinin e rumbullakët DC të përshtatësit të rrymës AC në prizën DC në njësinë e kontrollit dhe futni përshtatësin e rrymës AC në prizën e rrymës siç tregohet në diagram.
- Kur baterja ka kapacitet të ulët, shifra në ekran (treguesi i nivelit) do të dridhet, duke treguar që baterja duhet të ngarkohet.
- Gjatë karikimit, vija e shifrës në ekran do të lëvizë në drejtim të akrepave të orës dhe do të dridhet, duke treguar që pajisja është në modalitetin e karikimit siç tregohet në diagram. Kur makina të jetë plotësisht e ngarkuar, ajo do të fiket automatikisht.



GARANCIA - TERMAT DHE KUSHTET

Ky produkt përfiton një garanci prej 24 muajsh për defektet në material dhe në prodhim, duke filluar nga data e blerjes (shih fletën e shitjes). Garancia prej 24 muajsh nuk përfshin dëmet e shkaktuara nga përdorimi i zakonshëm i palëve të identifikuara si "të konsumueshme" (p.sh. bateritë, kokat e furçave ose pjesët që i nënshtrohen kamatës). Garancia ligjore prej 24 muajsh është e pavlefshme nëse: • Produkti ka pësuar dëmtime estetike për shkak të përdorimit jo të duhur, jo në përputhje me udhëzimet në manual. • Ky produkt është modifikuar dhe/ose ngatërruar. • Shkaku i dështimit ishte për shkak të mirëmbajtjes së dobët të komponentëve individualë dhe/ose aksesorëve dhe/ose furnizimeve (p.sh. oksidimi dhe/ose shkallëzimi për shkak të mbajtjes së ujit ose lëngjeve të tjera, sedimentit që bllokoi sensorin, rrjedhjes së lëngut gërryes nga bateritë.) Nga garancia ligjore prej 24 muajsh përjashtohen: • Kostot që lidhen me zëvendësimet dhe/ose riparimin e pjesëve që i nënshtrohen konsumit ose kostot për mirëmbajtjen e zakonshme të produktit. • Kostot dhe rreziqet e përfshira në transportin e produktit drejt dhe nga dyqani ku keni blerë ose në një tjetër qendër grumbullimi të autorizuar për të marrë produktet nën garanci. • Dëme të shkaktuara ose që vijnë nga instalimi i gabuar ose përdorimi i papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e udhëzimeve. • Dëme për shkak të fatkeqësive natyrore, ngjarjeve aksidentale ose kushteve të pafavorshme që nuk përputhen me produktin. • Defekte që kanë një efekt të papërfillshëm në performancën e produktit. Prodhuesi, distributori dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk marrin përsipër asnjë përgjegjësi për humbjet dhe dëmet ekonomike nga ndonjë mosfunksionim i produktit. Në përputhje me rregulloret aktuale, prodhuesi, distributori dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk përgjigjen në asnjë rast për dëmet, duke përfshirë ato direkte, indirekte, humbje të të ardhurave neto, humbje të kursimeve dhe dëme shtesë dhe pasoja të tjera detaje që shkojnë përtej dëmi i shkaktuar nga shkelja e garancisë, kontratës, përgjegjësisë së rreptë, keqberjes ose për shkaqe të tjera, që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentet letre dhe elektronike, duke përfshirë mungesën e shërbimit. Për më shumë informacion mbi shërbimin e ndihmës, vizitoni faqen e internetit www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia

Malta - Europe

All rights reserved

1282M_24_Gen_v2.0.0