

1 - Utilizzo del termometro

1. Premere il tasto del termometro ed il display mostrerà **88.8**, che indica il funzionamento normale e batteria carica. Verrà quindi visualizzata l'ultima misurazione in memoria ed il termometro inizierà un auto-test di routine. Dopo il test, lo schermo mostrerà 37,0°C (98,6°F); il valore indica che il termometro funziona in maniera corretta. Tenendo premuto il tasto per più di 2 secondi sul display apparirà di nuovo il valore dell'ultima misurazione in memoria.
2. Rilasciando il tasto, lo schermo visualizzerà "Lo^{°C}" o "Lo^{°F}"; a questo punto il termometro è pronto per essere utilizzato. Se la temperatura rimane al di sotto 32,0°C (90°F), il simbolo "Lo^{°C}" o "Lo^{°F}" lampeggerà per circa 16 secondi e seguirà un allarme acustico per circa 10 secondi.
3. Durante la misurazione, il simbolo "Lo^{°C}" o "Lo^{°F}" lampeggerà mentre si effettua la misurazione. Quando il termometro non percepisce variazioni della temperatura superiori a 0,1 °C (0,1°F) per 16 secondi, il simbolo "Lo^{°C}" o "Lo^{°F}" cesserà di lampeggiare e l'allarme suonerà per circa 10 secondi indicando che la misurazione è stata effettuata
 - a) Allarme temperatura normale: un segnale acustico indica che la temperatura è a livelli normali quando è inferiore a 37,8°C (100°F).
 - b) Allarme febbre: è un segnale acustico rapido ed indica febbre con temperatura di oltre 37,8°C (100°F).
4. Lo schermo visualizza "Hi^{°C}" o "Hi^{°F}" se la temperatura riscontrata è superiore a 43,0°C (109,9°F).
5. Per spegnere il termometro premere il tasto una volta in maniera lieve. Se lasciato inattivo per 9 minuti, il termometro si spegnerà automaticamente preservando la carica della batteria.

Si raccomanda la supervisione di un adulto nell'utilizzo del termometro per misurare la febbre ai bambini.

2 - Misurazione della temperatura

1. Si consiglia di misurare la temperatura del bambino al mattino sempre alla stessa ora. Se lo stesso orario non viene rispettato e viene per esempio anticipato o ritardato è possibile che la temperatura rilevata risulti inferiore o superiore, riportando un valore non corretto.
2. Scegliere un momento nel quale il bambino è tranquillo e non piange in modo che possa tenere la bocca chiusa e respirare tranquillamente dal naso come fa di solito con qualsiasi succhietto in bocca. È importante poiché, diversamente, l'aria fredda inalata dalla bocca potrebbe influire sulla corretta misurazione.



NOTA

- La temperatura ed i tempi di misurazione sono diversi da persona a persona.
- È necessario sterilizzare il termometro prima di ogni misurazione.
- La misurazione potrebbe risultare imprecisa in caso di batteria scarica.

3 - Pulizia e manutenzione

1. Il termometro è impermeabile e può essere pulito con acqua o soluzione sterilizzante con un panno morbido. Si consiglia una soluzione sterilizzante con una densità di 95% di alcool medico.



NOTA

Altri lozioni con diverse densità o altri metodi di pulizia possono danneggiare il termometro. Il prodotto non ha bisogno di alcuna calibrazione e ha una durata raccomandata di 3 anni.

4 - Ulteriori Informazioni

1. Adatto per la misurazione della temperatura del corpo umano
2. Progettato e prodotto conformemente ai requisiti EN12470-3

3. Test prova emissioni EMC, prova di immunità secondo EN60601-1-2 e test di biocompatibilità secondo MDD allegato I.
4. In accordo con le normative per il grado di protezione contro le scosse elettriche, classe BF in accordo con EN60601-1.
5. Evitare di far cadere il termometro o scuoterlo.
6. Non sterilizzare mai con acqua calda.
7. Non lasciare che nessuna soluzione chimica venga a contatto con il termometro e tenere lontano dalla luce diretta del sole o fonti di calore. Tenere lontano da forti sorgenti elettromagnetiche per evitare interferenze.
8. Il termometro funziona correttamente se conservato ad una temperatura da +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) e con umidità del 40~80% e -10°C~-40°C (+14°F~+104°F) e umidità del 30~90%.
9. Lo smaltimento sia del termometro che delle batterie devono avvenire nel rispetto ed in conformità alle norme nazionali.



ATTENZIONE

Assicurarsi che sia la batteria e il termometro siano tenuti lontani dalla portata dei bambini.

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

- Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
- Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
- La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

- I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
- I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
- Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
- Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
- Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com

1 - Modo de empleo

1. Pulse el interruptor de encendido y la pantalla mostrará **188.8**, lo que indica que el funcionamiento es normal y que tiene suficiente energía. A continuación, la pantalla mostrará la última medición registrada y comenzará la rutina de autocombprobación. Tras la auto-comprobación, la pantalla mostrará 37,0°C (98,6°F) si el funcionamiento es correcto. Si pulsa el interruptor durante más de 2 segundos, la pantalla mostrará la última medición.
2. Suelte el botón y la pantalla mostrará "Lo" o "Lo"; el dispositivo estará listo para realizar la medición. Si la temperatura permanece por debajo de los 32,0°C (90°F), el símbolo "°C" o "°F" parpadeará durante unos 16 segundos. Después, el timbre de la alarma sonará durante 10 segundos.
3. Durante la medición, el símbolo "°C" o "°F" parpadeará mientras la temperatura vaya en ascenso. El valor máximo se obtiene cuando la temperatura no cambia, o cuando su cambio es inferior a 0,1°C (0,1°F) durante 16 segundos. El símbolo "°C" o "°F" dejará de parpadear y el timbre de la alarma sonará durante 10 segundos.
 - a) Alarma normal: Un sonido como "bi...bi...bi..." indica una temperatura normal por debajo de los 37,8°C (100°F).
 - b) Alarma por fiebre: Un sonido como "bi,bi,bi,bi" indica la presencia de fiebre, por una temperatura superior a los 37,8°C (100°F).
4. La pantalla LCD mostrará "Hi" o "Hi" si la temperatura medida supera los 43,0°C (109,9°F).
5. Apague la unidad pulsando ligeramente el interruptor de encendido; o, si la deja inactiva durante 9 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía.
6. Cuando se utilice para tomar la temperatura a un niño, éste debe estar atentamente supervisado por un adulto.

2 - Medición

1. Le recomendamos tomarse la temperatura a una hora específica de la mañana, ya que si la toma antes o después, la temperatura puede ser mayor o menor.
2. Uso en la boca: Por favor, cierre la boca durante 1 minuto para que la temperatura sea estable, y respire despacio por la nariz. El aire de la respiración afectará a la precisión de la medición a través de la boca.



NOTES

- Las temperaturas normales varían en función de cada persona y de los tiempos de medición.
- Antes de cada uso es necesario esterilizarlo.
- Si la batería tiene poca energía, la medición será imprecisa.

3 - Limpieza y mantenimiento

1. El termómetro es resistente al agua y se puede limpiar por el agua o la esterilización lición con un paño suave. Se recomienda una lición de esterilización con una densidad de alcohol médico 95%.



NOTES

Utilizar otra lición de otra densidad u otro método de limpieza puede dañar el termómetro. El producto no requiere ninguna calibración y se recomienda utilizarlo durante 3 años.

4 - Observaciones

1. Es apto para medir la temperatura del cuerpo humano y esto es necesario en todas las familias.
2. Está diseñado y fabricado según los requisitos relevantes de EN12470-3: Rendimiento de termómetros eléctricos compactos (no predictivos y predictivos) para temperatura máxima.

3. Ha superado el test de emisión EMC, el test de inmunidad de acuerdo a EN60601-1-2, y el test de biocompatibilidad de acuerdo a MDD, anexo I.
4. Según su grado de protección frente a descargas eléctricas, está calificado como BF, de acuerdo a EN60601-1.
5. Evite dejarlo caer, romperlo o golpearlo.
6. No lo sumerja nunca en agua hirviendo para su esterilización.
7. Evite que entre en contacto con sustancias químicas y manténgalo apartado de la luz solar directa o de fuentes de calor, así como de fuentes de fuertes interferencias electromagnéticas.
8. Debe utilizarse en ambientes con una temperatura de entre +10°C y +35°C (+50°F~+95°F) y una humedad de entre el 40 y el 80%, y guardarse y transportarse en ambientes con una temperatura de entre -10°C y 40°C (+14°F~+104°F) y una humedad de entre el 30 y el 90%.
9. Para eliminar este producto o la batería, debe seguir las normativas nacionales pertinentes.



Asegúrese de mantener tanto el termómetro como las pilas fuera del alcance de los niños.

GARANTIA - CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

- El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
- El producto ha sido modificado y/o dañado.
- La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de las baterías).


Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:

- Costes de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual costes para la manutención ordinaria del producto.
- Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
- Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
- Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
- Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com

1 - How to Use

1. Press power switch, the screen will then display , which indicates normal operation and sufficient power. The last measurement from its memory will then be displayed and the thermometer would start a self-test routine. After the self-test, the screen shows 37.0°C (98.6°F) if it operates correctly. If the power switch is pressed for more than 2 seconds, the screen will show the last measurement.
2. Release the button, the screen would then display "Lo°C" or "Lo°F" and would be ready to use. If the temperature remains below 32.0°C (90°F), the symbol "°C" or "°F" will flash for about 16 seconds. Then the alarm would beep for about 10 seconds.
3. During measurement, the symbol "°C" or "°F" will flash while the temperature is climbing. On getting a maximum value which doesn't change, or the change is less than 0.1°C (0.1°F), for 16 seconds the symbol "°C" or "°F" will cease flashing and the alarm beeps for about 10 seconds.
 - a) Normal alarm: A beeping sound means normal temperature below that of 37.8°C (100°F).
 - b) Fever alarm: A rapid beeping sound means a fever with a temperature of over 37.8°C (100°F).
4. The screen will display "Hi°C" or "Hi°F" if the measured temperature is above 43.0°C (109.9°F).
5. To turn off the unit, press the power switch once and softly. If left idle for 9 minutes, auto-off will turn the thermometer off to save power.
6. When it is used to measure a child's temperature, adult supervision is needed.

2 - Measurement

1. You are advised to measure your child's temperature at the same time in morning. If it is earlier or later, the temperature would be lower or higher and would be inaccurate.
2. Place the pacifier in the baby's mouth. Their mouth must remain closed for 1 minute and breathing done calmly through nose. Respiratory air would affect the accuracy of the measurement from the mouth.



NOTES

- The normal temperature and measurement times are different from person to person.
- Sterilization is required before every measurement.
- Measurement is inaccurate when the battery power is low.

3 - Cleaning and Maintenance

1. The thermometer is waterproof and can be cleaned by water or sterilization lotion with soft cloth. A sterilization lotion with a density of 95% medical alcohol is recommended.



NOTES

Other lotions, densities or cleaning methods may damage the thermometer. The product doesn't need any calibration and has a recommended lifespan of 3 years.

4 - Remarks

1. Suitable for measuring human body temperature and is necessary in every family.
2. Designed and manufactured complying with relevant requirements in EN12470-3: Performance of Compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

3. Has passed EMC emission test, immunity test according to EN60601-1-2 and biocompatibility test according to MDD annex I.
4. In accordance to the degree of protection against electric shock, it is classified to BF, in accordance with EN60601-1.
5. Avoid dropping or knocking the thermometer.
6. Never put it in boiled water for sterilizing.
7. Never let any chemical solution come in contact with the thermometer and keep away from direct sunlight or heat source. Keep away from strong electromagnetic sources to avoid interference.
8. It shall be operated in an environment at the temperature of +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) and the humidity of 40~80% while stored and transported in an environment at the temperature of -10°C~40°C (+14°F~+104°F) and humidity of 30~90%.
9. The disposal of the thermometer and batteries are to be performed according to relevant national regulations.



CAUTION

Be sure that both the battery and the thermometer are kept away from children.

WARRANTY - TERMS & CONDITIONS

This product benefits of a warranty of 24 months on material and manufacturing defects, starting from the date of purchase (see sales slip).

The warranty of 24 months does not include damages caused by the usual use of parties identified as "consumable" (e.g., batteries, brush heads or parts subject to usage).

The legal guarantee of 24 months is void if:

- The product has undergone aesthetic damage due to improper use not in accordance with instructions in the manual.
- This product has been modified and/or tampered with.
- The cause of the failure was due to poor maintenance of the individual components and/or accessories and/or supplies (e.g. oxidation and/or scaling due to the retention of water or other liquids, sediment blocking the sensor, leak of corrosive liquid from batteries).

The following is excluded from the legal guarantee of 24 months:

- Costs related to replacements and/or repair of parts subject to wear or costs for ordinary maintenance of the product.
- The costs and risks involved in transporting the product to and from the store where you purchased or otherwise authorized collection centre to receive the products under warranty.
- Damage caused by or resulting from improper installation or improper use not in accordance with the directions in the instruction manual.
- Damage due to natural disasters, accidental events or adverse conditions not compatible with the product.
- Defects that have a negligible effect on product performance.

The manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale do not assume any liability for losses and economic damage from any malfunction of the product. In accordance with current regulations the manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale are not responding in any case for damages, including direct, indirect ones, loss of net income, loss of savings and additional damage and other details consequences going beyond the damage caused by the breach of warranty, contract, strict liability, wrongdoing or due to other causes, resulting from the use or inability to use the product and/or paper and electronic documents, including the lack of service.

For further information on the help service visit the website www.nuvitababy.com.

1 - Mode d'emploi

- Appuyez sur l'interrupteur et l'écran affiche **188.8**, ce qui indique un fonctionnement normal et une alimentation suffisante. Puis il affiche la dernière mesure en mémoire avant de commencer une routine d'autotest. Après l'autotest. L'écran affiche 37,0 °C (98,6 °F) si le fonctionnement est correct. Ou quand l'interrupteur est enfoncé pendant plus de 2 secondes, l'écran affiche la dernière mesure.
- Lorsque le bouton est relâché, le thermomètre affiche «Lo^{°C}» ou «Lo^{°F}» et est prêt à mesurer. Si la température reste inférieure à 32,0 °C (90 °F), le symbole «°C» ou «°F» clignote pendant environ 16 secondes. Puis l'alarme retentit pendant 10 secondes environ.
- Pendant la mesure, le symbole «°C» ou «°F» clignote pendant que la température monte. En atteignant la valeur maximale stable ou dont la variation est inférieure à 0,1°C (0,1°F) pendant 16 secondes. Le symbole «°C» or «°F» cesse de clignoter et l'alarme retentit pendant environ 10 secondes.
 - Alarme normale : Le son « bi... bi... bi... bi... » indique une température normale au-dessous de 37,8 °C (100 °F).
 - Alarme en cas de fièvre : Le son « bi, bi, bi, bi » indique une fièvre et une température au-dessus de 37,8 °C (100 °F).
- L'écran LCD affiche «Hi^{°C}» ou «Hi^{°F}» si la température mesurée est supérieure à 43,0 °C (109,9 °F).
- Éteignez l'appareil en appuyant légèrement sur l'interrupteur, ou n'y touchez pas pendant 9 minutes, et il s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie.
- Mesurer la température d'un enfant avec l'appareil soit se faire sous la surveillance étroite d'un adulte.

- Son degré de protection contre les chocs électriques a reçu la classification BF, conformément à la norme EN60601-1.
- Évitez de le faire tomber, de le fracasser ou de le frapper.
- Ne jamais mettre dans de l'eau bouillante à des fins de stérilisation.
- Évitez tout contact avec les solutions chimiques et gardez-le à l'abri de l'exposition directe à la lumière du soleil ou une source de chaleur ainsi qu'à une forte source électromagnétique pour éviter les interférences.
- Il doit être utilisé dans un environnement dont la température est comprise entre +10°C et +35°C (+50°F et +95°F) et l'humidité entre 40-80%, et stocké et transporté dans un environnement dont la température est comprise entre de -10°C et 40°C (+14°F et +104°F) et l'humidité entre 30-90%.
- Les déchets du produit et la pile doivent être éliminés conformément aux règlements nationaux pertinents.



Assurez-vous que la pile et le thermomètre sont tenus hors de portée des enfants.

ATTENTION

2 - Mesure

- Il est conseillé de mesurer votre température à une heure précise le matin, si elle se fait plus tôt ou plus tard, la température sera supérieure ou inférieure.
- Utilisation dans la bouche : Veuillez fermer votre bouche pendant 1 minute pour stabiliser la température, respirez calmement par le nez. L'air de respiration affecterait la précision de la mesure dans votre bouche.



NOTES

- Les températures normales diffèrent en fonction des personnes et de la durée des mesures.
- La stérilisation est nécessaire avant chaque mesure.
- La mesure est imprécise lorsque la pile est faible

3 - Nettoyage et entretien

- Le thermomètre est étanche et peut être nettoyé par l'eau ou la stérilisation lotion avec un chiffon doux. Une lotion de stérilisation avec une masse volumique de l'alcool médical à 95% est recommandé.



NOTES

D'autres lotions, densités ou méthodes de nettoyage peuvent endommager le thermomètre. Le produit n'a pas besoin d'étalonnage et la durée d'utilisation recommandée est de 3 ans.

4 - Remarques

- Il est adapté pour mesurer la température du corps humain et est un outil indispensable pour les familles.
- Il est conçu et fabriqué conformément aux exigences pertinentes à la norme EN12470-3 : Performances des thermomètres électriques compacts (à comparaison et à extrapolation) avec dispositif à maximum.
- Il a passé le test d'émission CEM, le test d'immunité conformément à la norme EN60601-1-2 et le test de biocompatibilité selon l'annexe I du DDM.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.

Ce produit a été modifié et/ou falsifié.

- La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).


Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:

- Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
- Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
- Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux instructions du manuel d'instruction.
- Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
- Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service.

Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com

1 - Gebrauchsanweisung

- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter. Es erscheint die Anzeige , die sowohl Normalbetrieb als auch eine ausreichende Batterieladung anzeigt. Danach wird der letzte sich im Speicher befindliche Messwert angezeigt und eine Selbsttestroutine gestartet. Nach dem Selbsttest wird auf der Anzeige 37,0°C (98,6°F) angezeigt, wenn das Gerät ordnungsgemäß arbeitet. Falls der Schalter für mehr als 2 s gedrückt wurde, wird auf der Anzeige der letzte Messwert angezeigt.
- Lassen Sie die Taste los, wird auf der Anzeige "Lo" bzw. "Lo" angezeigt, womit das Gerät messbereit ist. Beträgt die Temperatur weniger als 32,0°C (90°F), blinkt das Symbol "°C" bzw. "°F" für ungefähr 16 Sekunden. Danach ertönt der Warnsummer für ungefähr 10 Sekunden.
- Während der Messung blinkt das Symbol "°C" bzw. "°F", solange die Temperatur ansteigt. Als Maximalwert wird jener Wert gewertet, der sich nicht mehr ändert oder dessen Änderung innerhalb von 16 Sekunden weniger als 0,1°C (0,1°F) beträgt. Das Symbol, "°C" bzw. "°F" hört auf zu blinken und der Warnsummer ertönt für ca. 10 Sekunden.
 - Normaler Alarm: Der Ton „bi... bi... bi...“ bedeutet Normaltemperatur unter 37,8°C (100°F).
 - Fieberalarm: Der Ton „bi, bi, bi, bi“ bedeutet Fieber mit einer Temperatur über 37,8°C (100°F).
- Das LCD wird "Hi" bzw. "Hi" anzeigen, wenn die gemessene Temperatur mehr als 43,0°C (109,9°F) beträgt.
- Schalten Sie das Gerät durch leichtes Drücken des Ein/Aus-Schalters aus oder lassen Sie es für 9 Minuten unberührt. Es wird sich danach automatisch abschalten, um Energie zu sparen.
- Wird das Gerät zum Messen der Temperatur bei Kindern verwendet, sollte dies unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

2 - Messung

- Empfehlenswert ist die Messung der Temperatur zu einer bestimmten Zeit am Morgen. Messen Sie die Temperatur zeitiger oder später, wird Ihre Temperatur niedriger oder höher sein.
- Messung im Mund: Schließen Sie bitte 1 min lang zur Stabilisierung der Temperatur Ihren Mund und atmen Sie entspannt durch die Nase. Atemfluß würde das Ergebnis Ihrer Messung im Mund verfälschen.



HINWEISE

- Die Normaltemperatur ist von Mensch zu Mensch und je nach Messzeitpunkt unterschiedlich.
- Vor jeder Messung ist unbedingt eine Sterilisation durchzuführen.
- Bei niedriger Batterieladung wird die Messung ungenau.

3 - Reinigung und Wartung

- Das Thermometer ist wasserdicht und kann durch Wasser oder Sterilisationslotion mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Eine Sterilisationslotion mit einer Dichte von 95% der medizinischen Alkohol empfohlen.



NOTES

Andere Flüssigkeiten, Konzentrationen oder Reinigungsmethoden können das Thermometer beschädigen. Das Produkt muss nicht geiecht werden und ist für eine Verwendungsdauer von 3 Jahren vorgesehen.

4 - Anmerkungen

- Das Thermometer ist zur Messung der Körpertemperatur bei Menschen aller Altersgruppen geeignet.
- Es wurde gemäß den Anforderungen der EN12470-3 entwickelt und hergestellt: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompakthermometer mit Maximumvorrichtung.
- Es hat sowohl den EMC-Emissionstest als auch die Störfestigkeitsprüfung gemäß EN60601-1-2 sowie die Biokompatibilitätsprüfung gemäß MDD Anhang I bestanden.

- Gemäß EN60601-1 wurde es als Gerät mit Schutzgrad BF gegen elektrischen Schock eingestuft.
- Beugen Sie einem Herunterfallen, Zerbrechen bzw. Zusammenstoßen des Thermometers vor.
- Legen Sie es niemals zur Sterilisation in kochendes Wasser.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt des Thermometers mit chemischen Lösungen und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen sowie vor starken elektromagnetischen Quellen, um Interferenzen vorzubeugen.
- Verwenden Sie das Thermometer bei einer Umgebungstemperatur von +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 40-80%. Lagern oder transportieren Sie es bei einer Umgebungstemperatur von -10°C~+40°C (+14°F~+104°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 30-90%.
- Altthermometer und Batterie sind gemäß den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.



ACHTUNG

Halten Sie sowohl das Thermometer als auch die Batterie von Kindern fern.

GARANTIE – KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monaten Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

- Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist.
- Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
- Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).


Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monaten Garantie:

- Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
- Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
- Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist.
- Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
- Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadenersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com

1 - Como usar

1. Premir o interruptor de alimentação, seguidamente o visor exibe , que indica o funcionamento normal e a alimentação suficiente. Seguidamente exibe a última medição memorizada e inicia uma rotina de autoteste. Depois do autoteste, O visor exibe 37,0 °C (98,6 °F) se o funcionamento for o correto. Ou se o interruptor for premido durante mais de 2 segundos, o visor mostrará a última medição.
2. Libertar o botão, seguidamente é exibido "Lo °C" ou "Lo °F" e está pronta para efetuar a medição. No caso de as temperaturas se manterem abaixo de 32,0 °C (90 °F), o símbolo "°C" ou "°F" ficará intermitente durante 16 segundos. Seguidamente o alarme toca durante cerca de 10 segundos.
3. Durante a medição, o símbolo "°C" ou "°F" fica intermitente enquanto a temperatura estiver a subir. Quando atingir o valor máximo que não se altera ou se a alteração for inferior a 0,1 °C (0,1 °F) num período de 16 segundos. O símbolo "°C" ou "°F" deixa de estar intermitente e o alarme toca durante 10 segundos.
 - a) Alarme normal: O som de "bi...bi...bi..." significa a temperatura normal inferior a 37,8 °C (100 °F).
 - b) Alarme de febre: O som de "bi,bi,bi,bi" significa febre e que a temperatura é superior a 37,8 °C (100 °F).
4. OLCD exibe "Hi °C" ou "Hi °F" se a temperatura medida for superior a 43,0°C (109,9°F).
5. Desligar a unidade premindo ligeiramente o interruptor de alimentação, ou deixar o dispositivo inativo durante 9 minutos, este desligar-se-á automaticamente para poupar carga.
6. Quando é utilizado para medir a temperatura de uma criança, deve ser vigiado de perto por um adulto.

2 - Medição

1. É aconselhável medir a sua temperatura a uma hora específica da manhã, se for mais cedo ou mais tarde, a temperatura será mais baixa ou mais elevada.
2. Utilizado na boca: Deve fechar a boca durante 1 minuto para estabilidade da temperatura, respirar calmamente pelo nariz. O ar da respiração afetará a precisão da medição na sua boca.



NOTAS

- As temperaturas normais são diferentes de pessoa para pessoa e no tempo de medição.
- É necessário proceder à esterilização antes de cada medição.
- A medição é inexacta sempre que a pilha estiver fraca.

3 - Limpeza e manutenção

1. O termómetro é impermeável e pode ser limpo com água ou loção esterilização com um pano macio. Uma loção de esterilização com uma densidade de 95% de álcool médica é recomendada.



NOTAS

O uso de outra solução, com densidade diferente ou de outro método de limpeza pode danificar o termómetro. O produto não requer qualquer calibragem e é recomendado para utilização durante um período de 3 anos.

4 - Observações

1. É adequado para medição da temperatura do corpo humano e necessário para todas as famílias.
2. É concebido e fabricado em conformidade com os respetivos requisitos na EN12470-3: O desempenho dos termómetros elétricos Compact (com e sem prognóstico) com dispositivo máximo.

3. Foi aprovado no teste de emissão EMC, no teste de imunidade em conformidade com a EN60601-1-2 e no teste de biocompatibilidade em conformidade com o anexo I MDD.
4. De acordo com o grau de proteção contra choque elétrico, tem a classificação BF conforme a EN60601-1.
5. Evitar quedas, impactos ou pancadas.
6. Nunca o colocar em água a ferver para esterilização.
7. Nunca tocar em qualquer solução química e manter afastado da luz solar direta ou de fonte de calor bem como de fonte eletromagnética intensa para impedir interferências.
8. Deve ser utilizado num ambiente a uma temperatura de +10 °C~+35°C (+50°F~+95°F), e com uma humidade de 40~80%, e deve ser armazenado e transportado num ambiente com uma temperatura de -10°C~40°C (+14°F~+104°F) e uma humidade de 30~90%.
9. A eliminação do produto e da pilha deve ser realizada em conformidade com os regulamentos nacionais respetivos.



CUIDADO

Deve certificar que tanto a pilha como o termómetro são mantidos longe do alcance das crianças.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda).

A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se:

- Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual.
- Este produto foi modificado e / ou adulterados.
- A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias).


O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:

- Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
- Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia.
- Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
- Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto.
- Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço.

Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nuvitababy.com

1 - Τρόπος χρήσης

1. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας και η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο  που υποδεικνύει κανονική λειτουργία και επαρκή τροφοδοσία. Στη συνέχεια, θα εμφανίσει τη μνήμη της τελευταίας μέτρησης και η εζικνήσει μια τυπική διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Μετά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο: Η οθόνη εμφανίζει 37,0°C (98,6°F), εφόσον λειτουργεί σωστά. Επίσης, αν πατήσετε τον διακόπτη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα εμφανίσει την τελευταία μέτρηση.
2. Ελευθερώστε το κουμπί και θα εμφανιστεί η ένδειξη «Lo» ή «Lo» (Χαμηλό) και η συσκευή θα είναι έτοιμη για μέτρηση. Αν η θερμοκρασία παραμένει κάτω από 32,0°C (90°F), τότε το σύμβολο «C» ή «F» θα αναβοσβήσει για περίπου 16 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η διάταξη σήμανσης ηχεί για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
3. Κατά τη μέτρηση το σύμβολο «C» ή «F» θα αναβοσβήνει, καθώς η θερμοκρασία θα αυξάνεται. Με την επίτευξη μιας μέγιστης τιμής που δεν μεταβάλλεται ή μεταβάλλεται μόνο λιγότερο από 0,1°C (0,1°F) εντός 16 δευτερόλεπτων, το σύμβολο «C» ή «F» θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το κουδούνι θα ηχήσει για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
 - a) Φυσιολογική ειδοποίηση: Ο ήχος «bi...bi...bi...» (σήμα με παύσεις) σημαίνει κανονική θερμοκρασία που είναι κάτω από 37,8°C (100°F).
 - b) Ειδοποίηση πυρετού: Ο ήχος «bi,bi,bi,bi» (σήμα χωρίς παύσεις) σημαίνει πυρετό με θερμοκρασία που είναι πάνω από 37,8°C (100°F).
4. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει «Hi°C» ή «Hi°F» (Υψηλό), αν η μετρούμενη θερμοκρασία είναι πάνω από 43,0°C (109,9°F).
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, απλά πατώντας ελαφρά τον διακόπτη λειτουργίας ή αφήνοντάς την για 9 λεπτά, οπότε και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για να μετρήσετε τη θερμοκρασία ενός παιδιού, αυτό πρέπει να γίνεται υπό τη στενή επίβλεψη ενός ενήλικα.

2 - Μέτρηση

1. Σας συνιστούμε να μετράτε τη θερμοκρασία σε συγκεκριμένη ώρα το πρωί. Αν η μέτρηση γίνεται πιο νωρίς ή πιο αργά, η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη.
2. Χρήση δια στόματος: Κλείστε το στόμα σας για 1 λεπτό, προκειμένου η θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή και αναπνεύστε ήρεμα από τη μύτη. Ο αέρας της αναπνοής θα μπορούσε να επηρεάσει τη μέτρηση δια του στόματός σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τα διάφορα ανθρώπινα σώματα και τους χρόνους μέτρησης.
- Πριν από κάθε μέτρηση απαιτείται αποστείρωση.
- Η μέτρηση είναι ανακριβής, όταν η μπαταρία είναι σε χαμηλό επίπεδο.

3 - Καθαρισμός και θερμοκρασία

1. Το θερμόμετρο είναι αδιάβροχο και μπορεί να καθαριστεί με νερό ή αποστείρωση λουσιών με ένα μαλακό πανί. Μια λουσιών αποστείρωση με πυκνότητα 95% ιατρικών αλκοολών συστατά.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαφορετικό γαλάκτωμα, πυκνότητα ή μέθοδος καθαρισμού μπορούν να καταστρέψουν το θερμόμετρο. Το προϊόν δεν χρειάζεται βαθμονόμηση και συνιστάται για 3ετή χρήση.

4 - Παρατηρήσεις

1. Ενδείκνυται για μέτρηση θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος και είναι απαραίτητο για οικογένειες.
2. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου EN12470-3: Απόδοση των ηλεκτρικών θερμόμετρων τύπου Compact (σμπάγνυ) (μη προγνωστικών και προγνωστικών) με διάταξη μέγιστης ένδειξης.

3. Έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ), τη δοκιμή απρωσίας σύμφωνα με το πρότυπο EN60601-1-2 και στη δοκιμή βιοσυμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατρικών συσκευών (MDD), Παράρτημα Ι.
4. Με βάση τον βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία, κατατάσσεται σε BF, σύμφωνα με το πρότυπο EN60601-1.
5. Αποφύγετε πτώση, σύνθλιψη ή κτύπημα.
6. Ποτέ μην το τοποθετείτε σε βραστό νερό για αποστείρωση.
7. Ποτέ μην το φέρνετε σε επαφή με χημικά διαλύματα και κρατήστε το μακριά από έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως ή πηγή θερμότητας, καθώς και ισχυρή ηλεκτρομαγνητική πηγή για να αποφύγετε παρεμβολές.
8. Πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) και υγρασία 40~80% και να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε περιβάλλον με θερμοκρασία -10°C~40°C (+14°F~+104°F) και υγρασία 30~90%.
9. Τα άχρηστα υλικά του προϊόντος και της μπαταρίας πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η μπαταρία όσο και το θερμόμετρο διατηρούνται μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.

Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά).

Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:

- Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του χειριδριδίου.
- Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
- Ατία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξειδωση ή σκουρίασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών)

Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών:

- Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
- Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.
- Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του χειριδριδίου.
- Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
- Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής, ο διανομητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανομητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nivitababy.com

1 - Hvordan bruke

- Trykk på strømbryteren, skjermen vil da vise **88.8!**, som indikerer normal drift og tilstrekkelig strøm. Den siste målingen fra minnet vil da vises og termometeret vil starte en selvtestrutine. Etter selvtesten viser skjermen 37,0°C (98,6°F) hvis den fungerer som den skal. Hvis strømbryteren trykkes inn i mer enn 2 sekunder, vil skjermen vise den siste målingen.
- Slipp knappen, skjermen vil da vise "Lo°C" eller "Lo°F" og vil være klar til bruk. Hvis temperaturen holder seg under 32,0°C (90°F), vil symbolet "Lo°C" eller "Lo°F" blinke i ca. 16 sekunder. Deretter piper alarmen i omtrent 10 sekunder.
- Under målingen vil symbolet "Lo°C" eller "Lo°F" blinke mens temperaturen stiger. Når du får en maksimumsverdi som ikke endres, eller endringen er mindre enn 0,1 °C (0,1 °F), vil symbolet "Lo°C" eller "Lo°F" slutte å blinke i 16 sekunder og alarmen piper i ca. 10 sekunder.

 - Normal alarm: En pipelyd betyr normal temperatur under 37,8 °C (100 °F).
 - Feberalarm: En rask pipelyd betyr feber med en temperatur på over 37,8°C (100°F).

- Skjermen vil vise "Hi°C" eller "Hi°F" hvis den målte temperaturen er over 43,0°C (109,9°F).
- For å slå av enheten, trykk lett på strømbryteren én gang. Hvis den står inaktiv i 9 minutter, vil automatisk avslåing slå av termometeret for å spare strøm.
- Når den brukes til å måle et barns temperatur, er det nødvendig med tilsyn av voksne.

2 - Måling

- Du anbefales å måle barnets temperatur på samme tid om morgenen. Hvis det er tidligere eller senere, vil temperaturen være lavere eller høyere og vil være unøyaktig.
- Plasser smokken i babyens munn. Munnen deres må forbli lukket i 1 minutt og pust rolig gjennom nesen. Andredrøytluft vil påvirke nøyaktigheten av målingen fra munnen.



NOTATER

- Normal temperatur og måletider er forskjellig fra person til person.
- Sterilisering er nødvendig før hver måling.
- Målingen er unøyaktig når batteristrommen er lav.

3 - Rengjøring og vedlikehold

- Termometeret er vannrett og kan rengjøres med vann eller steriliseringslotjon med myk klut. En steriliseringslotjon med en tetthet på 95 % medisinsk alkohol anbefales.



NOTATER

Andre kremer, tettheter eller rengjøringsmetoder kan skade termometeret. Produktet trenger ingen kalibrering og har en anbefalt levetid på 3 år.

4 - Merknader

- Egnet for måling av menneskelig kroppstemperatur og er nødvendig i enhver familie.
- Designet og produsert i samsvar med relevante krav i EN12470-3: Ytelse av kompakte elektriske termometre (ikke-prediktive og prediktive) med maksimal enhet.

- Har bestått EMC-emisjonstest, immunitetstest i henhold til EN60601-1-2 og biokompatibilitetstest i henhold til MDD vedlegg I.
- I henhold til graden av beskyttelse mot elektrisk støt er den klassifisert til BF, i henhold til EN60601-1.
- Unngå å miste eller banke termometeret.
- Legg den aldri i kokt vann for sterilisering.
- La aldri noen kjemisk løsning komme i kontakt med termometeret og hold unna direkte sollys eller varmekilder. Hold deg unna sterke elektromagnetiske kilder for å unngå interferens.
- Den skal brukes i et miljø ved en temperatur på +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) og en fuktighet på 40~80% mens den lagres og transporteres i et miljø ved temperaturen på -10°C~40°C (+14°F~+104°F) og luftfuktighet på 30~90%.
- Avhending av termometre og batterier skal utføres i henhold til relevante nasjonale forskrifter.



FORSIKTIGHET

Pass på at både batteriet og termometeret holdes unna barn.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har en garanti på 24 måneder på material- og produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen (se salgseddel).

Garantien på 24 måneder inkluderer ikke skader forårsaket av vanlig bruk av parter identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er underlagt åger).

Den juridiske garantien på 24 måneder er ugyldig hvis:

- Produktet har gjennomgått estetiske skader på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i manualen.
- Dette produktet har blitt modifisert og/eller tuklet med.
- Årsaken til feilen skyldtes dårlig vedlikehold av de enkelte komponentene og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oksidasjon og/eller avleiring på grunn av oppbevaring av vann eller andre væsker, sediment som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier).

Følgende er ekskludert fra den juridiske garantien på 24 måneder:

- Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje eller kostnader til ordinært vedlikehold av produktet.
- Kostnadene og risikoene forbundet med å transportere produktet til og fra butikken der du kjøpte eller på annen måte autorisert innsamlingscenter for å motta produktene under garanti.
- Skade forårsaket av eller som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
- Skader på grunn av naturkatastrofer, utilsiktede hendelser eller ugunstige forhold som ikke er forenlig med produktet.
- Defekter som har en ubetydelig effekt på produktets ytelse.

Produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomisk skade som følge av feilfunksjon i produktet. I samsvar med gjeldende regelverk svarer ikke produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget for skader, inkludert direkte, indirekte, tap av nettoinntekt, tap av sparepenger og ytterligere skader og andre detaljer som går utover skade forårsaket av brudd på garanti, kontrakt, strengt ansvar, feil eller andre årsaker, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service.

For mer informasjon om hjelpetjenesten besøk nettstedet

www.nuvitababy.com.

1 - Sådan bruges den

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og skærmen vil derefter vise **188.8**, hvilket indikerer normal drift og tilstrækkelig strøm. Den sidste måling fra hukommelsen vil derefter blive vist, og termometeret starter en selvtestrutine. Efter selvtesten viser skærmen 37,0 °C (98,6 °F), hvis den fungerer korrekt. Hvis tænd/sluk-knappen trykkes ned i mere end 2 sekunder, vil skærmen vise den sidste måling.
- Slip knappen, så vil skærmen derefter vise "Lo°C" eller "Lo°F", og den er klar til brug. Hvis temperaturen forbliver under 32,0 °C (90 °F), vil symbolet "°C" eller "°F" blinke i cirka 16 sekunder. Derefter vil alarmen bippe i cirka 10 sekunder.
- Under målingen vil symbolet "°C" eller "°F" blinke, mens temperaturen stiger. Når den når en maksimal værdi, der ikke ændrer sig, eller ændringen er mindre end 0,1 °C (0,1 °F) i 16 sekunder, holder symbolet "°C" eller "°F" op med at blinke, og alarmen bipper i cirka 10 sekunder.
 - Normal alarm: En biplyd betyder normal temperatur under 37,8 °C (100 °F).
 - Feber-alarm: En hurtig biplyd betyder feber med en temperatur over 37,8 °C (100 °F).
- Skærmen vil vise "Hi°C" eller "Hi°F", hvis den målte temperatur er over 43,0 °C (109,9 °F).
- For at slukke enheden skal du trykke tænd/sluk-knappen én gang let ned. Hvis den ikke bruges i 9 minutter, slukker auto-sluk termometeret for at spare strøm.
- Når det bruges til at måle en barns temperatur, er voksenopsyn nødvendigt.

2 - Måling

- Det anbefales at måle dit barns temperatur på samme tidspunkt om morgenen. Hvis det er tidligere eller senere, vil temperaturen være lavere eller højere og unøjagtig.
- Anbring sutten i babyens mund. Deres mund skal forblive lukket i 1 minut, og de skal ånde roligt gennem næsen. Åndedrætsluft vil påvirke målingens nøjagtighed fra munden.



NOTER

- Normal temperatur og målingstider varierer fra person til person.
- Sterilisering er påkrævet før hver måling.
- Målinger er unøjagtige, når batteristrømmen er lav.

3 - Rengøring og vedligeholdelse

- Termometeret er vandtæt og kan rengøres med vand eller steriliseringsopløsning med en blød klud. En 95% medicinsk alkoholopløsning anbefales.



NOTER

Andre opløsninger, densiteter eller rengøringsmetoder kan beskadige termometeret. Produktet kræver ingen kalibrering og har en anbefalet levetid på 3 år.

4 - Bemærkninger

- Egnet til måling af kropstemperatur og nødvendig i hver familie.
- Designet og fremstillet i overensstemmelse med relevante krav i EN12470-3: Ydelse for kompakte elektriske termometre (ikke-prædiktive og prædiktive) med maksimal enhed.

- Er godkendt i EMC-emissionstest, immunitetstest i henhold til EN60601-1-2 og biokompatibilitetstest i henhold til MDD bilag I.
- I overensstemmelse med graden af beskyttelse mod elektrisk stød er det klassificeret som BF i henhold til EN60601-1.
- Undgå at tabe eller slå termometeret.
- Put den aldrig i kogende vand til sterilisering.
- Lad aldrig kemiske opløsninger komme i kontakt med termometeret, og hold det væk fra direkte sollys eller varmekilder. Hold det væk fra stærke elektromagnetiske kilder for at undgå interferens.
- Det skal betjenes i et miljø ved en temperatur på +10 °C~+35 °C (+50 °F~+95 °F) og en luftfugtighed på 4080 %, mens det opbevares og transporteres i et miljø ved en temperatur på -10 °C/40 °C (+14 °F~+104 °F) og en luftfugtighed på 30~90 %.
- Bortskaffelse af termometer og batterier skal udføres i overensstemmelse med relevante nationale regler.



ADVARSEL

Sørg for, at både batteriet og termometeret holdes væk fra børn.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt har 24 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl fra købsdatoen (se kvittering).

24 måneders garanti dækker ikke skader forårsaget af almindelig slidtage på dele anset som "forbrugsvarer" (f.eks. batterier, børstehoveder eller sliddele).

24 måneders juridisk garanti bortfalder, hvis:

- Produktet har lidt kosmetisk skade på grund af forkert brug ikke i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- Dette produkt er blevet modificeret og/eller pillet ved.
- Årsagen til fejlen skyldtes dårlig vedligeholdelse af de enkelte komponenter og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oxidering og/eller kalkaflejringer på grund af tilbageholdelse af vand eller andre væsker, aflejringer blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterier).

Følgende er ikke omfattet af 24 måneders juridisk garanti:

- Omkostninger i forbindelse med udskiftning og/eller reparation af slidte dele eller almindelig vedligeholdelse af produktet.
- Omkostninger og risici ved transport af produktet til og fra den forhandler, hvor du købte det, eller andet autoriseret indsamlingssted for at modtage produkter under garanti.
- Skader forårsaget af eller som følge af forkert installation eller forkert brug ikke i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen.
- Skader på grund af naturkatastrofer, uheld eller ugunstige forhold, der ikke er kompatible med produktet.
- Fejl, der har ubetydelig indvirkning på produktets ydeevne.

Producenten, distributøren og alle de involverede parter i salget påtager sig intet ansvar for tab og økonomisk skade på grund af produktfejl. I overensstemmelse med gældende regler er producenten, distributøren og alle de involverede parter i salget under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige for skader, herunder direkte, indirekte tab, tabt nettoindtægt, tabte besparelser og yderligere skader og andre følgeskader ud over den skade, der er forårsaget af brud på garanti, kontrakt, objektivt ansvar, forsømmelse eller på grund af andre årsager som følge af brug eller manglende evne til at bruge produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, herunder manglende service.

For yderligere oplysninger om hjælpetjenesten besøges webstedet www.nuvitababy.com.

1 - Si ta Perdorni

- Shtyni ndezësin e energjisë, ekrani do të shfaqë atehere **188.8°F**, që tregon funksionim normal dhe energji të mjaftueshme. Matja e fundit nga kujtesa e saj do të shfaqet dhe termometri do të fillojë një rutine veteprovuesë. Pas veteprovuesit, ekrani do të shfaqë 37.0°C (98.6°F) nese operon sakte. Nese ndezësi mbajtet shtypur për me shume se 2 sekonda, ekrani do të shfaqë matjen e fundit.
- Leshoni butonin, ekrani do të shfaqë atehere "Lo°C" ose "Lo°F" dhe do të jete gati për perdorim. Nese temperatura mbetet nen 32.0°C (90°F), simboli "°C" ose "°F" do të pulsojë për rreth 16 sekonda. Atehere alarmi do të bije për rreth 10 sekonda.
- Gjate matjes, simboli "°C" ose "°F" do të pulsojë ndersa temperatura po ngritet. Duke arritur nje vlere maksimale qe nuk ndryshon, ose ndryshimi eshte me pak se 0.1°C (0.1°F), për 16 sekonda simboli "°C" ose "°F" do të ndalojë pulosjen dhe alarmi do të bije për rreth 10 sekonda.
 - Alarm normal: Nje tingull birie do të thote temperature normale nen 37.8°C (100°F).
 - Alarm temperature: Nje tingull birie i shpejte do të thote temperature me ethje mbi 37.8°C (100°F).
- Ekrani do të shfaqë "Hi°C" ose "Hi°F" nese temperatura e matur eshte mbi 43.0°C (109.9°F).
- Per ta fikur njësinë, shtypni ndezësin e energjisë një herë dhe bute. Nese lihet e papërdorur për 9 minuta, fikja automatike do ta fikë termometrin për të kursyer energji.
- Kur përdoret për të matur temperaturën e një fëmije, kërkohet mbikëqyrje nga të rriturit.

2 - Matja

- Ju këshillohet të matni temperaturën e fëmijës në të njëjtën kohë në mëngjes. Nese është më herët ose më vonë, temperatura do të jetë më e ulët ose më e lartë dhe e pasaktë.
- Vendosni cucen ne goje te foshnjes. Goja e tyre duhet të mbetet e mbyllur për 1 minute dhe të marrin fryme qetesisht permes hundeve. Ajri i frymëmarrjes do të ndikojë ne saktësinë e matjes nga goja.



SHËNIME

- Temperatura normale dhe koherat e matjes jane te ndryshme nga personi ne person.
- Kërkohet sterilizim përpara çdo matjeje.
- Matja eshte e pasakte kur fuqia e baterise eshte e ulet.

3 - Pastrimi dhe Mirembajtja

- Termometri eshte i pandjeshem ndaj ujit dhe mund te pasrohet me uje ose lacion sterilizues me leckë të butë. Rekomandohet nje lacion sterilizues me densitet 95% alkool mjekesor.



SHËNIME

Lacione te tjera, dendsite ose metoda pastrimi mund te demtojne termometrin. Produkti nuk ka nevojë për kalibrim dhe ka nje jetegjatesi te rekomanduar prej 3 vjetesh.

4 - Verejtje

- I pershtatshem per matjen e temperatures se trupit te njeriut dhe i nevojshem ne çdo familje.
- Projektuar dhe prodhuar ne perputhje me kerkesat perkatese ne EN12470-3: Performanca e termometrave elektrike kompakte (jo-parashikuese dhe parashikuese) me pajisje maksimale.

- Ka kaluar testin EMC per transmetimin, testin e imunitetit sipas EN60601-1-2 dhe testin e biopershtatshmerisë sipas Aneksit I të MDD-së.
- Në përputhje me shkallën e mbrojtjes kundër goditjes elektrike, klasifikohet si BF, në përputhje me EN60601-1.
- Shmangni rënien ose goditjen e termometrit.
- Mos e vendosni asnjëherë në ujë të valuar për sterilizim.
- Mos lejoni asnjë solucion kimik të vijë në kontakt me termometrin dhe mbajeni larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë. Mbajeni larg burimeve të fuqishme elektromagnetike për të shmangur interferenca.
- Ajo duhet të operohet në një mjedis me temperaturë +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) dhe lagështi 4080% ndërsa ruhet dhe transportohet në një mjedis me temperaturë -10°C/40°C (+14°F~+104°F) dhe lagështi 30~90%.
- Hedhja e termometrit dhe baterive duhet të kryhet në përputhje me rregulloret përkatëse kombëtare.



KUJDES

Siguroni që si bateria ashtu dhe termometri të mbahen larg fëmijëve.

GARANCIA - TERMAT & KUSHTET

Ky produkt përfiton nga një garanci 24 muaj për defekte të materialit dhe prodhimit, duke filluar nga data e blerjes (shih faturën e shitjes).

Garancia 24 muaj nuk përfshin dëmet e shkaktuara nga përdorimi normal i pjesëve të identifikuara si "konsumues" (p.sh., bateritë, kokat e furçës ose pjesët subjektive në konsumim).

Garancia ligjore 24 muaj është e pavlefshme në:

- Produkti ka pësuar dëmtim estetik për shkak të përdorimit të pahijshëm jo në përputhje me udhëzimet në manual.
- Ky produkt është modifikuar dhe/ose preke.
- Shkaku i dëmtimit ishte për shkak të mirëmbajtjes së pamjaftueshme të komponentëve individualë dhe/ose aksesorëve dhe/ose furnizimeve (p.sh. oksidimi dhe/ose grumbullimi për shkak të mbajtjes së ujit ose lëngjeve të tjera, mbetjet bllokujnë sensorin, rrjedhje lëngu gërryese nga bateritë).

Përfshihet nga garancia ligjore 24 muaj:

- Kostot në lidhje me zëvendësimet dhe/ose riparimin e pjesëve që konsumohen ose kostot për mirëmbajtjen e zakonshme të produktit.
- Kostot dhe rreziqet e përfshira në transportimin e produktit në dhe nga dyqani ku e bletë ose pika e grumbullimit të autorizuar për të marrë produktet nën garanci.
- Dëmtimi i shkakuar ose si rezultat i instalimit të gabuar ose përdorimit të papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e instrukcionit.
- Dëmtimi për shkak të fatkeqësive natyrore, ngjarjeve aksidentale ose kushteve të papërshtatshme që nuk janë të përputhshme me produktin.
- Defektet që kanë një efekt të parëndësishëm në performancën e produktit.

Prodhuesi, distributorit dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk marrin përgjegjësi për humbjet dhe dëmet ekonomike nga çdo keqfunksionim i produktit. Në përputhje me rregulloret aktuale, prodhuesi, distributorit dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk mbajnë përgjegjësi në asnjë rast për dëmet, duke përfshirë të drejtëpërdrejtat, të tërthortat, humbjen e të ardhurave neto, humbjen e kursimeve dhe dëmet shtesë dhe pasojat e tjera që tejkalojnë dëmin e shkaktuar nga shkelja e garancisë, kontratës, përgjegjësisë strikte, neglizhencës ose për shkak të tjera, që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentet me shkrim dhe elektronikë, duke përfshirë mundësinë e shërbimit. Për më shumë informacion rreth shërbimit të ndihmës, vizitoni www.nuvitababy.com

1 - Navodila za Uporabo

1. Po pritisku stikala za vklop/izklop, bo zaslon prikazal **188.8**, kar pomeni, da naprava deluje pravilno in da je baterija dovolj napolnjena. Sledil bo prikaz zadnje izmerjene temperature in postopek samodejnega testiranja. Po končanem postopku samodejnega testiranja. Če naprava deluje pravilno, bo zaslon prikazal 37,0 °C (98,6 °F). Če pritisnjeno stikalo zadržite za več kot 2 sekundi, bo zaslon prikazal zadnjo meritev.
2. Ko spustite gumb, bo zaslon prikazal "Lo °C" ali "Lo °F" in naprava bo pripravljena za uporabo. Če znaša izmerjena temperatura pod 32,0°C (90°F), bo simbol "°C" ali "°F" utripal okoli 16 sekund. Oglasil se bo zvočni alarm, ki bo aktiven okoli 10 sekund.
3. Če se bo med postopkom merjenja temperatura povišuje, bo na zaslonu utripal simbol "°C" ali "°F". Ko termometer zabeleži najvišjo izmerjeno vrednost, ki se ne spreminja ali se v roku 16 sekund spremeni za manj kot 0,1°C (0,1°F). Simbol "°C" ali "°F" bo prenehal utripati in oglasil se bo zvočni alarm, ki bo aktiven okoli 10 sekund.
 - a) Alarm za normalno telesno temperaturo: Alarm, ki piska "bi...bi...bi...bi...". Pomeni, da je izmerjena temperatura nižja od 37,8°C (100°F).
 - b) Alarm za povišano telesno temperaturo: Alarm, ki piska "bi,bi,bi,bi" pomeni, da je izmerjena temperatura višja od 37,8°C (100°F).
4. Če je izmerjena temperatura višja od 43,0 °C (109,9 °F), bo LCD zaslon prikazal "Hi °C" ali "Hi °F".
5. Napravo izklopite z rahlim pritiskom na gumb za vklop/izklop; termometer se bo izklopil tudi po 9 minutah nedelovanja, da se baterija ne bi prehitro izpraznila.
6. Če se termometer uporablja za merjenje telesne temperature otroka, mora postopek merjenja nadzorovati odrasla oseba.

2 - Meritve

1. Priporočamo, da telesno temperaturo merite ob določenem času zjutraj, saj se lahko rezultati meritev razlikujejo glede na čas dneva.
2. Oralno merjenje: Zaprite usta za 1 minuto in normalno dihajte skozi nos, da stabilizirate temperaturo. Prehod zraka skozi usta bi lahko vplival na meritve.



OPOZORILO

- Dobro je vedeti, da se normalna temperaturni razpon spreminja glede na čas merjenja in da je telesna temperatura pri dojenčkih in malčkih drugačna kot pri odraslih.
- Termometer je treba pred vsako uporabo in med posameznimi meritvami dezinficirati.
- Iztošene baterije lahko privedejo do netočne meritve.

3 - Čiščenje in Nega Naprave

1. Termometer je vodotesen in ga je mogoče očistiti z vodo ali sterilizacije losjon z mehko krpo. Priporočljivo je sterilizacija losjon z gostoto 95% medicinskega alkohola.



NOTES

Druge dezinfekcijskega sredstva, raztopine in čistilne metode lahko poškodujejo termometer. Termometer ne potrebuje umiranja in je primeren za uporabo do 3 let.

4 - Opombe

1. Termometer je primeren za merjenje telesne temperature vseh družinskih članov.
2. Termometer je zasnovan in izdelan skladno z zahtevami standarda EN12470-3: Delovanje zaprtih trdnih električnih termometerov (brez umiranja ali z njim).

3. Termometer je opravil test elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje splošne varnostne zahteve za medicinsko električno opremo skladno z EN60601-1-2 in test za biokompatibilnost skladno z zahtevami direktive MDD dodatka I.
4. Zaščita pred električnim udarom izvedba v skladu s tipom BF standarda EN 60601-1.
5. Termometer ne sme pasti na tla in ni odporen na udarce.
6. Termometra nikoli ne razkužite tako, da ga potopite v vročo vodo.
7. Termometer ne sme priti v stik z kemikalijami, ne smete ga izpostavljati visokim temperaturam ali ga puščati na soncu in ne sme biti izpostavljen močnim elektromagnetnim poljem, sicer lahko pride do motenj v delovanju.
8. Termometer smete uporabljati pri okoliški temperaturi med +10°C~+35°C (+50°~95°F) in relativni vlažnosti zraka od 40-80%, oz. ga shraniti ali transportirati pri temperaturi od -10°C~40°C (+14°F~+104°F) in relativni vlažnosti zraka od 30 do 90%.
9. Pri odstranjevanju iztošenih baterij upoštevajte trenutno veljavne nacionalne predpise za odlaganje odpadkov.



POZOR

Termometer in baterijo hranite nedosegljivo otrokom.

JAMSTVO - POGOJI IN DOLOČILA

V skladu z veljavnimi uredbami proizvajalec ponuja 24-mesečno (zakonsko določeno) garancijo na materialne okvare ali tovarniške napake, ki začne veljati na dan, naveden na računu.

Iz 24-mesečne zakonsko določene garancije so izzeti deli, označeni kot »potrošniški materiali« (npr. baterije, krtačke ali deli, podvrženi obrabi).

24-mesečna zakonsko določena garancija ne vključuje:

- Izdelek je utrpel estetsko škodo zaradi nepravilne uporabe oziroma uporabe, ki ni bila v skladu z navodili za uporabo.
- Izdelek je bil spremenjen oziroma so bili na njem storjeni posegi.
- Vzrok okvare je neprimerno vzdrževanje posameznih sestavnih delov in/ali dodatkov in/ali pripomočkov (npr. oksidiranja in/ali posledic zaradi zadrževanja vode ali drugih tekočin, usedlin, ki blokirajo senzor, puščanja korozivne tekočine iz baterij.)

Iz 24-mesečne zakonsko določene garancije je izključeno:

- Stroški, povezani z nadomeščanjem in/ali popravilom delov, podvrženim obrabi, ali stroški zaradi rednega vzdrževanja izdelka.
- Stroški in tveganja, povezana s prevozom izdelka v in iz trgovine, kjer ste ga kupili, ali drugega centra, pooblaščenega za sprejemanje izdelkov pod garancijo.
- Škoda, povzročena zaradi nepravilne namestitve ali uporabe, ki ni v skladu z navodili uporabe.
- Škoda, povzročena zaradi naravnih katastrof, nesreči ali vplivov in pogojev, škodljivih za izdelek.
- Napak, ki imajo zanemarljiv učinek za delovanje naprave.

Proizvajalec, distributer in druge stranke, vpletene v prodajo, ne prevzemajo nase krivde za izgube ali ekonomske posledice zaradi okvare izdelka. V skladu z veljavnimi uredbami proizvajalec, distributer in druge stranke, vpletene v prodajo, niso odgovorni za nobeno škodo, vključno s posredno in neposredno škodo, izgubo neto prihodkov, izgubo prihrankov in dodatno škodo ali druge posledice, ki nastanejo zaradi kršenja jamstva, pogodbe, objektivne odgovornosti in drugih kršitev ter posledic zaradi uporabe oziroma nezmožnosti uporabe izdelka in/ali papirnatih in elektronskih dokumentov, vključno z neprimernim vzdrževanjem.

Za dodatne informacije o službi za pomoč obiščite spletno stran www.nuvitababy.com.

1 - Hogyan kell használni

1. Nyomja meg a főkapcsolót, ekkor a képernyőn megjelenik a **188.8!**, amely a normál működést és a megfelelő teljesítményt jelzi. Ekkor megjelenik a memóriájából az utolsó mérés, és a hőmérő elindít egy öntesztet. Az önteszt után a képernyő 37,0°C-ot (98,6°F) mutat, ha megfelelően működik. Ha a főkapcsolót több mint 2 másodpercig lenyomva tartja, a képernyőn az utolsó mérés látható.
2. Engedje el a gombot, ekkor a képernyőn megjelenik a „Lo°C” vagy „Lo°F” felirat, és készen áll a használatra. Ha a hőmérséklet 32,0°C (90°F) alatt marad, a „C” vagy „F” szimbólum körülbelül 16 másodpercig villog. Ezután a riasztó körülbelül 10 másodpercig sípol.
3. Mérés közben a „C°C” vagy a „F” szimbólum villog, miközben a hőmérséklet emelkedik. Ha olyan maximális értéket kap, amely nem változik, vagy a változás kisebb, mint 0,1°C (0,1°F), 16 másodpercra a „C” vagy „F” szimbólum abbagyja a villogást, és a riasztás körülbelül 10-ig sípol másodpercig.
 - a) Normál riasztás: A sípoló hang 37,8°C (100°F) alatti normál hőmérsékletet jelent.
 - b) Lázriasztás: A gyors sípoló hang 37,8°C (100°F) feletti hőmérsékletű lázat jelent.
4. A képernyőn a „Hi°C” vagy a „Hi°F” felirat jelenik meg, ha a mért hőmérséklet 43,0°C (109,9°F) felett van.
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer és finoman a főkapcsolót. Ha 9 percig tetlenül hagyja, az automatikus kikapcsolás bekövetkezik, és a hőmérőt az energiatakarékosság érdekében.
6. Ha gyermek hőmérsékletének mérésére használják, felnőtt felügyelete szükséges.

2 - Mérés

1. Javasoljuk, hogy reggel ugyanabban az időben mérje meg gyermeke hőmérsékletét. Ha korábban vagy később, akkor a hőmérséklet alacsonyabb vagy magasabb lesz, és pontatlan lenne.
2. Helyezze a cumit a baba szájába. A szájukat 1 percig zárva kell tartani, és nyugodtan, az orron keresztül kell lélegezni. A légzési levegő befolyásolja a szájból történő mérés pontosságát.



- A normál hőmérséklet és mérési idő személyenként eltérő.
- Sterilizálás minden mérés előtt szükséges.
- A mérés pontatlan, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

3 - Tisztítás és karbantartás

1. A hőmérő vízzel, és puha ruhával vízzel vagy sterilizáló krémmel tisztítható. 95%-os orvosi alkoholtartalmú sterilizáló lotion javasolt.



Más testápolók, sűrítések vagy tisztítási módszerek károsíthatják a hőmérőt. A terméket nem kell kalibrálni, és az ajánlott élettartama 3 év.

4 - Megjegyzések

1. Alkalmassági teszt hőmérséklet mérésére, és minden családban szükséges.
2. Az EN12470-3 vonatkozó követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották: Kompakt elektromos hőmérők (nem prediktív és prediktív) teljesítménye maximális eszközzel.

3. Sikeresen teljesítette az EMC emissziós tesztet, az EN60601-1-2 szerinti zavartűrési tesztet és az MDD I. melléklete szerinti biokompatibilitási tesztet.
4. Az áramütés elleni védelem mértéke szerint az EN60601-1 szabvány szerint BF besorolású.
5. Kerülje a hőmérő leejtését vagy megütését.
6. Sterilizáláshoz soha ne tegye forrált vízbe.
7. Soha ne hagyja, hogy vegyi oldat érintkezzen a hőmérővel, és tartsa távol közvetlen napfénytől vagy hőforrástól. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol erős elektromágneses forrásoktól.
8. +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) hőmérsékletű és 40-80%-os páratartalmú környezetben kell üzemeltetni, miközben a tárolás és szállítás hőmérséklete -10°C~40°C (+14°F~+104°F) és 30-90% páratartalom.
9. A hőmérőt és az elemeket a vonatkozó nemzeti előírások szerint kell ártalmatlanítani.



Ügyeljen arra, hogy mind az elemet, mind a hőmérőt gyermekektől távol tartsa.

GARANCIA – FELTÉTELEK

Erre a termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra, a vásárlás dátumától számítva (lásd az eladási bizonylatot).

A 24 hónapos jótállás nem tartalmazza azokat a károkat, amelyek a „fogycsozók” minősített felek (pl. akkumulátorok, kefelemek vagy uszorakötéses alkatrészek) szokásos használatából erednek.

A 24 hónapos jogi garancia érvényét veszti, ha:

- A termék esztétikai károsodást szenvedett a nem rendeltetésszerű használat miatt, nem a kézikönyvben leírtak szerint.
- Ezt a terméket módosították és/vagy manipulálták.
- A meghibásodás oka az egyes alkatrészek és/vagy tartozékok és/vagy kellékek nem megfelelő karbantatása (pl. oxidáció és/vagy vízképződés) és a víz vagy más folyadékok visszatartása miatt, üledék blokkolja az érzékelőt, korrozív folyadék szivárgása az akkumulátorokból).

A 24 hónapos jogi garancia nem terjed ki a következőkre:

- A kopásnak kitett alkatrészek cseréjével és/vagy javításával kapcsolatos költségek vagy a termék szokásos karbantartási költségei.
- Azok a költségek és kockázatok, amelyek a terméknek abba az üzletbe és onnan történő szállításával járó költségeket és kockázatokat jelentik, ahol a vásárlást vásárolta, vagy más módon felhatalmazta a gyűjtőközpontot a garanciális termékek átvételére.
- Olyan károk, amelyeket a használati utasításban leírtaktól eltérő helytelen telepítés vagy nem rendeltetésszerű használat okoz.
- Természeti katasztrófák, véletlen események vagy a termékkel nem összeférhető kedvezőtlen körülmények miatti károk.
- Olyan hibák, amelyek elhanyagolható mértékben befolyásolják a termék teljesítményét.

A gyártó, a forgalmazó és az értékesítésben részt vevő összes fél nem vállal felelősséget a termék meghibásodásából eredő veszteségekért és gazdasági károkért. A hatályos szabályozásnak megfelelően a gyártó, a forgalmazó és az értékesítésben részt vevő összes fél semmilyen esetben nem vállal felelősséget a károkért, beleértve a közvetlen, közvetett károkat, a nettó bevételkiesést, a megtakarítások elvesztését és a további károkat és egyéb, a szerződésen túlmutató következményeket. A jótállás, a szerződés, az objektív felelősség, a jogsérsítés vagy egyéb okok megszegéséből adódó károk, amelyek a termék és/vagy a papír és elektronikus dokumentumok használatából vagy használatának képtelenségéből erednek, ideértve a szolgáltatás hiányát is.

A sügőrszolgálatlaltal kapcsolatos további információkért látogasson el a weboldalra www.nivitababy.com.

1 - Jak používat

- Stisknete vypínač, na obrazovce se zobrazí **188.8**, což znamená normální provoz a dostatek energie. Poté se zobrazí poslední měření z jeho paměti a teploměr spustí samočinný test. Po autotestu se na obrazovce zobrazí 37,0 °C (98,6 °F), pokud funguje správně. Pokud je vypínač stisknutý déle než 2 sekundy, na obrazovce se zobrazí poslední měření.
- Uvolněte tlačítko, na obrazovce se zobrazí „Lo°C“ nebo „Lo°F“ a bude připraveno k použití. Pokud teplota zůstane pod 32,0 °C (90 °F), bude symbol „°C“ nebo „°F“ blikat po dobu asi 16 sekund. Poté bude alarm pípat asi 10 sekund.
- Během měření bude symbol „°C“ nebo „°F“ blikat, zatímco teplota stoupá. Při dosažení maximální hodnoty, která se nemění, nebo je změna menší než 0,1 °C (0,1 °F), přestane na 16 sekund blikat symbol „°C“ nebo „°F“ a alarm bude pípat asi 10 sekund.
 - Normální alarm: Pipnutí znamená normální teplotu nižší než 37,8 °C (100 °F).
 - Alarm horečky: Rychlé pipnutí znamená horečku s teplotou vyšší než 37,8 °C (100 °F).
- Pokud je naměřená teplota vyšší než 43,0 °C (109,9 °F), na obrazovce se zobrazí „Hi°C“ nebo „Hi°F“.
- Chcete-li jednotku vypnout, stisknete jednu a jasně hlavní vypínač. Pokud necháte teploměr nečinný po dobu 9 minut, automatické vypnutí vypne teploměr, aby se šetřila energie.
- Pokud se používá k měření teploty dítěte, je nutný dohled dospělé osoby.

- Prošel emisním testem EMC, testem odolnosti podle EN60601-1-2 a testem biokompatibility podle přílohy I MDD.
- Podle stupně ochrany proti úrazu elektrickým proudem je klasifikován jako BF v souladu s EN60601-1.
- Vyvarujte se pádu nebo nárazu teploměru.
- Nikdy jej nedávejte do převařené vody pro sterilizaci.
- Nikdy nenechte žádný chemický roztok přijít do kontaktu s teploměrem a chráňte jej před přímým slunečním zářením nebo zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah silných elektromagnetických zdrojů, abyste zabránili rušení.
- Musí být provozován v prostředí při teplotě +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) a vlhkosti 40~80% při skladování a přepravě v prostředí -10°C~40°C (+14°F~+104°F) a vlhkost 30~90%.
- Likvidaci teploměru a baterii provádějte v souladu s příslušnými národními předpisy.



Ujistěte se, že baterie i teploměr jsou mimo dosah dětí.

2 - Měření

- Doporučuje se měřit teplotu vašeho dítěte ráno ve stejnou dobu. Pokud je to dříve nebo později, teplota by byla nižší nebo vyšší a byla by nepřesná.
- Vložte dudlík do úst dítěte. Jejich ústa musí zůstat zavřená po dobu 1 minuty a dýchat klidně nosem. Dýcháný vzduch by ovlivnil přesnost měření u úst.



- Normální teplota a doba měření se u každého člověka liší.
- Před každým měřením je nutná sterilizace.
- Měření je nepřesné, když je baterie vybitá.

3 - Čištění a údržba

- Teploměr je voděodolný a lze jej čistit vodou nebo sterilizačním krémem s měkkým hadříkem. Doporučuje se sterilizační mléko s hustotou 95% lékařského alkoholu.



Jiné krémy, hustoty nebo metody čištění mohou teploměr poškodit. Výrobek nevyžaduje žádnou kalibraci a má doporučenou životnost 3 roky.

4 - Poznámky

- Vhodný pro měření teploty lidského těla a je nezbytný v každé rodině.
- Navrženo a vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky v EN12470-3: Výkon kompaktních elektrických teploměrů (neprediktivní a prediktivní) s maximálním zařízením.

ZÁRUKA - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců na materiálové a výrobní vady, počínaje datem nákupu (viz prodejní doklad).

Záruka 24 měsíců nezahrnuje škody způsobené obvyklým používáním stran označených jako „spotřební materiál“ (např. baterie, hlavice kartáčku nebo díly podléhající ličivě).

Zákonná záruka 24 měsíců je neplatná, pokud:

- Výrobek utrpěl estetické poškození v důsledku nesprávného použití, které není v souladu s pokyny v návodu.
- Tento produkt byl upraven a/nebo s ním bylo manipulováno.
- Příčina poruchy byla způsobena špatnou údržbou jednotlivých komponent a/nebo příslušenství a/nebo zásob (např. oxidace a/nebo usazování vodního kamene v důsledku zadržování vody nebo jiných kapalin, sediment blokující senzor, únik žíravé kapaliny z baterií).

Ze zákonné záruky 24 měsíců je vyloučeno:

- Náklady související s výměnou a/nebo opravou dílů podléhající opotřebení nebo náklady na běžnou údržbu produktu.
- Náklady a rizika spojená s přepravou produktu do az obchodu, kde jste zakoupili nebo jinak autorizovaného sběrného střediska pro příjem produktů z záruce.
- Poškození způsobené nebo vyplývající z nesprávné instalace nebo nesprávného použití, které není v souladu s pokyny v návodu k použití.
- Poškození v důsledku přírodních katastrof, náhodných událostí nebo nepříznivých podmínek, které nejsou kompatibilní s produktem.
- Vady, které mají zanedbatelný vliv na výkon produktu.

Výrobce, distributor a všechny strany zúčastněné na prodeji nenesou žádnou odpovědnost za ztráty a ekonomické škody z jakékoli poruchy výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a všechny strany zúčastněné na prodeji v žádném případě neregují na škody, včetně přímých, nepřímých, ztrátu čistého příjmu, ztrátu úspor a další škody a další důsledky detailů přesahující rámec škody způsobené porušením záruky, smlouvy, objektivní odpovědnosti, nesprávným jednáním nebo z jiných příčin vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat produkt a/nebo papírové a elektronické dokumenty, včetně chybějící služby.

Další informace o službě nápovědy naleznete na webových stránkách www.nuvitababy.com.

1 - Как да използвате

- Натиснете бутона за захранване, екранът ще покаже **188.8!**, което показва нормална работа и достатъчна мощност. След това ще се покаже последното измерване от неговата памет и термометърът ще започне рутинна самопроверка. След самопроверката екранът показва 37,0°C (98,6°F), ако работи правилно. Ако превключателят на захранването бъде натиснат за повече от 2 секунди, екранът ще покаже последното измерване.
- Пуснете бутона, екранът ще покаже „Lo°C“ или „Lo°F“ и ще бъде готов за употреба. Ако температурата остане под 32,0°C (90°F), символът „°C“ или „°F“ ще мига за около 16 секунди. След това алармата ще бипне за около 10 секунди.
- По време на измерване символът „°C“ или „°F“ ще мига, докато температурата се повишава. При получаване на максимална стойност, която не се променя, или промяната е по-малка от 0,1°C (0,1°F), за 16 секунди символът „°C“ или „°F“ ще спре да мига и алармата бипка около 10 секунди.
 - Нормална аларма: Звук сигнал означава нормална температура под тази от 37,8°C (100°F).
 - Аларма за треска: Бърз звук сигнал означава треска с температура над 37,8°C (100°F).
- Екранът ще покаже „Hi°C“ или „Hi°F“, ако измерената температура е над 43,0°C (109,9°F).
- За да изключите уреда, натиснете бутона на захранването веднъж и леко. Ако остане неактивен за 9 минути, автоматичното изключване ще изключи термометъра, за да спести енергия.
- Когато се използва за измерване на температурата на дете, е необходимо наблюдение от възрастен.

2 - Измерване

- Препоръчително е да измервате температурата на детето си сутрин по едно и също време. Ако е по-рано или по-късно, температурата би била по-ниска или по-висока и би била неточна.
- Поставете зальгалката в устата на бебето. Устата им трябва да остане затворена за 1 минута и да диша спокойно през носа. Дихателният въздух би повлиял на точността на измерването от устата.



БЕЛЕЖКИ

- Нормалната температура и времето за измерване са различни при различните хора.
- Необходима е стерилизация преди всяко измерване.
- Измерването е неточно, когато зарядът на батериите е нисък.

3 - Почистване и поддръжка

- The thermometer is waterproof and can be cleaned by water or sterilization lotion with soft cloth. A sterilization lotion with a density of 95% medical alcohol is recommended.



БЕЛЕЖКИ

Други лосиони, плътности или методи за почистване могат да повредят термометъра. Продуктът не се нуждае от калибриране и има препоръчителен живот от 3 години.

4 - Забележки

- Подходящ за измерване на температурата на човешкото тяло и е необходим във всяко семейство.
- Проектиран и произведен в съответствие със съответните изисквания в EN12470-3: Ефективност на компактни електрически термометри (непредказуеми и предсказващи) с максимално устройство.

- Преминал е тест за емисии на EMC, тест за устойчивост съгласно EN60601-1-2 и тест за биосъвместимост съгласно MDD приложение I.
- В съответствие със степента на защита срещу токов удар, той е класифициран като BF, в съответствие с EN60601-1.
- Избягвайте изпускане или удране на термометъра.
- Никога не го поставяйте във преварена вода за стерилизиране.
- Никога не допускате химически разтвори да влизат в контакт с термометъра и дръжте далеч от пряка слънчева светлина или източник на топлина. Пазете от силни електромагнитни източници, за да избегнете смущения.
- Той трябва да работи в среда при температура от +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) и влажност от 40~80%, докато се съхранява и транспортира в среда при температура от -10°C~40°C (+14°F~+104°F) и влажност от 30~90%.
- Извървянето на термометъра и батериите трябва да се извършва съгласно съответните национални разпоредби.



ВНИМАНИЕ

Уверете се, че както батериите, така и термометърът се пазят от деца.

ГАРАНЦИЯ - СРОКИ И УСЛОВИЯ

Този продукт се възползва от гаранция от 24 месеца за материални и производствени дефекти, считано от датата на закупуване (вижте фиша за продажба).

Гаранцията от 24 месеца не включва повреди, причинени от обичайната употреба на страни, идентифицирани като „консумативи“ (напр. батерии, глави на четки или части, предмет на лихварство).

Законовата гаранция от 24 месеца е невалидна, ако:

- Продуктът е претърпял естетически щети поради неправилна употреба, която не е в съответствие с инструкциите в ръководството.
- Този продукт е модифициран и/или подправен.
- Причината за повредата се дължи на лоша поддръжка на отделните компоненти и/или аксесоари и/или консумативи (напр. окисляване и/или котлен камък поради задържане на вода или други течности, утайка, блокираща сензора, изтичане на корозивна течност от батериите).

Следното е изключено от законовата гаранция от 24 месеца:

- Разходи, свързани с подмяна и/или ремонт на части, подлежащи на износване, или разходи за обичайна поддръжка на продукта.
- Разходите и рисковете, свързани с транспортирането на продукта до и от магазина, където сте закупили, или по друг начин изпълномощен събирателен център за получаване на продуктите в гаранцията.
- Повреда, причинена от или произтичаща от неправилен монтаж или неправилна употреба, която не е в съответствие с указанията в ръководството за употреба.
- Щети поради природни бедствия, случайни събития или неблагоприятни условия, несъвместими с продукта.
- Дефекти, които имат незначителен ефект върху работата на продукта.

Производителят, дистрибуторът и всички страни, участващи в продажбата, не поемат никаква отговорност за загуби и икономически щети от неизправност на продукта. В съответствие с действащите разпоредби производителят, дистрибуторът и всички страни, участващи в продажбата, не отговарят в никакъв случай за щети, включително преки, непреки, загуба на нетен доход, загуба на спестявания и допълнителни щети и други подробности, последствия, надхвърлящи щети, причинени от нарушаване на гаранцията, договора, обективната отговорност, неправомерни действия или поради други причини, произтичащи от използването или невъзможността за използване на продукта и/или хартиени и електронни документи, включително липсата на услуга.

За допълнителна информация относно помощната услуга посетете уебсайта www.nuvitababy.com.

1 - Mod de utilizare

1. Apăsăți pe comutator, iar pe ecran va apărea **188.8**, indicând o funcționare normală și o alimentare suficientă. Apoi, se afișează ultima valoare măsurată și se inițiază autotestarea. După autotestare, ecranul indică temperatura de 37,0°C (98,6°F) dacă termometrul funcționează corect. Dacă se apasă comutatorul mai mult de 2 secunde, pe ecran va apărea ultima valoare măsurată.
2. Eliberați butonul; va apărea "Lo" sau "Lo", iar termometrul va fi gata de măsurare. Dacă temperatura rămâne sub 32,0°C (90°F), simbolul "Lo" sau "F" va apărea intermitent timp de 16 secunde. Apoi, avertizorul emite o alarmă timp de aproximativ 10 secunde.
3. În timpul măsurării, simbolul "Lo" sau "F" va apărea intermitent cât timp temperatura crește. La obținerea unei valori maxime care nu se modifică sau în cazul în care modificarea este mai mică de 0,1°C (0,1°F) în decurs de 16 secunde. Simbolul "Lo" sau "F" nu va mai apărea intermitent, iar avertizorul va emite o alarmă timp de aproximativ 10 secunde.
 - a) Alarmă normală: Sunetul "bi...bi...bi..." indică o temperatură normală aflată sub 37,8°C (100°F).
 - b) Alarmă de febră: Sunetul "bi,bi,bi,bi" indică febră, constatată prin depășirea pragului de 37,8°C (100°F).
4. Pe LCD va apărea "Hi" sau "Hi" dacă temperatura măsurată depășește 43,0°C (109,9°F).
5. Opriți unitatea printr-o apăsare ușoară pe comutatorul de alimentare sau nu o acționați timp de 9 minute, caz în care se va opri automat pentru a economisi energie.
6. Dacă unitatea se folosește la măsurarea temperaturii unui copil, este necesară supravegherea atentă din partea unui adult.

2 - Măsurare

1. Vă recomandăm să măsurați temperatura la un moment specific din timpul dimineții; dacă o măsurați în cursul zilei sau al nopții, temperatura va varia.
2. Temperatura bucală: Țineți gura închisă timp de 1 minut pentru a-i stabiliza temperatura și respirați liniștit pe nas. Respirarea pe gură ar putea afecta precizia măsurătorii în cavitatea bucală.



NOTES

- Temperaturile normale variază în funcție de corpul uman și de timpul de măsurare.
- Înaintea fiecărei măsurători, este necesară dezinfectarea termometrului.
- Dacă bateria este aproape epuizată, rezultatele vor fi imprecise.

3 - Curățare și întreținere

1. Termometrul este rezistent la apa și pot fi curățate cu apă sau sterilizare lotiune cu o cârpă moale. Se recomandă utilizarea unui lotiune sterilizare cu o densitate de spirt medicinal 95%.



OBSERVAȚII

Alte soluții, alte concentrații sau metode de curățare pot deteriora termometrul. Produsul nu necesită calibrare, iar perioada de utilizare recomandată este de 3 ani.

4 - Alte indicații

1. Produsul este destinat măsurării temperaturii corpului uman, fiind conceput pentru uz casnic.
2. Acesta este conceput și fabricat în conformitate cu cerințele relevante prevăzute de EN12470-3: Performanțele termometrelor electrice compacte (prin comparație și prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum.

3. Produsul a fost acceptat la testul de emisii EMC, testul de imunitate conform EN60601-1-2 și testul de biocompatibilitate conform anexei MDD I.
4. Pe baza gradului de protecție contra electrocutării, este clasificat ca BF, în conformitate cu EN60601-1.
5. Nu lăsați produsul să cadă și evitați șocurile de orice natură.
6. Nu introduceți produsul în apă fiartă pentru a-l steriliza.
7. Preveniți contactul cu soluțiile chimice și țineți-l la distanță de lumina solară directă sau de surse de căldură, precum și de surse electromagnetice puternice, pentru a evita interferențele.
8. Se va utiliza în medii cu temperatură ambiantă de +10°C~+35°C (+50°F~+95°F) și cu o umiditate de 40-80%, putând fi stocat și transportat la temperaturi ambiante de -10°C~40°C (+14°F~+104°F) și o umiditate de 30-90%.
9. Produsul și bateria uzate se vor elimina conform reglementărilor naționale relevante.



ATENȚIE

Asigurați-vă că nici bateria, nici termometrul nu sunt lăsate la îndemâna copiilor.

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII

În concordanță cu legislația în vigoare, producătorul oferă clientului un termen de garanție de 24 de luni în cepand cu data de achiziție a produsului, data înscrisă pe bonul de casa.

Nu fac obiectul garanției de 24 de luni urmatoarele parti identificate ca si "consumabile" (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti consumabile).

Garanția de 24 de luni se pierde dacă:

- Produsul a suferit deteriorări estetice din cauza utilizării necorespunzătoare și nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Produsul a fost modificat și s-a intervenit asupra lui.
- Motivul erorilor aparute este îngrijirea necorespunzătoare a componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex. Oxidare/ scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lohid coroziv din baterii).

Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garanție de 24 de luni:

- Costurile legate de înlocuirea și/sau reparatia pieselor accesorii sau costurile legate de îngrijirea comuna a produsului.
- Costurile și riscurile implicate în transportul produsului la și de la magazin de unde s-a achiziționat produsul sau centrul de colectare al produsului în perioada de garanție.
- Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare în neconcordanță cu instrucțiunile din manual.
- Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau condiții adverse incompatibile cu produsul.
- Defecte care au efecte neglijabile asupra performanțelor produsului.

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune suplimentare și alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv lipsa de servicii.

Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul www.nuvitababy.com