


nuvitamum

MATERNO *SMART WEAR*

- IT Tiralatte elettrico indossabile
- ES Sacaleches eléctrico portátil
- EN Electric wearable breast pump
- FR Tire-lait électrique portable
- DE Elektrische tragbare Milchpumpe



1282W / 1287KDW / 1288W

- IT Manuale di istruzioni
- ES Manual de instrucciones de uso
- EN Instruction manual
- FR Manuel d'instructions d'utilisation
- DE Bedienungsanleitung

nuvitamum

MATERNO *SMART WEAR*

PT Bomba tira leite elétrica vestível

GR Ηλεκτρικό φορητό θήλαστρο

NO Elektrisk bærbar brystpumpe

DA Elektrisk bærbar brystpumpe

AL Pompë elektrike e gjirit e veshur

SI Električna nosljiva prsna črpalka



1282W / 1287KDW / 1288W

PT Manual de instruções

GR Εγχειρίδιο οδηγιών

NO Bruksanvisningen

DA Instruktionsmanual

AL Manuali i Udhëzimeve

SI Navodila za uporabo

Gentile Cliente, ha acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio in modo che sia molto facile da usare, ma le chiediamo di investire un po' del suo tempo nella lettura delle istruzioni altrimenti non sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrirle. La preghiamo di conservare il manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.


ATTENZIONE

- Non lasciare questo prodotto in un ambiente ad alta temperatura per lungo tempo.
- Si prega di pulire questo prodotto prima e dopo l'uso.
- Prima di usare il tiralatte, controllare di nuovo che gli accessori correlati siano assemblati correttamente e perfettamente accoppiati.
- Durante il montaggio o lo smontaggio, assicurarsi di assemblare o smontare ogni parte secondo il "Metodo di montaggio".
- I materiali utilizzati in questo prodotto sono conformi agli standard di sicurezza nazionali ed è normale che ci sia un odore residuo.
- Impostare la forza di aspirazione in base alla propria costituzione fisica e completare l'estrazione con un'aspirazione delicata.
- Non esagerare con lo svuotamento del seno per evitare lesioni al seno.
- Se si avverte dolore causato dall'uso di questo prodotto, sospenderne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al personale medico.
- Le parti del tiralatte che vengono a diretto contatto con il latte materno sono prodotti per la cura della persona, pertanto le madri non dovrebbero dividerli.
- Questo prodotto è destinato solo agli usi descritti nel presente manuale.

AVVERTENZA

- Non utilizzarlo nella vasca da bagno o nella doccia.
- Fare attenzione a non attorcigliare o annodare il tubo di collegamento.
- Quando non in uso, tenere fuori dalla portata dei bambini.







PACKAGING CONTENT





	Articolo	1287W Quantità	1287KDW Quantità	1288W Quantità
1	Adattatore di alimentazione	1	-	1
2	Copertura anti polvere	1	1	2
3	Coppa per il seno	1	1	2
4	Coppa di aspirazione	1	1	2
5	Corpo tiralatte	1	1	2
6	Valvola aspirazione	1	1	2
7	Coperchio	1	1	2
8	Anello di tenuta per tappo	1	1	2
9	Contenitore del latte	1	1	2
10	Tubo collegamento	1	1	2
11	Riduttore in silicone da 20 mm	1	1	2
12	Riduttore in silicone da 22 mm	1	1	2
13	Riduttore in silicone da 24 mm	1	1	2
14	Centralina tiralatte	1	-	1
15	Sacchetto in velluto (non in figura)	1	-	1

MONTAGGIO

1. Inserire la coppa del seno "A" nel corpo del tiralatte del seno "D".
2. Mettere la coppa di aspirazione "C" sulla parte superiore del corpo del tiralatte. Assicurarsi che il bordo della coppa in silicone sia perfettamente accoppiato e che l'intaglio di limitazione della posizione sia installato correttamente.
3. Fissare la valvola di aspirazione "E" nella parte inferiore del corpo del tiralatte del seno e assicurarsi che la valvola di aspirazione sia completamente inserita. La valvola di aspirazione non può essere installata orizzontalmente e deve essere installata come mostrato nella figura.
4. Fissare il gruppo corpo del tiralatte al contenitore per latte "H" e assicurarsi che siano perfettamente accoppiati.
5. Inserire il tappo sul contenitore facendolo slittare sulle guide fino a chiusura totale
6. Per l'estrazione da un solo seno, collegare il gruppo pompa principale e il contenitore del latte assemblato con un tubo di connessione.
7. Per la doppia estrazione (modalità tiralatte doppio), collegare il gruppo pompa principale e 2 contenitori del latte assemblati con 2 tubi di connessione.






CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Questo tiralatte utilizza una **tecnologia 3 fasi: 1^ fase** con 9 livelli di stimolazione selezionabili per 2 minuti di funzionamento. **2^ fase** con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione. **3^ fase** (selezionabile su richiesta) per svuotare completamente il seno e prevenire la galattostasi (ingorghi).
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È portatile (AC / DC e batteria ricaricabile), adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

CENTRALINA DEL TIRALATTE

- A1. Interruttore di accensione On e Off
 A2. Pulsante modalità stimolazione
 A3. Pulsante modalità estrazione
 A4. Pulsante modalità drenaggio / anti-stasi
 A5. Pulsante modalità singolo / doppio (spia accesa – Tiralatte SINGOLO / spia spenta – Tiralatte DOPPIO)
 B1. Indicatore modalità normale
 B2. Indicatore della batteria
 B3. Indicatore del ritmo







Livelli di intensità:

- ♥ da 1 a 9 Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.
- 💧 da 1 a 9 Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.
- 🌿 da 1 a 9 Questa è la modalità Drenaggio / Anti-stasi. Aiuta a prevenire la galattostasi.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Lavarsi le mani prima dell'uso, verificare che il tiralatte sia perfettamente pulito e installato correttamente secondo le istruzioni di montaggio.
2. Allineare il centro del contenitore per il latte assemblato con il capezzolo e tenerlo vicino al seno, tenere l'altro seno con l'altra mano per assicurarsi che non entri aria.
3. Regolare il reggiseno da allattamento ad una giusta strettezza, fissare il contenitore per il latte, mantenere il corpo dritto ed avviare l'estrazione dopo che la pompa è stata collegata correttamente all'unità principale. (Nota: non sdraiarsi, piegarsi, inclinarsi o muoversi violentemente durante l'estrazione).
4. Se il diametro del capezzolo non corrisponde al diametro della coppa del seno, è possibile utilizzare un riduttore in silicone; inserire il riduttore in silicone nella coppa del seno e assicurarsi che aderisca perfettamente.
5. Dopo aver completato l'estrazione, rimuovere il tiralatte, estrarre il tappo dal contenitore per il latte per lo smontaggio e versare il latte nella bottiglia di conservazione del latte o nel sacchetto di conservazione. (Nota: non superare la capacità massima di 180 ml).
6. Dopo lo smontaggio e la pulizia, il connettore corpo, la coppa del seno, il contenitore del latte, la coppa di aspirazione e la valvola di aspirazione e altri accessori possono essere messi nello sterilizzatore per disinfettarli. (Nota: il tubo ed il tappo non possono essere sterilizzati). Pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per il prossimo utilizzo.








FUNZIONAMENTO CENTRALINA DEL TIRALATTE

- Accendere premendo il pulsante di accensione "A1". Lo schermo della macchina eseguirà il test automatico e lampeggerà.
- Premendo "A2" si accederà alla modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello. Premere nuovamente "A2" per aumentare il livello di intensità di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità Estrazione. Premere nuovamente "A3" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Se il latte comincia a scorrere prima della fase di stimolazione "A2", puoi passare subito alla fase di estrazione premendo "A3". Premere nuovamente "A3" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Per procedere all'estrazione nell'altro seno, premere "A2" per accedere nuovamente alla modalità di stimolazione allo stesso livello di intensità nella precedente sessione di stimolazione. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
- Premi "A4" per accedere alla modalità Drenaggio quando preferisci. Premere nuovamente "A4" per aumentare il livello di intensità di aspirazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

INSTALLAZIONE DELL'ADATTATORE AC DI CORRENTE

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, l'icona  lampeggia, indicando che la macchina deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, le 3 icone della batteria sullo schermo lampeggiano.
4. Quando la macchina è completamente carica, l'icona  sarà sempre accesa.




ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Dopo ogni utilizzo, si prega di pulire tempestivamente gli accessori lavabili.
- Non utilizzare filo d'acciaio, strumenti appuntiti o prodotti chimici corrosivi per pulire questo prodotto.
- Si raccomanda di utilizzare spazzole morbide in spugna e detergente neutro per pulire questo prodotto.
- Quando si smonta e si pulisce, accessori come il corpo del connettore, la coppetta del seno, il raccoglitore di latte, la coppa di aspirazione e la valvola possono essere messi nello sterilizzatore per la disinfezione. (Escluso gruppo tubo e gruppo tappo)
- La coppa di aspirazione e la valvola sono realizzate in silicone, il quale è un materiale di consumo. Non è consigliabile sterilizzarli ad alta temperatura per lungo tempo, in modo da non causare un invecchiamento eccessivo o deformazioni e comprometterne l'utilizzo.
- Non immergere il gruppo tubo di connessione e il gruppo tappo in acqua per la pulizia, ma passarli solo con un panno pulito e umido. (Il gruppo tappo e il gruppo tubo di connessione, se bagnati, possono causare danni permanenti alla macchina principale del prodotto).
- Quando si smonta e si pulisce, si prega di prestare attenzione ai componenti più piccoli per evitare di perderli, il che potrebbe portare al malfunzionamento del montaggio o del funzionamento della macchina.
- Durante la pulizia, lavare delicatamente la valvola, la coppa di aspirazione e le altre parti. Se sono danneggiate, l'aspirazione verrà compromessa e il funzionamento normale della spremitura non sarà possibile.
- Questo prodotto non può essere riscaldato o disinfettato nel forno a microonde.

COME SCEGLIERE IL RIDUTTORE GIUSTO

L'estrazione del latte deve essere un'azione piacevole e la misura della coppa incide moltissimo sul tipo di esperienza che viene vissuta usando il tiralatte. Le riduttorie di Nuvita, sono disponibili in 3 misure: 20, 22 o 24 mm.

1. Con un semplice righello o metro a nastro misurare il diametro del capezzolo (in mm), passando per il centro ed escludendo l'areola.
2. In base ai mm rilevati, scegliere la riduttore che più si avvicina al valore misurato.



Misura del
capezzolo

FINO A
16 mm

FINO A
18 mm

FINO A
20 mm

Misura del
riduttore

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto gode di una garanzia di 24 mesi sui difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto (scontrino o ricevuta). La garanzia di 24 mesi **non copre** i danni causati dal consueto uso degli accessori o "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **Le batterie godono di una garanzia di 6 mesi.** La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora: 1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o immersione in acqua o altri liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie, ...). **Sono inoltre esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:** 1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2. I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale. 4. Danni dovuti a calamità naturali, cadute o urti accidentali e condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, consultare le Condizioni di Vendita del sito www.nuvitababy.com

Estimada cliente, ha comprado uno de los sacaleches más fiables disponibles en el mercado. Hemos estudiado este dispositivo para que lo utilice de la manera más fácil, pero, me temo, que todavía tiene que dedicar una pequeña cantidad de tiempo a leer estas instrucciones o no conseguirá el 100 % de los beneficios que este producto puede proporcionarle. Guarde la guía por si necesita consultarla en el futuro. Por favor, asegúrese de tener cuatro pilas alcalinas de tamaño AA si desea utilizarlo en cualquier lugar.


ATENCIÓN

- No deje este producto en un ambiente de alta temperatura durante mucho tiempo.
- Por favor, limpie este producto antes y después de usarlo.
- Antes de usar el sacaleches, vuelva a verificar que los accesorios relacionados estén correctamente ensamblados y perfectamente acoplados.
- Durante el montaje o desmontaje, asegúrese de ensamblar o desmontar cada parte de acuerdo con el "Método de montaje".
- Los materiales utilizados en este producto cumplen con los estándares nacionales de seguridad y es normal que haya un olor residual.
- Ajuste la fuerza de aspiración de acuerdo a su constitución física y complete el trabajo de extracción de leche del seno con una aspiración cómoda.
- No se exceda con el vaciado del seno para evitar lesiones en el seno.
- Si siente dolor causado por el uso de este producto, suspenda su uso de inmediato y acuda al personal médico.
- Las partes del sacaleches que están en contacto directo con la leche materna son productos para el cuidado personal, por lo tanto, las madres no deben compartírselos.
- Este producto está destinado solo para los usos descritos en este manual.

ADVERTENCIA

- No lo utilice en la bañera o la ducha.
- Tenga cuidado de no torcer o anudar el tubo de conexión.
- Cuando no esté en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños.







CONTENDIO





	Artículo Cantidad	1287W Cantidad	1287KDW Cantidad	1288W Cantidad
1	Adaptador de corriente	1	-	1
2	Cubierta a prueba de polvo	1	1	2
3	Copa de pecho	1	1	2
4	Copa de succión	1	1	2
5	Cuerpo del sacaleches	1	1	2
6	Válvula de succión	1	1	2
7	Cubrir	1	1	2
8	Anillo de sellado para tapa	1	1	2
9	Contenedor de leche	1	1	2
10	Tubo de conexión	1	1	2
11	Reductor de silicona de 20 mm	1	1	2
12	Reductor de silicona de 22 mm	1	1	2
13	Reductor de silicona de 24 mm	1	1	2
14	Dispositivo de bombeo del sacaleches	1	-	1
15	Bolsa de terciopelo (no en el diagrama)	1	-	1

ENSAMBLAJE

1. Inserte la copa del seno "A" en el cuerpo del sacaleches "D".
2. Coloque la copa de aspiración "C" en la parte superior del cuerpo del sacaleches. Asegúrese de que el borde del silicón encaje perfectamente y de que la ranura de limitación de posición esté instalada correctamente.
3. Fije la válvula de aspiración "E" en la parte inferior del cuerpo del sacaleches y asegúrese de que la válvula de aspiración esté completamente insertada. La válvula de aspiración no se puede instalar horizontalmente y debe instalarse como se muestra en la figura.
4. Fije el conjunto del cuerpo del sacaleches al recipiente para leche "H" y asegúrese de que encajen perfectamente.
5. Empuje el conjunto de la tapa en el recipiente para leche hasta que encaje.
6. Para extracción de un solo seno, conecte el conjunto de la bomba principal y el recipiente para leche ensamblado con un tubo de conexión.
7. Para doble extracción (modo sacaleches doble), conecte el conjunto de la bomba principal y 2 recipientes para leche ensamblados con 2 tubos de conexión.






CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO




- Este dispositivo utiliza una **tecnología de 3 fases: Primera fase** con 9 niveles de estimulación seleccionables para 2 minutos de funcionamiento. **2.ª fase** con 9 niveles seleccionables para una mejor extracción. **3.ª fase** (la puede seleccionar si así lo desea) para vaciar completamente la mama y prevenir galactostasis (ingurgitación).
- Este dispositivo tiene un sistema de protección antirreflujo que impide que la leche materna vuelva a la unidad de control y la dañe durante el proceso de extracción de leche.
- Es portátil (Funciona con AC/DC y una batería recargable), por lo que es adecuado para viajar y perfecto para la extracción de leche en el trabajo.

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

- A1. Botón de encendido y apagado
- A2. Botón de Modo de estimulación
- A3. Botón de Modo de expresión
- A4. Botón de Modo de drenaje/antiestasis
- A5. Botón de modo único/doble (luz encendida: bomba ÚNICA/luz apagada: bomba DOBLE)
- B1. Indicador de nivel
- B2. Indicador de batería
- B3. Indicador del ritmo








Niveles de intensidad:

- 
del 1 al 9 Este es el modo de Estimulación con un ritmo de succión rápido y corto.
- 
del 1 al 9 Este es el modo de Expresión. Esto simula la succión de un bebé. El ritmo de esta fase es más lento, más profundo y más largo.
- 
del 1 al 9 Este es el Modo de drenaje/antiestasis, que ayuda a evitar la galactostasis.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Lávese las manos antes de usar, verifique que el sacaleches esté perfectamente limpio e instalado correctamente según las instrucciones de montaje.
2. Alinee el centro del contenedor para la leche ensamblado con el pezón y manténgalo cerca del seno, sostenga el otro seno con la otra mano para asegurarse de que no entre aire.
3. Ajuste el sostén de lactancia a una tensión adecuada, fije el contenedor para la leche, mantenga el cuerpo erecto y encienda la extracción después de que la bomba se haya conectado correctamente a la unidad principal. (Nota: no se acueste, doble, incline o mueva violentamente durante la extracción).
4. Si el diámetro del pezón no corresponde al diámetro de la copa del seno, puede usar un reductor de silicona; inserte el reductor de silicona en la copa del seno y asegúrese de que se adhiera perfectamente.
5. Después de completar la extracción, retire el sacaleches, extraiga el tapón del contenedor para la leche para el desmontaje y vierta la leche en el biberón de conservación de la leche o en la bolsa de conservación. (Nota: no exceda la capacidad máxima de 180 ml).
6. Después del desmontaje y la limpieza, el conector del cuerpo, la copa del seno, el contenedor de la leche, la copa de aspiración y la válvula de aspiración y otros accesorios se pueden colocar en el esterilizador para desinfectarlos. (Nota: el tubo y la tapa no se pueden esterilizar). Limpie y esterilice las partes no electrónicas para el próximo uso.






FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SACALECHES

- Encienda el dispositivo y pulse el botón de encendido "A1". La pantalla de la máquina se autocomprobará y parpadeará.
- Pulse "A2" para entrar en el Modo de Estimulación. El nivel por defecto de fábrica es el nivel. Pulse "A2" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. Después de 2 minutos de estimulación, el aparato pasará automáticamente al modo de expresión. Pulse "A3" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- Si la leche empieza a salir antes, pulse "A3" para entrar en el modo de Expresión. Pulse "A3" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- En el Modo de Expresión, pulse "A2" de nuevo para volver a entrar en el modo de estimulación con el mismo nivel de intensidad de succión que en la sesión de estimulación anterior. Después de 2 minutos de estimulación, la máquina pasará automáticamente al modo de expresión. La máquina se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento.
- Pulse "A4" para entrar en el modo de drenaje cuando lo prefiera. Pulse "A4" de nuevo para aumentar el nivel de intensidad de la succión. La máquina se apagará automáticamente después de 5 minutos.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE CA


IMPORTANTE: por favor, apague la máquina antes de conectarla con el adaptador.

Inserte la clavija redonda de CC del adaptador de alimentación de CA en el enchufe de CC de la unidad de control e inserte el adaptador de alimentación de CA en el enchufe de alimentación como se muestra en el diagrama.

Cuando la batería tenga poca carga, solo el icono  parpadeará, lo que indica que la máquina necesita cargarse.

Al cargarse, los 3 iconos de la batería de la pantalla parpadearán.

Si la máquina está completamente cargada, el icono  estará siempre encendido.




INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Después de cada uso, limpie oportunamente los accesorios lavables.
- No utilice alambre de acero, instrumentos puntiagudos o productos químicos corrosivos para limpiar este producto.
- Se recomienda utilizar cepillos suaves de esponja y detergente neutro para limpiar este producto.
- Cuando se desmonta y se limpia, accesorios como el conector del cuerpo, la copa del seno, el recolector de leche, la copa de aspiración y la válvula se pueden poner en el esterilizador para desinfectar. (Excluyendo conjunto de tubos y conjunto de tapas)
- La copa de aspiración y la válvula están hechas de silicona, que es un material consumible. No se recomienda esterilizarlas a alta temperatura por mucho tiempo, para no causar envejecimiento excesivo o deformaciones y comprometer su uso.
- No sumerja el conjunto del tubo de conexión y el conjunto de la tapa en agua para limpieza, solo páselos con un paño limpio y húmedo. (El conjunto de la tapa y el conjunto del tubo de conexión, si se mojan, pueden causar daños permanentes a la máquina principal del producto).
- Cuando se desmonta y se limpia, tenga cuidado con los componentes más pequeños para evitar perderlos, lo que podría llevar al mal funcionamiento del montaje o funcionamiento de la máquina.
- Durante la limpieza, lave suavemente la válvula, la copa de aspiración y las demás partes. Si se dañan, se comprometerá la aspiración y no será posible el funcionamiento normal del bombeo.
- Este producto no se puede calentar o desinfectar en el microondas.

CÓMO ELEGIR EL REDUCTOR ADECUADO

La sacaleches debe ser una acción placentera y el tamaño del imbudo influye mucho en el tipo de experiencia que se vive utilizando el extractor de leche. Los reductores Nuvita están disponibles en 3 tamaños: 20, 22 o 24 mm.

1. Con una regla o cinta métrica, mida el diámetro del pezón (en mm), pasando por el centro y excluyendo la areola.
2. Según los mm medidos, elija el reductor que se acerque más al valor medido.



Tamaño de pezón

HASTA
16 mm

HASTA
18 mm

HASTA
20 mm

Tamaño del reductor

∅ **20 mm**

∅ **24 mm**

∅ **24 mm**

GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto tiene garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra (recibo o recibo). La garantía de 24 meses **no cubre** los daños causados por el uso habitual de accesorios o "consumibles" (por ejemplo, baterías, cabezales o piezas sujetas a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.** La garantía legal de 24 meses no tiene validez si: 1. El producto ha sufrido daños estéticos por un uso inadecuado que no se ajusta a las instrucciones contenidas en el manual.

2. Este producto ha sido modificado y/o manipulado. 3. La causa del mal funcionamiento se debe a un mantenimiento deficiente de los componentes individuales y/o accesorios y/o suministros (por ejemplo, oxidación y/o inmersión en agua u otros líquidos de las partes eléctricas, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías, ...). **También quedan** excluidos de la garantía legal de 24 meses:

1. Gastos relativos a la sustitución y/o reparación de piezas sujetas a desgaste o costes de mantenimiento ordinario del producto. 2. Los costos y riesgos asociados con el transporte del producto hacia y desde la tienda donde fue comprado o el centro de acopio autorizado de otro modo para recibir los productos bajo garantía. 3. Causado por daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso inadecuado o no de acuerdo con las instrucciones del manual. 4. Daños por desastres naturales, caídas o impactos accidentales y condiciones adversas no compatibles con el producto. 5. Defectos que tienen un efecto insignificante en el rendimiento del producto. El fabricante, distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos derivados de cualquier mal funcionamiento del producto. Según la legislación vigente, el fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta no son responsables bajo ninguna circunstancia de los daños, incluidos defectos, directos, indirectos, pérdida de ingresos netos, pérdida de ahorros y daños adicionales y otras consecuencias detalladas que van más allá de los daños. causado por incumplimiento de garantía, contrato, responsabilidad estricta, agravio u otras causas, resultantes del uso o la imposibilidad de usar el producto y/o documentos en papel y electrónicos, incluida la falta de servicio. Para más información sobre el servicio de asistencia consulte las Condiciones de Venta del sitio web www.nuvitababy.com

Dear Customer, you bought one of the most reliable breast pumps actually available in the market. We studied this device to be as much user friendly as possible but, we are afraid, you still have to spend a small amount of time in reading these instructions in order to get 100% of the benefits this product can bring you. Keep this manual for future reference. Be sure to bring four AA alkaline batteries for travel use.


ATTENTION

- Please do not leave this product in a high temperature environment for a long time.
- Please clean this product before and after use.
- Before breast pumping, please check again whether the related accessories are correctly assembled and closely matched.
- When assembling or disassembling, please be sure to assemble or disassemble each part according to the 'Assembly Method'.
- The materials used in this product meet the national safety standards, and it is normal to have residual odour.
- If you want to use the electric breast pump in the stage of less lactation, please use it under the guidance of doctors and nursing staff.
- Please don't over breast feed to avoid breast injury.
- If you feel pain caused by using this product, please stop using it immediately and ask the medical staff.
- Breast pump parts that come into direct contact with breast milk are personal care products, and mothers should not share them.
- This product is only for the purposes described in this manual.

WARNING

- Do not use it in the bath or shower.
- Be careful not to twist or knot the connecting tube.
- When not in use, please keep it out of the reach of children.







PACKAGING CONTENT





	Item	1287W Quantity	1287KDW Quantity	1288W Quantity
1	Power adapter	1	-	1
2	Dust-proof cover	1	1	2
3	Breast cup	1	1	2
4	Suction cup	1	1	2
5	Breast pump body	1	1	2
6	Suction valve	1	1	2
7	Cap	1	1	2
8	Sealing ring for cap	1	1	2
9	Milk container	1	1	2
10	Connection tube	1	1	2
11	20 mm silicone reducer	1	1	2
12	22 mm silicone reducer	1	1	2
13	24 mm silicone reducer	1	1	2
14	Breast pump control unit	1	-	1
15	Velvet bag (not shown in the diagram)	1	-	1

ASSEMBLY METHOD

1. Insert the breast cup "A" to the breast pump body "D".
2. Put the suction bowl "C" on the top of the breast pump body. Ensure the edge of the suction silicone bowl is closely matched and the position limiting notch is installed in place.
3. Fix the suction valve "E" to the bottom of the breast pump body and ensure the suction valve is fully pushed in. The suction valve cannot be installed horizontally, and it must be installed as shown in the figure.
4. Fix the breast pump body assembly to the milk container "H" and make sure they are closely matched.
5. Push the cap assembly onto the milk container and make it fit together.
6. For extraction from a single breast, please connect the main breast pump unit and milk container assembly with a connection tube.
7. For double expression (double breast pump mode), please connect the main breast pump unit and 2 milk containers assemblies with 2 connection tubes.






PRODUCT FEATURES

1. This Breast pump uses a **3 Phases Technology: 1st Phase** with 9 selectable stimulation levels for 2 minutes operation. **2nd Phase** with 9 Selectable levels for your best Expression action. **3rd Phase** (selectable on demand) to completely empty the breast and prevent galactostasis (engorgement)
2. This device is provided with an anti-reflux protection system which prevents the breast milk to return to the control unit and damaging it during the milk extraction process.
3. It is portable (AC/DC and Rechargeable Battery operated) so suitable for travelling and perfect for breast pumping activity at work.

PUMP CONTROL UNIT

- A1. On and Off Switch button
 A2. Stimulation Mode button
 A3. Expression Mode button
 A4. Drainage / Anti-stasis Mode button
 A5. Single / Double Mode button (Light ON - SINGLE pump / Light OFF - DOUBLE pump)
 B1. Level indicator
 B2. Battery indicator
 B3. Rhythm indicator








Intensity levels:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| ♥ | from 1 to 9 | This is the Stimulation mode with fast and short suction rhythm. |
| 💧 | from 1 to 9 | This is the Expression mode. This simulates the suction of a baby. The rhythm of this phase is slower, deeper and longer. |
| 🔥 | from 1 to 9 | This is the Drainage / Anti-stasis mode. This helps preventing Galactostasis. |

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Wash your hands before use, confirm that the breast pump assembly is thoroughly cleaned and properly installed in place according to the assembly instructions.
2. Align the centre of the assembled milk container with the nipple and keep it close to the breast, and hold the breast with the other hand to ensure that no air enters.
3. Adjust the nursing bra to a proper tightness, fix the milk container in place, keep body upright, and start breast pumping after the breast pump is correctly connected to the main unit. (Note: Do not lie down, bend, tilt or move violently when pumping).
4. If the nipple diameter does not match the breast cup diameter, a silicone reducer can be used; Insert the silicone reducer into the breast cup and ensure a tight fit.
5. After the breast pumping is completed, remove breast pump body assembly, push out the cap from the milk container for disassembly, and pour the milk into the milk storage bottle or milk storage bag. (Note: Do not exceed the maximum scale of 180ml).
6. After disassembly and cleaning, the connector body, breast cup, milk container, suction bowl and suction valve and other accessories can be put into the steriliser for disinfection. (Note: The tube assembly and the cap assembly cannot be sterilised). Clean and sterilize the non electronic parts for next use.








OPERATING PUMP CONTROL UNIT

- Power on, press "A1" power button. The screen of the machine will self-test and flicker.
- Press "A2" will enter stimulation mode. The factory default level is level. Press "A2" again to increase the level of suction intensity. After 2 mins of stimulation, the machine will auto switch to Expression mode. Press "A3" again to increase the level of suction intensity. Machine will auto shut off after 30 mins working. Press "A3" to enter Expression mode if your milk starts to flow earlier. Press "A3" again to increase the level of suction intensity. Machine will auto shut off after 30 mins working.
- In Expression Mode, Press "A2" again to enter stimulation mode again at the same level of suction intensity in previous Stimulation session. After 2 mins of stimulation, the machine will auto switch to expression mode. Machine will auto shut off after 30 mins working.
- Press "A4" to enter Drainage mode when you prefer. Press "A4" again to increase the level of suction intensity. Machine will auto shut off after 5 mins.

INSTALLATION OF AC ADAPTOR

IMPORTANT: Please turn off the machine before connecting with the adaptor.

1. Insert DC round pin of AC power adapter into the DC socket at the Control Unit, and insert the AC power adapter into the power socket as shown in the diagram.
2. When battery is low capacity, only the icon  will flicker, indicating that the machine needs to be charged.
3. When charging, the 3 battery icons on the screen will flicker.
4. When machine full charged, the icon  will be always on.




CLEANING INSTRUCTIONS

- After each use, please clean the cleanable accessories in time.
- Do not use steel wire, sharp instruments or corrosive chemicals to clean this product.
- It is recommended to use soft sponge brush and neutral detergent to clean this product.
- When disassembling and cleaning, the accessories such as connector body, breast shield, milk collector, suction bowl and valve can be put into the sterilizer for disinfection. (Except the tube assembly and the cap assembly)
- Suction bowl and valve are made of silicone, which are consumable. It is not advisable to sterilize them at high temperature for a long time, so as not to cause excessive aging or deformation and affect their use.
- Do not immerse the connecting tube assembly and cap assembly in water for cleaning, and only wipe them with a clean wet cloth. (The wetted cap assembly and connecting tube assembly will cause permanent damage to the main machine of the product.)
- When disassembling and cleaning, please be careful about the smaller parts to avoid losing them, which may lead to the failure of assembly or machine operation.
- When cleaning, please gently wash the valve, suction bowl and other parts. If they are damaged, the suction will be affected and the breast pumping cannot be working normally.
- This product cannot be heated and disinfected in microwave oven.

HOW TO CHOOSE THE RIGHT REDUCER

The milk extraction should be a pleasant action and the size of the breast cup greatly affects the type of experience that is lived while using the breast pump. The Nuvita reducers are available in 3 sizes: 20, 22 or 24 mm.

1. With a ruler or a measuring tape, measure the diameter of the nipple (in mm), passing through the centre and excluding the areola.
2. Based on the mm measured, choose the breast reducer that is the closest to the measured value.



Size of nipple

UPTO
16 mm

UPTO
18 mm

UPTO
20 mm

Size of reducer

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product has a 24-month warranty on manufacturing defects, starting from the date of purchase (receipt or receipt). The 24-month warranty **does not cover** damage caused by the normal use of accessories or "consumables" (for example, batteries, heads or parts subject to wear). **Batteries have a 6-month warranty.** The 24-month legal warranty is not valid if: 1. The product has suffered aesthetic damage due to improper use not in accordance with the instructions contained in the manual. 2. This product has been modified and/or tampered with. 3. The cause of the malfunction is due to poor maintenance of the individual components and/or accessories and/or supplies (e.g. oxidation and/or immersion in water or other liquids of the electrical parts, residues that block the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries, ...). **The following are also excluded from the 24-month legal warranty:** 1. Costs relating to the replacement and/or repair of parts subject to wear or costs for ordinary maintenance of the product. 2. Costs and risks associated with transporting the product to and from the store where it was purchased or collection center otherwise authorized to receive the products under warranty. 3. Caused by damage resulting from incorrect installation or improper use or use not in accordance with the instructions in the manual. 4. Damage due to natural disasters, accidental falls or impacts and adverse conditions not compatible with the product. 5. Defects that have a negligible effect on the performance of the product. The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product assume no responsibility for economic losses and damages of any malfunction of the product. According to the current legislation, the manufacturer, distributor and all parties involved in the sale are not liable in any case for damages, including defects, direct, indirect, loss of net income, loss of savings and additional damages and other details consequences that go beyond damages caused by breach of warranty, contract, strict liability, tort or other causes, arising from the use or inability to use the product and / or paper and electronic documents, including lack of service. For more information on the assistance service, consult the Conditions of Sale of the site www.nuvitababy.com

Cher/chère client(e), vous avez fait l'acquisition d'un tire-lait faisant partie des plus fiables actuellement sur le marché. Nous avons étudié cet appareil pour qu'il soit aussi simple à utiliser que possible, mais nous craignons que vous deviez quand même consacrer un peu de temps à lire les instructions, ou vous ne profiterez pas au mieux de ses avantages. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure. Veuillez à avoir quatre piles alcalines AA à disposition si vous souhaitez l'utiliser en déplacement.


ATTENTION

- Veuillez ne pas laisser ce produit dans un environnement à haute température pendant une longue période.
- Veuillez nettoyer ce produit avant et après utilisation.
- Avant le pompage, vérifiez à nouveau si les accessoires associés sont correctement assemblés et parfaitement adaptés.
- Lors de l'assemblage ou du démontage, veillez à assembler ou à démonter chaque partie selon la "Méthode de montage".
- Les matériaux utilisés dans ce produit sont conformes aux normes de sécurité nationales, et il est normal qu'il y ait une odeur résiduelle.
- Réglez la force d'aspiration en fonction de votre physiologie et terminez le pompage du sein avec une aspiration confortable.
- Veuillez ne pas trop tirer sur le sein pour éviter les blessures au sein.
- Si vous ressentez une douleur causée par l'utilisation de ce produit, veuillez arrêter de l'utiliser immédiatement et consulter le personnel médical.
- Les pièces du tire-lait qui entrent en contact direct avec le lait maternel sont des produits de soins personnels, et les mères ne devraient pas les partager.
- Ce produit est réservé aux seuls usages décrits dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- Ne l'utilisez pas dans le bain ou la douche.
- Veillez à ne pas tordre ou nouer le tube de raccordement.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez le garder hors de portée des enfants.







CONTENU DU PAQUET





	Article	1287W Quantité	1287KDW Quantité	1288W Quantité
1	Adaptateur sec teur	1	-	1
2	Couvercle anti-poussière	1	1	2
3	Tasse de sein	1	1	2
4	Ventouse	1	1	2
5	Corps du tire-lait	1	1	2
6	Valve d'aspira tion	1	1	2
7	Couverture	1	1	2
8	Bague d'étanchéité pour bouchon	1	1	2
9	Réceptacle à lait	1	1	2
10	Tube de connexio	1	1	2
11	Réducteur en silicone de 20 mm	1	1	2
12	Réducteur en silicone de 22 mm	1	1	2
13	Réducteur en silicone de 24 mm	1	1	2
14	Unité de contrôle du tire-lait	1	-	1
15	Sac en velours (non visible sur le schéma)	1	-	1

MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

1. Insérez la tasse du sein "A" dans le corps du tire-lait "D".
2. Placez le bol de succion "C" sur le dessus du corps du tire-lait. Assurez-vous que le bord du bol en silicone soit parfaitement adapté et que l'encoche de limitation de position soit bien installée.
3. Fixez la valve d'aspiration "E" au bas du corps du tire-lait et assurez-vous que la valve d'aspiration soit bien enfoncée. La valve d'aspiration ne peut pas être installée horizontalement et doit être installée comme indiqué sur la figure.
4. Fixez l'ensemble du corps du tire-lait au récipient à lait "H" et assurez-vous qu'ils soient parfaitement adaptés.
5. Poussez l'ensemble du capuchon sur le récipient à lait pour l'assembler.
6. Pour l'extraction d'un seul sein, veuillez connecter l'unité principale de la pompe à sein et l'ensemble récipient à lait avec un tube de connexion.
7. Pour la double expression (mode tire-lait double), veuillez connecter l'unité principale de la pompe à sein et les 2 ensembles récipients à lait avec 2 tubes de connexion.






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




1. Ce tire-lait utilise une **technologie en 3 phases: 1re phase** avec 9 niveaux de stimulation sélectionnables pour un fonctionnement de 2 minutes. **2e Phase** avec 9 niveaux sélectionnables pour une meilleure extraction. **3e Phase** (sélectionnable sur demande) pour vider complètement le sein et prévenir la galactostase.
2. Cet appareil est doté d'un système de protection anti-reflux qui empêche le lait de retourner vers l'unité de contrôle et de l'endommager pendant le processus d'extraction.
3. Est portable (Fonctionnement sur courant (AC/DC) et batterie rechargeable), donc adapté aux voyages et idéal pour tirer son lait au travail.

L'UNITÉ DE CONTRÔLE

- A1. Bouton interrupteur On et Off
- A2. Bouton mode Stimulation
- A3. Bouton mode Expression
- A4. Bouton mode Drainage / Anti-stase
- A5. Bouton mode Simple / Double (voyant allumé - pompe SIMPLE / voyant éteint - pompe DOUBLE)
- B1. Indicateur de niveau
- B2. Indicateur de batterie
- B3. Indicateur de rythme








Niveaux d'intensité :

- 
 du 1 au 9 C'est le mode de stimulation, avec un rythme d'aspiration rapide et bref.
- 
 du 1 au 9 Il s'agit du mode Tirage. Il simule la succion d'un bébé. Le rythme de cette phase est plus lent, plus intense et plus long.
- 
 du 1 au 9 Il s'agit du mode Drainage / Anti-stase. Cela permet de prévenir la galactostase.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Se laver les mains avant utilisation, vérifier que le tire-lait soit parfaitement propre et installé correctement selon les instructions de montage.
2. Aligner le centre du récipient pour le lait assemblé avec le mamelon et le tenir près du sein, tenir l'autre sein avec l'autre main pour s'assurer qu'aucun air n'entre.
3. Ajuster le soutien-gorge d'allaitement à une tension adéquate, fixer le récipient pour le lait, maintenir le corps droit et démarrer l'extraction une fois que la pompe a été connectée correctement à l'unité principale. (Remarque : ne pas s'allonger, se pencher, s'incliner ou faire de mouvements brusques pendant l'extraction).
4. Si le diamètre du mamelon ne correspond pas au diamètre de la coupelle du sein, il est possible d'utiliser un réducteur en silicone; insérer le réducteur en silicone dans la coupelle du sein et s'assurer qu'il adhère parfaitement.
5. Après avoir terminé l'extraction, retirer le tire-lait, extraire le bouchon du récipient à lait pour le démontage et verser le lait dans le biberon de conservation du lait ou dans le sachet de conservation. (Remarque : ne pas dépasser la contenance maximale de 180 ml).
6. Après le démontage et le nettoyage, le connecteur de corps, la coupelle du sein, le récipient à lait, la ventouse et la valve d'aspiration et les autres accessoires peuvent être mis dans le stérilisateur pour les désinfecter. (Remarque : le tuyau et le bouchon ne peuvent pas être stérilisés). Nettoyer et stériliser les parties non électroniques pour la prochaine utilisation.





UNITÉ DE COMMANDE DE FONCTIONNEMENT

Allumez, appuyez sur le bouton d'alimentation «A1». L'écran de la machine se testera automatiquement et clignotera.

Appuyez sur «A2» pour entrer en mode Stimulation. Le niveau par défaut est le niveau. Appuyez à nouveau sur «A2» pour augmenter le niveau d'intensité de l'aspiration. Après 2 minutes de stimulation, l'appareil se met automatiquement en mode Expression. Appuyez de nouveau sur «A3» pour augmenter le niveau d'intensité d'aspiration. La machine s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.

Appuyez sur «A3» pour entrer en mode Expression si votre lait commence à couler plus tôt. Appuyez de nouveau sur «A3» pour augmenter le niveau d'intensité d'aspiration. La machine s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.

En mode Expression, appuyez de nouveau sur «A2» pour entrer de nouveau en mode Stimulation au même niveau d'intensité d'aspiration que lors de la séance de stimulation précédente. Après 2 minutes de stimulation, l'appareil se met automatiquement en mode Expression. La machine s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.

Appuyez sur «A4» pour passer en mode Drainage lorsque vous le souhaitez. Appuyez à nouveau sur «A4» pour augmenter le niveau d'intensité de l'aspiration. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes.

Démontez, nettoyez et stérilisez les parties non électroniques en vue de la prochaine utilisation.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR


IMPORTANT: veuillez éteindre la machine avant de la connecter avec l'adaptateur.

Insérez la broche ronde CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC de l'unité de contrôle et insérez l'adaptateur secteur dans la prise de courant comme indiqué sur le schéma.

Lorsque la batterie faible, seule l'icône  clignote, indiquant que la machine doit être chargée.

Lors du chargement, les 3 icônes de batterie sur l'écran clignotent.

Lorsque la machine est complètement chargée, l'icône  s'allumera.




INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Après chaque utilisation, veuillez nettoyer rapidement les accessoires lavables.
- N'utilisez pas de fil d'acier, d'instruments pointus ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer ce produit.
- Il est recommandé d'utiliser des brosses douces en éponge et un détergent neutre pour nettoyer ce produit.
- Lors du démontage et du nettoyage, des accessoires tels que le connecteur du corps, la cupule du sein, le récipient à lait, le bol de succion et la valve peuvent être placés dans le stérilisateur pour la désinfection. (À l'exception du tube et de l'ensemble bouchon)
- Le bol de succion et la valve sont en silicone, qui est un matériau consommable. Il n'est pas recommandé de les stériliser à haute température pendant une longue période, afin de ne pas causer un vieillissement excessif ou des déformations et compromettre leur utilisation.
- Ne plongez pas le tube de connexion et l'ensemble bouchon dans l'eau pour le nettoyage, mais essuyez-les uniquement avec un chiffon propre et humide. (L'ensemble bouchon et le tube de connexion mouillés peuvent endommager définitivement la machine principale du produit).
- Lors du démontage et du nettoyage, veuillez faire attention aux petits composants afin de ne pas les perdre, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'assemblage ou du fonctionnement de la machine.
- Pendant le nettoyage, lavez délicatement la valve, le bol de succion et les autres pièces. S'ils sont endommagés, l'aspiration sera compromise et le fonctionnement normal du pompage ne sera pas possible.
- Ce produit ne peut pas être chauffé ou désinfecté au micro-ondes.

COMMENT CHOISIR LA BONNE RÉDUCTEURS

L'extraction du lait doit être une action agréable et la taille de la tétérnelle affecte grandement le type d'expérience vécue lors de l'utilisation du tire-lait. Les réducteurs Nuvita sont disponibles en 3 tailles : 20, 22 ou 24 mm.

1. A l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban, mesurer le diamètre du mamelon (en mm), en passant par le centre et en excluant l'aréole.
2. En fonction des mm mesurés, choisissez le réducteur la plus proche de la valeur mesurée.



Taille du
mamelon

JUSQU'À
16 mm

JUSQU'À
18 mm

JUSQU'À
20 mm

Taille du
réducteur

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat (réception ou réception). La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages causés par l'utilisation habituelle d'accessoires ou de « consommables » (par exemple, piles, têtes ou pièces sujettes à l'usure). **Les batteries ont une garantie de 6 mois.** La garantie légale de 24 mois n'est pas valable si : 1. Le produit a subi des dommages esthétiques dus à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions contenues dans le manuel. 2. Ce produit a été modifié et/ou altéré. 3. La cause du dysfonctionnement est due à un mauvais entretien des composants individuels et/ou des accessoires et/ou des fournitures (par exemple oxydation et/ou immersion dans l'eau ou d'autres liquides des parties électriques, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des piles,...). **Sont également exclus de la garantie légale de 24 mois :** 1. Les frais liés au remplacement et/ou à la réparation des pièces sujettes à usure ou les frais d'entretien ordinaire du produit. 2. Les coûts et risques associés au transport du produit vers et depuis le magasin où il a été acheté ou le centre de collecte autrement autorisé à recevoir les produits sous garantie. 3. Causé par des dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions du manuel. 4. Dommages dus à des catastrophes naturelles, à des chutes ou à des impacts accidentels et à des conditions défavorables non compatibles avec le produit. 5. Défauts ayant un effet négligeable sur les performances du produit. Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit n'assument aucune responsabilité pour les pertes et dommages économiques résultant de tout dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne sont en aucun cas responsables des dommages, y compris les défauts, directs, indirects, la perte de revenu net, la perte d'économies et les dommages supplémentaires et autres détails des conséquences allant au-delà des dommages. causés par une rupture de garantie, un contrat, une responsabilité stricte, un délit ou d'autres causes, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou des documents papier et électroniques, y compris le manque de service. Pour plus d'informations sur le service d'assistance, consultez les Conditions de Vente du site www.nuvitaby.com

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine der zuverlässigsten Milchpumpen gekauft, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben diesen Artikel benutzerfreundlich wie nur möglich gestaltet, jedoch befürchte ich, dass Sie noch kurz Zeit investieren müssen um diese Anweisung zu lesen, das Sie andernfalls nicht 100% von der Leistung, die dieser Artikel bietet, profitieren können. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für einen künftigen Zugriff an einem sicheren und trockenen Platz auf. Bitte vergewissern Sie, dass vier AA Alkalische Batterien zur Verfügung stehen, falls Sie das Gerät unterwegs benutzen möchten.


ACHTUNG

- Bitte lassen Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Temperaturen.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt vor und nach der Verwendung.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Abpumpen nochmals, ob das Zubehör korrekt zusammengesetzt und passgenau ist.
- Achten Sie beim Zusammenbau und Auseinanderbau darauf, jedes Teil gemäß der „Montageanleitung“ zu montieren bzw. zu demontieren.
- Die in diesem Produkt verwendeten Materialien entsprechen den nationalen Sicherheitsstandards, ein Restgeruch ist normal.
- Stellen Sie die Saugkraft entsprechend Ihrer körperlichen Beschaffenheit ein und beenden Sie das Abpumpen mit einem angenehmen Sauggefühl.
- Bitte pumpen Sie nicht übermäßig, um Brustverletzungen zu vermeiden.
- Wenn durch die Verwendung dieses Produkts Schmerzen auftreten, beenden Sie die Nutzung bitte sofort und wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.
- Milchpumpenteile, die direkt mit Muttermilch in Berührung kommen, sind Hygieneartikel und sollten nicht von mehreren Müttern gemeinsam genutzt werden.
- Dieses Produkt darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden.

WARNUNG

- Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel nicht verdreht oder verknotet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.







PACKUNGSINHALT





	Artikel	1287W Menge	1287KDW Menge	1288W Menge
1	Stromadapter	1	-	1
2	Staubschutzabdeckung	1	1	2
3	Brustbecher	1	1	2
4	Saugnapf43	1	1	2
5	Pumpenkörper	1	1	2
6	Saugventil	1	1	2
7	Deckel	1	1	2
8	Dichtungsring für Kappe	1	1	2
9	Milchbehälter	1	1	2
10	Anschlusschlauch	1	1	2
11	20 mm Silikon-Reduzierstück	1	1	2
12	22 mm Silikon-Reduzierstück	1	1	2
13	24 mm Silikon-Reduzierstück	1	1	2
14	Milchpumpen-Steereinheit	1	-	1
15	Samtbeutel (nicht auf dem Diagramm)	1	-	1

MONTAGEMETHODE

1. Setzen Sie den Brustaufsatz „A“ in den Pumpenkörper „D“ ein.
2. Setzen Sie die Saugglocke „C“ auf den Pumpenkörper auf. Stellen Sie sicher, dass die Kante der Saugglocke aus Silikon passgenau sitzt und die positionsbegrenzende Kerbe korrekt installiert ist.
3. Bringen Sie das Saugventil „E“ unten am Pumpenkörper an und stellen Sie sicher, dass das Saugventil vollständig eingedrückt ist. Das Saugventil darf nicht waagrecht installiert werden, sondern muss wie in der Abbildung gezeigt installiert werden.
4. Befestigen Sie das Pumpengehäuse mit dem Milchflaschenbehälter „H“ und stellen Sie sicher, dass die Teile passgenau zusammenpassen.
5. Stecken Sie das Verschlussstück auf den Milchbehälter, sodass die Teile ineinandergreifen.
6. Verbinden Sie für einseitiges Abpumpen die Haupteinheit der Milchpumpe und die zusammengesetzte Milchflasche mit einem Verbindungsschlauch.
7. Verbinden Sie für beidseitiges Abpumpen die Haupteinheit der Milchpumpe und die 2 zusammengesetzten Milchflaschen mit 2 Verbindungsschläuchen.






PRODUKTEIGENSCHAFTEN




1. Diese Milchpumpe nutzt eine **3 Phasen-Technik**. **1. Phase** mit 9 wählbaren Stimmulationsstufen für 2 Minuten Betrieb. **Zweite Phase** mit 9 wählbaren Levels für den besten Milchgewinnungsprozess. **Dritte Phase** (auf Wunsch auswählbar) um die Brust vollständig zu entleeren und Galaktostase (Bruststau) zu verhindern.
2. Dieser Artikel hat ein Anti-Reflux Schutzsystem, das den Rücklauf der Muttermilch in das Steuerungssystem verhindert und somit einer Beschädigung während dem Abpumpen vorbeugt.
3. Ist tragbar (betrieben mit AC/DC und wiederaufladbarer Batterie) und somit passend für unterwegs und perfekt für das Abpumpen der Muttermilch auf der Arbeit.

PUMPENSTEUEREINHEIT

- A1. Taste zum Ein –und Ausschalten
- A2. Stimmulationsmodus-Taste
- A3. Saugmodus-Taste
- A4. Ableitungs-/Antistaseodus-Taste
- A5. Einzel-/Doppelmodus-Taste (Licht AN – EINE Pumpe / Licht AUS – ZWEI Pumpen)
- B1. Level Anzeige
- B2. Batterieanzeige
- B3. Rhythmusanzeige







Intensitätsstufen:

- 
VOS 1 bis 9 Dieser Stimmulationsmodus hat einen schnellen und kurzen Saugrhythmus.
- 
VOS 1 bis 9 Dieser Expressionsmodus simuliert das Saugen eines Säuglings. Der Rhythmus ist langsamer, tiefer und länger.
- 
VOS 1 bis 9 Dies ist der Ableitungs-/Antistaseodus. Dies hilft, Galaktostase zu verhindern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vor der Verwendung die Hände waschen, überprüfen, ob die Milchpumpe absolut sauber und gemäß den Montageanweisungen ordnungsgemäß installiert ist.
2. Den Mittelpunkt des montierten Milchbehälters mit der Brustwarze ausrichten und in der Nähe der Brust halten, die andere Brust mit der anderen Hand halten, um sicherzustellen, dass keine Luft eindringt.
3. Den Still-BH auf eine angemessene Enge einstellen, den Milchbehälter befestigen, den Körper aufrecht halten und die Entleerung starten, nachdem die Pumpe ordnungsgemäß mit der Haupteinheit verbunden wurde. (Hinweis: Während des Entleerens nicht hinlegen, beugen, neigen oder heftig bewegen).
4. Wenn der Durchmesser der Brustwarze nicht dem Durchmesser der Brusthalterung entspricht, kann ein Silikon-Reduzierer verwendet werden; den Silikon-Reduzierer in die Brusthalterung einführen und sicherstellen, dass er perfekt anhaftet.
5. Nach Abschluss des Entleerens die Milchpumpe entfernen, den Stopfen vom Milchbehälter zum Demontieren entnehmen und die Milch in die Milchaufbewahrungsflasche oder den Aufbewahrungsbeutel gießen. (Hinweis: Die Maximalfüllmenge von 180 ml nicht überschreiten).
6. Nach der Demontage und Reinigung können der Körperverbinder, die Brusthalterung, der Milchbehälter, der Absaugtrichter und das Absaugventil und andere Zubehörteile zum Desinfizieren in das Sterilisiergerät gegeben werden. (Hinweis: Das Rohr und der Stopfen können nicht sterilisiert werden). Nicht-elektronische Teile reinigen und sterilisieren, bevor sie wieder verwendet werden.





FUNZIONAMENTO CENTRALINA DEL TIRALATTE

- Zum Einschalten den „A1“-Netzschalter drücken. Der Bildschirm der Maschine testet sich selbst und flackert.
- Durch Drücken von „A2“ wird der Stimulationsmodus aufgerufen. Die werkseitige Standardeinstellung ist Stufe 1. Drücken Sie erneut „A2“, um die Saugintensität zu erhöhen. Nach 2 Minuten Stimulation schaltet das Gerät automatisch in den Saugmodus. Drücken Sie erneut „A3“, um die Saugintensität zu erhöhen. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
- Drücken Sie „A3“, um den Saugmodus einzuschalten, wenn Ihre Milch früher zu fließen beginnt. Drücken Sie erneut „A3“, um die Saugintensität zu erhöhen. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
- Drücken Sie im Saugmodus erneut „A2“, um den Stimulationsmodus mit der gleichen Saugintensität wie in der vorherigen Stimulationssitzung erneut aufzurufen. Nach 2 Minuten Stimulation schaltet das Gerät automatisch in den Ausdrucksmodus. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
- Drücken Sie nach eigenem Ermessen „A4“, um den Ableitungsmodus zu aktivieren. Drücken Sie erneut „A4“, um die Saugintensität zu erhöhen. Die Maschine schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.
- Demontieren, reinigen und sterilisieren die nicht-elektronischen Teile für Ihren nächsten Gebrauch.

ANSCHLUSS DES NETZTEILS


WICHTIG: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil anschließen.

Stecken Sie den runden Gleichstromstift des Netzteils in die Gleichstrombuchse an der Steuereinheit und stecken Sie das Netzteil wie in der Abbildung gezeigt in die Steckdose.

Wenn die Batterie fast leer ist, flackert nur das Symbol  und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen werden muss.

Während des Ladevorgangs flackern die 3 Batteriesymbole auf dem Bildschirm.

Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet  das Symbol stetig.




REINIGUNGSANLEITUNG

- Bitte reinigen Sie nach jeder Verwendung umgehend die waschbaren Zubehörteile.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine Stahldrähte, spitzen Gegenstände oder ätzende Chemikalien.
- Es wird empfohlen, weiche Schwämme und ein neutrales Reinigungsmittel zum Reinigen dieses Produkts zu verwenden.
- Beim Auseinanderbau und Reinigen können Zubehörteile wie Verbindungskörper, Brustaufsatz, Milchauffangbehälter, Saugglocke und Ventil zur Desinfektion in ein Sterilisiergerät gelegt werden. (Schlauchset und Verschlusskappe ausgenommen)
- Die Saugglocke und das Ventil bestehen aus Silikon, einem Verbrauchsmaterial. Es ist nicht empfehlenswert, diese über längere Zeit bei hohen Temperaturen zu sterilisieren, um vorzeitige Alterung oder Deformationen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Verbindungsschlauchset und die Verschlusskappe nicht zum Reinigen ins Wasser, sondern wischen Sie sie nur mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. (Das Verschlusskappenset und Verbindungsschlauchset können bei Nässe bleibende Schäden an der Haupteinheit verursachen).
- Achten Sie beim Auseinanderbau und Reinigen auf kleine Einzelteile, damit diese nicht verloren gehen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen bei Montage oder Betrieb kommen.
- Reinigen Sie beim Reinigen Ventil, Saugglocke und andere Teile vorsichtig. Beschädigungen können zum Verlust der Saugfähigkeit und Funktionsstörungen führen.
- Dieses Produkt darf weder erwärmt noch im Mikrowellenofen desinfiziert werden.

SO WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE REDUZIERSTÜCK AUS

Die Milchentnahme sollte eine angenehm sein und die Größe der Brustaufsätze hat großen Einfluss auf die Erfahrung, die bei der Verwendung der Milchpumpe gemacht wird. Die Nuvita-Reduzierstück, sind in 3 Größen erhältlich: 20, 22 oder 24mm.

1. Messen Sie mit einem Lineal oder einem Maßband den Durchmesser der Brustwarze (in mm), wobei Sie über die Mitte messen und den Warzenhof ausschließen.
2. Wählen Sie basierend auf der gemessenen Größe den Reduzierstück aus, der dem gemessenen Wert am nächsten kommt.



Größe der
Brustwarze

BIS ZU
16 mm

BIS ZU
18 mm

BIS ZU
20 mm

Größe des
Reduzierstücks

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

GARANTIE – KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend mit dem Kaufdatum (Quittung oder Quittung). Die 24-monatige Garantie **erstreckt sich nicht auf** Schäden, die durch die übliche Verwendung von Zubehör oder „Verbrauchsmaterialien“ (zum Beispiel Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) entstehen. **Die Batterien haben eine 6-monatige Garantie.** Die 24-monatige gesetzliche Garantie gilt nicht, wenn: 1. Das Produkt aufgrund unsachgemäßer Verwendung, die nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, ästhetische Schäden erlitten hat. 2. Dieses Produkt wurde verändert und/oder manipuliert. 3. Die Ursache der Fehlfunktion liegt in einer mangelhaften Wartung der einzelnen Komponenten und/oder Zubehörteile und/oder Betriebsstoffe (z. B. Oxidation und/oder Eintauchen der elektrischen Teile in Wasser oder andere Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten korrosiver Flüssigkeit). aus den Batterien, ...). **Von der 24-monatigen gesetzlichen Garantie sind außerdem ausgeschlossen:** 1. Kosten im Zusammenhang mit dem Austausch und/oder der Reparatur von Verschleißteilen oder Kosten für die normale Wartung des Produkts. 2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zu und von dem Geschäft, in dem es gekauft wurde, oder einer Sammelstelle, die anderweitig zur Entgegennahme der Produkte im Rahmen der Garantie berechtigt ist. 3. Verursacht durch Schäden, die auf eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Verwendung bzw. Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch zurückzuführen sind. 4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen, versehentlichem Herunterfallen oder Aufprall sowie ungünstigen Bedingungen, die nicht mit dem Produkt kompatibel sind. 5. Mängel, die die Leistung des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien übernehmen keine Verantwortung für Verluste und wirtschaftliche Schäden, die durch Fehlfunktionen des Produkts entstehen. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf beteiligten Parteien unter keinen Umständen für Schäden, einschließlich Mängel, direkte, indirekte, entgangene Nettoeinnahmen, entgangene Ersparnisse und zusätzliche Schäden sowie andere Einzelheiten, die über den Schaden hinausgehen die durch eine Verletzung der Garantie, des Vertrags, der verschuldensunabhängigen Haftung, einer unerlaubten Handlung oder aus anderen Gründen verursacht werden und sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder von Papier- und elektronischen Dokumenten ergeben, einschließlich mangelnder Wartung. Weitere Informationen zum Assistenzdienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website www.nuvitababy.com

Caro Cliente, comprou uma das bombas tira leite mais fiáveis atualmente disponíveis no mercado. Concebemos este dispositivo para que fosse o mais fácil possível de utilizar, mas, apesar disso, precisará ainda de dedicar algum tempo a ler estas instruções de forma a usufruir a 100% dos benefícios que este produto lhe pode proporcionar. Guarde este manual para futura consulta. Por favor, certifique-se de que tem disponíveis quatro pilhas alcalinas formato AA se desejar usar o produto em viagem.


ATENÇÃO

- Por favor, não deixe este produto em um ambiente de alta temperatura por muito tempo.
- Por favor, limpe este produto antes e depois do uso.
- Antes da extração do leite, verifique novamente se os acessórios relacionados estão montados corretamente e bem encaixados.
- Ao montar ou desmontar, certifique-se de montar ou desmontar cada parte de acordo com o 'Método de Montagem'.
- Os materiais utilizados neste produto atendem aos padrões nacionais de segurança e é normal que haja odor residual.
- Ajuste a força de sucção de acordo com a fisiologia pessoal e complete o trabalho de extração do leite com sucção confortável.
- Por favor, não exagere na extração do leite para evitar lesões na mama.
- Se sentir dor causada pelo uso deste produto, pare de usá-lo imediatamente e consulte o pessoal médico.
- As partes da bomba de leite que entram em contato direto com o leite materno são produtos de cuidados pessoais e as mães não devem compartilhá-los.
- Este produto destina-se apenas para os fins descritos neste manual.

AVISO

- Não use no banho ou chuveiro.
- Tenha cuidado para não torcer ou fazer nós no tubo de conexão.
- Quando não estiver em uso, mantenha-o fora do alcance das crianças.







CONTEÚDO DE EMBALAGEM





	Item	1287W Quantidade	1287KDW Quantidade	1288W Quantidade
1	Adaptador de Corrente	1	-	1
2	Tampa antipoeira	1	1	2
3	Copo de peito	1	1	2
4	Copo de sucção	1	1	2
5	Corpo da Bomba de Leite	1	1	2
6	Válvula de Silicone	1	1	2
7	Boné	1	1	2
8	Anel de vedação para tampa	1	1	2
9	Recipiente de leite	1	1	2
10	Tubo de Ligação	1	1	2
11	Redutor de silicone de 20 mm	1	1	2
12	Redutor de silicone de 22 mm	1	1	2
13	Redutor de silicone de 24 mm	1	1	2
14	Unidade de Controló da Bomba de Leite	1	-	1
15	Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)	1	-	1

MONTAGEM

1. Insira a copa mamária "A" no corpo da bomba de leite "D".
2. Coloque a copa de sucção "C" na parte superior do corpo da bomba de leite . Certifique-se de que a borda de silicone se encaixe perfeitamente e que a ranhura de limitação de posição esteja instalada corretamente.
3. Fixe a válvula de sucção "E" na parte inferior do corpo da bomba de leite e certifique-se de que a válvula de sucção esteja totalmente inserida. A válvula de sucção não pode ser instalada horizontalmente e deve ser instalada como mostrado na figura.
4. Fixe o conjunto do corpo da bomba de leite ao recipiente para leite "H" e certifique-se de que se encaixem perfeitamente.
5. Empurre o conjunto da tampa para dentro do recipiente para leite até que se encaixe.
6. Para extração de uma única mama, conecte o conjunto da bomba principal e do recipiente para leite montado com um tubo de conexão.
7. Para expressão dupla (modo de bomba tira leite dupla), conecte o conjunto da bomba principal e de 2 recipientes para leite montados com 2 tubos de conexão.






CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO




- Esta bomba de Leite usa uma **Tecnologia de Fases 3: 1.ª Fase** com 9 níveis de estimulação selecionáveis para o funcionamento de 2 minutos. **2.ª Fase** com 9 níveis Selecionáveis para a sua melhor ação de Expressão. **3.ª Fase** (selecionável sob pedido) para esvaziar completamente a mama e prevenir a galactostase (ingurgitamento).
- Este dispositivo é fornecido com um sistema de proteção antirrefluxo que impede que o leite materno volte para a unidade de controlo danificando-a durante o processo de extração de leite.
- É portátil (alimentado por AC/DC e bateria recarregável), o que o torna adequado para viagens e perfeito para bombear no trabalho.

UNIDADE DE CONTROLO DA BOMBA

- A1. Interruptor Ligar e Desligar
 A2. Botão de Modo de Estimulação
 A3. Botão de Modo de Expressão
 A4. Botão de Modo de Drenagem / Antiestase
 A5. Botão de Modo Único / Duplo (Luz ACESA - bomba ÚNICA / Luz APAGADA - bomba DUPLA)
 B1. Indicador de Nível
 B2. Indicador de bateria
 B3. Indicador de ritmo








Níveis de intensidade:

-  de 1 a 9 Este é o modo de estimulação com uma taxa de sucção rápida e breve.
-  de 1 a 9 Este é o modo de Expressão. Estimula a sucção de um bebé. O ritmo desta fase é mais lento, profundo e prolongado.
-  de 1 a 9 Este é o modo de Drenagem / Antiestase. Este ajuda a impedir a Galactostase.

INSTRUÇÕES OPERATIVAS

1. Lavar as mãos antes de usar, verificar se o extrator de leite está perfeitamente limpo e instalado corretamente de acordo com as instruções de montagem.
2. Alinhar o centro do recipiente montado para leite com o mamilo e mantê-lo próximo ao seio, segurar o outro seio com a outra mão para garantir que não entre ar.
3. Ajustar o sutiã de amamentação a uma tensão adequada, fixar o recipiente para leite, manter o corpo reto e ligar a extração depois que a bomba foi conectada corretamente à unidade principal. (Nota: não deitar, curvar, inclinar ou mover-se violentamente durante a extração).
4. Se o diâmetro do mamilo não corresponder ao diâmetro da concha do seio, é possível usar um redutor de silicone; inserir o redutor de silicone na concha do seio e certificar-se de que adere perfeitamente.
5. Após completar a extração, remover o extrator de leite, retirar a tampa do recipiente de leite para desmontagem e derramar o leite no frasco de armazenamento ou na bolsa de armazenamento. (Nota: não exceder a capacidade máxima de 180 ml).
6. Após desmontagem e limpeza, o conector do corpo, a concha do seio, o recipiente de leite, a concha de sucção e a válvula de sucção e outros acessórios podem ser colocados no esterilizador para desinfetá-los. (Nota: o tubo e a tampa não podem ser esterilizados). Limpar e esterilizar as partes não eletrônicas para o próximo uso.






FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SACALECHES

- Ligue a máquina, pressione o botão "A1" de ligar/desligar. O ecrã da máquina fará um autoteste e piscará.
- Se pressionar "A2", entrará no modo de estimulação. O nível predefinido de fábrica é o 1. Pressione "A2" novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. Após 2 min de estimulação, a máquina mudará automaticamente para o modo de Expressão. Pressione "A3" novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
- Pressione "A3" para entrar no modo de Expressão se o seu leite começar a correr mais cedo. Pressione "A3" novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
- No modo de Expressão, pressione "A2" novamente para entrar no modo de estimulação novamente no mesmo nível de intensidade de sucção da sessão de Estimulação anterior. Após 2 min de estimulação, a máquina mudará automaticamente para o modo de expressão. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
- Pressione "A4" para entrar no modo de Drenagem quando preferir. Pressione "A4" novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 5 min.

INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR CA


IMPORTANTE: Por favor, desligue a máquina antes de ligar ao adaptador.

Introduza o pino redondo CC do adaptador de alimentação CA na tomada CC na Unidade de Controlo e introduza o adaptador de alimentação CA na tomada elétrica, conforme mostrado no diagrama.

Quando a capacidade da bateria estiver baixa, apenas o ícone  piscará, indicando que a máquina precisa de ser carregada.

Durante o carregamento, os 3 ícones de bateria no ecrã piscarão.

Quando a máquina estiver totalmente carregada, o ícone  estará sempre ligado.




INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Após cada uso, limpe oportunamente os acessórios laváveis.
- Não use arame de aço, instrumentos pontiagudos ou produtos químicos corrosivos para limpar este produto.
- Recomenda-se usar escovas macias de espuma e detergente neutro para limpar este produto.
- Quando desmontado e limpo, acessórios como o conector do corpo, a copa mamária, o coletor de leite, a copa de sucção e a válvula podem ser colocados no esterilizador para desinfecção. (Excluindo conjunto de tubos e conjunto de tampas)
- A copa de sucção e a válvula são feitas de silicone, que é um material consumível. Não é recomendado esterilizá-las em alta temperatura por muito tempo, para não causar envelhecimento excessivo ou deformações e comprometer o uso.
- Não mergulhe o conjunto de tubos de conexão e o conjunto de tampas na água para limpeza, apenas passe um pano limpo e úmido. (O conjunto de tampas e o conjunto de tubos de conexão, se molhados, podem causar danos permanentes à máquina principal do produto).
- Quando desmontado e limpo, tome cuidado com componentes menores para evitar perdê-los, o que poderia levar ao mau funcionamento da montagem ou operação da máquina.
- Durante a limpeza, lave suavemente a válvula, a copa de sucção e as demais partes. Se danificados, a sucção será comprometida e não será possível o funcionamento normal da extração.
- Este produto não pode ser aquecido ou desinfetado no micro-ondas.

COMO ESCOLHER O REDUTOR CERTO

A extração do leite deve ser uma ação prazerosa e o tamanho do funil afeta muito o tipo de experiência que se vive durante o uso da bomba tira leite. Os redutores Nuvita estão disponíveis em 3 tamanhos: 20, 22 ou 24 mm.

1. Com uma régua ou fita métrica, meça o diâmetro do mamilo (em mm), passando pelo centro e excluindo a aréola.
2. Com base nos mm medidos, escolha o redutor que mais se aproxima do valor medido.



Tamanho do mamilo

ATÉ
16 mm

ATÉ
18 mm

ATÉ
20 mm

Tamanho do redutor

∅ **20 mm**

∅ **24 mm**

∅ **24 mm**

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda). A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura). A garantia legal de 24 meses é nula se: • O produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual. • Este produto foi modificado e/ou adulterados. • A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias). O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses: • Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto. • Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia. Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções. • Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto. • Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto. O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço. Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nuvitababy.com

Αγαπητή Πελάτισσα, αγοράσατε μία από τις πιο αξιόπιστες αντλίες μαστού που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. Μελετήσαμε αυτή τη συσκευή για να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερη προς το χρήστη, αλλά, πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο ακόμα στην ανάγνωση αυτών των οδηγιών αλλιώς δεν θα λάβετε το 100% από τα οφέλη που μπορεί να σας δώσει αυτό το προϊόν. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε εν κινήσει.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Παρακαλώ μην αφήνετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Παρακαλώ καθαρίστε αυτό το προϊόν πριν και μετά τη χρήση.
- Πριν την άντληση γάλακτος, παρακαλώ ελέγξτε ξανά εάν τα σχετικά εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και εφαρμόζουν καλά.
- Κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε κάθε εξάρτημα σύμφωνα με τη 'Μέθοδο Συναρμολόγησης'.
- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν πληρούν τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας, και είναι φυσιολογικό να υπάρχει υπολειμματική οσμή.
- Ρυθμίστε τη δύναμη αναρρόφησης σύμφωνα με την προσωπική σωματική διάπλαση, και ολοκληρώστε την άντληση γάλακτος με άνετη αναρρόφηση.
- Παρακαλώ μην υπερ-αντλείτε γάλα για να αποφύγετε τραυματισμούς στο στήθος.
- Αν νιώσετε πόνο εξαιτίας της χρήσης αυτού του προϊόντος, παρακαλώ σταματήστε αμέσως τη χρήση του και ζητήστε τη συμβουλή ιατρικού προσωπικού.
- Τα εξαρτήματα της αντλίας γάλακτος που έρχονται σε άμεση επαφή με το μητρικό γάλα είναι προσωπικά προϊόντα φροντίδας, και οι μητέρες δεν πρέπει να τα μοιράζονται.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να μην χρησιμοποιείται στο μπάνιο ή το ντους.
- Προσέξτε να μην στρίψετε ή κάνετε κόμπο τον σωλήνα σύνδεσης.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ φυλάξτε το μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




	Είδος	1287W Ποσότητα	1287KDW Ποσότητα	1288W Ποσότητα
1	Τροφοδοτικό	1	-	1
2	Κάλυμμα ανθεκτικό στη σκόνη	1	1	2
3	Κύπελλο στήθους	1	1	2
4	Βεντούζα	1	1	2
5	Σώμα μαστού	1	1	2
6	Βαλβίδα Σιλικόνης	1	1	2
7	Καπάκι	1	1	2
8	Στεγανοποιητικός δακτύλιος για καπάκι	1	1	2
9	Δοχείο γάλακτος	1	1	2
10	Συνδετικός Σωλήνας	1	1	2
11	Μειωτήρας σιλικόνης 20 mm	1	1	2
12	Μειωτήρας σιλικόνης 22 mm	1	1	2
13	Μειωτήρας σιλικόνης 24 mm	1	1	2
14	Μονάδα Ελέγχου Θήλαστρου	1	-	1
15	Βελούδινη τσάντα (δεν υπάρχει στο σχήμα)	1	-	1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισάγετε τον θηλαστικό κώνο "Α" στο σώμα της θηλαστικής αντλίας "D".
2. Τοποθετήστε τον κώνο αναρρόφησης "C" επάνω στο σώμα της θηλαστικής αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι η σιλικονούχος άκρη εφαρμόζει τέλεια και η εγκοπή περιορισμού θέσης έχει τοποθετηθεί σωστά.
3. Προσαρτήστε τη βαλβίδα αναρρόφησης "E" στο κάτω μέρος του σώματος της θηλαστικής αντλίας και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αναρρόφησης έχει εισαχθεί πλήρως. Η βαλβίδα αναρρόφησης δεν μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια και πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Προσαρμόστε το συγκρότημα σώματος θηλαστικής αντλίας στο δοχείο για το γάλα "H" και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν τέλεια.
5. Σπρώξτε το συγκρότημα του καπακιού μέσα στο δοχείο γαλακτος μέχρι να ασφαλίσει.
6. Για άντληση από ένα μαστό μόνο, συνδέστε το συγκρότημα της κύριας αντλίας και του συναρμολογημένου δοχείου γάλακτος με έναν σωλήνα σύνδεσης.
7. Για διπλή άντληση, συνδέστε το συγκρότημα της κύριας αντλίας και 2 συναρμολογημένα δοχεία γάλακτος με 2 σωλήνες σύνδεσης.






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




- Αυτό το θήλαστρο χρησιμοποιεί **Τεχνολογία 3 Φάσεων: 1η φάση** με 9 επιλέξιμα επίπεδα διέγερσης για 2 λεπτά λειτουργίας. **Φάση** με 9 Επιλέξιμα επίπεδα για καλύτερη δράση εξαγωγής. **Φάση** (επιλέξιμο κατά περίπτωση) για να αδειάσει εντελώς το στήθος και να αποτρέψει τη γαλακτόσταση (διόγκωση).
- Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα προστασίας κατά της αντιρροής η οποία εμποδίζει το μητρικό γάλα από το να επιστρέψει στη μονάδα ελέγχου και να προκαλέσει ζημιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής γάλακτος.
- Το Materno Smart είναι φορητό (Λειτουργία AC/DC και Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία) είναι κατάλληλο για ταξίδια και ιδανικό για εξαγωγή γάλακτος στην εργασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

- A1. Κουμπί Ενεργοποίησης Απενεργοποίησης
 A2. Κουμπί Λειτουργίας Διέγερσης
 A3. Κουμπί Σταθερής Λειτουργίας
 A4. Κουμπί Αποστράγγισης / Λειτουργίας Αντίστασης
 A5. Κουμπί Μονής / Διπλής Λειτουργίας (Ενδεικτική λυχνία ΕΝΕΡΓΗ - ΜΟΝΗ αντλία / Ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΙΣΤΗ - ΔΙΠΛΗ αντλία)
 B1. Δείκτης επιπέδου
 B2. Ένδειξη μπαταρίας
 B3. Ένδειξη ρυθμού








ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΤΑΣΗΣ:

-  **από 1 έως 9** Αυτή είναι η λειτουργία προσομοίωσης με γρήγορο και γρήγορο ρυθμό αναρρόφησης.
-  **από 1 έως 9** Αυτή είναι η λειτουργία Εξαγωγής. Προσομοιώνει την αναρρόφηση ενός μωρού. Ο ρυθμός αυτής της φάσης είναι πιο αργός, πιο βαθύς και διαρκεί περισσότερο.
-  **από 1 έως 9** Αυτή είναι η λειτουργία Αποστράγγισης / Αντίστασης. Αυτό βοηθά στην πρόληψη της γαλακτόστασης.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Να πλένετε τα χέρια σας πριν από τη χρήση, να ελέγχετε ότι ο αντλία γάλακτος είναι τελείως καθαρός και εγκατεστημένος σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησής.
2. Να ευθυγραμμίζετε το κέντρο του συναρμολογημένου δοχείου γάλακτος με τη θηλή και να το κρατάτε κοντά στο στήθος, κρατώντας το άλλο στήθος με το άλλο χέρι για να βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται αέρας.
3. Ρυθμίστε το σουτιέν θηλασμού σε κατάλληλη σύσφιξη, στερεώστε το δοχείο γάλακτος, διατηρήστε το σώμα όρθιο και ενεργοποιήστε την άντληση αφού η αντλία έχει συνδεθεί σωστά με την κύρια μονάδα. (Σημείωση: μην ξαπλώνετε, μην γέρνετε, μην γείρετε ή μην κινείστε βίαια κατά τη διάρκεια της άντλησης).
4. Αν η διάμετρος της θηλής δεν αντιστοιχεί στη διάμετρο του κυπέλλου του στήθους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάδοχος σιλικόνης. Εισάγετε τον ανάδοχο σιλικόνης στο κύπελλο του στήθους και βεβαιωθείτε ότι προσκολλάται τέλεια.
5. Αφού ολοκληρώσετε την άντληση, αφαιρέστε την αντλία γάλακτος, αφαιρέστε το πώμα από το δοχείο γάλακτος για αποσυναρμολόγηση και χύστε το γάλα στο μπουκάλι αποθήκευσης γάλακτος ή στη σακούλα αποθήκευσης. (Σημείωση: μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα των 180 ml).
6. Μετά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, ο σύνδεσμος σώματος, το κύπελλο στήθους, ο περιέκτης γάλακτος, το κύπελλο αναρρόφησης και η βαλβίδα αναρρόφησης και άλλα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στον αποστειρωτή για απολύμανση. (Σημείωση: ο σωλήνας και το πώμα δεν μπορούν να αποστειρωθούν). Καθαρίστε και αποστειρώστε τα μη ηλεκτρονικά μέρη για την επόμενη χρήση.








ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

- Ενεργοποιήστε, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας «A1». Η οθόνη του μηχανήματος θα κάνει αυτόματα έλεγχο και θα τρεμοπαίξει.
- Πατήστε το «A2» για να εισέλθει σε κατάσταση διέγερσης. Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο επίπεδο είναι επίπεδο 1. Πατήστε ξανά το «A2» για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης της αναρρόφησης. Μετά από 2 λεπτά διέγερσης, το μηχάνημα θα μεταβεί αυτόματα σε Σταθερή κατάσταση. Πατήστε ξανά το «A3» για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης της αναρρόφησης. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
- Πατήστε το «A3» για να μπείτε σε Σταθερή κατάσταση εάν το γάλα σας αρχίσει να ρέει νωρίτερα. Πατήστε ξανά το «A3» για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης της αναρρόφησης. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
- Σε Σταθερή κατάσταση, πατήστε ξανά το «A2» για να εισέλθετε ξανά στη κατάσταση διέγερσης στο ίδιο επίπεδο έντασης της αναρρόφησης στην προηγούμενη συνεδρία Διέγερσης. Μετά από 2 λεπτά διέγερσης, το μηχάνημα θα αλλάξει αυτόματα σε Σταθερή κατάσταση. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
- Πατήστε το «A4» για να μπείτε σε λειτουργία Αποστράγγισης όποτε προτιμάτε. Πατήστε ξανά το «A4» για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης της αναρρόφησης. Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν συνδέσετε τον μετασχηματιστή.

1. Τοποθετήστε το στρογγυλό φις από τον μετασχηματιστή στην αντίστοιχη πρίζα της Μονάδας Ελέγχου και τον μετασχηματιστή στην πρίζα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2. Όταν η μπαταρία έχει χαμηλή χωρητικότητα, μόνο το εικονίδιο  θα τρεμοπαίζει, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα πρέπει να φορτιστεί.
3. Κατά τη φόρτιση, τα 3 εικονίδια της μπαταρίας στην οθόνη θα τρεμοπαίζουν.
4. Όταν το μηχάνημα είναι πλήρως φορτισμένο, το εικονίδιο  θα είναι πάντα ενεργό.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε εγκαίρως τα προς πλύση εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα χάλυβα, αιχμηρά εργαλεία ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος.
- Συνιστάται η χρήση μαλακών βουρτσών σφουγγαρίσματος και ουδέτερου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος.
- Κατά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, εξαρτήματα όπως ο σύνδεσμος του σώματος, η θηλαστική κύπελλα, ο συλλέκτης γάλακτος, ο κώνος αναρρόφησης και η βαλβίδα μπορούν να τοποθετηθούν στον αποστειρωτή για απολύμανση. (Εξαιρούνται συγκρότημα σωλήνων και συγκρότημα καπακιών)
- Ο κώνος αναρρόφησης και η βαλβίδα είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη, ένα αναλώσιμο υλικό. Δεν συνιστάται η αποστείρωση σε υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφευχθεί υπερβολική γήρανση ή παραμορφώσεις και επιβάρυνση της χρήσης τους.
- Μη βυθίζετε το συγκρότημα σύνδεσης σωλήνα και συγκρότημα καπακιού σε νερό για καθαρισμό, απλώς περάστε τα με ένα καθαρό, υγρό πανί. (Το συγκρότημα καπακιού και συνδετικού σωλήνα αν βραχούν, μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στην κύρια μονάδα του προϊόντος).
- Κατά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, προσέξτε τα μικρότερα εξαρτήματα για να αποφύγετε απώλειά τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαττωματική συναρμολόγηση ή λειτουργία της συσκευής.
- Κατά τον καθαρισμό, πλύνετε απαλά τη βαλβίδα, τον κώνο αναρρόφησης και τα υπόλοιπα μέρη. Αν υποστούν ζημιά, θα επηρεαστεί η αναρρόφηση και δεν θα είναι δυνατή η κανονική λειτουργία της αντλίας.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να θερμανθεί ή να απολυμανθεί σε μικροκύματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ

Η άντληση γάλακτος πρέπει να είναι μια ευχάριστη διαδικασία και το μέγεθος του χοάνη επηρεάζει πολύ τον τύπο της εμπειρίας που βιώνεται κατά τη χρήση της αντλίας γάλακτος. Οι μειωτές Nuvita διατίθενται σε 3 μεγέθη: 20, 22 ή 24 χιλ.

1. Με μια χάρακα ή μετροταινία, μετρήστε τη διάμετρο της θηλής (σε χιλ.), περνώντας από το κέντρο και εξαιρώντας την άλω.
2. Με βάση τα χιλιοστά που μετρήσατε, επιλέξτε τον μειωτή που προσεγγίζει περισσότερο τη μετρηθείσα τιμή.



**Μέγεθος
Θηλών**

**Μέγεθος
Μειωτή**

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ

16 χιλστ

∅ **20**
χιλστ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ

18 χιλστ

∅ **24**
χιλστ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ

20 χιλστ

∅ **24**
χιλστ

ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν: • Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου. • Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. • Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκούριασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.) Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών: • Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. • Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. • Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου. • Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. • Λαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nuvitababy.com

Kjære kunde, du har kjøpt en av de mest pålitelige melkepumpene som faktisk er tilgjengelig på markedet. Vi har utformet denne enheten til å være så brukervennlig som mulig, men vi er redd for at du likevel må bruke litt tid på å lese disse instruksjonene for å få fullt utbytte av dette produktet. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Husk å ta med fire AA alkaliske batterier til reisebruk.


OBS

- Vennligst ikke la dette produktet stå igjen i et miljø med høy temperatur over lang tid.
- Vennligst rengjør dette produktet før og etter bruk.
- Før melkepumping, sjekk på nytt om tilbehøret er riktig montert og godt tilpasset.
- Ved montering eller demontering, pass på å montere eller demontere hver del i henhold til "Monteringsmetode".
- Materialene som er brukt i dette produktet oppfyller nasjonale sikkerhetsstandarder, og det er normalt med en viss restlukt.
- Juster sugekraften etter personlig fysikk, og fullfør melkepumpingen med behagelig sug.
- Unngå overdreven pumping for å unngå skade på brystet.
- Hvis du føler smerte ved bruk av dette produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt medisinsk personell.
- Deler av melkepumpen som kommer i direkte kontakt med morsmelk er personlig pleieprodukter, og bør ikke deles mellom mødre.
- Dette produktet er kun for formålene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL

- Ikke bruk produktet i badekar eller dusj.
- Vær forsiktig så du ikke vrir eller knuter sammenkoblingsledningen.
- Oppbevar utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.







INNHOOLD I EMBALLASJE





	Navn	1287W Menge	1287KDW Menge	1288W Menge
1	Strømadapter	1	-	1
2	Støvhette	1	1	2
3	Brystskål	1	1	2
4	Sugekopp	1	1	2
5	Kropp til melkepumpe	1	1	2
6	Sugeventil	1	1	2
7	Lokk	1	1	2
8	Tetningsring for lokk	1	1	2
9	Melkebeholder	1	1	2
10	Tilkoblingsledning	1	1	2
11	20 mm silikonreduksjon	1	1	2
12	22 mm silikonreduksjon	1	1	2
13	24 mm silikonreduksjon	1	1	2
14	Kontrollenhet for melkepumpe	1	-	1
15	Fløyelspose (ikke vist i diagrammet)	1	-	1

MONTERING

1. Sett inn brystskålen "A" i kropp til melkepumpe "D".
2. Plasser sugekoppen "C" på toppen av kropp til melkepumpe. Sørg for at silikonkanten sitter perfekt og at posisjonsstopperen er riktig installert.
3. Fest sugeventilen "E" nederst på kropp til melkepumpe og påse at sugeventilen er helt på plass. Sugeventilen kan ikke monteres horisontalt og må monteres som vist på bildet.
4. Fest pumpekroppsammenstillingen til melkebeholderen "H" og sørg for at de sitter godt.
5. Skyv lokksammenstillingen inn i melkebeholderen til den sitter fast.
6. For ekstraksjon fra et enkelt bryst, koble hovedpumpesammenstillingen og den monterte melkebeholderen med en tilkoblingsledning.
7. For dobbel uttrykk (dobbelt brystpumpemodus), koble hovedpumpesammenstillingen og 2 monterte melkebeholdere med 2 tilkoblingsledninger.






PRODUKTEGENSKAPER




- Denne melkepumpen bruker **3-faseteknologi**: **1. fase** med 9 valgbare stimuleringsnivåer for 2 minutters drift. **2. fase** med 9 valgbare nivåer for best mulig melkeutvinning. **3. fase** (valgfritt) for å tømme brystet fullstendig og forhindre galaktostase.
- Enheten har et beskyttelsessystem mot tilbakeslag som hindrer at morsmelken går tilbake til kontrollenheten og skader den under melkeutvinningsprosessen.
- Din Materno Smart er bærbar (vekselstrøm/likestrøm og oppladbart batteri) og egnet til reiser og perfekt for melking på arbeidsplassen.

KONTROLLENHET FOR PUMPE

- A1. På/av-knapp
 A2. Stimuleringsmodus-knapp
 A3. Melkeutvinning-modus-knapp
 A4. Tømme / Antistase-modus-knapp
 A5. Enkelt / dobbelt-modus-knapp (Lys PÅ - ENKELT pumpe / Lys AV - DOBBEL pumpe)
 B1. Nivåindikator
 B2. Batteriindikator
 B3. Rytmeindikator








Intensitetsnivåer:

- | | | |
|---|--------------------|---|
|  | fra 1 til 9 | Dette er stimuleringsmodusen med rask og kort sugerytme. |
|  | fra 1 til 9 | Dette er uttrykksmodus. Dette simulerer suget til en baby. Rytmen i denne fasen er langsommere, dypere og lengre. |
|  | fra 1 til 9 | Dette er Drenering / Anti-stasis-modus. Dette bidrar til å forhindre galaktostase. |

BRUKSVEILEDNING

1. Vask hendene før bruk, kontroller at melkepumpen er perfekt ren og riktig installert i henhold til monteringsanvisningen.
2. Juster midten av den monterte melkebeholderen med brystvorten og hold den nær brystet, hold det andre brystet med den andre hånden for å sørge for at det ikke kommer inn luft.
3. Juster amme-bh-en til riktig stramhet, fest melkebeholderen, hold kroppen rett og start pumpingen etter at pumpen er riktig tilkoblet hovedenheten. (Merk: Ikke ligg, bøy, hell eller beveg deg voldsomt under pumping).
4. Hvis brystvortens diameter ikke samsvarer med brystkoppens diameter, kan du bruke en silikonreducerer; sett silikonreducereren inn i brystkoppen og sørg for at den fester seg perfekt.
5. Etter endt pumping, ta av melkepumpen, ta av lokket på melkebeholderen for demontering og hell melken over i melkelagringsflasken eller -posen. (Merk: Ikke overskrid maksimal kapasitet på 180 ml).
6. Etter demontering og rengjøring kan kroppskoblingen, brystkoppen, melkebeholderen, sugekoppen og sugeventilen og annet tilbehør settes i sterilisatoren for desinfisering. (Merk: Slangen og lokket kan ikke steriliseres). Rengjør og steriliser de ikke-elektroniske delene før neste gangs bruk.








BETJENING AV KONTROLLENHETEN

- Slå på ved å trykke på strømknappen "A1". Skjermen til maskinen vil teste seg selv og blinke.
- Trykk på "A2" for å gå inn i stimuleringsmodus. Standardnivået er grunnivå. Trykk på "A2" igjen for å øke sugekraftnivået. Etter 2 minutter med stimulering vil maskinen automatisk bytte til melkeutvinning-modus. Trykk på "A3" igjen for å øke sugekraftnivået. Maskinen vil automatisk slå seg av etter 30 minutters arbeid. Trykk "A3" for å gå inn i melkeutvinning-modus hvis melken begynner å renne tidligere. Trykk "A3" igjen for å øke sugenivået. Maskinen vil automatisk slå seg av etter 30 minutters arbeid.
- I melkeutvinning-modus, trykk "A2" igjen for å gå inn i stimuleringsmodus igjen på samme sugekraftnivå som i forrige stimuleringsøkt. Etter 2 minutter med stimulering vil maskinen automatisk bytte til melkeutvinning-modus. Maskinen vil automatisk slå seg av etter 30 minutters arbeid.
- Trykk "A4" for å gå inn i tømmemodus når du foretrekker det. Trykk "A4" igjen for å øke sugekraftnivået. Maskinen vil automatisk slå seg av etter 5 minutter.

INSTALLASJON AV STRØMADAPTER

VIKTIG: Slå av maskinen før tilkobling til adapteren.

1. Sett inn den runde DC-pinnen på strømadapteren i DC-kontakten på kontrollenheten, og sett strømadapteren i stikkontakten som vist på bildet.
2. Når batterinivået er lavt, vil kun ikonet  blinke for å indikere at maskinen må lades.
3. Under lading vil de 3 batteriikonene på skjermen blinke.
4. Når maskinen er fulladet, vil ikonet  alltid være på.




RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

- Etter hver bruk, rengjør tidsnok de delene som kan vaskes.
- Ikke bruk ståltråd, skarpe instrumenter eller etsende kjemikalier til å rengjøre dette produktet.
- Det anbefales å bruke myk svampebørste og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre dette produktet.
- Ved demontering og rengjøring, kan tilbehør som kroppskobling, brystskål, melkesamler, sugekopp og ventil settes i en steriliseringsmaskin for desinfisering. (Unntatt ledningssammenstilling og lokksammenstilling)
- Sugekopp og ventil er laget av silikon som er forbruksartikler. Det anbefales ikke å varme- eller dampsterilisere dem ved høy temperatur over lang tid, da dette kan føre til for rask aldring eller deformasjon som kan påvirke bruken negativt.
- Ikke senk ledningssammenstilling og lokksammenstilling ned i vann ved rengjøring, kun tørk av med en ren fuktig klut. (Våte lokksammenstilling og ledningssammenstilling kan forårsake permanente skader på hovedmaskinen.)
- Vær forsiktig med små deler ved demontering og rengjøring for å unngå å miste dem, da dette kan føre til feilmontering eller driftsstans.
- Vask forsiktig ventil, sugekopp og andre deler ved rengjøring. Hvis de skades, vil dette påvirke sugeevnen og melkepumpen vil ikke fungere normalt.
- Dette produktet kan ikke varmes opp eller desinfiseres i mikrobølgeovn.

HVORDAN VELGE RIKTIG REDUKSJON

Melkeutvinning skal være en behagelig aktivitet, og størrelsen på brystskålen påvirker sterkt brukeropplevelsen når du bruker brystpumpen. Nuvita-reduksjonene finnes i 3 størrelser: 20, 22 eller 24 mm.

1. Bruk en lineal eller målebånd for å måle diameteren på brystvorten (i mm), midt gjennom og utenom areolaen.
2. Velg brystreduksjon med mål som er nærmest den du målte.



**Størrelse på
brystvorten**

**Størrelse på
reduisering**

OPPTIL
16 mm

Ø **20 mm**

OPPTIL
18 mm

Ø **22 mm**

OPPTIL
20 mm

Ø **24 mm**

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har en garanti på 24 måneder på material- og produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder inkluderer ikke skader forårsaket av vanlig bruk av parter som er identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er underlagt åger). Den juridiske garantien på 24 måneder er ugyldig hvis:

- Produktet har gjennomgått estetiske skader på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i manualen.
- Dette produktet har blitt modifisert og/eller tuklet med.
- Årsaken til feilen skyldtes dårlig vedlikehold av de enkelte komponentene og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oksidasjon og/eller avleiring på grunn av oppbevaring av vann eller andre væsker, sediment som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier.)

Følgende er unntatt fra den juridiske garantien på 24 måneder:

- Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje eller kostnader for ordinært vedlikehold av produktet.
- Kostnadene og risikoene forbundet med å transportere produktet til og fra butikken der du kjøpte eller på annen måte autorisert innsamlingscenter for å motta produktene under garanti.
- Skade forårsaket av eller som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
- Skade på grunn av naturkatastrofer, utilsiktede hendelser eller ugunstige forhold som ikke er forenlig med produktet.
- Defekter som har en ubetydelig effekt på produktets ytelse. Produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomisk skade som følge av funksjonsfeil i produktet.

I samsvar med gjeldende regelverk svarer ikke produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget for skader, inkludert direkte, indirekte, tap av nettoinntekt, tap av sparepenger og ytterligere skader og andre detaljer som går utover skade forårsaket av brudd på garanti, kontrakt, strengt ansvar, feil eller andre årsaker, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service. For mer informasjon om hjelpetjenesten besøk nettstedet www.nuvitababy.com

Kære kunde, du har købt en af de mest pålidelige brystpumper, der faktisk findes på markedet. Vi har studeret denne enhed for at være så meget brugervenlig som muligt, men vi er bange for, at du stadig skal bruge lidt tid på at læse disse instruktioner for at få 100 % af de fordele, som dette produkt kan give dig. Gem denne vejledning til fremtidig reference. Sørg for at medbringe fire AA alkaliske batterier til rejsebrug.


OPMÆRKSOMHED

- Efterlad venligst ikke dette produkt i et miljø med høje temperaturer i lang tid.
- Rengør venligst dette produkt før og efter brug.
- Før du brystpumper, skal du kontrollere igen, om det relaterede tilbehør er korrekt samlet og nøje afstemt.
- Når du samler eller adskiller, skal du sørge for at samle eller adskille hver del i henhold til 'Samlemetoden'.
- Materialerne, der anvendes i dette produkt, opfylder de nationale sikkerhedsstandarder, og det er normalt at have en restlugt.
- Hvis du ønsker at bruge den elektriske brystpumpe i et stadium med mindre amning, skal du bruge den under vejledning af læger og plejepersonale.
- Lad være med at amme for meget for at undgå brystskader.
- Hvis du føler smerte forårsaget af brugen af dette produkt, bedes du straks stoppe med at bruge det og spørge det medicinske personale.
- Brystpumpedele, der kommer i direkte kontakt med modermælk, er produkter til personlig pleje, og mødre bør ikke dele dem.
- Dette produkt er kun til de formål, der er beskrevet i denne manual.

ADVARSEL

- Brug den ikke i badekar eller bruser.
- Pas på ikke at vride eller knuder forbindelsesrøret.
- Når den ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn.







EMBALLAGEINDHOLD





	Punkt	1287W mængde	1287KDW mængde	1288W mængde
1	Strømadapter	1	-	1
2	Støvtæt betræk	1	1	2
3	Bryst kop	1	1	2
4	Sugekop	1	1	2
5	Brystpumpe krop	1	1	2
6	Sugeventil	1	1	2
7	Kasket	1	1	2
8	Tætningsring til hætte	1	1	2
9	Mælkebeholder	1	1	2
10	Tilslutningsrør	1	1	2
11	20 mm silikonereducer	1	1	2
12	22 mm silikonereducer	1	1	2
13	24 mm silikonereduktion	1	1	2
14	Brystpumpe styreenhed	1	-	1
15	Fløjlstaske (ikke vist i diagrammet)	1	-	1

MONTERINGSMETODE

1. Indsæt brystkappen "A" til brystpumpehuset "D".
2. Sæt sugeskålen "C" på toppen af brystpumpehusets krop. Sørg for, at kanten af sugesilikoneskålen er tæt tilpasset, og at det positionsbegrænsende hak er installeret på plads.
3. Fastgør sugeventilen "E" til bunden af brystpumpehuset og sørg for, at sugeventilen er skubbet helt ind. Sugeventilen kan ikke installeres vandret, og den skal installeres som vist på figuren.
4. Fastgør brystpumpehuset til mælkebeholderen "H", og sørg for, at de er tæt tilpasset.
5. Skub hættten på mælkebeholderen og få den til at passe sammen.
6. For ekstraktion fra et enkelt bryst skal du forbinde hovedbrystpumpeenheden og mælkebeholderenheden med et tilslutningsrør.
7. For dobbelt ekspression (dobbelt brystpumpe tilstand) skal du tilslutte hovedbrystpumpeenheden og 2 mælkebeholdere med 2 tilslutningsrør.






PRODUKTEGENSKABER




1. Denne brystpumpe bruger en **3-faseteknologi: 1. fase** med 9 valgbare stimulationsniveauer i 2 minutters drift. **2. fase** med 9 valgbare niveauer for din bedste udtrykshandling. **3. fase** (kan vælges efter behov) for at tømme brystet fuldstændigt og forhindre galaktostase (engorgement)
2. Denne enhed er forsynet med et anti-refluksbeskyttelsessystem, som forhindrer modermælken i at vende tilbage til kontrolenheden og beskadige den under mælkeudvindingsprocessen.
3. Den er bærbar (AC/DC og genopladeligt batteridrevet) så velegnet til rejser og perfekt til brystpumpeaktivitet på arbejdet.

PUMPEKONTROLLENHED

- A1. Tænd og sluk knap
- A2. Knap til stimuleringstilstand
- A3. Knap til udtrykstilstand
- A4. Dræning / Anti-stase Mode knap
- A5. Enkelt-/dobbeltilstandsknap (Lys TIL - ENKEL pumpe / Lys FRA - DOBBELT pumpe)
- B1. Niveauindikator
- B2. Batteriindikator
- B3. Rytme indikator








Intensitetsniveauer:

- | | | |
|---|--------------------|--|
|  | fra 1 til 9 | Dette er stimuleringstilstanden med hurtig og kort sugerytme. |
|  | fra 1 til 9 | Dette er udtrykstilstanden. Dette simulerer sugningen af en baby. Rytmen i denne fase er langsommere, dybere og længere. |
|  | fra 1 til 9 | Dette er Dræning / Anti-stase-tilstand. Dette hjælper med at forhindre galaktostase. |

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Vask dine hænder før brug, bekræft, at brystpumpeenheden er grundigt rengjort og korrekt installeret i henhold til monteringsvejledningen.
2. Juster midten af den samlede mælkebeholder med brystvorten og hold den tæt på brystet, og hold brystet med den anden hånd for at sikre, at der ikke kommer luft ind.
3. Juster amme-bh'en til en ordentlig stramhed, fastgør mælkebeholderen på plads, hold kroppen oprejst, og begynd at brystpumpe, efter at brystpumpen er korrekt tilsluttet til hovedenheden. (Bemærk: Du må ikke lægge dig ned, bøje, vippe eller bevæge dig voldsomt under pumpning).
4. Hvis brystvortens diameter ikke passer til brystskålens diameter, kan en silikonereducer bruges; Indsæt silikonereduktionen i brystkoppen og sørg for en tæt pasform.
5. Når brystpumpningen er afsluttet, skal du fjerne brystpumpehuset, skubbe hættten ud af mælkebeholderen for adskillelse, og hæld mælken i mælkeopbevaringsflasken eller mælkeopbevaringsposen. (Bemærk: Overskrid ikke den maksimale skala på 180 ml).
6. Efter adskillelse og rengøring kan forbindelseslegemet, brystkoppen, mælkebeholderen, sugeskålen og sugeventilen og andet tilbehør sættes i sterilisatoren til desinfektion. (Bemærk: Slangesamlingen og hættesamlingen kan ikke steriliseres). Rengør og steriliser de ikke-elektroniske dele til næste brug.








DRIFTSPUMPEKONTROLLENHED

- Tænd, tryk på "A1"-knappen. Maskinens skærm vil selvteste og flimre.
- Tryk på "A2" for at gå ind i stimulationstilstand. Fabriksindstillingen er niveau. Tryk på "A2" igen for at øge sugeintensiteten. Efter 2 minutters stimulering skifter maskinen automatisk til udtrykstilstand. Tryk på "A3" igen for at øge sugeintensiteten. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters drift. Tryk på "A3" for at gå ind i Expression-tilstand, hvis din mælk begynder at flyde tidligere. Tryk på "A3" igen for at øge sugeintensiteten. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters drift.
- I udtrykstilstand, tryk på "A2" igen for at gå ind i stimuleringstilstand igen på samme niveau af sugeintensitet i forrige stimuleringssession. Efter 2 minutters stimulering skifter maskinen automatisk til udtrykstilstand. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters drift.
- Tryk på "A4" for at gå ind i dræningstilstand, når du foretrækker det. Tryk på "A4" igen for at øge sugeintensiteten. Maskinen slukker automatisk efter 5 minutter.

INSTALLATION AF AC ADAPTER

VIGTIGT: Sluk venligst for maskinen, før du tilslutter adapteren.

1. Sæt den runde DC-pin på AC-strømadapteren i DC-stikket på kontrolenheden, og sæt AC-strømadapteren i strømstikket som vist i diagrammet.
2. Når batteriet er lavt, vil kun ikonet  flimre, hvilket indikerer, at maskinen skal oplades.
3. Under opladning vil de 3 batteriikoner på skærmen flimre.
4. vil ikonet  altid være tændt.




RENGØRINGSVEJLEDNING

- Efter hver brug, bedes du rengøre det rengøringsvenlige tilbehør i tide.
- Brug ikke ståltråd, skarpe instrumenter eller ætsende kemikalier til at rengøre dette produkt.
- Det anbefales at bruge blød svampebørste og neutralt rengøringsmiddel til at rengøre dette produkt.
- Ved adskillelse og rengøring kan tilbehøret såsom tilslutningslegeme, brystskjold, mælkeopsamler, sugeskål og ventil sættes i sterilisatoren til desinfektion. (Undtagen rørsamlingen og hættensamlingen)
- Sugeskål og ventil er lavet af silikone, som er forbrugsgodt. Det er ikke tilrådeligt at sterilisere dem ved høj temperatur i lang tid for ikke at forårsage overdreven ældning eller deformation og påvirke deres brug.
- Nedsænk ikke forbindelsesrøret og hættens i vand til rengøring, og tør dem kun af med en ren våd klud. (Den fugtede hættensamling og forbindelsesrørsamlingen vil forårsage permanent skade på produktets hovedmaskine.)
- Ved adskillelse og rengøring skal du være forsigtig med de mindre dele for at undgå at miste dem, hvilket kan føre til svigt af montering eller maskindrift.
- Ved rengøring skal du forsigtigt vaske ventilen, sugeskålen og andre dele. Hvis de er beskadiget, vil suget blive påvirket, og brystpumpningen kan ikke fungere normalt.
- Dette produkt kan ikke opvarmes og desinficeres i mikrobølgeovn.

SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE REDUKTIONSGEAR

Mælkeudtrækningen skal være en behagelig handling, og brystskålens størrelse påvirker i høj grad den type oplevelse, der leves, mens du bruger brystpumpen. Nuvita reduktionsrør fås i 3 størrelser: 20, 22 eller 24 mm.

1. Med en lineal eller et målebånd måles diameteren af brystvorten (i mm), der passerer gennem midten og ekskluderer areola.
2. Baseret på de målte mm skal du vælge den brystreduktion, der er tættest på den målte værdi.



**Størrelse på
brystvorten**

OPTIL
16 mm

OPTIL
18 mm

OPTIL
20 mm

**Størrelse på
reduktionsgear**

Ø **20 mm**

Ø **22 mm**

Ø **24 mm**

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt nyder godt af en garanti på 24 måneder på materiale- og fabrikationsfejl, fra købsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder omfatter ikke skader forårsaget af sædvanlig brug af parter, der er identificeret som "forbrugsvarer" (f.eks. batterier, børstehoveder eller dele, der er omfattet af åger). Den juridiske garanti på 24 måneder er ugyldig, hvis:

- Produktet har gennemgået æstetisk skade på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- Dette produkt er blevet ændret og/eller manipuleret med.
- Årsagen til fejlen skyldtes dårlig vedligeholdelse af de enkelte komponenter og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oxidation og/eller afskalning på grund af tilbageholdelse af vand eller andre væsker, sediment, der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterier.)

Følgende er undtaget fra den juridiske garanti på 24 måneder:

- Omkostninger i forbindelse med udskiftninger og/eller reparation af dele udsat for slid eller omkostninger til almindelig vedligeholdelse af produktet.
- De omkostninger og risici, der er forbundet med at transportere produktet til og fra den butik, hvor du købte eller på anden måde autoriseret indsamlingscenter til at modtage produkterne under garanti.
- Skader forårsaget af eller som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i brugsanvisningen.
- Skader på grund af naturkatastrofer, utilsigtede hændelser eller ugunstige forhold, der ikke er kompatible med produktet.
- Fejl, der har en ubetydelig effekt på produktets ydeevne. Producenten, distributøren og alle de parter, der er involveret i salget, påtager sig intet ansvar for tab og økonomisk skade som følge af fejlfunktion af produktet. I overensstemmelse med gældende regler reagerer producenten, distributøren og alle de parter, der er involveret i salget under ingen omstændigheder for skader, herunder direkte, indirekte, tab af nettoindkomst, tab af besparelser og yderligere skader og andre detaljer, konsekvenser, der går ud over skade forårsaget af brud på garanti, kontrakt, objektivi ansvar, fejl eller andre årsager, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, herunder manglende service. Besøg webstedet www.nuvitababy.com for yderligere information om hjælpetjenesten.

Klient i nderuar, keni blerë një nga pompat e gjirit më të besueshme në treg. Ne e studiuam këtë pajisje që të jetë sa më miqësore për përdoruesit, por kemi frikë se duhet të shpenzoni ende pak kohë për të lexuar këto udhëzime në mënyrë që të merrni 100% të përfitimeve që mund t'ju sjellë ky produkt. Mbajeni këtë manual për referencë në të ardhmen. Sigurohuni që të sillni katër bateri alkaline AA për përdorim në udhëtim.


KUJDES

- Ju lutemi mos e lini këtë produkt në një mjedis me temperaturë të lartë për një kohë të gjatë.
- Ju lutemi pastroni këtë produkt para dhe pas përdorimit.
- Përpara pompimit të gjirit, ju lutemi kontrolloni sërish nëse aksesoret përkatës janë montuar saktë dhe nëse përputhen ngushtë.
- Kur montoni ose çmontoni, sigurohuni që të montoni ose çmontoni secilën pjesë sipas 'Metodës së montimit'.
- Materialet e përdorura në këtë produkt plotësojnë standardet kombëtare të sigurisë dhe është normale që të ketë erë të mbetur.
- Nëse dëshironi të përdorni pompën elektrike të gjirit në fazën e më pak laktacionit, ju lutemi përdorni atë nën drejtimin e mjekëve dhe personelit infermieror.
- Ju lutemi mos e teproni me gji për të shmangur dëmtimin e gjirit.
- Nëse ndjeni dhimbje të shkaktuar nga përdorimi i këtij produkti, ju lutemi ndaloni menjëherë përdorimin e tij dhe pyesni personelin mjekësor.
- Pjesët e pompës së gjirit që vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me qumështin e gjirit janë produkte të kujdesit personal dhe nënat nuk duhet t'i ndajnë ato.
- Ky produkt është vetëm për qëllimet e përshkruara në këtë manual.

PARALAJMËRIM

- Mos e përdorni në banjë apo dush.
- Kini kujdes që të mos përdredhni ose nyjëtoni tubin lidhës.
- Kur nuk përdoret, ju lutemi mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve.







PËRMBAJTJA E PAKETIMIT





	Artikulli	1287W Sasia	1287KDW Sasia	1288W Sasia
1	Përshtatës i energjisë	1	-	1
2	Mbulesa rezistente ndaj pluhurit	1	1	2
3	Kupa e gjirit	1	1	2
4	Kupa thithëse	1	1	2
5	Trupi i pompës së gjirit	1	1	2
6	Valvula thithëse	1	1	2
7	kapak	1	1	2
8	Unaza mbyllëse për kapakun	1	1	2
9	Enë me qumësht	1	1	2
10	Tub lidhës	1	1	2
11	Reduktues silikoni 20 mm	1	1	2
12	Reduktues silikoni 22 mm	1	1	2
13	Reduktues silikoni 24 mm	1	1	2
14	Njësia e kontrollit të pompës së gjirit	1	-	1
15	Çanta prej kadifeje (nuk tregohet në diagram)	1	-	1

METODA E MONTIMIT

1. Fusni kupën e gjirit "A" në trupin e pompës së gjirit "D".
2. Vendoseni tasin thithës "C" në pjesën e sipërme të trupit të pompës së gjirit. Sigurohuni që skaji i tasit të silikonit thithës të përputhet ngushtë dhe niveli kufizues i pozicionit është instaluar në vend.
3. Fiksoni valvulën e thithjes "E" në pjesën e poshtme të trupit të pompës së gjirit dhe sigurohuni që valvula e thithjes të jetë futur plotësisht brenda. Valvula thithëse nuk mund të instalohet horizontalisht dhe duhet të instalohet siç tregohet në figurë.
4. Fiksoni trupin e pompës së gjirit në enën e qumështit "H" dhe sigurohuni që ato të jenë të lidhura ngushtë.
5. Shtyjeni montimin e kapakut mbi enën e qumështit dhe rregullojeni atë së bashku.
6. Për nxjerrjen nga një gji i vetëm, ju lutemi lidhni njësinë kryesore të pompës së gjirit dhe montimin e enës së qumështit me një tub lidhës.
7. Për shprehje të dyfishtë (modaliteti i pompës së gjirit të dyfishtë), ju lutemi lidhni njësinë kryesore të pompës së gjirit dhe 2 grupe kontejnerësh qumështi me 2 tuba lidhës.






KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT




1. Kjo pompë gjiri përdor një teknologji **3 fazash: Faza e parë** me 9 nivele stimulimi të zgjedhura për 2 minuta funksionim. **Faza e dytë** me 9 nivele të zgjedhura për veprimin tuaj më të mirë të shprehjes. **Faza e tretë** (e zgjidhshme sipas kërkesës) për të zbrazur plotësisht gjoksin dhe për të parandaluar galaktostazën (ngryrjen)
2. Kjo pajisje është e pajisur me një sistem mbrojtjeje kundër refluksit i cili parandalon kthimin e qumështit të gjirit në njësinë e kontrollit dhe dëmtimin e tij gjatë procesit të nxjerrjes së qumështit.
3. Është portativ (operohet me AC/DC dhe bateri të rikarikueshme) kështu i përshtatshëm për udhëtime dhe i përsosur për aktivitetin e pompimit të gjirit në punë.

NJËSIA E KONTROLLIT TË POMPËS

- A1. Butoni i ndezjes dhe i çaktivizimit
- A2. Butoni i modalitetit të stimulimit
- A3. Butoni i modalitetit të shprehjes
- A4. Butoni i modalitetit të kullimit / kundër stazës
- A5. Butoni i vetëm / i dyfishtë i modalitetit (Drita AKTIVE - pompë e vetme / Drita e fikur - pompë e dyfishtë)
- B1. Treguesi i nivelit
- B2. Treguesi i baterisë
- B3. Treguesi i ritmit








Nivelet e intensitetit:

-  **Nga 1 në 9** Ky është modaliteti i stimulimit me ritëm thithjeje të shpejtë dhe të shkurtër.
-  **Nga 1 në 9** Ky është mënyra e shprehjes. Kjo simulon thithjen e një foshnjeje. Ritmi i kësaj faze është më i ngadaltë, më i thellë dhe më i gjatë.
-  **Nga 1 në 9** Ky është modaliteti i kullimit / kundër stazës. Kjo ndihmon në parandalimin e galaktostazës.

UDHËZIMET E FUNKSIONIMIT

1. Lani duart përpara përdorimit, konfirmoni që montimi i pompës së gjirit është pastruar mirë dhe është instaluar siç duhet në vend sipas udhëzimeve të montimit.
2. Drejtoni qendrën e enës së montuar të qumështit me thithkën dhe mbajeni pranë gjoksit dhe mbajeni gjoksin me dorën tjetër për të siguruar që të mos hyjë ajri.
3. Rregulloni sytjena pleqsh në një ngushtësi të duhur, rregulloni enën e qumështit në vend, mbajeni trupin drejt dhe filloni pompimin e gjirit pasi pompa e gjirit të jetë lidhur saktë me njësinë kryesore. (Shënim: Mos u shtrini, mos u përkulni, anoni ose lëvizni me dhunë kur pomponi).
4. Nëse diametri i thithkës nuk përputhet me diametrin e kupës së gjirit, mund të përdoret një reduktues silikoni; Fusni reduktuesin e silikonit në filxhanin e gjirit dhe sigurojeni një përshtatje të ngushtë.
5. Pasi të përfundojë pompimi i gjirit, hiqeni trupin e pompës së gjirit, nxirreni kapakun nga ena e qumështit për ta çmontuar dhe derdhni qumështin në shishen e ruajtjes së qumështit ose në qesen e ruajtjes së qumështit. (Shënim: Mos e tejkaloni shkallën maksimale prej 180 ml).
6. Pas çmontimit dhe pastrimit, trupi lidhës, filxhani i gjirit, ena e qumështit, tasi thithës dhe valvula thithëse dhe aksesorët e tjerë mund të futen në sterilizues për dezinfektim. (Shënim: Asambleja e tubit dhe montimi i kapakut nuk mund të sterilizohen). Pastroni dhe sterilizoni pjesët jo elektronike për përdorim të radhës.








NJËSIA E KONTROLLIT TË POMPËS OPERATIVE

- Ndizeni, shtypni butonin e ndezjes "A1". Ekranin e makinës do të vetë-testohet dhe do të dridhet.
- Shtypja "A2" do të hyjë në modalitetin e stimulimit. Niveli i paracaktuar i fabrikës është niveli. Shtypni përsëri "A2" për të rritur nivelin e intensitetit të thithjes. Pas 2 minutash stimulim, makina do të kalojë automatikisht në modalitetin e shprehjes. Shtypni sërish "A3" për të rritur nivelin e intensitetit të thithjes. Makina do të fiket automatikisht pas 30 minutash pune. Shtypni "A3" për të hyrë në modalitetin e shprehjes nëse qumështi juaj fillon të rrjedhë më herët. Shtypni sërish "A3" për të rritur nivelin e intensitetit të thithjes. Makina do të fiket automatikisht pas 30 minutash pune.
- Në modalitetin e shprehjes, shtypni "A2" përsëri për të hyrë përsëri në modalitetin e stimulimit në të njëjtin nivel të intensitetit të thithjes në seancën e mëparshme të Stimulimit. Pas 2 minutash stimulim, makina do të kalojë automatikisht në modalitetin e shprehjes. Makina do të fiket automatikisht pas 30 minutash pune.
- Shtypni "A4" për të hyrë në modalitetin e kullimit kur preferoni. Shtypni sërish "A4" për të rritur nivelin e intensitetit të thithjes. Makina do të fiket automatikisht pas 5 minutash.

INSTALIMI I PËRSHTATËSIT AC

E RËNDËSISHME: Ju lutemi fikni makinën përpara se të lidheni me përshtatësin.

1. Fusni pinin e rumbullakët DC të përshtatësit të rrymës AC në prizën DC në njësinë e kontrollit dhe futni përshtatësin e rrymës AC në prizën e rrymës siç tregohet në diagram.
2. Kur bateria ka kapacitet të ulët, vetëm ikona  do të dridhet, duke treguar se makina duhet të karikohet.
3. Gjatë karikimit, 3 ikonat e baterisë në ekran do të dridhen.
4. Kur makina është plotësisht e ngarkuar, ikona  do të jetë gjithmonë e ndezur.




UDHËZIMET E PASTRIMIT

- Pas çdo përdorimi, pastroni me kohë aksesorët e pastrueshëm.
- Mos përdorni tela çeliku, instrumente të mprehta ose kimikate gërryese për të pastruar këtë produkt.
- Për pastrimin e këtij produkti rekomandohet përdorimi i furçës së butë sfungjeri dhe detergjentit neutral.
- Kur çmontoni dhe pastroni, aksesorët si trupi lidhës, mburoja e gjoksit, kolektori i qumështit, tasi thithës dhe valvula mund të futen në sterilizues për dezinfektim. (Përveç montimit të tubit dhe montimit të kapakut)
- Ena thithëse dhe valvula janë prej silikoni, të cilat janë të konsumueshme. Nuk këshillohet sterilizimi i tyre në temperaturë të lartë për një kohë të gjatë, në mënyrë që të mos shkaktohet plakje apo deformim i tepërt dhe të ndikohet në përdorimin e tyre.
- Mos e zhytni montimin e tubit lidhës dhe kapakun në ujë për pastrim dhe fshijini ato vetëm me një leckë të pastër të lagur. (Asambleja e kapakut të lagur dhe montimi i tubit lidhës do të shkaktojnë dëme të përhershme në makinën kryesore të produktit.)
- Kur çmontoni dhe pastroni, jini të kujdesshëm për pjesët më të vogla për të shmangur humbjen e tyre, gjë që mund të çojë në dështimin e montimit ose funksionimin e makinës.
- Kur pastroni, ju lutemi lani butësisht valvulën, enën e thithjes dhe pjesët e tjera. Nëse ato dëmtohen, thithja do të ndikohet dhe pompimi i gjirit nuk mund të funksionojë normalisht.
- Ky produkt nuk mund të nxehet dhe dezinfektohet në furrë me mikrovalë.

SI TË ZGJIDHNI REDUKTUESIN E DUHUR

Nxjerrja e qumështit duhet të jetë një veprim i këndshëm dhe madhësia e filxhanit të gjirit ndikon shumë në llojin e përvojës që përjetohet gjatë përdorimit të pompës së gjirit. Reduktuesit Nuvita janë në dispozicion në 3 madhësi: 20, 22 ose 24 mm.

1. Me një vizore ose një shirit matës, matni diametrin e thithkës (në mm), duke kaluar nëpër qendër dhe duke përfshiruar areolën.
2. Në bazë të mm të matur, zgjidhni reduktuesin e gjirit që është më afër vlerës së matur.



Madhësia e thithit

DERI NË
16 mm

DERI NË
18 mm

DERI NË
20 mm

Madhësia e reduktuesit

∅ **20 mm**

∅ **22 mm**

∅ **24 mm**

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Ky produkt përfiton një garanci prej 24 muajsh për defektet në material dhe në prodhim, duke filluar nga data e blerjes (shih fletën e shitjes). Garancia prej 24 muajsh nuk përfshin dëmet e shkaktuara nga përdorimi i zakonshëm i palëve të identifikuara si “të konsumueshme” (p.sh. bateritë, kokat e furgave ose pjesët që i nënshtrohen kamatës). Garancia ligjore prej 24 muajsh është e pavlefshme nëse:

- Produkti ka pësuar dëmtime estetike për shkak të përdorimit jo të duhur, jo në përputhje me udhëzimet në manual.
- Ky produkt është modifikuar dhe/ose ngatërruar.
- Shkaku i dështimit ishte për shkak të mirëmbajtjes së dobët të komponentëve individualë dhe/ose aksesorëve dhe/ose furnizimeve (p.sh. oksidimi dhe/ose shkallëzimi për shkak të mbajtjes së ujit ose lëngjeve të tjera, sedimentit që bllokoi sensorin, rrjedhjes së lëngut gërryes nga bateritë.)

Nga garancia ligjore prej 24 muajsh përjashtohen:

- Kostot që lidhen me zëvendësimet dhe/ose riparimin e pjesëve që i nënshtrohen konsumit ose kostot për mirëmbajtjen e zakonshme të produktit.
- Kostot dhe rreziqet e përfshira në transportin e produktit drejt dhe nga dyqani ku keni blerë ose në një tjetër qendër grumbullimi të autorizuar për të marrë produktet nën garanci.
- Dëme të shkaktuara ose që vijnë nga instalimi i gabuar ose përdorimi i papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e udhëzimeve.
- Dëme për shkak të fatkeqësive natyrore, ngjarjeve aksidentale ose kushteve të pafavorshme që nuk përputhen me produktin.
- Defekte që kanë një efekt të papërfillshëm në performancën e produktit.

Prodhuesi, distributori dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk marrin përsipër asnjë përgjegjësi për humbjet dhe dëmet ekonomike nga ndonjë mosfunksionim i produktit. Në përputhje me rregulloret aktuale, prodhuesi, distributori dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk përgjigjen në asnjë rast për dëmet, duke përfshirë ato direkte, indirekte, humbje të të ardhurave neto, humbje të kursimeve dhe dëme shtesë dhe pasoja të tjera detaje që shkojnë përtej dëmi i shkaktuar nga shkelja e garancisë, kontratës, përgjegjësisë së rreptë, keqëmbajtjes ose për shkaqe të tjera, që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentet letre dhe elektronike, duke përfshirë mungesën e shërbimit. Për më shumë informacion mbi shërbimin e ndihmës, vizitoni faqen e internetit www.nuvitababy.com

Spoštovana stranka, kupili ste eno najbolj zanesljivih prsnih črpalk, ki so dejansko na voljo na trgu. To napravo smo preučevali, da bi bila čim bolj uporabniku prijazna, vendar se bojimo, da boste vseeno morali porabiti malo časa za branje teh navodil, da boste lahko 100 % izkoristili prednosti, ki vam jih ta izdelek lahko prinese. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Ne pozabite prinesiti štiri alkalne baterije AA za uporabo na potovanje.


POZOR

- Prosimo, da izdelka ne puščate dlje časa v okolju z visoko temperaturo.
- Očistite izdelek pred in po uporabi.
- Pred črpanjem dojk ponovno preverite, ali so povezani dodatki pravilno sestavljeni in tesno usklajeni.
- Pri sestavljanju ali razstavljanju se prepričajte, da vsak del sestavite ali razstavite v skladu z "metodo sestavljanja".
- Materiali, uporabljeni v tem izdelku, izpolnjujejo nacionalne varnostne standarde in normalno je, da ostanejo vonji.
- Če želite električno prsno črpalko uporabljati v fazi manjše laktacije, jo uporabljajte pod nadzorom zdravnikov in negovalnega osebja.
- Prosimo, da ne dojite preveč, da preprečite poškodbe dojk.
- Če čutite bolečino zaradi uporabe tega izdelka, ga takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.
- Deli prsne črpalke, ki pridejo v neposreden stik z materinim mlekom, so izdelki za osebno nego in jih matere ne smejo deliti z drugimi.
- Ta izdelek je samo za namene, opisane v tem priročniku.

OPOZORILO

- Ne uporabljajte ga v kadi ali prhi.
- Pazite, da povezovalne cevi ne zvijete ali zavozlate.
- Ko ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.







VSEBINA EMBALAŽE




	Postavka	1287W Količina	1287KDW Količina	1288W Količina
1	Napajalnik	1	-	1
2	Prevleka, odporna na prah	1	1	2
3	Prsna skodelica	1	1	2
4	Prisesek	1	1	2
5	Telo prsne črpalke	1	1	2
6	Sesalni ventil	1	1	2
7	kapa	1	1	2
8	Tesnilni obroč za pokrov	1	1	2
9	Posoda za mleko	1	1	2
10	Priključna cev	1	1	2
11	20 mm silikonski reduktor	1	1	2
12	22 mm silikonski reduktor	1	1	2
13	24 mm silikonski reduktor	1	1	2
14	Krmilna enota prsne črpalke	1	-	1
15	Žametna torbica (ni prikazana na diagramu)	1	-	1

MONTAŽNA METODA

1. Prsno skodelico »A« vstavite v telo prsne črpalke »D«.
2. Namestite sesalno posodo "C" na vrh ohišja prsne črpalke. Prepričajte se, da je rob sesalne silikonske posode tesno usklajen in da je zarez za omejevanje položaja nameščena na mestu.
3. Pritrdite sesalni ventil »E« na dno ohišja prsne črpalke in se prepričajte, da je sesalni ventil popolnoma potisnjen. Sesalnega ventila ni mogoče namestiti vodoravno, namestiti ga je treba, kot je prikazano na sliki.
4. Pritrdite sklop ohišja prsne črpalke na posodo za mleko "H" in se prepričajte, da sta tesno usklajena.
5. Sklop pokrova potisnite na posodo za mleko in poskrbite, da se prilega skupaj.
6. Za ekstrakcijo iz ene dojke povežite glavno enoto prsne črpalke in sklop posode za mleko s priključno cevjo.
7. Za dvojno iztiskanje (način dvojne prsne črpalke) povežite glavno enoto prsne črpalke in 2 sklopa vsebnikov za mleko z 2 povezovalnima cevkvama.






ZNAČILNOSTI IZDELKA




1. Ta prsna črpalka uporablja **3-fazno tehnologijo: 1. faza** z 9 izbirnimi stopnjami stimulacije za 2-minutno delovanje. **2. faza** z 9 izbirnimi stopnjami za vaše najboljše izražanje. **3. faza** (na izbiro na zahtevo) za popolno izpraznitev dojke in preprečevanje galaktostaze (napihljenosti)
2. Ta naprava je opremljena z zaščitnim sistemom proti refluksu, ki preprečuje, da bi se materino mleko vrnilo v krmilno enoto in jo med postopkom ekstrakcije mleka poškodovalo.
3. Je prenosen (deluje na AC/DC in polnilno baterijo), zato je primeren za potovanja in kot nalašč za črpanje prsi v službi.

KRMILNA ENOTA ČRPALKE

- A1. Gumb za vklop in izklop
 A2. Gumb za način stimulacije
 A3. Gumb Expression Mode
 A4. Gumb za način drenaže/proti zastoju
 A5. Gumb za enojni/dvojni način (LUČKA VKLOPLJENA - ENOJNA črpalka / lučka IZKLOPLJENA - DVOJNA črpalka)
 B1. Indikator nivoja
 B2. Indikator baterije
 B3. Indikator ritma








Stopnje intenzivnosti:

-  Od 1 do 9 To je način stimulacije s hitrim in kratkim ritmom sesanja.
-  Od 1 do 9 To je izrazni način. To simulira sesanje dojenčka. Ritem te faze je počasnejši, globlji in daljši.
-  Od 1 do 9 To je način Drenaža / Anti-stasis. To pomaga preprečiti galaktostazo.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred uporabo si umijte roke, preverite, ali je sklop prsne črpalke temeljito očiščen in pravilno nameščen v skladu z navodili za sestavljanje.
2. Sredino sestavljene posode za mleko poravnajte z bradavico in jo držite blizu dojke, z drugo roko pa držite dojko, da preprečite vstop zraka.
3. Nastavite modrček za dojenje na ustrezno tesnost, pritrdite posodo za mleko, držite telo pokonci in začnite s črpanjem dojke, ko je prsna črpalka pravilno priključena na glavno enoto. (Opomba: med črpanjem se ne uležite, ne sklanjajte, nagibajte ali premikajte nasilno).
4. Če se premer bradavice ne ujema s premerom prsne skodelice, lahko uporabite silikonski reduktor; V prsno košarico vstavite silikonski reduktor in zagotovite tesno prileganje.
5. Ko je črpanje dojke končano, odstranite ohišje prsne črpalke, potisnite ven pokrovček iz vsebnika za mleko, da ga razstavite, in nalijte mleko v stekleničko za shranjevanje mleka ali vrečko za shranjevanje mleka. (Opomba: ne prekoračite največje lestvice 180 ml).
6. Po razstavljanju in čiščenju lahko ohišje konektorja, prsno skodelico, posodo za mleko, sesalno posodo in sesalni ventil ter druge dodatke vstavite v sterilizator za razkuževanje. (Opomba: sklopa cevi in sklopa pokrova ni mogoče sterilizirati). Očistite in sterilizirajte neelektronske dele za naslednjo uporabo.








DELOVANJE KRMILNE ENOTE ČRPALKE

- Vklopite, pritisnite gumb za vklop "A1". Zaslon stroja se bo samodejno testiral in utripal.
- Pritisnite "A2" za vstop v način stimulacije. Tovarniško privzeta raven je raven. Ponovno pritisnite "A2", da povečate stopnjo intenzivnosti sesanja. Po 2 minutah stimulacije bo stroj samodejno preklopil v način izražanja. Ponovno pritisnite "A3", da povečate intenzivnost sesanja. Stroj se samodejno izklopi po 30 minutah dela. Pritisnite "A3" za vstop v način iztiskanja, če vaše mleko začne teči prej. Ponovno pritisnite "A3", da povečate stopnjo intenzivnosti sesanja. Stroj se samodejno izklopi po 30 minutah dela.
- V načinu ekspresije ponovno pritisnite »A2«, da ponovno vstopite v način stimulacije z enako stopnjo intenzivnosti sesanja v prejšnji seji stimulacije. Po 2 minutah stimulacije bo stroj samodejno preklopil v način izražanja. Stroj se samodejno izklopi po 30 minutah dela.
- Pritisnite »A4«, da vstopite v način drenaže, kadar želite. Ponovno pritisnite "A4", da povečate stopnjo intenzivnosti sesanja. Stroj se samodejno izklopi po 5 minutah.

NAMESTITEV NAPAJALNIKA

POMEMBNO: Pred priključitvijo na adapter izklopite napravo.

1. Vstavite okrogel enosmerni zatič napajalnika za izmenični tok v vtičnico za enosmerni tok na krmilni enoti in priključite napajalnik za izmenični tok v vtičnico, kot je prikazano na diagramu.
2. Ko je baterija skoraj prazna, utripa le ikona , kar pomeni, da je treba avto napolniti.
3. Med polnjenjem bodo 3 ikone baterije na zaslonu utripale.
4. Ko je stroj popolnoma napolnjen, bo ikona  vedno vklopljena.




NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Po vsaki uporabi pravočasno očistite pribor, ki ga je mogoče čistiti.
- Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte jeklene žice, ostrih predmetov ali jedkih kemikalij.
- Za čiščenje tega izdelka je priporočljiva uporaba mehke gobaste krtače in nevtralnega detergenta.
- Pri razstavljanju in čiščenju lahko dodatke, kot so ohišje konektorja, ščitnik za dojke, zbiralnik mleka, sesalna posoda in ventil, vstavite v sterilizator za razkuževanje. (Razen sklopa cevi in sklopa pokrovčka)
- Sesalna posoda in ventil sta iz silikona, ki sta potrošni material. Ni priporočljivo, da jih dolgo sterilizirate pri visoki temperaturi, da ne povzročite čezmernega staranja ali deformacije in vplivate na njihovo uporabo.
- Sklopa povezovalne cevi in sklopa pokrova ne potaplajte v vodo za čiščenje, temveč ju obrišite samo s čisto mokro krpo. (Sklop omočenega pokrova in sklop povezovalne cevi bosta povzročila trajno poškodbo glavnega stroja izdelka.)
- Pri razstavljanju in čiščenju bodite previdni pri manjših delih, da jih ne izgubite, kar lahko povzroči okvaro sestavljanja ali delovanja stroja.
- Pri čiščenju nežno operite ventil, sesalno posodo in druge dele. Če so poškodovane, bo sesanje moteno in črpanje dojk ne bo delovalo normalno.
- Tega izdelka ni mogoče segrevati in razkuževati v mikrovalovni pečici.

KAKO IZBRATI PRAVI REDUKTOR

Izsesavanje mleka bi moralo biti prijetno dejanje in velikost prsne skodelice močno vpliva na vrsto izkušnje, ki se doživi med uporabo črpalke za dojke. Reduktorji Nuvita so na voljo v treh velikostih: 20, 22 ali 24 mm.

1. Z ravnilom ali merilnim trakom izmerite premer bradavice (v mm), ki poteka skozi sredino in izključuje areolo.
2. Na podlagi izmerjenega mm izberite pomanjševalc prsi, ki je najbližje izmerjeni vrednosti.



**Velikost
bradavice**

DO
16 mm

DO
18 mm

DO
20 mm

**Velikost
reduktorja**

Ø **20
mm**

Ø **22
mm**

Ø **24
mm**

GARANCIJA - POGOJI

Ta izdelek ima 24-mesečno garancijo za napake v materialu in izdelavi od datuma nakupa (glejte prodajni list). 24-mesečna garancija ne vključuje škode, ki je nastala zaradi običajne uporabe strank, ki so označene kot "potrošni material" (npr. baterije, glave ščetk ali deli, ki so predmet oderuštva). Zakonska garancija 24 mesecev je neveljavna, če:

- je bil izdelek estetsko poškodovan zaradi nepravilne uporabe, ki ni v skladu z navodili v priročniku.
- Ta izdelek je bil spremenjen in/ali posegan.
- Vzrok za okvaro je bilo slabo vzdrževanje posameznih komponent in/ali dodatkov in/ali zalog (npr. oksidacija in/ali nabiranje vodnega kamna zaradi zadrževanja vode ali drugih tekočin, usedlina, ki blokira senzor, puščanje jedke tekočine iz baterije.)

Naslednje je izključeno iz zakonske garancije 24 mesecev:

- Stroški, povezani z zamenjavo in/ali popravilom delov, ki so izpostavljeni obrabi, ali stroški običajnega vzdrževanja izdelka.
- Stroški in tveganja, povezana s prevozom izdelka do in iz trgovine, kjer ste kupili, ali drugače pooblaščenega zbirnega centra za prevzem izdelkov pod garancijo.
- Poškodbe, ki jih povzroči ali je posledica nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe, ki ni v skladu z navodili v navodilih za uporabo.
- Poškodbe zaradi naravnih nesreč, naključnih dogodkov ali neugodnih razmer, ki niso združljive z izdelkom.
- Napake, ki zanemarljivo vplivajo na delovanje izdelka.

Proizvajalec, distributer in vse stranke, ki sodelujejo pri prodaji, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za izgube in gospodarsko škodo zaradi morebitne okvare izdelka. V skladu z veljavnimi predpisi proizvajalec, distributer in vse stranke, ki sodelujejo pri prodaji, v nobenem primeru ne odgovarjajo za škodo, vključno z neposredno, posredno, izgubo čistega dobička, izgubo prihrankov in dodatno škodo ter druge podrobnosti, posledice, ki presega škodo, povzročeno zaradi kršitve garancije, pogodbe, objektivne odgovornosti, napačnega ravnanja ali zaradi drugih vzrokov, ki so posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka in/ali papirnatih in elektronskih dokumentov, vključno s pomanjkanjem storitve. Za dodatne informacije o storitvi pomoči obiščite spletno stran www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1287W_24_Gen_v1.1.0
1287KDW_24_Gen_v1.1.0
1288W_24_Gen_v1.1.0